

# Manual de uso del kit *flocktype*<sup>®</sup> *Salmonella* Ab



2 (n.º de referencia 275702)



5 (n.º de referencia 275703)\*

Para la detección de anticuerpos de *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*

Registrado conforme al artículo 17c de la ley alemana sobre enfermedades de animales (BgVV-B 322)

**REF**

275702, 275703\*



QIAGEN Leipzig GmbH, Deutscher Platz 5b, 04103 Leipzig, Alemania



\* Disponible únicamente a petición.

## **QIAGEN: tecnologías para la preparación de muestras y ensayos de biología molecular**

QIAGEN es el proveedor líder de tecnologías innovadoras para la preparación de muestras y ensayos de biología molecular que permiten el aislamiento y la detección del contenido de cualquier muestra biológica. Nuestros productos y servicios de vanguardia y máxima calidad garantizan el éxito, desde la muestra hasta el resultado.

### **QIAGEN define los estándares en los siguientes campos:**

- Purificación de ADN, ARN y proteínas
- Ensayos de ácidos nucleicos y proteínas
- Investigación con microARN y ARNi
- Automatización de tecnologías de preparación de muestras y ensayos de biología molecular

Nuestra misión es ayudarle a superar sus retos y a alcanzar un éxito excepcional. Para obtener más información, visite [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

Asimismo, QIAGEN proporciona soluciones moleculares fáciles de utilizar y con excelente calidad y sensibilidad para la detección de patógenos en el ámbito veterinario y la investigación de patógenos de animales. La gama de soluciones veterinarias de QIAGEN incluye una amplia selección de ensayos PCR para patógenos específicos así como una extensa y creciente lista de ensayos ELISA. Para obtener más información, visite [www.qiagen.com/Animal-and-Veterinary-Testing](http://www.qiagen.com/Animal-and-Veterinary-Testing).

## **Contenido**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Contenido del kit</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>Uso previsto</b>                                       | <b>5</b>  |
| <b>Símbolos</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Almacenamiento</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>Información de seguridad</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>Control de calidad</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>Introducción</b>                                       | <b>8</b>  |
| Principio   | 9         |
| <b>Equipo y reactivos que debe suministrar el usuario</b> | <b>10</b> |
| <b>Precauciones generales</b>                             | <b>11</b> |
| <b>Protocolos:</b>  |           |
| ■ <b>ELISA para muestras de suero y plasma</b>            | <b>13</b> |
| ■ <b>ELISA para muestras de yema de huevo</b>             | <b>15</b> |
| <b>Interpretación de los resultados</b>                   | <b>17</b> |
| <b>Guía de resolución de problemas</b>                    | <b>20</b> |
| <b>Información para pedidos</b>                           | <b>21</b> |
| <b>Guía rápida</b>  | <b>24</b> |
| <b>Interpretación de los resultados</b>                   | <b>24</b> |

## Contenido del kit

| <b><i>flocktype</i> Salmonella Ab</b>   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| <b>N.º de referencia</b>  | <b>275702</b> | <b>275703*</b> |
| <b>Número de placas</b>   | <b>2</b>      | <b>5</b>       |
| Test Plate (placa de prueba):<br>placa de microtítulo con<br>96 pocillos, recubierta de<br>antígeno LSP de salmonela<br>no infeccioso | 2             | 5              |
| Sample diluent (diluyente de<br>muestras), listo para utilizar  | 1 x 125 ml    | 2 x 125 ml     |
| Negative Control (control<br>negativo), listo para utilizar   | 1 x 3,5 ml    | 1 x 3,5 ml     |
| Positive Control (control<br>positivo), listo para utilizar   | 1 x 3,5 ml    | 1 x 3,5 ml     |
| Wash buffer (tampón de<br>lavado), (10x)  | 1 x 125 ml    | 2 x 125 ml     |
| Conjugate (conjugado), listo<br>para utilizar   | 1 x 24 ml     | 1 x 60 ml      |
| TMB substrate (sustrato TMB),<br>listo para utilizar  | 1 x 24 ml     | 1 x 60 ml      |
| Stop solution (solución de<br>parada), lista para utilizar  | 1 x 24 ml     | 1 x 60 ml      |
| Manual de uso   | 1             | 1              |

\* Disponible únicamente a petición.

## Uso previsto

El kit *flocktype* Salmonella Ab es un ensayo ELISA específico de alta sensibilidad para la detección de los anticuerpos de *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium* en muestras de suero y plasma y yema de huevo de pollo y pavo. Este kit está certificado por el Friedrich-Loeffler-Institut y registrado conforme al artículo 17c de la ley alemana sobre enfermedades de animales (BgVV-B 322) para su uso en Alemania en procedimientos de diagnóstico veterinario. Para uso exclusivo en el ámbito veterinario.

## Símbolos



Contiene reactivos para <N> placas



Fabricante legal



Número de lote



Fecha de caducidad



Límites de temperatura para almacenamiento



Manual de uso



Número de referencia



Número de material



Proteger de la luz



Para muestras de pollo y pavo

## Almacenamiento

Los componentes del kit ELISA *flocktype* Salmonella Ab deben almacenarse a una temperatura comprendida entre 2 y 8 °C y permanecen estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. El tampón de lavado (10x) y la solución de parada pueden almacenarse a temperatura ambiente (18-25 °C) para evitar la cristalización de sales. Si el kit se suministra con tiras reactivas, almacene las tiras reactivas sobrantes en la bolsa de aluminio con cierre junto con desecante a una temperatura comprendida entre 2 y 8 °C hasta el próximo uso. Las tiras reactivas pueden almacenarse durante 6 semanas como mínimo después de abrir la bolsita de las placas.

## Información de seguridad

Siempre que trabaje con productos químicos, utilice una bata de laboratorio adecuada, guantes desechables y gafas protectoras. Para obtener más información, consulte las hojas de datos correspondientes sobre seguridad (SDS). Puede obtenerlas en línea en el práctico y compacto formato PDF en [www.qiagen.com/safety](http://www.qiagen.com/safety), desde donde también podrá buscar, ver e imprimir las hojas de datos SDS de todos los kits y componentes de los kits QIAGEN.



**PRECAUCIÓN: la solución de parada contiene 0,5 M de ácido sulfúrico.**

Todos los residuos de muestras y los objetos que han estado en contacto con las mismas deben descontaminarse o eliminarse como material potencialmente infeccioso.

### **Información para emergencias disponible las 24 horas**

En caso de accidentes o emergencias químicas, existe un servicio de asistencia disponible las 24 horas del día por parte de: CHEMTREC

**EE.UU. y Canadá** ■ Tel: 1-800-424-9300

**Fuera de EE.UU. y Canadá** ■ Tel: +1-703-527-3887

(se aceptan llamadas a cobro revertido)

### **Control de calidad**

En cumplimiento del sistema de gestión de calidad con certificación ISO de QIAGEN, cada lote del kit *flocktype* Salmonella Ab se analiza en relación con especificaciones predeterminadas para garantizar la uniformidad de la calidad del producto.

## Introducción

El kit *flocktype* Salmonella Ab es una solución específica de alta sensibilidad para la detección de anticuerpos de especies de *Salmonella*. También se detecta la presencia de los antígenos O 1, 4, 5, 9 y 12 (p. ej., *S. enteritidis*, *S. typhimurium*). El ensayo *flocktype* Salmonella Ab puede utilizarse con muestras de suero, plasma y yema de huevo de pollo y pavo.

Las infecciones por salmonela están presentes en todo el mundo y son habituales en todas las especies aviares. El principal peligro que entraña la infección por salmonela en aves es la transmisión de algunos serotipos al hombre. La excreción intermitente de la bacteria enteritis dificulta el reconocimiento bacteriológico. De ahí que el inmunoensayo enzimático para la detección de anticuerpos de salmonela sea el método de examen más eficaz. El diagnóstico de anticuerpos con el kit *flocktype* Salmonella Ab es el método de cribado preferido para detectar infecciones por salmonela o respuestas humorales a las vacunas en aves de corral. No existe la opción de diferenciar entre los anticuerpos presentes en las muestras como consecuencia de la inmunización por acción de la vacuna de la salmonela o por infección por cepas de campo de salmonela.

El ensayo *flocktype* Salmonella Ab en combinación con el programa FlockSoft™ es capaz de calcular el título de anticuerpos en pollos y pavos generados por la vacuna o por infecciones naturales y de mostrar los resultados cuantitativamente.

Es importante analizar una cantidad de animales confirmada estadísticamente con relación al tamaño de la manada y el estado inmunitario esperado. El kit de esta prueba detecta los



anticuerpos de anti-salmonela mediante el antígeno O y pueden obtenerse resultados positivos después del contacto con distintos serotipos. Por lo tanto, se recomienda confirmar serológicamente los resultados positivos con métodos bacteriológicos.

## Principio

La placa de prueba de microtítulo está recubierta de una mezcla de antígeno de LSP de la salmonela. Durante la incubación de la muestra, los anticuerpos específicos de la salmonela se unen al antígeno inmovilizado. El material sin unir se elimina mediante aclarado. El conjugado anti-IgY con HRP detecta anticuerpos del suero unidos al antígeno. El conjugado sin unir se elimina mediante aclarado. Al añadir solución de sustrato se inicia una reacción colorimétrica que se detiene trascurridos 10 minutos. La densidad óptica (DO) se mide mediante un espectrofotómetro. Los valores de DO se correlacionan con la concentración de anticuerpos anti-salmonela de la muestra.

## **Equipo y reactivos que debe suministrar el usuario**

Siempre que trabaje con productos químicos, utilice una bata de laboratorio adecuada, guantes desechables y gafas protectoras. Para obtener más información, consulte las hojas de datos correspondientes sobre seguridad (SDS), que puede solicitar al proveedor del producto.

- Vasos de precipitado
- Cilindros de medición
- Pipetas (ajustables)
- Pipetas multicanal (ajustables)
- Aluminio o lámina adhesiva para cubrir la placa de prueba
- Dispositivo para el suministro y la aspiración de solución de lavado (opcional)
- Lector de absorbancia de placa de microtítulo
- Tubos o placas para diluir las muestras
- Agua destilada

## Precauciones generales

El usuario debe proceder siempre de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

- No exponga la solución de sustrato TMB a luz intensa o a la luz solar durante la realización de la prueba.
- Evite que los componentes del kit de prueba se contaminen o mezclen con los componentes de otros lotes.
- No utilice los componentes del kit de prueba si están caducados.
- El agua procedente de sistemas de intercambio iónico utilizada para diluir la solución de lavado (10x) puede interferir con el ensayo si no es lo suficientemente pura. La calidad de agua adecuada es la correspondiente al agua doblemente destilada o al agua de alta pureza (Milli-Q).
- A fin de obtener unos resultados precisos de la prueba, es imprescindible utilizar dispositivos de cristal limpios, pipetear y aclarar con atención durante la prueba y respetar de forma estricta los tiempos de incubación indicados.

## Antes de comenzar

- Permita que los reactivos se equilibren a temperatura ambiente (18-25 °C) inmediatamente antes de su uso. Si se han precipitado cristales de sal en el tampón de lavado (10x), disuélvalos agitando suavemente y aplicando calor.

**Tampón de lavado:** diluya el tampón de lavado (10x) con agua destilada en una proporción de 1:10; p. ej., para una placa de prueba, diluya 25 ml de tampón de lavado (10x) en 225 ml de agua destilada y mezcle.

**Suero/Plasma:** antes del análisis de la muestra, diluya las muestras de suero/plasma con diluyente de muestras en una proporción de **1:500** (p. ej., diluya 1  $\mu$ l de muestra en 499  $\mu$ l de diluyente de muestras) y mezcle bien. Utilice tubos de plástico o placas de microtítulo sin recubrimiento para la dilución. Cambie las puntas de las pipetas para cada muestra.

También es posible diluir las muestras de suero/plasma a partir de una predilución (1:50 en diluyente de muestras) directamente en la placa de prueba (consulte el paso 1a del procedimiento).

**Yema de huevo:** antes del análisis de la muestra, diluya las muestras de yema de huevo con diluyente de muestras en una proporción de **1:500**. Debido a la viscosidad de la yema de huevo, se recomienda diluirla en dos fases (véase los pasos 1 y 4 en la página 15).

Atempere la yema de huevo. Separe las yemas de huevo de las claras o rompa los huevos sin romper la yema.

- Los **controles** se suministran listos para utilizar y no requieren dilución.

## **Protocolo: ELISA para muestras de suero y plasma**

Consulte el apartado “Antes de comenzar” en la página 11.

### **Procedimiento**

**1. Pipetee 100 µl de cada uno de los controles listos para utilizar, control negativo y control positivo (por duplicado), y las muestras diluidas en una proporción de 1:500, en los pocillos de la placa de prueba.**

**1a. También puede pipetear 90 µl de diluyente de muestras en cada pocillo de muestra y añadir luego 10 µl de la muestra prediluida en una proporción de 1:50. Mezcle bien.**

Registre las posiciones de los controles y las muestras en un protocolo de prueba. Se recomienda la utilización de una pipeta multicanal para la transferencia de muestras. Cubra la placa de prueba.

- 2. Incube durante 30 minutos a temperatura ambiente (18-25 °C).**
- 3. Retire la solución de los pocillos mediante aspiración o golpecitos suaves.**
- 4. Aclare cada pocillo 3 veces con 300 µl de tampón de lavado preparado. Retire el tampón después de cada aclarado.**
- 5. Pipetee 100 µl de conjugado listo para utilizar en cada pocillo e incube durante 30 minutos a temperatura ambiente (18-25 °C).**
- 6. Retire la solución de los pocillos mediante aspiración o golpecitos suaves.**
- 7. Aclare cada pocillo 3 veces con 300 µl de tampón de lavado preparado. Retire el tampón después de cada aclarado.**
- 8. Pipetee 100 µl de solución de sustrato TMB en cada pocillo.**

- 9. Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente en la oscuridad. Comience a medir el tiempo después de llenar el primer pocillo.**
- 10. Detenga la reacción añadiendo 100 µl de solución a cada pocillo. Añada la solución de parada en el mismo orden en que se añadió la solución de sustrato.**
- 11. Mida la DO en el lector de placas a 450 nm en un periodo de 20 minutos tras la parada de la reacción.**  
La medición a una longitud de onda de referencia (620-650 nm) es opcional.

## Protocolo: ELISA para muestras de yema de huevo

Consulte el apartado “Antes de comenzar” en la página 11.

### Procedimiento

- 1. Pipetee 490 µl de tampón de lavado en un tubo para microcentrífuga adecuado (p. ej., tubo para microcentrífuga Eppendorf®) y añada 10 µl de yema de huevo.**

Se recomienda utilizar una pipeta de desplazamiento positivo para el pipeteado de la yema de huevo cruda.
- 2. Mezcle en vórtex 3x durante 10 segundos.**

Si la yema de huevo no se ha disuelto por completo, quizás resulte necesario mezclar en vórtex durante más tiempo.
- 3. Pipetee 100 µl de cada uno de los controles listos para utilizar, negativo y positivo (por duplicado), en los pocillos de la placa de prueba.**
- 4. Pipetee 90 µl de diluyente de muestras en cada pocillo de muestra y añada luego 10 µl de la muestra prediluida en una proporción de 1:50. Mezcle bien.**

Registre las posiciones de los controles y las muestras en un protocolo de prueba. Se recomienda la utilización de una pipeta multicanal para la transferencia de muestras. Cubra la placa de prueba.
- 5. Incube durante 30 minutos a temperatura ambiente (18-25 °C).**
- 6. Retire la solución de los pocillos mediante aspiración o golpecitos suaves.**
- 7. Aclare cada pocillo 3 veces con 300 µl de tampón de lavado preparado. Retire el tampón después de cada aclarado.**

8. Pipetee 100  $\mu$ l de conjugado listo para utilizar en cada pocillo e incube durante 30 minutos a temperatura ambiente (18-25  $^{\circ}$ C).
9. Retire la solución de los pocillos mediante aspiración o golpecitos suaves.
10. Aclare cada pocillo 3 veces con 300  $\mu$ l de tampón de lavado preparado. Retire el tampón después de cada aclarado.
11. Pipetee 100  $\mu$ l de solución de sustrato TMB en cada pocillo.
12. Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente en la oscuridad. Comience a medir el tiempo después de llenar el primer pocillo.
13. Detenga la reacción añadiendo 100  $\mu$ l de solución a cada pocillo. Añada la solución de parada en el mismo orden en que se añadió la solución de sustrato.
14. Mida la DO en el lector de placas a 450 nm en un periodo de 20 minutos tras la parada de la reacción.

La medición a una longitud de onda de referencia (620-650 nm) es opcional.



## Interpretación de los resultados

### Criterios de validación

Los resultados serán válidos si se cumplen los criterios siguientes:

- El valor medio (VM) de la DO medida para el control positivo (CP) es  $\geq 0,7$ .
- El valor medio (VM) de la DO medida para el control negativo (CN) es  $\leq 0,2$ .

En el caso de obtener ensayos no válidos, repita la prueba después de realizar una revisión minuciosa de las instrucciones de uso.

### Cálculo

Calcule el VM de la DO medida para el control negativo (CN) y el control positivo (CP).

El cociente (M/P) de la DO de la muestra con respecto a la DO media del control positivo se calcula de acuerdo con la ecuación siguiente:

$$M/P = \frac{DO_{\text{muestra}} - VM DO_{\text{CN}}}{VM DO_{\text{CP}} - VM DO_{\text{CN}}}$$

Los títulos de punto final se calculan a partir del cociente M/P diluido con una concentración de 1:500 y utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Log}_{10} \text{ Título} = 1,54 (\text{Log}_{10} S/P) + 3,77$$

## Interpretación de los resultados

### Infección de campo

**Las muestras con un cociente M/P < 0,2 se consideran negativas.**

No se han podido detectar anticuerpos específicos de *Salmonella enteritidis* o de *Salmonella typhimurium* ni otros serotipos con antígeno O 1, 4, 5, 9 y 12.

**Las muestras con un cociente M/P  $\geq$  0,2 y < 0,3 se consideran dudosas.**

Los resultados dudosos deben agruparse con la mayoría de resultados positivos o negativos. Se recomienda volver a analizar los resultados dudosos al cabo de unas semanas. La obtención de resultados dudosos con animales vacunados recientemente puede ser indicio de un aumento en la formación de anticuerpos específicos. En el caso de animales que se han vacunado varias veces, los resultados dudosos pueden ser indicio de una formación insuficiente de anticuerpos específicos o de una disminución de los mismos.

**Las muestras con un cociente M/P  $\geq$  0,3 se consideran positivas.**

No se han podido detectar anticuerpos específicos de *Salmonella enteritidis* o de *Salmonella typhimurium* ni otros serotipos con antígeno O 1, 4, 5, 9 y 12.

### Vacunación

Para valorar el estado inmunológico, deben compararse los resultados del ensayo con los obtenidos de animales cuyo estado inmunológico o de vacunación es conocido. El estado inmunológico específico es alto cuando el cociente M/P es

elevado. No se pueden proporcionar valores de referencia debido a la existencia de vacunas diferentes, a los diferentes procedimientos de vacunación y a otros factores que influyen en el stock. La inmunización con vacunas vivas precisa de dos inoculaciones como mínimo para detectar muestras evaluadas como dudosas o positivas. Se recomienda no utilizar los valores de referencia a modo de guía del stock tras los primeros exámenes.

## **Guía de resolución de problemas**

Los científicos del servicio técnico de QIAGEN se encargarán de responder cualquier pregunta que tenga sobre la información y los protocolos de este manual, así como sobre las tecnologías para la preparación de muestras y ensayos de biología molecular (encontrará la información de contacto en la contraportada o en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)).

## Información para pedidos

| Producto   | Contenido  | Referencia |
|--|--|------------|
| <i>flocktype</i><br>Salmonella<br>Ab (2)           | Para 96 reacciones: 2 placas de prueba (tiras), tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada | 275702     |
| <i>flocktype</i><br>Salmonella<br>Ab (5)*          | Para 480 reacciones: 5 placas de prueba, tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada        | 275703     |
| <b>Productos relacionados</b>                      |  |            |
| <i>flocktype</i><br>Mycoplasma<br>Mg Ab (2)†       | Para 96 reacciones: 2 placas de prueba (tiras), tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada | 274502     |
| <i>flocktype</i><br>Mycoplasma<br>Mg/Ms Ab<br>(5)† | Para 480 reacciones: 5 placas de prueba, tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada        | 274803     |

\* Disponible únicamente a petición.

† Otros tamaños de kit disponibles; consulte [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

| <b>Producto</b>                              | <b>Contenido</b>   | <b>Referencia</b> |
|--|--|-------------------|
| <i>flocktype</i><br>Mycoplasma<br>Ms Ab (2)* | Para 96 reacciones: 2 placas de prueba (tiras), tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada | 274602            |
| <i>flocktype</i> IBV<br>Ab (2)*              | Para 96 reacciones: 2 placas de prueba (tiras), tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada | 274302            |
| <i>flocktype</i><br>IBDV Ab<br>(2)*          | Para 96 reacciones: 2 placas de prueba (tiras), tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada | 274202            |
| <i>flocktype</i><br>AIV Ab<br>(2)*           | Para 96 reacciones: 2 placas de prueba (tiras), tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada | 274012            |

\* Otros tamaños de kit disponibles; consulte [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

| Producto                           | Contenido  | Referencia |
|------------------------------------|--|------------|
| <i>flocktype</i><br>NDV Ab<br>(2)* | Para 96 reacciones: 2 placas de prueba (tiras), tampón de lavado, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, solución de sustrato TMB, solución de parada | 275002     |

QIAGEN ofrece una amplia gama de kits ELISA así como kits PCR en tiempo real y RT-PCR en tiempo real para la detección de patógenos en animales. Visite [www.qiagen.com/Animal-and-Veterinary-Testing](http://www.qiagen.com/Animal-and-Veterinary-Testing) para obtener más información sobre los productos *bactotype*<sup>®</sup>, *cador*<sup>®</sup>, *cattletype*<sup>®</sup>, *flocktype*, *pigtype*<sup>®</sup> y *virotype*<sup>®</sup>.

Para obtener información actualizada sobre licencias y exenciones de responsabilidad específicas del producto, consulte el manual de usuario o el manual de uso del kit de QIAGEN correspondiente. Los manuales de usuario y los manuales de uso de los kit de QIAGEN están disponibles en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) o pueden solicitarse a los servicios técnicos de QIAGEN o a su distribuidor local.

\* Otros tamaños de kit disponibles; consulte [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Guía rápida

Dilución de la muestra:

Sero/Plasma/Yema de huevo 1:500

| <b>Paso</b>   |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1. Muestra    | 100 µl/pocillo        |
| 2. Incubación | 30 min en tiempo real |
| 3. Lavado     | 3 x 300 µl            |
| 4. Conjugado  | 100 µl/pocillo        |
| 5. Incubación | 30 min en tiempo real |
| 6. Lavado     | 3 x 300 µl            |
| 7. TMB        | 100 µl/pocillo        |
| 8. Incubación | 10 min en tiempo real |
| 9. Parada     | 100 µl/pocillo        |
| 10. Lectura   | 450 nm                |

## Interpretación de los resultados

| <b>Negativa</b> | <b>Dudosa</b>            | <b>Positiva</b> |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| $M/P \leq 0,2$  | $M/P \geq 0,2$ y $< 0,3$ | $M/P \geq 0,3$  |



Notas

Notas

Marcas comerciales: QIAGEN®, *bactotype*®, *cador*®, *cattletype*®, FlockSoft™, *flocktype*®, *pigtype*®, *virotype*® (QIAGEN Group); Eppendorf® (Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH). Los nombres registrados, las marcas comerciales, etc. utilizados en este documento, incluso cuando no aparecen marcados como tales, están protegidos por la legislación.

La utilización de este producto implica por parte de cualquier comprador o usuario del producto la aceptación de los siguientes términos:

1. El producto debe utilizarse exclusivamente de acuerdo con los protocolos proporcionados con el producto y este manual de uso, así como con los componentes contenidos en el kit. QIAGEN no ofrece licencia alguna bajo ninguna de sus propiedades intelectuales para utilizar o incorporar los componentes suministrados en estos kits con componentes no incluidos en los mismos, excepto según se describe en los protocolos proporcionados con el producto, este manual de uso y otros protocolos disponibles en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Algunos de estos protocolos adicionales han sido proporcionados por usuarios de QIAGEN para otros usuarios. QIAGEN no ha probado ni optimizado estos protocolos en profundidad. Por ello, QIAGEN no los garantiza ni asegura que no infrinjan los derechos de terceros.
2. Aparte de las licencias expresamente especificadas, QIAGEN no garantiza que estos kits ni su(s) uso(s) no infrinjan los derechos de terceros.
3. Este kit y sus componentes tienen licencia para un solo uso y no se pueden reutilizar, reacondicionar ni revender.
4. QIAGEN renuncia específicamente a cualquier otra licencia, explícita o implícita, distinta de las licencias expresamente especificadas.
5. El comprador y el usuario de los kits aceptan no realizar ni permitir a otros realizar ningún paso que pueda conducir a acciones prohibidas en las especificaciones anteriores o que pueda facilitarlas. QIAGEN se reserva el derecho de emprender acciones legales ante cualquier tribunal para el cumplimiento de las prohibiciones especificadas en este Acuerdo de licencia limitada, y recuperará todos los gastos derivados de la investigación y de los costes del juicio, incluidos los honorarios de abogacía, en cualquier acción emprendida para hacer cumplir este Acuerdo de licencia limitada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual con relación a este kit y con sus componentes.

Para obtener los términos actualizados de la licencia, visite [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

© 2013 QIAGEN, reservados todos los derechos.

---

**www.qiagen.com**

**Australia** ■ techservice-au@qiagen.com

**Austria** ■ techservice-at@qiagen.com

**Belgium** ■ techservice-bnl@qiagen.com

**Brazil** ■ suportetecnico.brasil@qiagen.com

**China** ■ techservice-cn@qiagen.com

**Denmark** ■ techservice-nordic@qiagen.com

**Finland** ■ techservice-nordic@qiagen.com

**France** ■ techservice-fr@qiagen.com

**Germany** ■ techservice-de@qiagen.com

**Hong Kong** ■ techservice-hk@qiagen.com

**India** ■ techservice-india@qiagen.com

**Ireland** ■ techservice-uk@qiagen.com

**Italy** ■ techservice-it@qiagen.com

**Japan** ■ techservice-jp@qiagen.com

**Korea (South)** ■ techservice-kr@qiagen.com

**Luxembourg** ■ techservice-bnl@qiagen.com

**Mexico** ■ techservice-mx@qiagen.com

**The Netherlands** ■ techservice-bnl@qiagen.com

**Norway** ■ techservice-nordic@qiagen.com

**Singapore** ■ techservice-sg@qiagen.com

**Sweden** ■ techservice-nordic@qiagen.com

**Switzerland** ■ techservice-ch@qiagen.com

**UK** ■ techservice-uk@qiagen.com

