

มกราคม 2021

คำแนะนำการใช้งาน (คู่มือ) QIAamp[®]DSP Virus Spin Kit



เวอร์ชัน 1

IVD

สำหรับการใช้งานวินิจฉัยในหลอดทดลอง



REF

61704



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden
โทร: +49-2103-29-0

R7 **MAT**

1122785TH



สารบัญ

วัตถุประสงค์การใช้งาน.....	5
คำอธิบายและขั้นตอน	6
การทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติบน QIAcube หรือ QIAcube Connect MDx	6
สรุปและคำอธิบาย	12
วัสดุที่จัดเตรียมให้.....	13
ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์.....	13
วัสดุที่ต้องใช้แต่ไม่ได้จัดมาให้.....	14
ค่าเดือนและข้อควรระวัง	15
ข้อมูลด้านความปลอดภัย	15
การเก็บและการจัดการน้ำยา	18
การจัดเก็บและการจัดการตัวอย่าง.....	18
กระบวนการ	19
จุดสำคัญก่อนเริ่มงาน	19
การจัดการคอลัมน์ QIAamp MinElute.....	20
การหมุนเหวี่ยง.....	20
กำลังประมวลผลคอลัมน์ QIAamp MinElute ในเครื่องหมุนเหวี่ยงสาร	21
การเตรียมสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาและบัฟเฟอร์	21
เกณฑ์วิธี: การทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์จากพลาสมาหรือซีรัมโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงสารหรือ QIAcube/QIAcube Connect MDx	25
การควบคุมคุณภาพ	29
ข้อจำกัด	29

สัญลักษณ์.....	30
ข้อมูลติดต่อ.....	32
ภาคผนวก.....	33
ข้อมูลการสั่งซื้อ.....	36
ประวัติการแก้ไขเอกสาร.....	38

วัตถุประสงค์การใช้งาน

QIAamp DSP Virus Spin Kit เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีซิลิกาเมมเบรน (เทคโนโลยี QIAamp) สำหรับการแยกและการทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์จากตัวอย่างทางชีววิทยา

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้มีอาชีพใช้ เช่น ช่างเทคนิคและแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

QIAamp DSP Virus Spin Kit มีไว้สำหรับใช้ในการวินิจฉัยในหลอดทดลอง

คำอธิบายและขั้นตอน

ขั้นตอน QIAamp DSP Virus Spin ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (สลายตัว, จับ, ล้าง และชะล้าง) และดำเนินการโดยใช้คอลัมน์ QIAamp MinElute® ในเครื่องหมุนเหวี่ยงมาตรฐานหรือแบบอัตโนมัติบน QIAcube และ QIAcube Connect MDx ขั้นตอนนี้ออกแบบมาเพื่อลดโอกาสในการปนเปื้อนข้ามจากตัวอย่างสู่ตัวอย่างให้น้อยที่สุดและช่วยให้จัดการตัวอย่างที่อาจติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย ขั้นตอน QIAamp DSP Virus Spin แบบง่ายเหมาะสำหรับการประมวลผลหลายตัวอย่างพร้อมกัน QIAamp DSP Virus Spin Kit สามารถใช้สำหรับการแยก RNA และ DNA ของไวรัสออกจากช่วงไวรัส RNA และ DNA ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อกำหนดลักษณะการทำงานของไวรัสทุกสายพันธุ์และผู้ใช้จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง


การทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติบน QIAcube หรือ QIAcube Connect MDx

QIAcube และ QIAcube Connect MDx ทำการแยกและทำให้กรดนิวคลีอิกบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ โดยสามารถประมวลผลได้สูงสุด 12 ตัวอย่างต่อการรันหนึ่งครั้ง

หากใช้ QIAamp DSP Virus Spin Kit บน QIAcube หรือบน QIAcube Connect MDx โดยอัตโนมัติ เครื่องมืออาจประมวลผลน้อยกว่า 50 ตัวอย่างเนื่องจากปริมาณที่ตายแล้ว การระเหยและการใช้สารที่ใช่เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาเพิ่มเติมโดยการเปิดอัตโนมัติ QIAGEN รับประกันเฉพาะการเตรียมตัวอย่าง 50 ขึ้นพร้อมการใช้ QIAamp DSP Virus Spin Kit แบบแมนนวล



รูปที่ 1 QIAcube



รูปที่ 2 QIAcube Connect MDx

การสลายตัวด้วย QIAGEN Protease

ตัวอย่างสลายตัวภายใต้สภาวะที่มีการเสียสภาพสูงที่อุณหภูมิสูงขึ้น การสลายตัวจะดำเนินการเมื่อมี QIAGEN Protease และ Buffer AL ซึ่งทั้งสองสิ่งช่วยให้แน่ใจว่า RNases ถูกทำให้หมดฤทธิ์

การดูดซับเมมเบรน QIAamp MinElute

สภาวะการจับจะถูกปรับโดยการเพิ่มเอทานอลเพื่อให้สามารถจับ RNA และ DNA ของไวรัสกับเมมเบรนได้อย่างเหมาะสม จากนั้นไลเซตจะถูกถ่ายโอนไปยังคอลัมน์ QIAamp MinElute และกรดนิวคลีอิกของไวรัสจะถูกดูดซับลงบนเมมเบรนซิลิกาเจลเมื่อไลเซตถูกดึงผ่านโดยการหมุนเหวี่ยง สภาวะของเกลือและ pH ช่วยให้เห็นใจได้ว่าโปรตีนและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ซึ่งสามารถยับยั้ง PCR และปฏิกิริยาของเอนไซม์ดาวน์สตรีมอื่น ๆ จะไม่ถูกกักเก็บไว้บนเมมเบรน QIAamp MinElute

หลอดสำหรับล้าง 2 ml (ที่นำมา) รองรับคอลัมน์ QIAamp MinElute ระหว่างขั้นตอนการบรรจุและการล้าง

ขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ตกค้าง

กรดนิวคลีอิกยังคงจับกับเมมเบรนในขณะที่สารปนเปื้อนจะถูกล้างออกไปอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการล้าง 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนเดียว RNA และ DNA ของไวรัสที่มีความบริสุทธิ์สูงจะถูกชะล้างออกใน Buffer AVE โดยปรับให้เข้ากับอุณหภูมิห้อง

การชะล้างกรดนิวคลีอิกบริสุทธิ์

การชะล้างจะดำเนินการโดยใช้ Buffer AVE คอลัมน์ QIAamp MinElute ให้ปริมาณการชะล้างน้อยที่สุดเพียง 20 µl ปริมาณการชะล้างที่ต่ำทำให้สารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างกรดนิวคลีอิกมีความเข้มข้นสูง

สำหรับการใช้งานดาว์นสตรีมที่ต้องการปริมาณเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย (เช่น การทดสอบ PCR และ RT-PCR บางอย่าง) สารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างที่มีความเข้มข้นมากขึ้นอาจเพิ่มความไวในการทดสอบ

สำหรับการใช้งานดาว์นสตรีมที่ต้องการปริมาณเริ่มต้นที่มากขึ้น ปริมาณการชะล้างสามารถเพิ่มได้ถึง 150 µl อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณการชะล้างจะลดความเข้มข้นของกรดนิวคลีอิกในสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้าง

ปริมาณสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างที่ก่อกวนอาจน้อยกว่าปริมาณของบัฟเฟอร์การชะล้างที่ใช้กับคอลัมน์ได้ถึง 5 µl ตัวอย่างเช่น ปริมาณบัฟเฟอร์การชะล้างที่ 20 µl ทำให้เกิดสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างสุดท้าย >15 µl ปริมาณของสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างที่ก่อกวนขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่าง

กรดนิวคลีอิกที่ผ่านการชะล้างแล้วจะถูกรวบรวมในหลอดชะล้าง 1.5 ml (ET มีให้) ขอแนะนำให้อัดเก็บ DNA หรือ RNA ที่อุณหภูมิ -30 ถึง -15°C

ปริมาณของกรดนิวคลีอิกของไวรัสที่แยกได้จากตัวอย่างทางชีววิทยาโดยปกติจะต่ำกว่า 1 µg ขอแนะนำให้อาศัยวิธีการเพิ่มจำนวนเชิงปริมาณสำหรับการกำหนดปริมาณ เมื่อหาปริมาณกรดนิวคลีอิกที่แยกได้โดยใช้เกณฑ์วิธี QIAamp DSP Virus Spin โปรดจำไว้ว่าในตัวอย่างจะมี carrier RNA มากกว่า RNA ของไวรัส

ขั้นตอน QIAamp DSP Virus Spin

ตัวอย่าง



สลายตัว



จับ



ล้าง
(ขอแนะนำ Buffer AW1)



ล้าง
(Buffer AW2)



ล้าง
(เอทานอล)



ปั่นแห้ง
(ใช้หลอดคอลเลกชันใหม่)



ชะล้าง



กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์

สามารถทำงานได้กับ QIAcube/QIAcube Connect MDX

นํายานําพาสาร RNA

นํายานําพาสาร RNA ทำหน้าที่สองประการ: ประการแรกมันช่วยเพิ่มการจับตัวของกรดนิวคลีอิกของไวรัสกับเมมเบรน QIAamp โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโมเลกุลเป้าหมายน้อยมากในตัวอย่าง ประการที่สอง การเพิ่มนํายานําพาสาร RNA จำนวนมากจะช่วยลดโอกาสในการสลายตัวของ RNA ของไวรัสในกรณีที่พบได้ยากที่โมเลกุลของ RNase จะหลุดจากการเสียดสีโดยเกล็ดขารโพรบิกและผงซักฟอกใน Buffer AL หากไม่มีการเพิ่มนํายานําพาสาร RNA ใน Buffer AL อาจทำให้การฟื้นตัวของ RNA หรือ DNA ของไวรัสลดลง

ระบบการเพิ่มจำนวนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณกรดนิวคลีอิกทั้งหมดที่มีอยู่ในปฏิกิริยา สารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างจากชุดอุปกรณ์นี้มีทั้งกรดนิวคลีอิกของไวรัสและนํายานําพาสาร RNA และปริมาณของนํายานําพาสาร RNA จะมีปริมาณมากเกินไปกว่ากรดนิวคลีอิกของไวรัสอย่างมาก การคำนวณว่าจะเพิ่มสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างเท่าใดในการเพิ่มจำนวนดาวินสตรีมจึงควรขึ้นอยู่กับปริมาณของนํายานําพาสาร RNA ที่เพิ่ม เพื่อให้ได้ระดับความไวสูงสุดในการเพิ่มจำนวน อาจจำเป็นต้องปรับปริมาณของนํายานําพาสาร RNA ที่เพิ่มเข้าไปใน Buffer AL

การเพิ่มการควบคุมภายใน

การใช้เกณฑ์วิธี QIAamp DSP Virus Spin ร่วมกับระบบการเพิ่มจำนวนที่มีจำหน่ายทั่วไปอาจจำเป็นต้องมีการนำการควบคุมภายในมาใช้ในขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ ควรเพิ่ม RNA หรือ DNA การควบคุมภายในร่วมกับนํายานําพาสาร RNA ไปยังบัฟเฟอร์การสลายตัว เพื่อประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์ที่ดีที่สุด โมเลกุลควบคุมภายในควรมีความยาวมากกว่า 200 นิวคลีโอไทด์เนื่องจากโมเลกุลที่มีขนาดเล็กจะไม่สามารถถูกค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดูคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อกำหนดความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด การใช้ความเข้มข้นนอกเหนือจากที่แนะนำอาจลดประสิทธิภาพการเพิ่มจำนวน

สรุปและคำอธิบาย

QIAamp DSP Virus Spin Kit ใช้เทคโนโลยีที่มีฐานที่มั่นคงสำหรับการทำ DNA และ RNA ของไวรัส ให้บริสุทธิ์พร้อมกัน ชุดอุปกรณ์นี้รวมคุณสมบัติการจับที่เลือกได้ของเมมเบรนที่ทำจากซิลิกากับปริมาณการชะล้างที่ยืดหยุ่นระหว่าง 20 ถึง 150 µl ชั้นตอนนี้เหมาะสำหรับใช้กับพลาสมาและซีรัม ตัวอย่างสามารถเป็นของสดหรือแช่แข็งได้ หากไม่ได้ถูกแช่แข็งและละลายมากกว่าหนึ่งครั้ง (ดูที่หน้า 18) กรดนิวคลีอิกของไวรัสถูกชะล้างใน Buffer AVE พร้อมสำหรับใช้ในปฏิกิริยาการเพิ่มจำนวนหรือการจับเก็บที่อุณหภูมิ -30 ถึง -15°C

วัสดุที่จัดเตรียมให้

ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์

QIAamp DSP Virus Spin Kit			
หมายเลขแค็ตตาล็อก			61704
จำนวน preps			50[§]
QIAamp MinElute	QIAamp MinElute Columns with Wash Tubes (WT) (QIAamp MinElute Columns พร้อมหลอดสำหรับล้าง (WT)) (2 ml)	COL	50
LT	Lysis Tubes (หลอดสำหรับการละลายตัว) (2 ml)	LYS TUBE	50
ET	Elution Tubes (หลอดสำหรับการชะล้าง) (1.5 ml)	ELU TUBE	50
WT	Wash Tubes (หลอดสำหรับการล้าง) (2 ml)	WASH TUBE	5 x 50
AL	Lysis Buffer (บัฟเฟอร์ไลซิส)*	LYS BUF	33 ml
AW1	Wash Buffer 1 (บัฟเฟอร์การล้าง 1)* (เข้มข้น)	WASH BUF 1 CONC	19 ml
AW2	Wash Buffer 2 (บัฟเฟอร์การล้าง 2) [†] (เข้มข้น)	WASH BUF 2 CONC	13 ml
AVE	Elution Buffer (บัฟเฟอร์การชะล้าง) [†] (ฝาสีม่วง)	ELU BUF	4 x 2 ml
PS	Protease Solvent (ตัวทำละลายโปรตีเอส) [†]	QPROT SOLV	4.4 ml
Carrier	Carrier RNA (นํายานาพาสาร RNA) (ฝาสีแดง)	CAR RNA	310 µg
QP	QIAGEN Protease [‡]	QPROT	1 ขวด
–	คำแนะนำการใช้งาน (คู่มือ)		1

* ประกอบด้วยเกลียวคาร์โตรีปิก ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและสวมถุงมือขณะจับต้อง ไม่สามารถใช้ได้กับสารฆ่าเชื้อที่มีสารฟอกขาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้า 15

[†] ประกอบด้วยโซเดียมเอไซด์เป็นสารกันเสีย

[‡] ดู "การเตรียมสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาและบัฟเฟอร์", หน้า 21

[§] หากใช้ QIAamp DSP Virus Spin Kit โดยอัตโนมัติบนเครื่องมือ QIAcube หรือ QIAcube Connect MDx เครื่องมืออาจประมวลผลน้อยกว่า 50 ตัวอย่างเนื่องจากปริมาณที่ตายแล้ว การระเหยและการใช้สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาเพิ่มเติมโดยการเปิดอัตโนมัติ QIAGEN รับประกันเฉพาะการเตรียมตัวอย่าง 50 ชิ้นพร้อมการใช้ QIAamp DSP Virus Spin Kit แบบแมนนวล

วัสดุที่ต้องใช้แต่ไม่ได้จัดหาให้

เมื่อทำงานกับสารเคมี ให้สวมใส่เสื้อคลุมห้องปฏิบัติการ ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง และแว่นป้องกันดวงตาที่เหมาะสมเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ที่เหมาะสมจากผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้น

- เอทานอล (96–100%)*
- ปิเปต[†] และทิวปิเปต (เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ทิวปิเปตที่มีการป้องกันละอองลอย)
- บล็อกความร้อน[†] สำหรับการละลายตัวอย่างที่ 56°C
- เครื่องหมุนเหวี่ยงสาร[†] (มีโรเตอร์สำหรับหลอด 1.5 ml และ 2 ml)
- เครื่องเขย่าสาร
- สำหรับตัวอย่าง <200 µl: สารละลาย NaCl 0.9%

สำหรับขั้นตอนอัตโนมัติเท่านั้น

- Rotor Adapters, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990394
- Rotor Adapter Holder หมายเลขแค็ตตาล็อก 990392
- Sample Tubes CB (2 ml), หมายเลขแค็ตตาล็อก 990382 (หลอดป้อนตัวอย่าง)
- Shaker Rack Plugs, หมายเลขแค็ตตาล็อก 9017854
- Reagent Bottles, 30 ml, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990393
- Filter-Tips, 1000 µl, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990352
- Filter-Tips, 1000 µl, ชนิดปากกว้าง, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990452
- Filter-Tips 200 µl, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990332
- SafeSeal Tube, 1.5 ml, Sarstedt® (หมายเลขแค็ตตาล็อก 72.706)

* อย่าใช้แอลกอฮอล์ที่เสียสภาพซึ่งมีสารอื่น ๆ เช่น เมทานอลหรือเมทิลเอทิลคีโตน

[†] เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องในขั้นตอน QIAamp DSP Virus Spin Kit เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ปรับเทียบเครื่องมือ (เช่น ปิเปตและบล็อกความร้อน) ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

คำเตือนและข้อควรระวัง

โปรดทราบว่าคุณอาจต้องรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

สำหรับการใช้งานวินิจฉัยในหลอดทดลอง

เมื่อทำงานกับสารเคมี ให้สวมใส่เสื้อคลุมห้องปฏิบัติการ ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง และแว่นป้องกันดวงตาที่เหมาะสมเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ที่เหมาะสม เอกสารเหล่านี้มีให้บริการทางออนไลน์ในรูปแบบ PDF ได้ที่ www.qiagen.com/safety ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหา ดู และพิมพ์ SDS ของชุดอุปกรณ์ QIAGEN และส่วนประกอบชุดอุปกรณ์แต่ละรายการได้



ข้อควรระวัง: อย่าเติมสารฟอกขาวหรือสารละลายที่เป็นกรดลงใน-ของเสียจากการเตรียมตัวอย่างโดยตรง

Buffer AL และ Buffer AW1 ประกอบด้วย guanidine hydrochloride ซึ่งสามารถสร้างสารประกอบที่มีปฏิกิริยาสูงเมื่อรวมกับสารฟอกขาว หากของเหลวที่มีบัฟเฟอร์เหล่านี้หก ให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกและน้ำที่มีความเหมาะสมในห้องปฏิบัติการ หากของเหลวที่หกมีสารที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ ให้ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับผลกระทบก่อนด้วยผงซักฟอกและน้ำในห้องปฏิบัติการจากนั้นใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1% (v/v)

หากขวดบัฟเฟอร์เสียหายหรือรั่ว ให้สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันเมื่อทิ้งขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการบาดเจ็บต่อผู้อื่น

QIAGEN ไม่ได้ทดสอบของเสียที่เป็นของเหลวที่เกิดจากกระบวนการ QIAamp DSP Virus Spin สำหรับวัสดุติดเชื้อที่ตกค้าง การปนเปื้อนของของเสียที่เป็นของเหลวด้วยวัสดุติดเชื้อที่ตกค้างนั้นไม่ทำให้เกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่สามารถกำจัดออกได้ทั้งหมด ดังนั้นของเสียที่เป็นของเหลวจึงต้องถือว่าติดเชื้อและได้รับการจัดการและทิ้งตามกฎหมายเวียนด้านความปลอดภัยในห้องถื่น

ข้อความแสดงความเป็นอันตรายและข้อควรระวังต่อไปนี้ใช้กับส่วนประกอบของ QIAamp DSP Virus Spin Kit:

Buffer AL



ประกอบด้วย: guanidine hydrochloride; กรดมาเลอิก ค่าเตือน! อาจเป็นอันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ ก่อให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง หากยังคงมีอาการระคายเคืองตา: รับคำปรึกษา/การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนแล้วล้างก่อนนำมาใช้ใหม่ สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/แว่นตาป้องกันดวงตา/หน้ากากป้องกันใบหน้า

Buffer AW1



ประกอบด้วย: guanidine hydrochloride ค่าเตือน! เป็นอันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ ก่อให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือหมอ/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย ควรกำจัดการ/ภาชนะที่โรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนแล้วล้างก่อนนำมาใช้ใหม่ สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/แว่นตาป้องกันดวงตา/หน้ากากป้องกันใบหน้า

QIAGEN Protease



ประกอบด้วย: ซับทิลิซิน อันตราย! อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อยได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากหากสูดดม หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์ ควรกำจัดสาร/ภาชนะที่โรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือหมอ/แพทย์ หากเข้าตา: ให้น้ำสะอาดล้างตาอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที หากใส่คอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกก่อน หากทำได้โดยง่าย แล้วจึงทำการล้างตาต่อไป หากสูดดม: หากหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือหมอ/แพทย์ทันที สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/แว่นตาป้องกันดวงตา/หน้ากากป้องกันใบหน้า สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

การเก็บและการจัดการน้ำยา

คอลัมน์ QIAamp MinElute ควรจัดเก็บไว้ที่ 2–8°C เมื่อเดินทางมาถึง สามารถจัดเก็บบัฟเฟอร์ทั้งหมดที่อุณหภูมิห้อง (15–25°C) ได้

น้ำยานำพาสาร RNA โลโอฟีไลซ์สามารถจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนถึงวันหมดอายุบนกล่องชุดอุปกรณ์ น้ำยานำพาสาร RNA สามารถละลายได้ใน Buffer AVE เท่านั้น ควรเพิ่มน้ำยานำพาสาร RNA ที่ละลายใน Buffer AL ทันทีตามที่อธิบายไว้ในหน้า 21 สำหรับขั้นตอนแบบแมนนวลเท่านั้น ควรเตรียมสารละลายนี้ใหม่และคงตัวที่อุณหภูมิ 2–8°C นานถึง 48 ชั่วโมง ส่วนที่ไม่ได้ใช้ของน้ำยานำพาสาร RNA ที่ละลายใน Buffer AVE ควร แช่แข็งในส่วนย่อยที่อุณหภูมิ –30 ถึง –15°C

QIAGEN Protease (QP) โลโอฟีไลซ์สามารถจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้จนถึงวันหมดอายุของชุดอุปกรณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

QIAGEN Protease (QP) ที่สร้างขึ้นใหม่ในตัวทำละลายโปรตีนเอส (PS) จะคงตัวได้นานถึงหนึ่งปีเมื่อจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2–8°C แต่จะดีกว่าจะถึงวันหมดอายุของชุดอุปกรณ์เท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการเก็บสารละลายเข้มข้น QIAGEN Protease ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน

บัฟเฟอร์การล้าง 1 (AW1) ที่สร้างขึ้นใหม่และบัฟเฟอร์การล้าง 2 (AW2) ที่สร้างขึ้นใหม่จะคงตัวได้นานถึง 1 ปีเมื่อจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่จะดีกว่าจะถึงวันหมดอายุในกล่องชุดอุปกรณ์เท่านั้น

การจัดเก็บและการจัดการตัวอย่าง

หลังจากการรวบรวมและการหมุนเหวี่ยง สามารถจัดเก็บพลาสมาหรือซีรัมที่อุณหภูมิ 2–8°C ได้นานถึง 6 ชั่วโมง สำหรับการจัดเก็บระยะยาว ขอแนะนำให้แช่แข็งในส่วนย่อยที่อุณหภูมิ –80 ถึง –20°C ต้องไม่ละลายตัวอย่างพลาสมาหรือซีรัมแช่แข็งมากกว่าหนึ่งครั้ง การละลาย- แช่แข็งซ้ำ ๆ จะนำไปสู่การเสียหายและการตกตะกอนของโปรตีนส่งผลให้ความเข้มข้นของไวรัสลดลงและดังนั้นปริมาณของกรดนิวคลีอิกของไวรัสจึงลดลง นอกจากนี้ cryoprecipitates ที่เกิดขึ้นระหว่างการละลาย- แช่แข็งจะไปอุดตันเมมเบรน QIAamp MinElute หากมองเห็น cryoprecipitates สิ่งนี้สามารถอัดเม็ดโดยการหมุนเหวี่ยงที่ประมาณ 6,800x g เป็นเวลา 3 นาที ควรเอาส่วนเหนือตะกอนที่ล้างออกและดำเนินการทันทีโดยไม่รบกวนเม็ด

กระบวนการ

จุดสำคัญก่อนเริ่มงาน

- หลังจากได้รับชุดอุปกรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์ การบรรจุแบบบลิสเตอร์หรือขวดปัฟเฟอร์เสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ QIAGEN หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ ในกรณีของเหลวหก โปรดดูที่ "คำเตือนและข้อควรระวัง" (หน้า 15) อย่าใช้ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์ที่เสียหายเนื่องจากการใช้งานอาจทำให้ชุดอุปกรณ์มีประสิทธิภาพต่ำ
- ใช้อุปกรณ์ที่ปราศจาก RNase เสมอ
- เปลี่ยนทิปปีเปิดเสมอระหว่างการถ่ายโอนของเหลว เพื่อลดการปนเปื้อนข้ามให้น้อยที่สุด ขอแนะนำให้ใช้ทิปปีเปิดป้องกันละอองลอย
- ขั้นตอนการหมุนเหวี่ยงทั้งหมดจะดำเนินการที่อุณหภูมิห้อง (15–25°C)
- ควรใช้ถุงมือที่ใส่แล้วทิ้งและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าไม่ปนเปื้อนกับวัสดุตัวอย่าง ทั้งถุงมือหากปนเปื้อน
- เพื่อลดการปนเปื้อนข้ามให้น้อยที่สุด ให้เปิดที่ละลายเท่านั้น
- อย่าใช้ส่วนประกอบชุดอุปกรณ์จากชุดอุปกรณ์อื่นกับชุดอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่เว้นแต่หมายเลขล็อตจะเหมือนกัน
- หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในชุดอุปกรณ์สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา
- เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยจากวัสดุที่อาจติดเชื้อ เราขอแนะนำให้ทำงานภายใต้สภาวะการไหลเวียนของอากาศที่ผ่านการกรองจนกว่าตัวอย่างจะละลายตัว
- สำหรับระบบอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเอกสารเกณฑ์วิธี (QIAcube) หรือบนหน้าจอซอฟต์แวร์ (QIAcube Connect MDx) และดูคู่มือการใช้งานที่เหมาะสม (สำหรับ QIAcube และ QIAcube Connect MDx)
- ควรใช้ชุดอุปกรณ์นี้โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยในหลอดทดลองเท่านั้น

การจัดการคอลัมน์ QIAamp MinElute

เนื่องจากความไวของเทคโนโลยีการเพิ่มจำนวนกรดนิวคลีอิก จึงจำเป็นต้องมีข้อควรระวังต่อไปนี้เป็นเมื่อจัดการคอลัมน์ QIAamp MinElute เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามระหว่างการเตรียมตัวอย่าง:

- ใช้ตัวอย่างหรือสารละลายกับคอลัมน์ QIAamp MinElute อย่างระมัดระวัง บีบตัวอย่างลงในคอลัมน์ QIAamp MinElute โดยไม่ทำให้ขอบของคอลัมน์เปียก
- เปลี่ยนทิปปีเปิดระหว่างการถ่ายโอนของเหลวทั้งหมด ขอแนะนำให้ใช้ทิปปีเปิดป้องกันละอองลอย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสส้อมเมมเบรน QIAamp MinElute ด้วยทิปปีเปิด
- หลังจากขั้นตอนการเขย่าสั้นทั้งหมดแล้วให้หมุนเหรียญหลอดไมโครเซนติฟิวจส์ัน ๆ เพื่อขจัดหยดจากด้านในของฝา
- สวมถุงมือตลอดขั้นตอนทั้งหมด ในกรณีที่สัมผัสกันระหว่างถุงมือกับตัวอย่าง ให้เปลี่ยนถุงมือทันที

การหมุนเหรียญ

- หลอดสำหรับล้างและหลอดสำหรับการชะล้าง สำหรับขั้นตอนการหมุนเหรียญทั้งหมดมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
- การหมุนเหรียญของคอลัมน์ QIAamp MinElute จะดำเนินการที่ประมาณ $6,000 \times g$ เพื่อลดเสียงรบกวนจากการหมุนเหรียญ การหมุนเหรียญคอลัมน์ QIAamp MinElute ด้วยความเร็วเต็มที่จะไม่ส่งผลต่อปริมาณของ DNA หรือ RNA
- สำหรับการปั่นแห้งเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการล้างและสำหรับการชะล้าง ควรใช้การหมุนเหรียญด้วยความเร็วเต็มที่
- ขั้นตอนการหมุนเหรียญทั้งหมดควรดำเนินการที่อุณหภูมิห้อง (15–25°C)

กำลังประมวลผลคอลัมน์ QIAamp MinElute ในเครื่องหมุนเหวี่ยงสาร

- ปิดคอลัมน์ QIAamp MinElute ก่อนวางลงในเครื่องหมุนเหวี่ยงสาร หมุนเหวี่ยงตามที่อธิบายไว้
- ถอดคอลัมน์ QIAamp MinElute และหลอดสำหรับล้าง ออกจากเครื่องหมุนเหวี่ยงสาร
- วางคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในหลอดสำหรับล้างใหม่ ทั้งของเหลวที่ผ่านการกรองและหลอดสำหรับล้าง โปรดทราบว่าของเหลวที่ผ่านการกรองอาจมีของเสียอันตรายและควรกำจัดอย่างเหมาะสม
- เปิดคอลัมน์ QIAamp MinElute ที่ละคอลัมน์เท่านั้นและระวังอย่าให้เกิดละอองลอย

สำหรับการประมวลผลหลาย ๆ ตัวอย่างแบบขนานที่มีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำให้ใส่หลอดสำหรับล้างในชั้นวางเพื่อให้สามารถถ่ายโอนคอลัมน์ QIAamp MinElute ได้หลังจากการหมุนเหวี่ยง หลอดสำหรับล้างที่ใช่แล้วที่มีของเหลวที่ผ่านการกรองสามารถทิ้งได้และสามารถวางหลอดสำหรับล้างใหม่ที่มีคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในเครื่องหมุนเหวี่ยงได้โดยตรง


การเตรียมสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาและบัฟเฟอร์

- การเตรียม RNA

เมื่อเตรียม RNA ของไวรัสให้ทำงานอย่างรวดเร็วในระหว่างขั้นตอนแบบแมนนวลของขั้นตอนและอ่าน ภาคผนวก ในหน้า 33 ก่อนที่จะเริ่ม

- การเตรียม QIAGEN Protease

เพิ่มสิ่งที่บรรจุทั้งหมดของขวดที่มีตัวทำละลายโปรตีน (PS) 4.4 ml ลงในขวดของ QIAGEN Protease (QP) โลโอฟีไลซ์และผสมอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง ให้ผสมโดยการพลิกขวดหลาย ๆ ครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า QIAGEN Protease (QP) ละลายหมดแล้ว

-  อย่าเติม QIAGEN Protease (QP) ลงใน Buffer AL โดยตรง*

QIAGEN Protease (QP) ที่สร้างขึ้นใหม่ในตัวทำละลายโปรตีน (PS) จะคงตัวเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2–8°C แต่จนกว่าจะถึงวันหมดอายุของชุดอุปกรณ์เท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการเก็บสารละลายเข้มข้น QIAGEN Protease ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน

* ประกอบด้วยเกลือซอร์บิโทสที่ไม่มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและสวมถุงมือขณะจัดการ ไม่สามารถใช้ได้กับสารฆ่าเชื้อที่มีสารฟอกขาว สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย โปรดดูที่หน้า 15

- การเพิ่มน้ำยานำพาสาร RNA ไปยัง Buffer AL* (สำหรับขั้นตอนแบบแมนนวลเท่านั้น)
เติม Buffer AVE 310 µl ลงในหลอดที่มีน้ำยานำพาสาร RNA ไลโอไฟล์ไลซ์ 310 µg เพื่อให้ได้สารละลาย 1 µg/µl ละลายน้ำยานำพาสาร RNA ให้ละเอียด แบ่งออกเป็นส่วยย่อยตามขนาดที่สะดวกและจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -25 ถึง -15 °C อย่าแช่แข็ง - ละลายส่วยย่อยของ carrier RNA มากกว่า 3 ครั้ง

i น้ำยานำพาสาร RNA ไม่ละลายใน Buffer AL ต้องละลายใน Buffer AVE ก่อนแล้วจึงเพิ่มเข้าไปใน Buffer AL

คำนวณปริมาณของสารผสม Buffer AL —น้ำยานำพาสาร RNA ที่ต้องการต่อกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกจำนวนตัวอย่างที่จะประมวลผลพร้อมกันจาก ตารางที่ 1, หน้า 23 สำหรับตัวอย่างจำนวนมากขึ้นสามารถคำนวณปริมาณได้โดยใช้การคำนวณตัวอย่างด้านล่าง:

$$n \times 0.22 \text{ ml} = y \text{ ml}$$

$$y \text{ ml} \times 28 \text{ µl/ml} = z \text{ µl}$$

ที่ซึ่ง: n = จำนวนตัวอย่างที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน

y = ปริมาณ Buffer AL ที่คำนวณได้

z = ปริมาณของน้ำยานำพาสาร RNA— Buffer AVE ที่จะเพิ่มไปยัง Buffer AL

ค่อย ๆ ผสมโดยพลิกกลับหลอด 10 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง อย่าหมุนวน สำหรับขั้นตอนอัตโนมัติ การเพิ่มน้ำยานำพาสาร RNA ไปยัง Buffer AL ทำได้โดย QIAcube/QIAcube Connect MDx

* ประกอบด้วยเกลียวคาร์โทริก ไขมาตรการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและสวมถุงมือขณะจัดการ ไม่สามารถใช้ได้กับสารฆ่าเชื้อที่มีสารฟอกขาว สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย โปรดดูที่หน้า 15

ตาราง 1 ปริมาณของ Buffer AL และส่วนผสมน้ำยานำพาสาร RNA–Buffer AVE ที่จำเป็นสำหรับจำนวนเฉพาะของตัวอย่างสำหรับขั้นตอน QIAamp DSP Virus Spin

จำนวนตัวอย่าง	ปริมาณ Buffer AL (ml)	ปริมาณน้ำยานำพาสาร RNA–Buffer AVE (µl)	จำนวนตัวอย่าง	ปริมาณ Buffer AL (ml)	ปริมาณน้ำยานำพาสาร RNA–Buffer AVE (µl)
1	0.22 ml	6.2 µl	13	2.86 ml	80.1 µl
2	0.44 ml	12.3 µl	14	3.08 ml	86.3 µl
3	0.66 ml	18.5 µl	14	3.30 ml	92.4 µl
4	0.88 ml	24.6 µl	16	3.52 ml	98.6 µl
5	1.10 ml	30.8 µl	17	3.74 ml	104.7 µl
6	1.32 ml	37.0 µl	18	3.96 ml	110.9 µl
7	1.54 ml	43.1 µl	19	4.18 ml	117.0 µl
8	1.76 ml	49.3 µl	20	4.40 ml	123.2 µl
9	1.98 ml	55.4 µl	21	4.62 ml	129.4 µl
10	2.20 ml	61.6 µl	22	4.84 ml	135.5 µl
11	2.42 ml	67.8 µl	23	5.06 ml	141.7 µl
12	2.64 ml	73.9 µl	24	5.28 ml	147.8 µl



ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับน้ำยานำพาสาร RNA 5.6 µg ต่อตัวอย่าง หากน้ำยานำพาสาร RNA น้อยกว่าแสดงให้เห็นว่าดีกว่าสำหรับระบบการเพิ่มจำนวนของคุณ ให้ถ่ายโอนน้ำยานำพาสาร RNA ที่ละลายในปริมาณที่ต้องการเท่านั้นไปยังหลอดที่มี Buffer AL สำหรับแต่ละไมโครทิวของน้ำยานำพาสาร RNA ที่จำเป็นต่อการเตรียมแต่ละครั้ง ให้เพิ่ม Buffer AVE -น้ำยานำพาสาร RNA ที่ละลาย 5 µl ต่อหนึ่งมิลลิลิตรของ Buffer AL การใช้น้ำยานำพาสาร RNA น้อยกว่า 5.6 µg ต่อตัวอย่างต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตัวอย่างแต่ละประเภทและการทดสอบดาวนัสตรีม

Buffer AW1*

เติมเอทานอล (96–100%) 25 ml ลงในขวดที่มี Buffer AW1 เข้มข้น 19 ml ตามที่อธิบายไว้ข้างขวด ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายบนฉลากเพื่อระบุว่ามี การเติมเอทานอล จัดเก็บ Buffer AW1 ที่สร้างขึ้นใหม่ที่อุณหภูมิห้อง Buffer AW1 ที่สร้างขึ้นใหม่จะคงตัวได้นานถึงหนึ่งปีเมื่อจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่จนกว่าจะถึงวันหมดอายุของชุดอุปกรณ์เท่านั้น



ผสม Buffer AW1 ที่สร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งโดยเขย่าก่อนเริ่มขั้นตอน

Buffer AW2[†]

เติมเอทานอล (96–100%) 30 ml ลงในขวดที่มี Buffer AW2 เข้มข้น 13 ml ตามที่อธิบายไว้ข้างขวด ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายบนฉลากเพื่อระบุว่ามี การเติมเอทานอล จัดเก็บ Buffer AW2 ที่สร้างขึ้นใหม่ที่อุณหภูมิห้อง Buffer AW2 ที่สร้างขึ้นใหม่จะคงตัวได้นานถึงหนึ่งปีเมื่อจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่จนกว่าจะถึงวันหมดอายุของชุดอุปกรณ์เท่านั้น



ผสม Buffer AW2 ที่สร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งโดยเขย่าก่อนเริ่มขั้นตอน

การชะล้างกรดนิวคลีอิก

บัฟเฟอร์การชะล้างควรปรับให้เข้ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะนำไปใช้กับคอลัมน์

* ประกอบด้วยเกล็ดซาร์โทรปิก ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและสวมถุงมือขณะจัดการ ไม่สามารถใช้ได้กับสารขาเชื้อที่มีสารฟอกขาว สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย โปรดดูที่หน้า 16

† ประกอบด้วยไซเดียมเอไซด์เป็นสารกันเสีย

เกณฑ์วิธี: การทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์จากพลาสมาหรือซีรัมโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงสารหรือ QIAcube/QIAcube Connect MDx

สำหรับการทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์จากพลาสมาหรือซีรัม 200 µl โดยใช้ QIAamp DSP Virus Spin Kit โดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงสารหรือโดยอัตโนมัติบน QIAcube หรือ QIAcube Connect MDx

จุดสำคัญก่อนเริ่มงาน

- ขั้นตอนการหมุนเหวี่ยงทั้งหมดจะดำเนินการที่อุณหภูมิห้อง (15–25°C)
- ขั้นตอนด้านล่างนี้ให้คำแนะนำสำหรับการประมวลผลตัวอย่างเดียว อย่างไรก็ตามสามารถประมวลผลหลายตัวอย่างในเวลาเดียวกันได้ จำนวนขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องเหวี่ยงสารที่ใช้
- การประมวลผลแบบอัตโนมัติ 2-10 หรือ 12 ตัวอย่างสามารถทำได้บน QIAcube หรือ QIAcube Connect MDx
- สำหรับระบบอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเอกสารเกณฑ์วิธี (QIAcube) หรือบนหน้าจอซอฟต์แวร์ (QIAcube Connect MDx) และดูคู่มือการใช้งานที่เหมาะสม (สำหรับ QIAcube และ QIAcube Connect MDx)

สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มต้นการทำงาน

- ปรับตัวอย่างให้สมดุลกับอุณหภูมิห้อง (15–25°C)
- ปรับ Buffer AVE ให้สมดุลกับอุณหภูมิห้องเพื่อการชะล้างในขั้นตอนที่ 14
- ตั้งค่าบล็อกความร้อนเป็น 56°C ± 3°C เพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 4
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Buffer AW1, Buffer AW2 และ QIAGEN Protease (QP) ได้รับการจัดเตรียมตามคำแนะนำในหน้า 19–24
- เพิ่มน้ำยารักษา RNA ที่สร้างขึ้นใหม่ใน Buffer AVE ไปยัง Buffer AL ตามคำแนะนำในหน้า 21 (สำหรับขั้นตอนแบบแมนนวลเท่านั้น)

กระบวนการ

- สำหรับขั้นตอนแบบแมนนวลด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงสาร ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1–14
 - ขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติบน QIAcube Connect MDx ในสองเวอร์ชันที่แตกต่างกัน:
 - พลาสมาหรือซีรัม_มาตรฐาน: ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยใช้ตัวอย่าง 200 µl (เริ่มจากขั้นตอนที่ 1)
 - พลาสมาหรือซีรัม_การสลายตัวแบบแมนนวล: ทำงานอัตโนมัติบางส่วนด้วยการสลายตัวแบบแมนนวลนอกเครื่องโดยใช้ปริมาณตัวอย่างเริ่มต้น 200 µl (เริ่มหลังจากขั้นตอนที่ 5)
- หมายเหตุ: สำหรับการเลือกเกณฑ์วิธีบน QIAcube โปรดดูเอกสารเกณฑ์วิธี (<https://www.qiagen.com/us/qiacube/standard/search/>)

1. เปิด QIAGEN Protease (QP) 25 µl ลงในหลอดสำหรับสลายตัว (LT)

i อ่าน "การเตรียมสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาและบัฟเฟอร์", หน้า 21 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแขวนลอย QIAGEN Protease (QP) ในตัวทำละลายโปรตีนเอส (PS) ใหม่

2. เติมพลาสมาหรือซีรัม 200 µl ลงในหลอดสำหรับสลายตัว (LT)

ถ้าปริมาณของตัวอย่างน้อยกว่า 200 µl ให้เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณของโปรตีนเอสและตัวอย่างรวม 225 µl

3. เพิ่ม Buffer AL 200 µl (ที่มีน้ำยานาพาสาร์ RNA 28 µg/ml) ปิดฝาและผสมโดยการหมุนวนเป็นจังหวะเป็นเวลา ≥ 15 วินาที

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสลายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวอย่างและ Buffer AL จะถูกผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้ปริมาณสารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกัน

i อย่าเติม QIAGEN Protease (QP) ลงใน Buffer AL โดยตรง

4. บ่มที่ $56^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 15 นาที ± 1 นาทีในบล็อกความร้อน

5. หมุนเหวี่ยงหลอดสำหรับสลายตัว (LT) สั้น ๆ เพื่อเอาหยดออกจากด้านในของฝา

หมายเหตุ: หากทำการสลายตัวแบบแมนนวล (ขั้นตอนที่ 1-5) นอกเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอน 6–14) ได้โดยอัตโนมัติ: "Manual lysis protocol" บน QIAcube หรือ QIAcube Connect MDx หรือ "Large Plasma samples_Manual lysis protocol" บน QIAcube

6. เติมน้ำเอทานอล 250 μ l (96–100%) ลงในตัวอย่าง ปิดฝาและผสมให้เข้ากันโดยใช้การหมุนวนเป็นจังหวะเป็นเวลา ≥ 15 วินาที บมไลเซทด้วยเอทานอลเป็นเวลา 5 นาที ± 30 วินาทีที่อุณหภูมิห้อง (15–25°C)



ถ้าอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 25°C ควรทำให้อุณหภูมิเย็นตัวลงบนน้ำแข็งก่อนที่จะเติมน้ำเอทานอล

7. หมุนเหวี่ยงหลอดสั้น ๆ เพื่อเอาหยดออกจากด้านในของฝา

8. ใช้ไลเซททั้งหมดอย่างระมัดระวังจากขั้นตอนที่ 7 ลงบนคอลัมน์ QIAamp MinElute โดยไม่ทำให้ขอบเปียก ปิดฝาและหมุนเหวี่ยงที่ประมาณ 6,000 x *g* เป็นเวลา > 1 นาที วางคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในหลอดสำหรับล้าง (WT) 2 ml ที่สะอาดแล้วทิ้งหลอดสำหรับล้าง ที่มีของเหลวที่ผ่านการกรอง

หาก lysate ไม่ผ่านคอลัมน์อย่างสมบูรณ์หลังจากการหมุนเหวี่ยง ให้หมุนเหวี่ยงอีกครั้งด้วยความเร็วสูงขึ้นจนกว่าคอลัมน์ QIAamp MinElute จะว่างเปล่า

9. เปิดคอลัมน์ QIAamp MinElute อย่างระมัดระวังและเพิ่ม Buffer AW1 500 μ l โดยไม่ทำให้ขอบเปียก ปิดฝาและหมุนเหวี่ยงที่ประมาณ 6,000 x *g* เป็นเวลา ≥ 1 นาที วางคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในหลอดสำหรับล้าง (WT) 2 ml ที่สะอาดแล้วทิ้งหลอดสำหรับล้าง ที่มีของเหลวที่ผ่านการกรอง

10. เปิดคอลัมน์ QIAamp MinElute อย่างระมัดระวังและเพิ่ม Buffer AW2 500 μ l โดยไม่ทำให้ขอบเปียก ปิดฝาและหมุนเหวี่ยงที่ประมาณ 6,000 x *g* เป็นเวลา > 1 นาที วางคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในหลอดสำหรับล้าง 2 ml ที่สะอาดแล้วทิ้งหลอดสำหรับล้างที่มีของเหลวที่ผ่านการกรอง

11. เปิดคอลัมน์ QIAamp MinElute อย่างระมัดระวังและเติมน้ำเอทานอล (96–100%) 500 μ l โดยไม่ทำให้ขอบเปียก ปิดฝาและหมุนเหวี่ยงที่ประมาณ 6,000 x *g* เป็นเวลา > 1 นาที ทิ้งหลอดสำหรับล้างที่มีของเหลวที่ผ่านการกรอง

เอทานอลไหลเข้าสู่สารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน ดาวน์สตรีม โรเตอร์หมุนเหวี่ยงบางตัวอาจสั้นเมื่อลดความเร็ว ส่งผลให้การไหลผ่าน ซึ่งมีเอทานอลสัมผัสกับคอลัมน์ QIAamp MinElute การถอดคอลัมน์ QIAamp MinElute และหลอดสำหรับล้างออกจากโรเตอร์อาจทำให้การไหลผ่านสัมผัสกับคอลัมน์ QIAamp MinElute

12. วางคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในหลอดสำหรับล้าง (WT) 2 ml ที่สะอาด หมุนเหวี่ยงที่ความเร็วเต็มที่ (ประมาณ 20,000 x *g*) เป็นเวลา 3 นาที ± 30 วินาทีเพื่อให้เมมเบรนแห้งสนิท

13. วางคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในหลอดสำหรับล้าง (WT) 2 ml ใหม่ เปิดฝาและบ่มชุดประกอบที่ $56^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 3 นาที \pm 30 วินาทีเพื่อให้เมมเบรนแห้งสนิท ขั้นตอนนี้ทำหน้าที่ในการระเหยของเหลวที่เหลืออยู่
14. วางคอลัมน์ QIAamp MinElute ลงในหลอดสำหรับชะล้าง (ET) และทิ้งหลอดสำหรับล้างที่มีสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้าง เปิดฝาคอลัมน์ QIAamp MinElute อย่างระมัดระวังและใช้ Buffer AVE 20- μl ไปที่กึ่งกลางของเมมเบรน ปิดฝาและบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที หมุนเหวี่ยงด้วยความเร็วเต็มที่ (ประมาณ $20,000 \times g$) เป็นเวลา > 1 นาที
- i** ในกรณีของขั้นตอนแบบอัตโนมัติทั้งหมด ให้นำสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างออกจากเครื่องมือโดยตรงหลังจากทำงานเสร็จแล้วและจัดเก็บอย่างเหมาะสม
- i** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัฟเฟอร์การชะล้างได้รับการปรับให้สมดุลกับอุณหภูมิห้อง หากทำการชะล้างในปริมาณเล็กน้อย ($<50 \mu\text{l}$) บัฟเฟอร์การชะล้างจะต้องถูกจ่ายไปที่ตรงกลางของเมมเบรนเพื่อการชะล้าง RNA และ DNA ที่จับไว้อย่างสมบูรณ์
- ปริมาณการชะล้างมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของการใช้งานดาวนโหลดโปรแกรม โปรดจำไว้ว่าปริมาณสารละลายของเหลวที่เกิดจากการชะล้างที่กักคั้นจะน้อยกว่าปริมาณบัฟเฟอร์การชะล้าง ที่ใช้กับคอลัมน์ประมาณ $5 \mu\text{l}$

การควบคุมคุณภาพ

ตามระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการรับรอง ISO ของ QIAGEN แต่ละล็อตของ QIAamp DSP Virus Spin Kit ได้รับการทดสอบตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ

ข้อจำกัด

ประสิทธิภาพของระบบได้รับการกำหนดโดยใช้ตัวอย่างพลาสมาและซีรัมสำหรับการแยกกรดนิวคลีอิกของไวรัส















เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสำหรับขั้นตอนใด ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของตนซึ่งไม่ครอบคลุมโดยการศึกษาประสิทธิภาพของ QIAGEN

เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านลบต่อผลการวินิจฉัยให้น้อยที่สุด ควรใช้การควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานดาวนโหลดเสริม สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม แนวทางของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความสอดคล้องกันของข้อกำหนดทางเทคนิค (ICH) ใน *ICH Q2 (R1) การตรวจสอบขั้นตอนการวิเคราะห์: ขอแนะนำ ข้อความและระเบียบวิธี*

ผลการวินิจฉัยใด ๆ ที่สร้างขึ้นจะต้องมีการแปลผลร่วมกับการค้นพบทางคลินิกหรือห้องปฏิบัติการอื่น ๆ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏในคำแนะนำการใช้งานหรือบนบรรจุภัณฑ์และฉลากกำกับ:

สัญลักษณ์	นิยามของสัญลักษณ์
 <N>	ประกอบด้วยสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาที่เพียงพอต่อ <N> ปฏิกิริยา
	อ่านคำแนะนำการใช้งาน
	ใช้ก่อน
	อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลอง
	หมายเลขแค็ตตาล็อก
	บันทึกสำคัญ
	หมายเลขล็อต
	หมายเลขวัสดุ (เช่น การติดฉลากส่วนประกอบ)
	ส่วนประกอบ
	ปริมาณ
	ขีดจำกัดอุณหภูมิ
	ผู้ผลิต
	เมื่อเดินทางมาถึง
	เปิดจัดสง; จัดเก็บคอสม์น QIAamp MinElute ที่ 2–8°C

สัญลักษณ์

นิยามของสัญลักษณ์



จตุวันที่ปัจจุบันหลังจากเติมเอทานอลลงในขวด

ADD

การเพิ่ม

CONT

ประกอบด้วย

LYOPH

ไลโอไฟไลซ์

RCNS

สร้างใหม่ใน

EtOH

เอทานอล

GuHCl

Guanidine hydrochloride

MALEIC ACID

กรดมาเลอิก

SUBT

ซับทิลซิน

GTIN

หมายเลขรายการการค้าทั่วโลก



นำไปสู่

NUM

จำนวน

Rn

R ใช้สำหรับการแก้ไขค่าแนะนำการใช้งานและ n คือหมายเลขการแก้ไข



หลีกเลี่ยงแสงแดด



คำเตือน/ข้อควรระวัง

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิคของเราที่ **www.qiagen.com/Support** (สำหรับข้อมูลติดต่อ ไปที่ www.qiagen.com)

ภาคผนวก

การจัดการ RNA

ไรโบนิวคลีเอส (RNases) เป็นเอนไซม์ที่มีความคงตัวและทำงานมากซึ่งโดยทั่วไปไม่ต้องการปัจจัยร่วมในการทำงาน เนื่องจาก RNases ทำให้หมดฤทธิ์ได้ยากและปริมาณเพียงนาที่เดียวก็กเพียงพอที่จะทำลาย RNA อย่าใช้เครื่องพลาสติกหรือเครื่องแก้วใด ๆ โดยไม่ได้กำจัดการปนเปื้อนของ RNase ที่อาจเกิดขึ้นก่อน ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการนำ RNases เข้าสู่ตัวอย่าง RNA โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างหรือหลังขั้นตอนการแยก ในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่ปราศจาก RNase ต้องใช้ข้อควรระวังต่อไปนี้ในระหว่างการปรับสภาพและการใช้ภาชนะและสารละลายที่ใช้แล้วทิ้งและนำกลับมาใช้ได้อีกในขณะที่ทำงานกับ RNA

การจัดการทั่วไป

ควรใช้เทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยาที่เหมาะสมเสมอเมื่อทำงานกับ RNA มือและฝู่นละของอาจเป็นพาหะของแบคทีเรียและเชื้อราและเป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อน RNase ที่พบบ่อยที่สุด สวมถุงมือลาเท็กซ์หรือไนล่อนทุกครั้งในขณะที่จัดการกับสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาและตัวอย่าง RNA เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ RNase จากพื้นผิวของผิวหนังหรือจากอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยฝู่น เปลี่ยนถุงมือบ่อย ๆ และปิดหลอดอยู่เสมอ

เครื่องใช้พลาสติกแบบนำกลับมาใช้ได้อีก

ควรบำบัดเครื่องพลาสติกแบบนำกลับมาใช้ได้อีกก่อนใช้เพื่อให้แน่ใจว่าปราศจาก RNase ควรล้างเครื่องพลาสติกให้สะอาดด้วย NaOH 0.1 M,* EDTA 1 mM* ตามด้วยน้ำปราศจาก RNase* (ดู "สารละลาย", หน้า 34) หรืออีกวิธีหนึ่งคือสามารถล้างเครื่องพลาสติกที่ทนต่อคลอโรฟอร์มด้วยคลอโรฟอร์ม* เพื่อทำให้ RNases หมดฤทธิ์

* เมื่อทำงานกับสารเคมี ให้สวมใส่เสื้อคลุมห้องปฏิบัติการ ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งและแว่นป้องกันดวงตาที่เหมาะสมเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ที่เหมาะสมจากผู้จำหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้น

เครื่องแก้ว

เครื่องแก้วควรได้รับการบำบัดก่อนใช้เพื่อให้แน่ใจว่าปราศจาก RNase เครื่องแก้วที่ใช้แล้วสำหรับงาน RNA ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก ล้างให้สะอาดหมดจดและอบด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ >240°C เป็นเวลาสี่ชั่วโมงขึ้นไป (ค้างคืนหากสะดวกกว่า) ก่อนใช้ การอบไอน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้ RNases จำนวนมากหมดฤทธิ์อย่างสมบูรณ์ การอบด้วยเตาอบจะช่วยยับยั้งไรโบนิวคลีเอสและทำให้แน่ใจว่าไม่มีกรดนิวคลีอิกอื่น ๆ (เช่น DNA ของพลาสมิด)หลงเหลืออยู่บนพื้นผิวของเครื่องแก้ว หรืออีกวิธีหนึ่งคือเครื่องแก้วสามารถได้รับการบำบัดโดยใช้ DEPC* (ไดเอทิลไพโรคาร์บอเนต) แช่เครื่องแก้วด้วย DEPC 0.1% ในน้ำค้างคืน (12 ชั่วโมง) ที่ 37°C จากนั้นอบไอน้ำหรือให้ความร้อนถึง 100°C เป็นเวลา 15 นาทีเพื่อขจัด DEPC ที่ตกค้าง



Corex® หลอดควรแสดงผลว่าปราศจาก RNase โดยการบำบัดด้วย DEPC และไม่ใช้โดยการอบ ซึ่งจะช่วยลดอัตราความล้มเหลวของหลอดประเภทนี้ในระหว่างการหมุนเหวี่ยง

ถังอีเล็กโทรโฟรีซิส

ควรทำความสะอาดถังอีเล็กโทรโฟรีซิสด้วยสารลดแรงตึงผิวที่ไม่กัดกร่อน (เช่น 0.5% SDS)* ล้างด้วยน้ำ ทำให้แห้งด้วยเอทานอล*[†] จากนั้นเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%* หลังจากผ่านไป 10 นาทีที่อุณหภูมิห้อง ควรล้างถังอีเล็กโทรโฟรีซิสให้สะอาดด้วยน้ำที่ปราศจาก RNase

สารละลาย

สารละลาย (น้ำและสารละลายอื่น ๆ) ควรได้รับการบำบัดด้วย DEPC 0.1% DEPC จะทำปฏิกิริยากับเอมีนหลักและไม่สามารถใช้เพื่อบำบัดบัฟเฟอร์ Tris ได้โดยตรง DEPC มีความไม่คงตัวสูงเมื่อมีบัฟเฟอร์ Tris และสลายตัวเป็นเอทานอลและ CO₂ อย่างรวดเร็ว เมื่อเตรียมบัฟเฟอร์ Tris ให้บำบัดน้ำด้วย DEPC ก่อนจากนั้นละลาย Tris เพื่อสร้างบัฟเฟอร์ที่เหมาะสม

* เมื่อทำงานกับสารเคมี ให้สวมใส่เสื้อคลุมห้องปฏิบัติการ ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งและแว่นป้องกันดวงตาที่เหมาะสมเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ที่เหมาะสมจากผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้น

[†] ประกอบด้วยโซเดียมเอไซด์เป็นสารกันเสีย

DEPC เป็นตัวยับยั้ง RNases ที่แข็งแกร่ง แต่ไม่สมบูรณ์ โดยทั่วไปจะใช้ที่ความเข้มข้น 0.1% เพื่อให้ RNases หมดฤทธิ์บนเครื่องแก้วหรือพลาสติกหรือเพื่อสร้างสารละลายและน้ำที่ปราศจาก RNase DEPC จะทำให้ RNases หมดฤทธิ์โดยการปรับเปลี่ยนโควาเลนต์ ปริมาณการติดตามของ DEPC จะแก้ไขสารตกค้างของพิวรีนใน RNA โดย carbethoxylation Carbethoxylated RNA ถูกแปลผลด้วยประสิทธิภาพที่ต่ำมากในระบบที่ปราศจากเซลล์ อย่างไรก็ตามความสามารถในการสร้าง DNA:RNA หรือ RNA:RNA hybrids จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเว้นแต่จะมีการแก้ไขส่วนที่เหลือของพิวรีนส่วนใหญ่ ต้องกำจัด DEPC ที่เหลือออกจากสารละลายหรือสถานะโดยการอบไอน้ำหรือให้ความร้อนที่ $100^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 15 นาที \pm 1 นาที

เติม DEPC 0.1 ml ลงในสารละลายที่จะมาบด 100 ml และเขย่าแรง ๆ เพื่อนำ DEPC เข้าสู่สารละลายหรือปล่อยให้สารละลายบ่มเป็นเวลา >12 ชั่วโมงที่ $37^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ อบไอน้ำเป็นเวลา 15 นาที \pm 1 นาทีเพื่อขจัดร่องรอยของ DEPC การทดสอบแหล่งน้ำเพื่อดูว่ามี RNases ปนเปื้อนอยู่หรือไม่อาจเป็นสิ่งที่น่าพึงใจเนื่องจากแหล่งน้ำกลั่นหลายแหล่งไม่มีกิจกรรมของ RNase



บัฟเฟอร์ QIAamp DSP Virus Spin Kit ไม่มีการแสดงผลโดยปราศจาก RNase โดยการมาบด DEPC และดังนั้นจึงปราศจากการปนเปื้อนของ DEPC ใด ๆ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์	สารบัญ	หมายเลข แค็ตตาล็อก
QIAamp DSP Virus Spin Kit (50)	สำหรับ 50 preps: QIAamp Mini Spin Columns, บัฟเฟอร์, สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา, หลอด, VacConnectors	61704
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		
QIAcube Connect MDx*	เครื่องมือและการรับประกันชิ้นส่วนและค่าแรง 1 ปี	9003070
อุปกรณ์เสริม		
Rotor Adapters	สำหรับ 240 preps: 240 อะแดปเตอร์โรเตอร์แบบใช้แล้วทิ้งและ 240 หลอด สำหรับการชะล้าง (1.5 ml); สำหรับใช้กับ QIAcube	990394
Rotor Adapter Holder	ที่ยึดสำหรับอะแดปเตอร์โรเตอร์แบบใช้แล้วทิ้ง 12 ตัว; สำหรับใช้กับ QIAcube	990392
Sample Tubes CB	หลอดฝาเกลียวทรงกรวย 1,000 หลอด แบบไม่มีฐานขอบ (2 ml) สำหรับใช้กับ QIAcube และ QIAcube Connect	990382
Shaker Rack Plugs	สำหรับใส่ชิ้นวางเครื่องปั่น QIAcube	9017854
Reagent Bottles, 30 ml	ขวดสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา (30 ml) พร้อมฝา; แพ็คละ 6; สำหรับใช้กับ QIAcube	990393
Filter-Tips, 1000 µl	ทิปฟิลเตอร์แบบใช้แล้วทิ้ง, วางบนชั้น (8 x 128) สำหรับใช้กับ QIAcube	990352

ผลิตภัณฑ์	สารบัญ	หมายเลข แค็ตตาล็อก
Filter-Tips, 1000 µl, wide-bore	ทิปฟิวเตอร์แบบใช้แล้วทิ้งชนิด wire-bore, วางบนชั้น (8 x 128); ไม่จำเป็นสำหรับทุกเกณฑ์วิธี สำหรับใช้กับ QIAcube	990452
Filter-Tips, 200 µl	ทิปฟิวเตอร์แบบใช้แล้วทิ้ง, วางบนชั้น (8 x 128) สำหรับใช้กับเครื่องมือ QIAcube และ QIASymphony SP/AS	990332

* QIAcube Connect MDx ไม่มีให้บริการในบางประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ QIAGEN

สำหรับข้อมูลใบอนุญาตและข้อมูลปฏิเสธความรับผิดชอบจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน โปรดดูคู่มือชุดอุปกรณ์ QIAGEN หรือคู่มือผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถอ่านคู่มือชุดอุปกรณ์ QIAGEN และคู่มือผู้ใช้งานได้ที่ www.qiagen.com หรือสามารถขอได้จากแผนกบริการทางเทคนิคของ QIAGEN หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

การแก้ไข	คำอธิบาย
R7, 01/2021	<p>อัปเดตส่วนต่อไปนี้เป็น "การทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติบน QIAcube หรือ QIAcube Connect MDx", "วิธีที่จำเป็น แต่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้", "ค่าเดือนและข้อควรระวัง", "เกณฑ์วิธี: การทำให้กรดนิวคลีอิกของไวรัสจากพลาสมาหรือซีรัมบริสุทธิ์โดยใช้เครื่องปั่นแยกขนาดเล็กหรือส่วน QIAcube/QIAcube Connect MDx ", "สัญลักษณ์ " และ "ข้อมูลการสั่งซื้อ"</p> <p>นำส่วน "ลักษณะการทำงาน" และ "ข้อมูลอ้างอิง" ออก แทรกรูปใหม่ (รูปภาพของ QIAcube Connect MDx) เพิ่มการอ้างอิงไปยัง QIAcube Connect MDx และอุปกรณ์เสริม การเปลี่ยนแปลงบทบรรณาธิการและเค้าโครง</p>

ข้อดกลงสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดสำหรับ QIAamp DSP Virus Spin Kit

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้แสดงว่าผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ยอมรับข้อดกลงดังต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ได้ตามเกณฑ์วิธีที่ใหม่กับผลิตภัณฑ์และคู่มือนี้ และสำหรับใช้ร่วมกับชิ้นส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์นี้เท่านั้น QIAGEN ไม่ให้การอนุญาตภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทในการใช้หรือนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์นี้ไปใช้ร่วมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์นี้ เว้นเสียแต่ได้บรรยายไว้ในเกณฑ์วิธีที่ใหม่กับผลิตภัณฑ์ คู่มือฉบับนี้ และเกณฑ์วิธีเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่พบได้ที่ www.qiagen.com. เกณฑ์วิธีเพิ่มเติมเหล่านี้บางเกณฑ์วิธี ผู้ใช้ของ QIAGEN จัดหาให้แก่ผู้ใช้ของ QIAGEN เกณฑ์วิธีเพิ่มเติมอาจไม่ได้รับการทดสอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดโดย QIAGEN QIAGEN ไม่รับประกันและไม่รับรองว่าเกณฑ์วิธีเหล่านี้จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
2. นอกเหนือจากใบอนุญาตที่ได้แจ้งไว้โดยแจ้งชัดแล้ว QIAGEN ไม่ให้การรับรองว่าชุดอุปกรณ์และ/หรือการใช้งานชุดอุปกรณ์จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
3. ชุดอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานครั้งเดียว และห้ามใช้ซ้ำ ทำใหม่ หรือขายซ้ำ
4. QIAGEN ปฏิเสธความรับผิดชอบในใบอนุญาตอื่นใด ทั้งที่แจ้งชัดหรือโดยนัยนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้อย่างชัดแจ้ง
5. ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ชุดอุปกรณ์นี้ตกลงที่จะไม่นำหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใด ดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ ที่อาจนำไปสู่หรืออ้างความเสียหายที่เกิดการกระทำของห้ามที่แสดงไว้ข้างต้น QIAGEN อาจบังคับใช้ข้อห้ามของข้อดกลงการใช้สิทธิ์แบบจำกัดในศาลใด ๆ และฟ้องเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและศาลทั้งหมด รวมถึงค่าทนาย ในการกระทำใด ๆ เพื่อบังคับใช้ข้อดกลงการใช้สิทธิ์แบบจำกัดนี้ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับชุดอุปกรณ์นี้และ/หรือชิ้นส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์นี้

สำหรับเงื่อนไขการใช้งานในอนุญาตที่อัปเดตแล้ว ดู www.qiagen.com

เครื่องหมายการค้า: QIAGEN®, QIAamp®, QIACube®, MinElute® (QIAGEN Group); Corex® (Corning, Inc.); Sarstedt® (Sarstedt AG & Co.) ชื่อและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในเอกสารฉบับนี้ แม้ว่าจะไม่ได้ทำเครื่องหมายโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเช่นนั้นก็ตาม มิได้ถือว่าเป็นการรับประกันหรือการรับรองคุณภาพ

01/2021 HB-0417-007 1122785 © 2021 QIAGEN สงวนลิขสิทธิ์

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ www.qiagen.com/shop | ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค support.qiagen.com เว็บไซต์ www.qiagen.com