

REF 900102 NeuMoDx™ HBV External Controls

R only

ATTENTION : pour exportation aux États-Unis uniquement

IVD Pour diagnostic *in vitro*, utiliser les NeuMoDx 288 et NeuMoDx 96 Molecular System

 Pour les mises à jour des encarts, accéder à : www.qiagen.com/neumodx-ifu

Pour des instructions détaillées, se reporter au Manuel d'utilisation du NeuMoDx 288 Molecular System ; réf. 40600108

Pour des instructions détaillées, se reporter au Manuel d'utilisation du NeuMoDx 96 Molecular System ; réf. 40600317

Voir également le mode d'emploi de la NeuMoDx HBV Quant Test Strip ; réf. 40600136

UTILISATION PRÉVUE

Les NeuMoDx HBV External Controls sont un composant du NeuMoDx HBV Quant Assay, un test diagnostique *in vitro* d'amplification de l'acide nucléique destiné à la détection et à la quantification de l'ADN du virus de l'hépatite B (HBV) dans le plasma et le sérum humains. Utilisés sur le NeuMoDx 288 Molecular System ou le NeuMoDx 96 Molecular System entièrement automatisé (NeuMoDx System[s]), les NeuMoDx HBV External Controls sont utilisés pour établir la validité du temps d'exécution nécessaire à l'exécution du NeuMoDx HBV Quant Assay pour la quantification précise de l'ADN du HBV dans les échantillons de plasma et le sérum humains.

RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS

Les NeuMoDx HBV External Controls sont fournis par lots de 15 paires de flacons de contrôles positifs et négatifs. Une paire de contrôles externes est traitée toutes les 24 heures afin de définir la validité de la durée d'exécution du NeuMoDx HBV Quant Assay. Le contrôle externe positif à HBV contient une cible de HBV non infectieuse, encapsulée et diluée dans du Basematrix 53 Diluent (Basematrix) (Seracare Life Sciences, Inc., Milford, MA, USA). Le contrôle externe négatif à HBV ne contient que du Basematrix.

Le NeuMoDx HBV Quant Assay associe l'extraction, l'amplification et la détection de l'ADN automatisées par PCR en temps réel pour permettre la détection quantitative de l'ADN de HBV dans les échantillons de plasma et de sérum humains. Le NeuMoDx HBV Quant Assay inclut un contrôle exogène des processus de traitement d'échantillons (Sample Process Control, SPC1) d'ADN, qui permet de contrôler la présence de substances potentiellement inhibitrices ainsi que les défaillances du NeuMoDx System ou des réactifs pouvant survenir durant les processus d'extraction et d'amplification.

Les laboratoires cliniques exigent généralement que des contrôles externes soient incorporés dans les protocoles de tests de routine afin d'évaluer les performances des tests et de s'assurer que les procédures de test répondent aux exigences de contrôle de qualité établies. Les NeuMoDx HBV External Controls permettent d'établir la validité du cycle de routine du NeuMoDx HBV Quant Assay. L'utilisation en routine de ces contrôles permet aux laboratoires de surveiller la variation interjours et les performances interlots pour les réactifs du NeuMoDx HBV Quant Assay et peut les aider à identifier les erreurs avant que les résultats de tests soient rapportés.

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE

Les NeuMoDx HBV External Controls sont des échantillons non infectieux formulés pour imiter les échantillons de plasma et de sérum humains naturels. Le matériel cible contenu utilisé dans le contrôle positif permet de vérifier l'efficacité de la procédure d'extraction de l'acide nucléique. Une paire de contrôles est traitée toutes les 24 heures. Ce traitement de routine des NeuMoDx HBV External Controls permet aux laboratoires de garantir la fiabilité des résultats des tests pour les échantillons cliniques humains traités pendant la période de validité de 24 heures. Le traitement de ces contrôles externes est identique à celui des échantillons cliniques humains pour le test de HBV quantitatif.

Les résultats attendus pour ces deux contrôles externes sont intégrés à l'algorithme de validité des contrôles du logiciel du NeuMoDx System. Une fois les contrôles externes correctement traités, le logiciel du système enregistre automatiquement la validité pour une période de 24 heures. Le logiciel du système invite automatiquement l'utilisateur à traiter les contrôles externes une fois la période de validité des contrôles expirée.



RÉACTIFS/CONSOMMABLES

Matériel fourni

RÉF.	Contenu	Tests par unité	Nombre total de tests par kit
900102	NeuMoDx HBV External Controls <i>Paires à usage unique de contrôles positif et négatif à HBV pour établir la validité quotidienne du NeuMoDx HBV Quant Assay (1 flacon de chaque contrôle = 1 paire)</i>	1 kit	15

Matériel nécessaire, mais non fourni (disponible séparément auprès de NeuMoDx)

RÉF.	Contenu
201300	NeuMoDx HBV Quant Test Strip <i>Réactifs de PCR déshydratés contenant la sonde et les amorces TaqMan[®] spécifiques à HBV et à SPC1</i>
100200	NeuMoDx Extraction Plate <i>Particules paramagnétiques, enzyme lytique et contrôles des processus de traitement d'échantillons déshydratés</i>
800102	NeuMoDx HBV Calibrators <i>Paires d'étalons de HBV à usage unique fortement et faiblement positifs pour établir la validité de la courbe d'étalonnage</i>
400400	NeuMoDx Lysis Buffer 1
400100	NeuMoDx Wash Reagent
400200	NeuMoDx Release Reagent
100100	NeuMoDx Cartridge
235903	Pointes Hamilton[®] CO-RE / CO-RE II (300 µl) avec filtres
235905	Pointes Hamilton CO-RE / CO-RE II (1000 µl) avec filtres

Instruments requis

NeuMoDx 288 Molecular System [RÉF 500100] ou NeuMoDx 96 Molecular System [RÉF 500200]


AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Les NeuMoDx HBV External Controls sont réservés à une utilisation pour le diagnostic *in vitro* avec la NeuMoDx HBV Quant Test Strip sur le NeuMoDx System.
- Ne pas utiliser les NeuMoDx HBV External Controls après la date de péremption indiquée.
- Ne pas utiliser les NeuMoDx HBV External Controls si l'emballage est endommagé ou si le contenu n'est pas congelé à réception.
- Toujours manipuler les échantillons comme s'ils étaient infectieux et conformément aux procédures de sécurité des laboratoires, comme celles décrites dans *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*¹ et le document du CLSI M29-A4.²
- Ne pas pipetter à la bouche. Ne pas fumer, manger ou boire dans les zones de manipulation des échantillons ou des réactifs.
- Jeter les réactifs inutilisés et les déchets conformément aux réglementations en vigueur (nationales, fédérales, locales, de la province et de l'État).
- Des gants en nitrile propres et non poudrés doivent être portés lors de la manipulation de tous les réactifs et consommables NeuMoDx.
- Se laver les mains soigneusement après avoir réalisé le test.
- Les fiches de données de sécurité (FDS) sont fournies pour chaque réactif (le cas échéant) sur www.qiagen.com/neumodx-ifu
- Ne pas réutiliser.


STOCKAGE, MANIPULATION ET STABILITÉ DU PRODUIT

- Les NeuMoDx HBV External Controls sont fournis sur un lit de carboglace afin de maintenir la congélation. Ne pas utiliser si le contenu est décongelé à réception.
- Il est recommandé de conserver les NeuMoDx HBV External Controls entre -15 °C et -20 °C afin d'en garantir la stabilité.
- Les flacons de contrôle sont exclusivement à usage unique. Vous pouvez conserver les contrôles externes décongelés à 4 °C pendant 24 heures au maximum.
- La recongélation après un premier dégel n'est pas recommandée.
- Bien que les NeuMoDx VHB External Controls ne soient pas infectieux, tout produit inutilisé doit être éliminé après utilisation en tant que déchets à risque afin de limiter le risque de contamination par l'acide nucléique cible contenu.
- Mettre au rebut les contrôles qui semblent troubles ou contiennent des précipités volumineux après décongélation.

MODE D'EMPLOI

1. Une paire de contrôles externes doit être traitée toutes les 24 heures tout au long du test avec le NeuMoDx HBV Quant Assay. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une paire de contrôles de test valides, le logiciel du NeuMoDx System l'invite à traiter ces contrôles avant que les résultats de l'échantillon soient rapportés.
2. Si des contrôles externes sont nécessaires, il faut traiter les contrôles (1 contrôle positif et 1 contrôle négatif) :

NeuMoDx HBV External Control	Couleur de l'étiquette
Contrôle positif (HBV Positive Control, HBVPC)	Rouge
Contrôle négatif (HBV Negative Control, HBVNC)	Noire

3. Sortir une paire de NeuMoDx HBV External Controls du congélateur et la placer à température ambiante (15 à 30 °C) jusqu'à décongélation complète.
4. Vortexer doucement pour assurer l'homogénéité.
5. Charger les flacons de contrôle dans un porte-tubes à échantillons standard à 32 tubes et s'assurer que les bouchons sont retirés de tous les tubes.
6. Placer le porte-tube à échantillons sur l'étagère de l'autochargeur et utiliser l'écran tactile pour charger le porte-tube dans le NeuMoDx System.
7. Le NeuMoDx System reconnaît le code-barres et commence le traitement des tubes à échantillon, sauf si les réactifs ou consommables nécessaires pour le test sont manquants.
8. Le NeuMoDx System évalue la validité de ces contrôles externes en fonction des résultats attendus.

NeuMoDx HBV External Control	Résultat pour HBV	Résultat SPC2
Contrôle positif (HBV Positive Control, HBVPC)	POSITIF À HBV	N/A (S.o.)
Contrôle négatif (HBV Negative Control, HBVNC)	NÉGATIF À HBV	SPC2 positif

9. Les résultats discordants pour les contrôles externes doivent être traités comme suit :
 - a) Un résultat de test Positive (Positif) rapporté pour un échantillon de contrôle négatif indique un problème de contamination de l'échantillon.
 - b) Un résultat Negative (Négatif) rapporté pour un échantillon de contrôle positif peut indiquer qu'il y a un problème avec un réactif ou un instrument.
 - c) Dans les cas ci-dessus ou en cas de résultat Indeterminate (Indéterminé, IND), il faut répéter le contrôle qui a échoué avec un ou plusieurs flacons fraîchement décongelés du ou des contrôles pour lesquels le test de validité a échoué.
 - d) Si le contrôle externe positif continue de donner un résultat Negative (Négatif), il faut contacter le support technique de NeuMoDx.
 - e) Si le contrôle externe négatif continue de donner un résultat Positive (Positif), il faut essayer d'éliminer toutes les sources de contamination potentielle, notamment en remplaçant tous les réactifs, puis recommencer l'analyse avant de contacter le service clientèle NeuMoDx.

LIMITATIONS

1. Les NeuMoDx HBV External Controls ne peuvent être utilisés qu'avec la NeuMoDx HBV Quant Test Strip sur les NeuMoDx Systems.
2. Un étalonnage valide de la NeuMoDx HBV Quant Test Strip avec les NeuMoDx HBV External Calibrators est nécessaire *avant* que les NeuMoDx HBV External Controls puissent être traités.
3. Une manipulation ou une conservation incorrecte, ou d'autres erreurs techniques, peuvent entraîner des résultats erronés.
4. L'utilisation du NeuMoDx System est limitée au personnel formé à son utilisation.

RÉFÉRENCES

1. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition. HHS Publication No. (CDC) 21-1112, Revised December 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition. CLSI document M29-A4; May 2014.

MARQUES COMMERCIALES

NeuMoDx™ est une marque commerciale de NeuMoDx Molecular, Inc.

TaqMan® est une marque déposée de Roche Molecular Systems, Inc.

Tous les autres noms de produits, marques commerciales et marques déposées pouvant figurer dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


SYMBOLES

R only	Sur ordonnance uniquement		Limite de température
	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>		Contient des éléments suffisants pour <n> tests
	Représentant autorisé au sein de la Communauté européenne		Consulter le mode d'emploi
	Numéro de référence		Attention
	Code de lot		Risques biologiques
	À utiliser avant		Marquage CE



NeuMoDx Molecular, Inc.
1250 Eisenhower Place
Ann Arbor, MI 48108, USA

Promoteur (AUS) :
QIAGEN Pty Ltd
Level 2 Chadstone Place
1341 Dandenong Rd
Chadstone VIC 3148
Australie



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Support technique / Pour obtenir de l'aide : support@qiagen.com

Brevet : www.neumodx.com/patents