



QIAGEN GmbH
QIAGEN Str. 1
40724 Hilden, Saksa

Maaliskuu 2022

HUOMAUTUS: LUE TÄMÄN KIRJEEN OHJEET ENNEN QIAstat-Dx GASTROINTESTINAL PANEL -PANEELIN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ.

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin määrittelyksen määritelmätiedoston (Assay Definition File, ADF) päivitys versioon 1.5

Arvoisa asiakkaamme,

QIAGEN on sitoutunut vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja pyrkii jatkuvasti tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita. Haluamme tiedottaa QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin (tuotenro 691411) uudesta määrittelyksen määritelmätiedoston (Assay Definition File, ADF) päivityksestä.

Tämä ADF:n uusi versio mahdollistaa protokollamuutoksen, joka parantaa luotettavuutta ja vähentää sisäisen kontrollin virheellisesti negatiivisia tuloksia. Lisäksi ADF mahdollistaa määrittelyksen ajan suuremmissa korkeuksissa enintään 3 100 metrin korkeudella merenpinnasta. Asiakkaiden pitää asentaa tämä uusi ADF järjestelmänsä ennen QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin käyttämistä. Tämä ADF-päivitys kestää enintään 1 minuutin.

Hyödyntääksesi uutta ADF-tiedostoa sinun on tuotava QIAstat-Dx Gastrointestinal -ADF:n versio 1.5 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin. QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin ADF on yhteensopiva ohjelmistoversiota **1.3 tai tätä uudempaa versiota** käyttävän QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin kanssa.

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin ADF:n päivittäminen versioon 1.5

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin ADF:n päivittäminen versioon 1.5 on asiakkaiden tehtävissä. Jos päivittämisen aikana ilmenee ongelmia, ota yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun osoitteessa support.qiagen.com.

Päivitä QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin ADF versioon 1.5 ja tuo määrittelyn päivitetty versio QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaiteeseen noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Pyydä ADF-tiedostoa QIAGEN-myyntiedustajalta tai käy osoitteessa
<https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>
2. Valitse **Product Resources** (Tuoteressurssit) -välilehdessä **Protocol Files** (Protokollatiedostot) ja lataa QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel -paneelin ADF:n versio 1.5. Tallenna ja pura paketti. Kopioi *.asy -tiedosto USB-muistilaitteen juurikansioon (suoraan USB-muistilaitteeseen, ei mihinkään kansioon).
3. Aseta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen USB-liitäntään ADF-tiedoston sisältävä USB-muisti.
4. Paina **Options** (Asetukset) -painiketta ja sitten **Assay Management** (Määrittelyn hallinta) -painiketta. Assay Management (Määrittelyn hallinta) -näyttö avautuu näytön sisältöalueelle.
5. Paina näytön vasemmassa alakulmassa olevaa **Import** (Tuo) -kuvaketta.
6. Valitse USB-muistilaitteesta tuotava ADF-tiedosto.
7. Valintaikkuna tulee näkyviin, ja sinun on vahvistettava tiedostojen lataus.
8. Näyttöön saattaa sitten tulla valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko korvata nykyisen version uudella. Vahvista **Yes** (Kyllä) -painikkeella.
9. Salli määrittelyn muuttaminen aktiiviseksi valitsemalla **Assay Active** (Määrittely aktiivinen).
10. Määritä aktiivinen testi käyttäjälle painamalla **Options** (Asetukset) -painiketta ja sitten **User Management** (Käyttäjien hallinta) -painiketta.
11. Valitse käyttäjä, jolla on lupa määrittelyn käyttämiseen. Valitse **Assign Assays** (Määritä määrittelyksiä) **User Options** (Käyttäjän asetukset) -kohdassa.
12. Ota määrittely käyttöön ja paina **Save** (Tallenna) -painiketta.

Katso lisätietoja kyseisen määrittelyn käyttöoppaasta (QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel).

Ota meihin yhteyttä QIAGENin myyntiedustajan välityksellä, jos sinulla on kysyttävää yllä mainituista asioista.

Ystävällisin terveisin

QIAGEN-tiimi

www.qiagen.com