

septembar 2021.

Korisnički priručnik za QIAstat-Dx[®] Analyzer 1.0



Revizija 1 Za upotrebu sa verzijom softvera 1.5.x

IVD

CE

REF

9002824 (QIAstat-Dx Analyzer 1.0, kompletan sistem)

REF

9002814 (QIAstat-Dx Analytical Module)

REF

9002813 (QIAstat-Dx Operational Module)



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

Sadržaj

1	Uvod	7
1.1	O ovom korisničkom priručniku	7
1.2	Opšte informacije.....	8
1.2.1	Tehnička pomoć	8
1.2.2	Izjava o politici.....	9
1.3	Namena analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	9
1.3.1	Ograničenja upotrebe	9
2	Informacije o bezbednosti	10
2.1	Pravilna upotreba	11
2.2	Mere opreza prilikom transporta analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.....	12
2.3	Električna bezbednost	12
2.4	Hemijska bezbednost	12
2.5	Biološka bezbednost	13
2.6	Odlaganje otpada	14
2.7	Simboli na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0	15
2.8	Sigurnost podataka.....	16
2.9	Sajber bezbednost.....	16
3	Opšti opis.....	18
3.1	Opis sistema.....	18
3.2	Opis analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	18
3.3	Opis test-kertridža QIAstat-Dx.....	20
3.4	Softver analizatora QIAstat-Dx Analyzer	21
4	Procedure instalacije.....	22
4.1	Zahtevi u pogledu lokacije	22
4.2	Isporuka i komponente analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	23
4.3	Raspakivanje i instalacija analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.....	25
4.4	Instalacija dodatnih analitičkih modula	29
4.5	Ponovno pakovanje i otpremanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.....	34
5	Izvođenje testa i pregled rezultata	35

5.1	Pokretanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	35
5.2	Priprema test-kertridža QIAstat-Dx.....	36
5.3	Postupak izvođenja testa.....	36
5.4	Otkazivanje izvođenja testa.....	43
5.5	Pregled rezultata	44
5.5.1	Pregled kriva amplifikacije	45
5.5.2	Pregled kriva topljenja	47
5.5.3	Pregled pojedinosti o testu	48
5.5.4	Pregledanje rezultata iz prethodnih testova	49
5.5.5	Izvoz rezultata na USB disk.....	53
5.5.6	Štampanje rezultata	53
5.5.7	Kreiranje paketa podrške.....	53
6	Funkcije i opcije sistema	55
6.1	Glavni ekran	55
6.1.1	Traka opšteg statusa	56
6.1.2	Traka statusa modula	56
6.1.3	Stranica Module status (statusa modula)	57
6.1.4	Traka glavnog menija	58
6.1.5	Područje sadržaja	59
6.2	Ekran Login (Prijavljivanje)	59
6.2.1	Odjavljivanje.....	62
6.3	Čuvar ekrana	62
6.4	Meni Options (Opcije).....	63
6.5	Funkcionalnost štampača	64
6.5.1	Instalacija i brisanje štampača.....	64
6.5.2	Pregled zadataka štampanja	64
6.5.3	Brisanje zadataka štampanja	65
6.6	Postavke eksterne kontrole (External Control, EC)	65
6.7	Arhiviranje rezultata.....	68
6.7.1	Kreiranje arhive.....	69
6.7.2	Otvaranje arhive.....	71

6.7.3	Automatsko arhiviranje	72
6.8	Upravljanje korisnicima.....	73
6.8.1	Pristupanje listi korisnika i upravljanje njome	75
6.8.2	Dodavanje korisnika	78
6.9	Upravljanje testom.....	80
6.9.1	Upravljanje dostupnim testom	81
6.9.2	Kreiranje epidemiološkog izveštaja	82
6.9.3	Uvoz novih testova	83
6.10	Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.....	84
6.10.1	Regionalne postavke	84
6.10.2	HIS/LIS postavke	87
6.10.3	Postavke za QIASphere Base	87
6.10.4	Opšte postavke	89
6.10.5	Postavke štampača	91
6.10.6	Postavke	91
6.10.7	Network Share (Deljeni mrežni resurs)	93
6.10.8	Evidencija sistema	95
6.10.9	Informacije o verziji i ugovor o licenciranju softvera	95
6.10.10	Ažuriranje sistema	96
6.10.11	Rezervna kopija sistema	97
6.11	Promena lozinki.....	99
6.12	Status sistema QIAstat-Dx Analyzer 1.0.....	100
6.13	Isključivanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	101
7	Povezivanje sa HIS/LIS	102
7.1	Aktiviranje i konfigurisanje komunikacije sa HIS/LIS	102
7.2	Konfiguracija naziva testa.....	103
7.3	Kreiranje naloga za test preko veze sa hostom.....	104
7.3.1	Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 preko veze sa hostom	104
7.3.2	Izvođenje testa na osnovu naloga za test	104
7.4	Otpremanje rezultata testa hostu	108

7.4.1	Automatsko otpremanje rezultata testa hostu.....	108
7.4.2	Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 za ručno otpremanje rezultata testa hostu	110
7.4.3	Ručno otpremanje rezultata testa hostu.....	110
7.5	Rešavanje problema u pogledu veze sa hostom.....	111
8	Eksterna kontrola (External Control, EC)	112
8.1	Konfiguracija eksterne kontrole	112
8.2	Postupak izvođenja testa eksterne kontrole (External Control, EC)	112
8.3	Pregled rezultata testa eksterne kontrole (External Control, EC)	120
8.3.1	Pregled kriva amplifikacije eksterne kontrole (External Control, EC)	121
8.3.2	Pregled kriva topljenja eksterne kontrole (External Control, EC).....	121
8.3.3	Pregled pojedinosti o testu eksterne kontrole (External Control, EC).....	121
9	Održavanje	124
9.1	Zadaci održavanja	124
9.2	Čišćenje površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	124
9.3	Dekontaminacija površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.....	125
9.4	Zamena filtera za vazduh	127
9.5	Popravka analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	128
10	Rešavanje problema	129
10.1	Greške u hardveru i softveru	129
10.2	Poruke sa greškom i poruke upozorenja	131
11	Tehničke specifikacije	134
12	Dodaci.....	135
12.1	Instalacija i konfiguracija štampača	135
12.1.1	Povezivanje štampača preko USB-a.....	135
12.1.2	Povezivanje štampača preko Ethernet-a	135
12.1.3	Instalacija štampača pomoću podrazumevanog upravljačkog programa	136
12.1.4	Instalacija štampača pomoću instalacije upravljačkog programa.....	136
12.1.5	Instalacija upravljačkog programa CUPS štampača.....	137
12.1.6	Lista testiranih štampača.....	141
12.1.7	Brisanje štampača	141

12.2	Deklaracija o usaglašenosti	142
12.3	Električni i elektronski otpad (WEEE)	143
12.4	Klauzula o odgovornosti	144
12.5	Ugovor o licenciranju softvera	145
12.6	Izjava o odricanju od odgovornosti za garancije	149
12.7	Rečnik pojmova	150
13	Indeks	151
14	Istorija revizija dokumenta	154

Štampana verzija ovog priručnika dostupna je na zahtev.

1 Uvod

Hvala vam što ste izabrali QIAstat-Dx® Analyzer 1.0. Uvereni smo da će ovaj sistem postati sastavni deo vaše laboratorije.

U ovom priručniku opisan je način rukovanja analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sa verzijom softvera 1.5. Pre upotrebe analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, od suštinskog je značaja da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik i obratite posebnu pažnju na informacije o bezbednosti. Neophodno je pratiti uputstva i informacije o bezbednosti u korisničkom priručniku kako bi se osiguralo bezbedno funkcionisanje instrumenta i očuvala bezbednost instrumenta.

Napomena: Slike prikazane u ovom korisničkom priručniku su samo primeri i mogu se razlikovati od testa do testa.

1.1 O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 u sledećim odeljcima:

- Uvod
- Informacije o bezbednosti
- Opšti opis
- Procedure instalacije
- Izvođenje testa i pregled rezultata
- Funkcije i opcije sistema
- Povezivanje sa HIS/LIS
- Eksterna kontrola (External Control, EC)
- Održavanje
- Rešavanje problema
- Tehničke specifikacije

Dodaci sadrže sledeće informacije:

- Instalacija i konfiguracija štampača, uključujući listu testiranih štampača
- Lista testiranih štampača
- Deklaracija o usaglašenosti

- Električni i elektronski otpad (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
- Klauzula o odgovornosti
- Ugovor o licenciranju softvera
- Izjava o odricanju od odgovornosti za garancije
- Rečnik pojmova

1.2 Opšte informacije

1.2.1 Tehnička pomoć

Mi u kompaniji QIAGEN ponosimo se kvalitetom i dostupnošću naše tehničke podrške. U našim odeljenjima tehničke službe rade iskusni naučnici sa opsežnom praktičnom i teorijskom ekspertizom u oblasti molekularne biologije i korišćenja QIAGEN proizvoda. Ako imate bilo kakva pitanja ili naiđete na bilo kakve poteškoće u vezi sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ili QIAGEN proizvodima uopšte, slobodno nam se obratite.

Klijenti kompanije QIAGEN su glavni izvor informacija o naprednoj ili specijalizovanoj upotrebi naših proizvoda. Ove informacije pomažu drugim naučnicima, kao i istraživačima u kompaniji QIAGEN. Stoga vas podstičemo da nam se obratite ako imate bilo kakve sugestije o performansama proizvoda ili novim primenama i tehnikama.

Za tehničku pomoć obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN na stranici **support.qiagen.com**.

Kada se obratite tehničkoj službi kompanije QIAGEN u vezi sa greškama, molimo vas da pripremite sledeće informacije:

- Serijski broj, tip, verziju softvera i instalirane datoteke sa definicijom testa analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0
- Kôd greške (ako je primenljivo)
- Trenutak kada se greška javila prvi put
- Učestalost javljanja greške (npr. povremena ili trajna greška)
- Fotografiju greške, ako je moguće
- Paket podrške

1.2.2 Izjava o politici

Politika kompanije QIAGEN je da unapređuje proizvode sa dostupnošću novih tehnika i komponenti. Kompanija QIAGEN zadržava pravo na izmenu specifikacija u bilo koje vreme. U nastojanju da sačinimo korisnu i odgovarajuću dokumentaciju, bili bismo vam zahvalni na komentarima o ovom korisničkom priručniku. Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.

1.3 Namena analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je namenjen za korišćenje u in vitro dijagnostici i obezbeđuje dijagnostičke rezultate. Svi analitički koraci su u potpunosti automatizovani primenom QIAstat-Dx kertridža za molekularnu dijagnostiku i real-time PCR detekcije.

Sistem analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je isključivo namenjen za profesionalnu upotrebu i nije namenjen za samotestiranje.

1.3.1 Ograničenja upotrebe

- Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 može da se koristi samo sa test-kertridžima QIAstat-Dx, u skladu sa uputstvima sadržanim u ovom korisničkom priručniku i u uputstvu za upotrebu test-kertridža QIAstat-Dx.
- Prilikom povezivanja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 koristite samo kablove isporučene sa sistemom.
- Svako servisiranje i popravke treba da obavlja isključivo osoblje koje je ovlastila kompanija QIAGEN.
- Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 treba da radi isključivo na ravnoj, horizontalnoj površini bez uglova ili nagiba.
- Nemojte ponovo koristiti test-kertridž QIAstat-Dx ako je već uspešno iskorišćen ili ako je povezan sa nekom greškom ili nepotpunim testom.
- Obezbedite slobodan prostor od najmanje 10 cm sa svake strane analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 da bi se omogućila adekvatna ventilacija.
- Obezbedite da analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 bude postavljen dalje od bilo kakvih otvora za ventilaciju ili izmenjivača toplote.
- Nemojte pomerati instrument dok je testiranje u toku.
- Nemojte menjati konfiguraciju sistema tokom testiranja.
- Nemojte koristiti ekran osetljiv na dodir za podizanje ili pomeranje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
- Nemojte da isključujete instrument niti da ga pokrećete ponovo u toku izrade rezervne kopije, vraćanja u prethodno stanje, ažuriranja sistema ili kreiranja arhive.



2 Informacije o bezbednosti

Pre upotrebe analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, od suštinskog je značaja da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik i obratite posebnu pažnju na informacije o bezbednosti. Neophodno je pratiti uputstva i informacije o bezbednosti u korisničkom priručniku kako bi se osiguralo bezbedno funkcionisanje instrumenta i očuvala bezbednost instrumenta.

Potencijalne opasnosti koje bi mogle da naškode korisniku ili dovedu do oštećenja instrumenta jasno su navedene na odgovarajućim mestima u ovom korisničkom priručniku.

Ukoliko se oprema koristi na način koji proizvođač nije naznačio, to može umanjiti zaštitu koju oprema pruža.

U *Korisničkom priručniku za QIAstat-Dx Analyzer 1.0* date su sledeće vrste informacija o bezbednosti.


UPOZORENJE 	Termin UPOZORENJE se koristi da vas obavesti o situacijama koje bi mogle da dovedu do telesne povrede vas ili drugih osoba. Pojediniosti o ovim okolnostima date su u polju poput ovog.
OPREZ 	Termin OPREZ se koristi da vas obavesti o situacijama koje bi mogle da dovedu do oštećenja instrumenta ili druge opreme. Pojediniosti o ovim okolnostima date su u polju poput ovog.
VAŽNO	Termin VAŽNO se koristi za isticanje informacija koje su ključne za izvršavanje nekog zadatka ili optimalne performanse sistema.
Napomena	Termin Napomena se koristi za informacije koje objašnjavaju ili pojašnjavaju određeni slučaj ili zadatak.


Smernice date u ovom priručniku namenjene su da dopune, a ne da zamene uobičajene bezbednosne zahteve koji se primenjuju u zemlji korisnika.

2.1 Pravilna upotreba


Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 koristite u skladu sa ovim korisničkim priručnikom. Preporučuje se da se ovo uputstvo pažljivo pročita i usvoji pre upotrebe analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

- Pratite sva bezbednosna uputstva koja su odštampana na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ili zalepljena na njega.
- Nepravilna upotreba analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ili nepoštovanje njegove pravilne instalacije i održavanja mogu da dovedu do telesne povrede ili oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
- Analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 mora da rukuje isključivo kvalifikovano i adekvatno obučeno zdravstveno osoblje.
- Servisiranje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 moraju da obavljaju isključivo predstavnici koje je ovlastila kompanija QIAGEN.
- Nemojte koristiti analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 u opasnim okruženjima za koja nije namenjen.
- Pratite politike sajber bezbednosti vaše organizacije za zaštitu akreditiva.

<p>UPOZORENJE/ OPREZ</p> 	<p>Rizik od telesne povrede i materijalne štete</p> <p>Nemojte otvarati kućište analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Kućište analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 projektovano je tako da zaštiti rukovaoca i obezbedi pravilan rad analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Upotreba analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 bez kućišta dovodi do opasnosti od strujnog udara i kvara analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.</p>
---	--

<p>UPOZORENJE/ OPREZ</p> 	<p>Rizik od telesne povrede i materijalne štete</p> <p>Vodite računa prilikom zatvaranja poklopca ulaza za kertridž da biste izbegli telesnu povredu, poput priklještenja prstiju.</p>
---	---


2.2 Mere opreza prilikom transporta analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

UPOZORENJE/ OPREZ 	Rizik od telesne povrede i materijalne štete QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je težak instrument. Da biste izbegli telesnu povredu ili oštećenje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, vodite računa kada ga podižete i primenite odgovarajuće metode za podizanje.
---	--

2.3 Električna bezbednost

Poštujte sve opšte bezbednosne mere opreza koje se primenjuju na električne instrumente.


Pre servisiranja izvucite mrežni kabl za napajanje iz utičnice.


UPOZORENJE 	Opasnost od strujnog udara Smrtonosni naponi u analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Nemojte otvarati kućište analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Mrežni kabl za napajanje mora da bude povezan sa mrežnom utičnicom koja ima zaštitni provodnik (uzemljenje). Nemojte dodirivati prekidače ili kablove za napajanje mokrim rukama. Nemojte koristiti instrument izvan naznačenih uslova napajanja.
--	--

2.4 Hemijska bezbednost

Listovi sa bezbednosnim podacima (Safety Data Sheets, SDS) za materijale kertridža su dostupni i mogu se zatražiti od kompanije QIAGEN.

Upotrebljeni test-kertridži QIAstat-Dx moraju da se odlažu u skladu sa svim nacionalnim, državnim i lokalnim zdravstvenim i bezbednosnim propisima i zakonima.

<p>UPOZORENJE</p> 	<p>Opasne hemikalije</p> <p>Hemikalije mogu da iscuru iz kertridža u slučaju da je kućište kertridža oštećeno. Neke hemikalije koje se koriste u test-kertridžima QIAstat-Dx mogu biti opasne ili mogu postati opasne. Uvek nosite zaštitne naočare, rukavice i laboratorijski mantil.</p>
--	---

<p>OPREZ</p> 	<p>Rizik od oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0</p> <p>Izbegavajte prosipanje hemikalija ili drugih tečnosti u ili iz analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Šteta nastala prosipanjem tečnosti će garanciju učiniti ništavnom.</p>
---	--

2.5 Biološka bezbednost

Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i kertridži sami po sebi ne sadrže biološki opasne materijale. Međutim, uzorcima i reagensima koji sadrže materijale iz bioloških izvora generalno treba rukovati kao da su potencijalno biološki opasni i na taj način ih treba i odlagati. Primenjujte bezbedne laboratorijske procedure kako je navedeno u publikacijama kao što je *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories* (Biološka bezbednost u mikrobiološkim i biomedicinskim laboratorijama) Centara za kontrolu i prevenciju bolesti i Nacionalnih zdravstvenih instituta (www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm).


Uzorci testirani na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 mogu da sadrže infektivne agense. Korisnici treba da budu svesni opasnosti po zdravlje koju predstavljaju ti agensi i treba da koriste, čuvaju i odlažu te uzorke u skladu sa obaveznim bezbednosnim propisima. Kada rukujete reagensima ili uzorcima nosite ličnu zaštitnu opremu i rukavice za jednokratnu upotrebu bez pudera i temeljno operite ruke nakon toga.


Uvek pratite bezbednosne mere opreza kako su navedene u relevantnim smernicama kao što je *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections, Approved Guideline* (Zaštita laboratorijskih radnika od infekcija na radu: odobrene smernice) (M29) instituta Clinical and Laboratory Standards Institute® (CLSI) ili u drugim odgovarajućim dokumentima organizacija:

- OSHA®: Occupational Safety and Health Administration (Služba za bezbednost na radu i zdravlje radnika) (Sjedinjene Američke Države)

- ACGIH®: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija industrijskih higijeničara u vladinom sektoru) (Sjedinjene Američke Države)
- COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontrola supstanci opasnih po zdravlje) (Ujedinjeno kraljevstvo)

Izbegavajte kontaminaciju analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i radnog prostora tako što ćete pažljivo rukovati uzorcima i test-kertridžima QIAstat-Dx. U slučaju kontaminacije (npr. curenja iz kertridža), očistite i dekontaminirajte ugroženo područje i analizator QIAstat-Dx Analyzer (videti Odeljak 9).

<p>UPOZORENJE</p> 	<p>Biološka opasnost</p> <p>Radite oprezno prilikom postavljanja test-kertridža QIAstat-Dx koji sadrže infektivne uzorke u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ili njihovog uklanjanja iz analizatora. Lomljenje kertridža može da dovede do kontaminacije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i okolnog područja.</p> <p>Svim test-kertridžima QIAstat-Dx treba rukovati kao da sadrže potencijalno infektivne agense.</p>
--	---

<p>OPREZ</p> 	<p>Rizik od kontaminacije</p> <p>Odmah zaustavite i očistite kontaminaciju iz slomljenog ili vidno oštećenog test-kertridža QIAstat-Dx. Iako nije infektivan, sadržaj može da se raširi uobičajenom aktivnošću i da kontaminira dalje analitičke rezultate i dovede do lažno pozitivnih rezultata.</p>
---	---

Uputstva o čišćenju i dekontaminaciji analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 potražite u Odeljcima 9.2 i 9.3, respektivno.











2.6 Odlaganje otpada

Iskorišćeni test-kertridži QIAstat-Dx i plastični delovi mogu da sadrže opasne hemikalije ili infektivne agense. Takav otpad se mora propisno sakupljati i odlagati u skladu sa svim nacionalnim, državnim i lokalnim zdravstvenim i bezbednosnim propisima i zakonima.

Za odlaganje električnog i elektronskog otpada (WEEE), pogledati Dodatak 12.3.

2.7 Simboli na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Sledeći simboli se pojavljuju na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i/ili test-kertridžima QIAstat-Dx.

Simbol	Lokacija	Opis
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	CE oznaka za Evropu
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	TÜV oznaka TÜV SÜD Product Service za testiranje
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	CB oznaka država članica IECEE
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	RoHS oznaka za Kinu (ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi)
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	OPREZ Opasnost – rizik od telesne povrede i materijalne štete
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	WEEE oznaka za Evropu
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	Zakonski proizvođač
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	Kataloški broj
	Natpisna pločica na zadnjoj strani instrumenta	Serijski broj

2.8 Sigurnost podataka

Napomena: Preporučuje se redovno kreiranje rezervnih kopija sistema u skladu sa politikom vaše organizacije za dostupnost podataka i zaštitu gubitka podataka.

Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 se isporučuje sa USB uređajem za skladištenje, koji bi trebalo da se koristi za kratkoročno skladištenje podataka i prenos opštih podataka (npr. čuvanje rezultata, izrada rezervnih kopija i kreiranje arhiva, ažuriranje sistema ili uvoz datoteke sa definicijom testa). Preporučuje se da koristite neku drugu lokaciju skladištenja za trajno skladištenje podataka.

Napomena: Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.

Za dugotrajnu bezbednost podataka pratite politike za skladištenje podataka i bezbednost vaše organizacije radi zadržavanja akreditiva.

2.9 Sajber bezbednost

Preporučujemo da sledite preporuke za sajber bezbednost koje su navedene u nastavku prilikom korišćenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

- Koristite QIAstat-Dx Analyzer 1.0 u bezbednom okruženju i na zaštićenoj mreži.
- U slučaju ažuriranja sistema, uvek uporedite kontrolni zbir paketa za ažuriranje sa kontrolnim zbirom navedenim na veb lokaciji (www.qiagen.com) pre instalacije.
- Nemojte da napuštate instrument dok se obavlja ažuriranje sistema, izrada rezervne kopije sistema, vraćanje arhive u prethodno stanje ili njeno kreiranje, jer je funkcija automatskog odjavljivanja isključena za vreme ovih procesa. Za više informacija o automatskom odjavljivanju, pogledajte Odeljak 6.10.4.
- Redovno izrađujte rezervne kopije i čuvajte datoteke rezervnih kopija na bezbednoj lokaciji, po mogućstvu, na medijumu van mreže. Za više informacije o rezervnim kopijama, pogledajte Odeljak 6.10.11.
- Uvek vodite računa da koristite USB uređaj za skladištenje bez malvera.
- Koristite režim **Multi-User** (Više korisnika) na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Za više informacija o funkciji Upravljanje korisnicima, pogledajte Odeljak 6.8.
- Pridržavajte se principa najmanje privilegija (tj. dodeljivanje naloga korisniku u skladu sa njegovim radnim profilom). Za više informacija o User management (Upravljanje korisnicima), pogledajte Odeljak 6.8.

-
- Sledite politike u organizaciji kada je reč o podešavanju kompleksnih lozinki i učestalosti njihove promene.
 - Uvek se odjavite kada ostavljate analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 bez nadzora. Za više informacija o odjavljivanju, pogledajte Odeljak 6.2.1.
 - Nemojte da koristite polja koja se mogu slobodno uređivati za unos ličnih podataka ili zaštićenih zdravstvenih informacija.
 - Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN ako mislite da je QIAstat-Dx Analyzer 1.0 možda bio ugrožen.

Pored toga, *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Security and Privacy Guide* (Vodič za bezbednost i privatnost za QIAstat-Dx Analyzer 1.0) pomoći će vam da bezbedno instalirate, konfigurirate, održavate instrument i rukujete njim u skladu sa uredbama o zaštiti podataka o ličnosti. Dokument *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Security and Privacy Guide* (Vodič za bezbednost i privatnost za QIAstat-Dx Analyzer 1.0) je dostupan na veb lokaciji [qiagen.com/QIAstat-Dx_Privacy](https://www.qiagen.com/QIAstat-Dx_Privacy).

3 Opšti opis

3.1 Opis sistema

Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0, u kombinaciji sa test-kertridžima QIAstat-Dx, koristi PCR u realnom vremenu za otkrivanje patogenih nukleinskih kiselina u humanim biološkim uzorcima. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i kertridži su dizajnirani kao jedan zatvoreni sistem koji omogućava jednostavnu pripremu uzoraka praćenu otkrivanjem i identifikacijom patogenih nukleinskih kiselina. Uzorci se ubacuju u test-kertridž QIAstat-Dx koji sadrži sve reagense potrebne za izolovanje i pojačavanje nukleinskih kiselina iz uzorka. Otkrivene signale amplifikacije u realnom vremenu tumači integrisani softver, a izveštavaju se preko intuitivnog korisničkog interfejsa.


3.2 Opis analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 se sastoji iz operativnog modula i 1 ili više (čak 4) analitičkih modula. Operativni modul sadrži elemente koji obezbeđuju povezivanje sa analitičkim modulom i omogućavaju interakciju korisnika sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Analitički modul sadrži hardver i softver za testiranje i analizu uzoraka.


Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 uključuje sledeće elemente:

- Ekran osetljiv na dodir za interakciju korisnika sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0
- Čitač bar-kôdova za identifikaciju uzorka, korisnika, pacijenta i test-kertridža QIAstat-Dx
- USB ulaze za nadogradnju testova i sistema, izvoz dokumenata i povezivanje štampača (jedan na prednjoj i tri na zadnjoj strani)
- Ulaz za kertridž za ubacivanje test-kertridža QIAstat-Dx u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0
- Ethernet priključak za mrežno povezivanje

Na slici 1 i slici 2 prikazane su lokacije raznih funkcija analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.



Slika 1. Izgled prednje strane analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Operativni modul je na levoj, a analitički modul na desnoj strani.



Slika 2. Izgled zadnje strane analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Operativni modul je na desnoj, a analitički modul na levoj strani.

3.3 Opis test-kertridža QIAstat-Dx


Test-kertridž QIAstat-Dx je plastični uređaj za jednokratnu upotrebu koji omogućava izvođenje potpuno automatizovanih molekularnih testova. Glavne karakteristike test-kertridža QIAstat-Dx uključuju kompatibilnost sa raznim tipovima uzoraka (npr. tečnosti, brisovi), hermetičko zadržavanje svih unapred postavljenih reagenasa neophodnih za testiranje i potpuno automatski rad. Svi koraci pripreme uzoraka i obavljanja testa izvode se u test-kertridžu QIAstat-Dx.

Svi reagensi potrebni za potpuno izvođenje testa su unapred ubačeni i sadržani u test-kertridžu QIAstat-Dx. Korisnik ne mora da dođe u dodir sa bilo kakvim reagensima i/ili da rukuje njima. Tokom testiranja, reagensima se rukuje u analitičkom modulu pomoću pneumatski upravljanih mikrofluida i oni ne dolaze u direktan dodir sa pokretačima analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sadrži filtere i za ulazni i za izlazni vazduh, čime dodatno štiti životnu sredinu. Nakon testiranja, test-kertridž QIAstat-Dx ostaje hermetički zatvoren sve vreme, što umnogome poboljšava njegovo bezbedno odlaganje.

U test-kertridžu QIAstat-Dx mnogi koraci se obavljaju automatski jedan za drugim pomoću pneumatskog pritiska kojim se uzorci i tečnosti preko komore za prenos prenose do ciljnog odredišta. Nakon što se test-kertridž QIAstat-Dx postavi u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0, automatski se obavljaju sledeći koraci testiranja:

- Resuspenzija interne kontrole
- Liziranje ćelija mehaničkim i/ili hemijskim sredstvima
- Membranska purifikacija nukleinske kiseline
- Mešanje prečišćene nukleinske kiseline sa liofilizovanim reagensima master miksa
- Prebacivanje definisanih alikvota eluata/master miksa u različite reakcione komore
- Izvođenje multipleksnog PCR testiranja u realnom vremenu u svakoj reakcionoj komori. Povećanje fluorescencije, koje ukazuje na prisustvo ciljnog analita, detektuje se direktno u svakoj reakcionoj komori.

Opšti prikaz kertridža i njegovih funkcija dat je na slici 3, na sledećoj strani.



Slika 3. Funkcije test-kertridža QIAstat-Dx.

3.4 Softver analizatora QIAstat-Dx Analyzer

Softver (SW) analizatora QIAstat-Dx Analyzer je unapred instaliran na sistemu. Primenjuje tri glavne grupe funkcionalnosti:


- Funkcije opšteg rada omogućavaju lako podešavanje, izvršavanje i vizuelizaciju testa i povezanih rezultata
- Funkcije konfiguracije omogućavaju konfiguraciju sistema (upravljanje korisnicima, upravljanje testom i upravljanje konfiguracijom hardvera/software)
- Kontrola izvođenja testa za izvođenje potrebnih automatizovanih analitičkih koraka koje izvođenje testa obuhvata


4 Procedure instalacije

4.1 Zahtevi u pogledu lokacije

Za analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 izaberite ravan, suv i čist deo radne konzole. Uverite se da u tom prostoru nema prekomerne promaje, vlage i prašine, kao i da je zaštićen od direktne sunčeve svetlosti, velikih fluktuacija temperature, izvora toplote, vibracija i električnih smetnji. Pogledajte Odeljak 11 za težinu i dimenzije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i ispravne radne uslove (temperaturu i vlažnost). Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 treba da ima dovoljno slobodnog prostora sa svake strane da bi se obezbedila propisna ventilacija i omogućio nesmetani pristup ulazu za kertridž, zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, prekidaču za napajanje, čitaču bar-kôdova i ekranu osetljivom na dodir.

Napomena: Pre instalacije i korišćenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, pogledajte Odeljak 11 da biste se upoznali sa uslovima rada analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.






<p>OPREZ</p> 	<p>Ometena ventilacija</p> <p>Da bi se obezbedila propisna ventilacija, održavajte minimalno rastojanje od 10 cm na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i nemojte blokirati protok vazduha ispod jedinice.</p> <p>Prorezi i otvori koji obezbeđuju ventilaciju instrumenta ne smeju da se prekrivaju.</p>
---	---




<p>OPREZ</p> 	<p>Elektromagnetne smetnje</p> <p>Nemojte postavljati analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 u neposrednoj blizini izvora jakog elektromagnetnog zračenja (npr. neoklopljeni izvori radiofrekventnog zračenja), jer to može da ometa ispravan rad.</p>
---	---

4.2 Isporučka i komponente analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0



Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 se isporučuje u dve zasebne kutije i uključuje sve neophodne komponente za podešavanje i puštanje sistema u rad. Sadržaj kutija je opisan u nastavku:

Sadržaj 1. kutije:

Komponenta	Opis
	1x analitički modul
	1x USB uređaj za skladištenje
	1x kabl za napajanje
	1x most za dva analitička modula
	1x most za prekid

Komponenta	Opis
	1x alatka za montažu analitičkog-operativnog modula
	1x jelenska koža za ekran
	1x alatka za skidanje zaštitnih poklopaca

Sadržaj 2. kutije:


Komponenta	Opis
	1x operativni modul
	1x most za analitički/operativni modul


4.3 Raspakivanje i instalacija analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Pažljivo raspakujte analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 prateći sledeće korake:

1. Izvucite analitički modul iz njegove kutije i stavite ga na ravnu površinu. Uklonite delove od stiropora postavljene na analitički modul.


Napomena: Analitički modul morate da podignete i njime rukujete tako što ćete ga izvući iz osnove držeći ga obema rukama, kao što je prikazano na slici 4.

<p>UPOZORENJE/ OPREZ</p> 	<p>Rizik od telesne povrede i materijalne štete</p> <p>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je težak instrument. Da biste izbegli telesnu povredu ili oštećenje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, vodite računa kada ga podižete i primenite odgovarajuće metode za podizanje.</p>
---	---




Slika 4. Pravilno rukovanje analitičkim modulom.


2. Skinite zaštitne poklopce sa bočne strane analitičkog modula pomoću alatke za skidanje zaštitnih poklopaca isporučene sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (Slika 5).



Slika 5. Skidanje zaštitnih poklopaca.


3. Izvucite operativni modul iz njegove kutije i pričvrstite ga na levu stranu analitičkog modula. Pritegnite zavrtnje pomoću alatke za montažu analitičkog-operativnog modula isporučene uz analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (Slika 6).

<p>OPREZ</p> 	<p>Rizik od mehaničkog oštećenja</p> <p>Nemojte ostavljati operativni modul bez potpore ili oslonjen na ekran osetljiv na dodir, jer to može da ošteti ekran osetljiv na dodir.</p>
---	--




Slika 6. Postavljanje operativnog modula na analitički modul.

4. Ponovo postavite zaštitne poklopce na bočnu stranu analitičkog modula (Slika 7).




Slika 7. Ponovno postavljanje zaštitnih poklopaca.

5. Povežite most za analitički/operativni modul na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 da biste međusobno povezali operativni i analitički modul (Slika 8).




Slika 8. Povezivanje mosta za analitički/operativni modul.

6. Povežite most za prekid na zadnjoj strani analitičkog modula (Slika 9).



Slika 9. Povezivanje mosta za prekid.

7. Povežite kabl za napajanje koji je isporučen sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sa zadnjom stranom analitičkog modula (Slika 10).




Slika 10. Povezivanje kabla za napajanje.

8. Priključite kabl za napajanje u utičnicu.

9. Uključite instrument pritiskom na prekidač za napajanje na zadnjoj strani analitičkog modula u položaj „I“ (Slika 11). Uverite se da su indikatori statusa na analitičkom i operativnom modulu plave boje.

Napomena: Ako je indikator statusa crvene boje, analitički modul je u kvaru. Zatražite pomoć od tehničke službe kompanije QIAGEN koristeći informacije o kontaktu u Odeljku 10.

Napomena: Instrument ne sme da bude u položaju koji otežava rukovanje prekidačem za napajanje.




Slika 11. Lociranje prekidača za napajanje i njegovo postavljanje u položaj „I“.

10. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je sada spreman za konfigurisanje u skladu sa njegovom namenom. Pogledajte Odeljak 6.10 za konfigurisanje parametara sistema, podešavanje vremena i datuma sistema i konfigurisanje mrežne veze.

4.4 Instalacija dodatnih analitičkih modula


Pažljivo raspakujte dodatni analitički modul i instalirajte ga prateći sledeće korake:

1. Pripremite analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 za instalaciju novog modula:
 - 1a. Isključite sistem pritiskom na dugme ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE) na prednjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
 - 1b. Isključite instrument pritiskom na prekidač za napajanje na zadnjoj strani analitičkog modula u položaj „O“.
 - 1c. Skinite kabl za napajanje.
 - 1d. Uklonite most za prekid sa zadnje strane analitičkog modula (Slika 12 na sledećoj strani).



Slika 12. Uklanjanje mosta za prekid.


- 1e. Skinite zaštitne poklopce sa bočnih strana analitičkog modula, na mestu gde će biti postavljen dodatni analitički modul (Slika 13).




Slika 13. Skidanje zaštitnih poklopaca.

2. Izvucite dodatni analitički modul iz njegove kutije i stavite ga na ravnu površinu. Uklonite delove od stiropora postavljene na analitički modul.


Napomena: Analitički modul morate da podignete i njime rukujete tako što ćete ga obema rukama izvući iz osnove, kao što je prikazano na slici 14 na sledećoj strani.

<p>UPOZORENJE/ OPREZ</p> 	<p>Rizik od telesne povrede i materijalne štete</p> <p>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je težak instrument. Da biste izbegli telesnu povredu ili oštećenje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, vodite računa kada ga podižete i primenite odgovarajuće metode za podizanje.</p>
---	---




Slika 14. Pravilno rukovanje analitičkim modulom.

3. Skinite zaštitne poklopce sa bočne strane analitičkog modula pomoću alatke za skidanje zaštitnih poklopaca isporučene sa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (Slika 15).




Slika 15. Skidanje zaštitnih poklopaca.

4. Poravnajte dodatni analitički modul sa postojećim analitičkim modulom. Pritegnite zavrtnje pomoću alatke za montažu analitičkog-operativnog modula isporučene uz analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (Slika 16).




Slika 16. Poravnavanje i povezivanje dodatnog analitičkog modula.

5. Ponovo postavite zaštitne poklopce na bočnu stranu dodatnog analitičkog modula (Slika 17).




Slika 17. Ponovno postavljanje zaštitnih poklopaca na dodatni analitički modul.

6. Povežite most za dva analitička modula na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 da biste međusobno povezali dva analitička modula (Slika 18).




Slika 18. Povezivanje mosta za dva analitička modula.

7. Povežite most za prekid na zadnjoj strani analitičkog modula (Slika 19 na sledećoj strani).



Slika 19. Povezivanje mosta za prekid.

8. Povežite kabl za napajanje koji je isporučen uz QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sa zadnjom stranom originalnog analitičkog modula (Slika 20).




Slika 20. Povezivanje kabla za napajanje.

9. Priključite kabl za napajanje u utičnicu.
10. UKLJUČITE instrument pritiskom na prekidač za napajanje na zadnjoj strani analitičkog modula u položaj „I“. (Slika 21, sledeća strana). Uverite se da su indikatori statusa na analitičkom i operativnom modulu plave boje.

Napomena: Ako je indikator statusa crvene boje, analitički modul je u kvaru. Zatražite pomoć od tehničke službe kompanije QIAGEN koristeći informacije o kontaktu u Odeljku 10.

Napomena: Instrument ne sme da bude u položaju koji otežava rukovanje prekidačem za napajanje.



Slika 21. Lociranje prekidača za napajanje i njegovo postavljanje u položaj „I“.

11. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je sada spreman za konfigurisanje u skladu sa njegovom namenom. Pogledajte Odeljak 6.10 za konfigurisanje parametara sistema, podešavanje vremena i datuma sistema i konfigurisanje mrežne veze.

4.5 Ponovno pakovanje i otpremanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Prilikom ponovnog pakovanja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 radi otpremanja, morate koristiti originalni ambalažni materijal. Ako originalni ambalažni materijal nije dostupan, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN. Uverite se da je instrument pravilno pripremljen (pogledajte Odeljak 9.2) pre pakovanja i da ne predstavlja biološku ili hemijsku opasnost.

Da biste ponovo upakovali instrument:

1. Uverite se da je instrument isključen (pritisnite prekidač za napajanje u položaj „O“).
2. Izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
3. Izvucite kabl za napajanje iz zadnje strane analitičkog modula.
4. Odvojite most za prekid na zadnjoj strani analitičkog modula.
5. Odvojite most za analitički/operativni modul koji povezuje operativni i analitički modul na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
6. Skinite zaštitne poklopce sa bočne strane analitičkog modula pomoću alatke za skidanje zaštitnih poklopaca.
7. Pomoću alatke za montažu analitičkog-operativnog modula olabavite dva zavrtnja koji povezuju operativni modul sa analitičkim modulom. Upakujte operativni modul u njegovu kutiju.
8. Ponovo stavite zaštitne poklopce na bočnu stranu analitičkog modula. Upakujte analitički modul sa delovima od stiropora u njegovu kutiju.


5 Izvođenje testa i pregled rezultata

Napomena: Slike prikazane u ovom korisničkom priručniku su samo primeri i mogu se razlikovati od testa do testa.

5.1 Pokretanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

1. Pritisnite dugme ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) na prednjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 da biste pokrenuli jedinicu (Slika 22).

Napomena: Prekidač za napajanje na zadnjoj stranu analitičkog modula mora da bude postavljen u položaj „I“. Indikatori operativnog i analitičkog modula postaju plavi u položaju „I“ (tj. kada su jedinice uključene).



Slika 22. Pritisak na dugme ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) za pokretanje instrumenta.

2. Sačekajte dok se ne prikaže **glavni** ekran i dok indikatori statusa analitičkog i operativnog modula ne postanu zeleni i ne prestanu da trepću.

Napomena: Nakon početne instalacije pojaviće se ekran **Login** (Prijavljivanje). Za više informacija pogledajte Odeljak 6.2.


Napomena: Nakon uspešne početne instalacije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, administrator sistema mora da se prijavi za prvu konfiguraciju softvera. Za prijavljivanje prvi put, korisnički ID je „administrator“, a podrazumevana lozinka je „administrator“. Lozinka mora da se promeni nakon prvog prijavljivanja. Opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa) se automatski aktivira. Preporučuje se kreiranje najmanje jednog korisničkog naloga bez uloge „Administrator“.

5.2 Priprema test-kertridža QIAstat-Dx

Izvučite test-kertridž QIAstat-Dx iz njegovog pakovanja. Pojediniosti o dodavanju uzorka u test-kertridž QIAstat-Dx i informacije specifične za test koji treba da bude izvršen potražite u uputstvu za upotrebu za dati test (npr. QIAstat-Dx Respiratory Panel). Uvek se uverite da su oba poklopca za uzorke dobro zatvorena nakon dodavanja uzorka u test-kertridž QIAstat-Dx.

5.3 Postupak izvođenja testa

Svi operateri treba da nose odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, kao što su rukavice, kada dodiruju ekran osetljiv na dodir analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

1. Pritisnite dugme  **Run Test** (Izvrši test) u gornjem desnom uglu **glavnog** ekrana.

Napomena: Ako je eksterna kontrola (External Control, EC) omogućena i potrebno je da se izvede test eksterne kontrole (External Control, EC), prikazuje se podsetnik o izvođenju testa sa uzorkom eksterne kontrole (External Control, EC). Pogledajte Odeljak 8 za više informacija.


Napomena: Ako je eksterna kontrola (External Control, EC) omogućena, a poslednji test eksterne kontrole (External Control, EC) koji je izveden na izabranom modulu nije uspeo, prikazaće se upozorenje. Korisnici moraju konkretno da odaberu da li ipak žele da izvedu test na izabranom modulu.

2. Kada se to od vas zatraži, skenirajte ID uzorka pomoću čitača bar-kôdova integrisanog u operativni modul (Slika 23).

Napomena: U zavisnosti od konfiguracije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, možda je moguće uneti ID uzorka preko virtuelne tastature ekrana osetljivog na dodir. Pogledajte Odeljak 6.10.4 za više informacija.

Napomena: U zavisnosti od izabrane konfiguracije sistema, u ovom trenutku se može tražiti i unos ID-a pacijenta. Pogledajte Odeljak 6.10.4 za više informacija.

Napomena: U zavisnosti od konfiguracije eksterne kontrole (External Control, EC), prikazaće se preklopno dugme sa oznakom EC Test (Test eksterne kontrole). Ovo dugme će ostati u isključenom položaju tokom izvođenja testa. Za više informacija o eksternoj kontroli (External Control, EC), pogledajte Odeljak 8.




Slika 23. Skeniranje bar-kôda ID-a uzorka.

3. Kada se to od vas zatraži, skenirajte bar-kôd test-kertridža QIAstat-Dx koji će se koristiti. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski prepoznaje testove koje treba izvršiti na osnovu bar-koda test-kertridža QIAstat-Dx (Slika 24).

Napomena: Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 neće prihvatiti test-kertridže QIAstat-Dx sa isteklim rokom upotrebe, već korišćene kertridže ili kertridže za testove koji nisu instalirani na jedinici. U ovim slučajevima biće prikazana poruka o grešci. Za više informacija pogledajte Odeljak 10.2.


Napomena: Pogledajte Odeljak 6.9.3 za uputstva o uvozu i dodavanju testova u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Napomena: Ako je eksterna kontrola (External Control, EC) omogućena i treba da se izvede test eksterne kontrole (External Control, EC) ili prethodni test za izabrano ispitivanje nije uspeo na izabranom modulu, prikazaće se upozorenje. Korisnici moraju da potvrde da li žele da nastave, a obični korisnici ne mogu da nastave da podešavaju test. Pogledajte Odeljak 8 za više informacija.




Slika 24. Skeniranje bar-kôda test-kertridža QIAstat-Dx.

4. Ako je potrebno, izaberite odgovarajući tip uzorka sa liste (Slika 25).



Slika 25. Biranje tipa uzorka.

5. Pojaviće se ekran **Confirm** (Potvrdi). Pregledajte unete podatke i izvršite sve potrebne izmene pritiskom na relevantna polja na ekranu osjetljivom na dodir i uređivanjem informacija (Slika 26).




Slika 26. Ekran Confirm (Potvrdi).

6. Kada svi prikazani podaci budu tačni, pritisnite **Confirm** (Potvrdi). Ako je potrebno, pritisnite odgovarajuće polje da biste uredili njegov sadržaj, ili pritisnite **Cancel** (Otkazi) da biste otkazali test.
7. Uverite se da su oba poklopca za uzorke ulaza za bris i glavnog ulaza test-kertridža QIAstat-Dx dobro zatvorena. Kada se ulaz za kertridž na gornjem delu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski otvori, ubacite test-kertridž QIAstat-Dx tako da bar-kôd bude okrenut nalevo, a reakcione komore nadole (Slika 27).

Napomena: Kada je na operativni modul povezano više analitičkih modula, analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski bira analitički modul u kojem će biti izvršen test.

Napomena: Nema potrebe gurati test-kertridž QIAstat-Dx u QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Stavite ga pravilno u ulaz za kertridž i analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 će automatski preneti kertridž u analitički modul.



Slika 27. Ubacivanje test-kertridža QIAstat-Dx u QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

8. Nakon detektovanja test-kertridža QIAstat-Dx, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 će automatski zatvoriti poklopac ulaza za kertridž i pokrenuti izvođenje testa. Rukovalac više ništa ne treba da radi da bi započeo analizu.


Napomena: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 neće prihvatiti test-kertridž QIAstat-Dx različit od onog koji je korišćen i skeniran tokom podešavanja testa. Ako se ubaci kertridž drugačiji od onog koji je skeniran, generisaće se greška i kertridž će biti automatski izbačen.

Napomena: Do ovog trenutka moguće je otkazati izvođenje testa pritiskom na dugme **Cancel** (Otkazi) u donjem desnom uglu ekrana osetljivog na dodir.

Napomena: U zavisnosti od konfiguracije sistema, od rukovaoca se može tražiti da ponovo unese svoju korisničku lozinku da bi započeo izvođenje testa.

Napomena: Poklopac ulaza za kertridž će se automatski zatvoriti nakon 30 sekundi ako test-kertridž QIAstat-Dx nije postavljen u otvor. Ako se to dogodi, ponovite proceduru od koraka 5.

9. Dok je test u toku, preostalo vreme izvođenja se prikazuje na ekranu osetljivom na dodir (Slika 28).




Slika 28. Izvođenje testa i prikaz preostalog vremena izvođenja.

10. Nakon završetka izvođenja testa, prikazuje se ekran **Eject** (Izbaci) (Slika 29). Pritisnite **Eject** (Izbaci) na ekranu osetljivom na dodir da biste uklonili test-kertridž QIAstat-Dx i odložili ga kao biološki opasan otpad u skladu sa svim nacionalnim, državnim i lokalnim zdravstvenim i bezbednosnim propisima i zakonima.


Napomena: Test-kertridž QIAstat-Dx treba ukloniti kada se ulaz za kertridž otvori i izbaci kertridž. Ako se kertridž ne ukloni nakon 30 sekundi, automatski će se vratiti u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i poklopac ulaza za kertridž će se zatvoriti. Ako dođe do toga, pritisnite **Eject** (Izbaci) da biste ponovo otvorili poklopac ulaza za kertridž i zatim uklonite kertridž.

Napomena: Upotrebljeni test-kertridži QIAstat-Dx moraju da se bace. Nije moguće ponovo upotrebiti kertridže za testove za koje je izvođenje počelo, a zatim otkazano od strane rukovaoca, ili za koje je detektovana greška.



Slika 29. Prikaz ekrana Eject (Izbaci).

11. Nakon izbacivanja test-kertridža QIAstat-Dx, prikazaće se ekran **Summary** (Sažetak) sa rezultatima (Slika 30). Za više informacija pogledajte Odeljak 5.5.




Slika 30. Ekran Summary (Sažetak) sa rezultatima.

Napomena: Ako dođe do greške sa analitičkim modulom tokom izvođenja testa, možda će proći neko vreme dok se ne prikaže sažetak izvođenja i dok izvođenje ne postane vidljivo u pregledu **View Results** (Prikaži rezultate).

5.4 Otkazivanje izvođenja testa


Ako je izvođenje testa već u toku, pritiskom na **Abort** (Odustani) izvođenje testa se prekida (Slika 31).

Napomena: Upotrebljeni test-kertridži QIAstat-Dx moraju da se bace. Nije moguće ponovo upotrebiti kertridže za testove za koje je izvođenje počelo, a zatim otkazano od strane rukovaoca, ili za koje je detektovana greška.



Slika 31. Otkazivanje izvođenja testa.

Nakon odustajanja od testa, test-kertridž QIAstat-Dx više ne može da se obrađuje i ne može ponovo da se koristi. Nakon pritiska na **Abort** (Odustani), prikazuje se dijalog u kojem se od rukovaoca traži da potvrdi da test treba otkazati (Slika 32).




Slika 32. Dijalog za potvrdu otkazivanja izvođenja testa.

5.5 Pregled rezultata

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski tumači i čuva rezultate testova. Nakon izbacivanja test-kertridža QIAstat-Dx, automatski se prikazuje ekran **Summary** (Sažetak) sa rezultatima (Slika 33).

Napomena: Pogledajte uputstvo za upotrebu specifično za test za moguće rezultate i instrukcije o načinu tumačenja rezultata testa.



Slika 33. Primer ekrana Summary (Sažetak) sa rezultatima na kojem su prikazani Test Data (Podaci o testu) u levom panelu i Summary (Sažetak) testa u glavnom panelu.

Na glavnom delu ekrana se nalaze sledeće tri liste i rezultati su označeni bojama i simbolima:

- Prva lista sadrži sve patogene otkrivene i identifikovane u uzorku, kojima prethodi znak **+** i koji su obojeni crvenom bojom.
- Druga lista sadrži sve ekvivokalne patogene, kojima prethodi upitnik **?** i koji su obojeni žutom bojom.
- Treća lista sadrži sve patogene testirane u uzorku. Ispred patogena koji su otkriveni i identifikovani stoji znak **+** i prikazani su u crvenoj boji. Ispred patogena koji su testirani ali nisu detektovani stoji znak **-** i prikazani su u zelenoj boji. Ekvivokalnim patogenima prethodi upitnik **?** i oni su obojeni žutom bojom.

Napomena: Patogeni koji su otkriveni i identifikovani u uzorku prikazani su na svim listama.

Ukoliko test nije uspešno obavljen, prikazuje se poruka „Failed“ (Nije uspelo) iza koje sledi određeni **Error Code** (Kôd greške).

Na levoj strani ekrana su prikazani sledeći Test Data (Podaci o testu):

- Sample ID (ID uzorka)
- Patient ID (ID pacijenta) (ako je dostupan)
- Assay Type (Tip testa)
- Sample Type (Tip uzorka)
- LIS Upload Status (Status otpremanja u LIS) (ako je to primenljivo)


U zavisnosti od prava na pristup koja ima rukovalac, dodatni podaci o testu su dostupni preko kartica u dnu ekrana (npr. dijagrami amplifikacije, krive topljenja i pojedinosti o testu).

Podaci o testu mogu da se izvezu pritiskom na **Save Report** (Sačuvaj izveštaj) na donjoj traci ekrana.

Izveštaj može da se pošalje štampaču pritiskom na **Print Report** (Štampaj izveštaj) na donjoj traci ekrana.

Paket podrške za izabrani ciklus ili sve neuspele cikluse može da se kreira pritiskom na **Support Package** (Paket podrške) na donjoj traci ekrana (Slika 34, sledeća stranica). Ako je potrebna podrška, pošaljite paket podrške tehničkoj službi kompanije QIAGEN.

5.5.1 Pregled kriva amplifikacije

Da biste pregledali krive amplifikacije, pritisnite karticu  **Amplification Curves** (Krive amplifikacije) (Slika 34 na sledećoj strani).

Ova funkcija možda nije dostupna za sve testove.

Napomena: Imajte u vidu da krive amplifikacije nisu predviđene za tumačenje rezultata testa.



Slika 34. Ekran Amplification Curves (Krive amplifikacije) (kartica PATHOGENS (PATOGENI)).


Pojedinosti o testiranim patogenima i internim kontrolama prikazane su na levoj strani, a krive amplifikacije prikazane su na sredini.

Napomena: Ako je opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa) omogućena (pogledajte Odeljak 6.8) na QIAstat-Dx Analyzer 1.0, ekran **Amplification Curves** (Krive amplifikacije) dostupan je samo za operatere sa pravom pristupa.

Pritisnite karticu **PATHOGENS** (PATOGENI) na levoj strani za prikaz dijagrama koji odgovaraju testiranim patogenima. Pritisnite naziv patogena za izbor patogena koji će biti prikazani na dijagramu amplifikacije. Moguće je izabrati jedan, više ili nijedan patogen. Svakom patogenu na izabranoj listi biće dodeljena boja koja odgovara krivi amplifikacije povezanoj sa tim patogenom. Patogeni koji nisu izabrani biće prikazani sivom bojom.

Odgovarajuće vrednosti C_T i fluorescencije parametra praćenja prikazane su ispod naziva svakog patogena.

Pritisnite karticu **CONTROLS** (KONTROLE) na levoj strani da biste pregledali interne kontrole i izabrali one interne kontrole koje će biti prikazane na dijagramu amplifikacije. Pritisnite krug pored naziva interne kontrole da biste je izabrali ili poništili njen izbor (Slika 35).



Slika 35. Ekran Amplification Curves (Krive amplifikacije) (kartica CONTROLS (KONTROLE)) na kojem su prikazane interne kontrole.

Dijagram amplifikacije prikazuje krivu podataka za izabrane patogene ili interne kontrole. Za promenu između logaritamske i linearne skale za Y-osu, pritisnite dugme **Lin** ili **Log** u donjem levom uglu dijagrama.

Skala X-ose i Y-ose može se podešavati pomoću plavih birača ● na svakoj osi. Pritisnite i zadržite plavi birač, a zatim ga premestite na željeno mesto na osi. Premestite plavi birač na početak ose da biste se vratili na podrazumevane vrednosti.

5.5.2 Pregled kriva topljenja

Za pregled krivih topljenja testa, pritisnite karticu **Melting Curves** (Krive topljenja).

Pojedinosti o testiranim patogenima i internim kontrolama prikazane su na levoj strani, a krive topljenja prikazane su na sredini.

Napomena: Kartica **Melting Curves** (Krive topljenja) dostupna je samo za testove u kojima se primenjuje analiza topljenja.

Napomena: Ako je omogućena opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa) (pogledati Odeljak 6.8) na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0, ekran **Melting Curves** (Krive topljenja) dostupan je samo za operatere sa pravom pristupa.


Pritisnite karticu **PATHOGENS** (PATOGENI) na levoj strani da biste prikazali testirane patogene. Pritisnite krug pored naziva patogena da biste izabrali krive topljenja patogena koje će biti prikazane. Moguće je izabrati jedan, više ili nijedan patogen. Svakom patogenu na izabranoj listi biće dodeljena boja koja odgovara krivoj topljenja povezanoj sa tim patogenom. Patogeni koji nisu izabrani biće prikazani sivom bojom. Temperatura topljenja je prikazana ispod naziva svakog patogena.

Pritisnite karticu **CONTROLS** (KONTROLE) na levoj strani da biste pregledali interne kontrole i izabrali one interne kontrole koje će biti prikazane na dijagramu topljenja. Pritisnite krug koji se nalazi pored naziva kontrole da biste je izabrali ili poništili izbor.

Interne kontrole koje su prošle analizu prikazane su zelenom bojom i imaju oznaku „Passed Controls“ (Uspešne kontrole), dok su one koje nisu prošle prikazane crvenom bojom i imaju oznaku „Failed Controls“ (Neuspešne kontrole).

Skala X-ose i Y-ose može se podešavati pomoću plavih birača ● na svakoj osi. Pritisnite i zadržite plavi birač, a zatim ga premestite na željeno mesto na osi. Premestite plavi birač na početak ose da biste se vratili na podrazumevane vrednosti.


5.5.3 Pregled pojedinosti o testu

Pritisnite  **Test Details** (Pojedinosti o testu) za detaljniji pregled rezultata. Pomerajte nadole da biste videli kompletan izveštaj.

Sledeće Test Details (Pojedinosti o testu) prikazane su na sredini ekrana (Slika 36 na sledećoj strani):

- User ID (ID korisnika)
- Cartridge SN (Serijski broj kertridža)
- Cartridge Expiration Date (Rok upotrebe kertridža)
- Module SN (Serijski broj modula)
- Test Status (Status testa) (Completed (Završeno), Failed (Nije uspelo) ili Canceled (Otkazano) od strane rukovaoca)
- Error Code (Kôd greške) (ako je primenljivo)
- Error Message (Poruka o grešci) (ako je primenljivo)
- Test Start Date and Time (Datum i vreme početka testa)
- Test Execution Time (Vreme izvođenja testa)
- Assay Name (Naziv testa)

- Test ID (ID testa)
- Test Result (Rezultat testa) (za svaki analit, ukupni rezultat testa: Positive (Pozitivno) [pos], Positive with Warning (Pozitivno sa upozorenjem) [pos*], Negative (Negativno) [neg], Invalid (Nevažee) [inv], Failed (Nije uspeo) [fail] ili Successful (Uspešno) [suc]. Pogledajte uputstvo za upotrebu specifično za test za pojedinosti o mogućim rezultatima i njihovom tumačenju)
- List of analytes (Lista analita) koji su testirani (grupisanih prema Detected Pathogen (Detektovani patogen), Equivocal (Ekvokalno), Not Detected Pathogens (Bez detektovanih patogena), Invalid (Nevažee), Not Applicable (Nije primenljivo), Out of Range (Izvan opsega), Passed Controls (Uspešne kontrole) i Failed Controls (Neuspele kontrole)) sa C_T i fluorescencijom parametra praćenja (ako je dostupna za test)
- Lista internih kontrola sa C_T i fluorescencijom parametra praćenja (ako je dostupna za test)



Slika 36. Primer ekrana koji prikazuje Test Data (Podaci o testu) u levom panelu i Test Details (Pojedinosti o testu) u glavnom panelu.

5.5.4 Pregledanje rezultata iz prethodnih testova

Da biste pregledali rezultate iz prethodnih testova koji su uskladišteni u spremištu rezultata, pritisnite **View Results** (Prikaz rezultata) na traci glavnog menija (Slika 37).

administrator Test Results 07:51 2021-06-10

1 Available 2 Available 3 Available 4 Available

Sample ID	Assay	Operator ID	EC	Mod	Date/Time	Result
s_5172630	B_Assay 3	Service T...	-	⌚	2015-01-10 00:15	+ pos
s_32651444	U_Assay 17	Administ...	-	⌚	2015-01-10 00:00	+ pos
s_881883	Q_Assay 15	Administ...	3	⌚	2015-01-09 19:45	- neg
s_21305224	V_Assay 18	Administ...	-	⌚	2015-01-09 19:30	+ pos
s_68661540	V_Assay 9	basicuser	2	⌚	2015-01-09 19:15	+ pos
s_79206799	G_assay 1ssay 1	Administ...	2	⌚	2015-01-09 19:00	+ pos

Page 28 of 133

Remove Filter Print Report Save Report Search Upload

Run Test View Results Options Log Out

Slika 37. Primer ekrana View Results (Prikaz rezultata).

Sledeće informacije su dostupne za svaki izvršeni test (Slika 38 na sledećoj strani):

- Sample ID (ID uzorka)
- Assay (Test) (naziv testa)
- Operator ID (ID rukovaoca)
- Eksterna kontrola (External Control, EC) (ako je obavljen test eksterne kontrole (External Control, EC))
- Mod (analitički modul na kom je izvršen test)
- Status otpremanja (vidljiv samo ako je aktiviran putem HIS/LIS postavki)
- Date/Time (Datum/Vreme) (datum i vreme završetka testa)
- Result (Rezultat) (ishod testa: positive (pozitivno) [pos], pos with warning (pozitivno sa upozorenjem) [pos*], negative (negativno) [neg], invalid (nevažeće) [inv], failed (nije uspeo) [fail] ili successful (uspešno) [suc], EC passed (uspešna eksterna kontrola) [ecpass] ili EC failed (neuspešna eksterna kontrola) [ecfail]))

Napomena: Mogući ishodi su specifični za test (tj. neki ishodi možda nisu primenljivi za svaki test). Pogledajte uputstvo za upotrebu specifično za test.

Napomena: Ako je opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa) omogućena (pogledajte Odeljak 6.8) na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0, podaci za koje korisnik nema prava pristupa biće sakriveni zvezdicom.

Napomena: Za prikazivanje prethodnih testova koji su ručno ili automatski arhivirani, pogledajte Odeljak 6.7.2.

Izaberite jedan ili više rezultata testa tako što ćete pritisnuti sivi krug sa leve strane ID-a uzorka. Pored izabranih rezultata pojaviće se **znak potvrde**. Da biste poništili izbor rezultata, pritisnite znak potvrde. Kompletnu listu rezultata možete izabrati pritiskom na krug sa **znakom potvrde** u gornjem redu (Slika 38).

The screenshot shows the 'Test Results' interface. At the top, there are four tabs labeled '1 Available', '2 Available', '3 Available', and '4 Available'. Below the tabs is a table with the following columns: Sample ID, Assay, Operator ID, EC Mod, Date/Time, and Result. The table contains seven rows of test results. To the right of the table is a sidebar with five buttons: 'Run Test', 'View Results', 'Options', and 'Log Out'. At the bottom of the interface, there are several utility buttons: 'Remove Filter', 'Print Report', 'Save Report', 'Search', and 'Upload'. The page number 'Page 28 of 133' is displayed in the center of the bottom bar.

Sample ID	Assay	Operator ID	EC Mod	Date/Time	Result
s_5172630	B_Assay 3	Service T...	-	2015-01-10 00:15	pos
s_32651444	U_Assay 17	Administ...	-	2015-01-10 00:00	pos
s_881883	Q_Assay 15	Administ...	3	2015-01-09 19:45	neg
s_21305224	V_Assay 18	Administ...	-	2015-01-09 19:30	pos
s_68661540	V_Assay 9	basicuser	2	2015-01-09 19:15	pos
s_79206799	G_assay 1ssay 1	Administ...	2	2015-01-09 19:00	pos

Slika 38. Primer biranja opcije Test Results (Rezultati testa) na ekranu View Results (Prikaz rezultata).









Pritisnite bilo gde u redu testa za pregled rezultata za određeni test.

Pritisnite naslov kolone (npr. **Sample ID** (ID uzorka)) da biste sortirali listu po rastućem ili opadajućem redosledu u skladu sa tim parametrom. Lista istovremeno može da se sortira prema samo jednoj koloni.

U koloni **Result** (Rezultat) prikazuje se ishod svakog testa (Tabela 1).

Napomena: Mogući ishodi su specifični za test (tj. neki ishodi možda nisu primenljivi za svaki test). Pogledajte uputstvo za upotrebu specifično za test.

Tabela 1. Opis rezultata testa

Ishod	Rezultat	Opis
Positive (Pozitivno)	 pos	Najmanje jedan analit je pozitivan
Positive with warning (Pozitivno sa upozorenjem)	 pos*	Najmanje jedan analit je pozitivan, ali je interna kontrola testa neuspešna
Negative (Negativno)	 neg	Nisu detektovani analiti
Failed (Nije uspelo)	 fail	Test nije uspeo jer je došlo do greške, korisnik je otkazao test ili test eksterne kontrole (external control, EC) nije uspeo, ali korisnik nema prava pristupa za prikaz rezultata testa.
Invalid (Nevažće)	 inv	Test je nevažći
Successful (Uspešno)	 suc	Test je pozitivan, pozitivan sa upozorenjem, negativan ili sa uspešnom eksternom kontrolom (External Control, EC), ali korisnik nema prava pristupa za prikaz rezultata testa
EC Passed (Uspešna eksterna kontrola)	 ecpass	Test eksterne kontrole (External Control, EC) je bio uspešan, to jest, svi analiti su imali očekivani rezultat.
EC Failed (Neuspešna eksterna kontrola)	 ecfail	Test eksterne kontrole (External Control, EC) nije bio uspešan, što znači da najmanje jedan analit nije imao očekivani rezultat.

Napomena: Detaljan opis rezultata potražite u uputstvu za upotrebu testa za test koji se obavlja.

Uverite se da je štampač povezan sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i da je instaliran odgovarajući upravljački program (Dodatak 12.1). Pritisnite **Print Report** (Štampaj izveštaj) da biste odštampali izveštaj(e) za odabrani(e) rezultat(e).

Pritisnite **Save Report** (Sačuvaj izveštaj) da biste sačuvali izveštaj(e) za odabrani(e) rezultat(e) u PDF formatu na eksternom USB uređaju za skladištenje. Izaberite tip izveštaja: List of Tests (Lista testova) ili Test Reports (Izveštaji o testu).

Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.

Pritisnite **Search** (Pretraži) da biste pretražili rezultate testa prema **Sample ID** (ID uzorka), **Assay** (Test) i **Operator ID** (ID rukovaoca). Unesite nisku za pretragu pomoću virtuelne tastature i pritisnite **Enter** da biste započeli pretragu. U rezultatima pretrage biće prikazani samo podaci koji sadrže tekst za pretragu. Ako je lista rezultata filtrirana, pretraga će se odnositi samo na filtriranu listu. Pritisnite i zadržite naslov kolone da biste primenili filter na osnovu tog parametra. Za neke parametre, kao što je **Sample ID** (ID uzorka), prikazaće se virtuelna tastatura kako bi mogla da se unese niska za pretragu za filter. Za druge parametre, kao što je **Assay** (Test), otvoriće se dijalog sa listom testova uskladištenih u spremištu. Izaberite jedan ili više testova da biste filtrirali samo testove obavljene sa izabranim testovima.

Simbol **T** sa leve strane naslova kolone ukazuje na to da je filter te kolone aktivan. Filter možete da uklonite tako što ćete pritisnuti **Remove Filter** (Ukloni filter) na traci podmenija.

5.5.5 Izvoz rezultata na USB disk

Sa bilo koje kartice na ekranu **View Results** (Prikaz rezultata) izaberite **Save Report** (Sačuvaj izveštaj) da biste izvezli i sačuvali kopiju rezultata testa u PDF formatu na USB disk. Ulaz za USB se nalazi na prednjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (Slika 39).

Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno čuvanje i prenos podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.



Slika 39. Lokacija ulaza za USB.


5.5.6 Štampanje rezultata

Uverite se da je štampač povezan sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i da je instaliran odgovarajući upravljački program (više informacija o instalaciji upravljačkog programa potražite u Dodatku 12.1). Pritisnite **Print Report** (Štampaj izveštaj) da biste poslali kopiju rezultata testa štampaču.

5.5.7 Kreiranje paketa podrške

Ako vam je potrebna podrška, paket podrške koji sadrži sve potrebne informacije o obradi, sistemske i tehničke datoteke evidencije može se kreirati i dostaviti tehničkoj službi kompanije QIAGEN. Da biste kreirali paket podrške, pritisnite **Support Package** (Paket podrške). Pojaviće se dijalog i moći će da se kreira paket podrške za izabrani test ili sve neuspele testove (Slika 40).

Sačuvajte paket podrške na USB uređaj za skladištenje. USB ulaz se nalazi na prednjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (Slika 39).



Slika 40. Kreiranje Support Package (Paket podrške)

Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.


Napomena: Ako vam je potrebna podrška, kreirajte paket podrške ubrzo nakon što se problem pojavi. Zbog ograničenog kapaciteta za skladištenje i konfiguracije sistema, sistemske i tehničke datoteke evidencije određenog vremenskog intervala mogu se automatski izbrisati tokom nastavka upotrebe sistema.

6 Funkcije i opcije sistema

U ovom odeljku dat je opis svih dostupnih funkcija i opcija analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 koje omogućavaju prilagođavanje postavki instrumenta.

6.1 Glavni ekran

Na **glavnom** ekranu moguće je pregledati status analitičkih modula i prelaziti na različite odeljke (**Login** (Prijavljivanje), **Run Test** (Izvrši test), **View Results** (Prikaz rezultata), **Options** (Opcije) i **Log Out** (Odjavi se)) korisničkog interfejsa (Slika 41).



Slika 41. Glavni ekran ekrana osetljivog na dodir analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Glavni ekran sadrži sledeće elemente:

- Traka opšteg statusa
- Traka statusa modula
- Traka glavnog menija
- Područje sadržaja
- Traka menija kartice (prikazuje se opcionalno, u zavisnosti od ekrana)
- Traka podmenija i traka uputstava (prikazuje se opcionalno, u zavisnosti od ekrana)

6.1.1 Traka opšteg statusa


Traka opšteg statusa pruža informacije o statusu sistema (Slika 42). ID prijavljenog korisnika se prikazuje na levoj strani. Naslov ekrana se pojavljuje u sredini, a datum i vreme sistema se pojavljuju na desnoj strani.



Slika 42. Traka opšteg statusa.

6.1.2 Traka statusa modula



Traka statusa modula prikazuje status svakog analitičkog modula (1–4) dostupnog u sistemu u odgovarajućim okvirima statusa (Slika 43). Ako nijedan analitički modul nije dostupan za tu poziciju, u okvirima se prikazuje poruka „Not Installed“ (Nije instalirano).



Slika 43. Traka statusa modula.

Kliknite na okvir koji odgovara datom analitičkom modulu da biste pristupili detaljnijim informacijama (pogledajte Stranica Module status (statusa modula). Stanja modula koja mogu da se prikažu u okviru statusa na traci statusa modula su prikazana u tabeli 2 (sledeća strana).

Tabela 2. Stanja modula koja mogu da se prikažu u okvirima statusa


Stanje	Opis
Not installed (Nije instaliran)	Nijedan analitički modul nije instaliran na toj poziciji.
Excluded (Isključen)	Korisnik je isključio analitički modul preko korisničkih postavki.
Error (Greška)	Analitički modul je prijavio ozbiljnu grešku. Analitički modul je u kvaru.
Initializing (Inicijalizacija)	Analitički modul se pokreće i obavlja samotestiranje.
Available (Dostupan)	Analitički modul je dostupan za novi test. Nijedan test se ne izvršava u ovom analitičkom modulu, nijedan test-kertridž QIAstat-Dx nije ubačen i poklopac ulaza za kertridž je zatvoren.
Test running (Test je u toku)	Korisnički „administrator“ trenutno izvršava test Resp_3018_19c na analitičkom modulu br. 1. Do završetka testa je ostalo 32 minuta i 14 sekundi.
Test completed (Test je obavljen)	Korisnički „administrator“ je izvršio test iz respiratornog panela na analitičkom modulu br. 1. Traka toka u okviru će pokazati status testa: TEST COMPLETED (TEST JE OBAVLJEN): test je uspešno obavljen. TEST FAILED (TEST NIJE USPEO): test je obavljen, ali je došlo do greške. TEST CANCELED (TEST JE OBUSTAVLJEN): korisnik je otkazao test. Kada se test-kertridž QIAstat-Dx ukloni i kada se zatvori poklopac ulaza za kertridž, analitički modul će ponovo biti dostupan.
Eject cartridge (Izbaci kertridž)	Analitički modul sadrži test-kertridž QIAstat-Dx i poklopac ulaza za kertridž je zatvoren, ali nijedan test trenutno nije u toku. Ovo se može desiti u sledećim situacijama: <ul style="list-style-type: none"> ● Kertridž nije uklonjen nakon izbacivanja jer je test otkazan ili završen.  ● Kertridž je ostao u analitičkom modulu kada je sistem isključen. 

6.1.3 Stranica Module status (statusa modula)

Stranica Module status (Status modula) prikazuje informacije kao što su položaj, serijski broj, revizija hardvera i trenutna verzija softvera. Osim toga, prikazuju se greške koje se tiču izabranog analitičkog modula, kao i informacije o softverskim i hardverskim komponentama (Slika 44, sledeća stranica).

Traka sa uputstvima prikazuje dugme za ponovno pokretanje koje može da se koristi za ponovno pokretanje izabranog modula, bez potrebe za ponovnim pokretanjem uređaja. Dugme je omogućeno samo kada je izabrani modul u stanju greške ili „out of order“ (u kvaru).

Napomena: Možda će i dugme **Restart** (Ponovo pokreni) biti onemogućeno nakon završetka testa na modulu ako je naknadna obrada i dalje u toku.







Slika 44. Stranica Module status (Status modula).

Stranici Module status (Status modula) možete da pristupite u bilo kom trenutku, osim kada je analitički modul (AM) u stanju „Not installed“ (Nije instalirano), „Not present“ (Nije prisutno) ili „Initializing“ (Pokretanje). Tokom ciklusa i dok je kertridž i dalje ubačen, stranica Module status (Status modula) se neće prikazati, a umesto nje će se prikazati traka statusa modula (predstavljena je u prethodnom pododeljku).

6.1.4 Traka glavnog menija

U tabeli 3 prikazane su opcije koje su dostupne korisniku preko trake glavnog menija.

Tabela 3. Opcije trake glavnog menija

Naziv	Dugme	Opis
Run Test (Izvrši test)		Započinje sekvencu izvršavanja testa (pogledajte Odeljak 5.3). QIAstat-Dx softver automatski bira dostupni analitički modul i započinje sekvencu pripreme testa.
View Results (Prikaz rezultata)		Otvora ekran View Results (Prikaz rezultata) (pogledajte Odeljak 5.5).
Options (Opcije)		Prikazuje podmeni Options (Opcije) (pogledajte Odeljak 6.4).
Log Out (Odjavi se)		Odjavljuje korisnika (aktivno samo kada je omogućena opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa)).

6.1.5 Područje sadržaja

Informacije koje se prikazuju u glavnom području sadržaja razlikuju se u zavisnosti od stanja korisničkog interfejsa. U ovom području se prikazuju rezultati, sažeci, konfiguracije i postavke nakon ulaska u različite režime i izbora stavki iz menija opisanih u nastavku.

U zavisnosti od sadržaja, mogu biti dostupne dodatne opcije preko trake menija kartica i menija **Options** (Opcije). Podmeniju **Options** (Opcije) pristupa se pritiskom na dugme **Options** (Opcije) (Slika 45).



Slika 45. Pristupanje podmeniju Options (Opcije).

6.2 Ekran Login (Prijavljivanje)

Kada je opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa) omogućena (pogledajte Odeljak 6.8), korisnici mogu da se identifikuju prijavljivanjem da bi pristupili funkcijama analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.


VAŽNO: Za prijavljivanje prvi put, korisnički ID je „administrator“, a podrazumevana lozinka je „administrator“. Lozinka mora da se promeni nakon prvog prijavljivanja.

Napomena: Nakon uspešne početne instalacije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa) je automatski aktivirana.

Napomena: Preporučuje se kreiranje najmanje jednog korisničkog naloga bez uloge „Administrator“ pri prvom prijavljivanju.


Područje sadržaja ekrana Login (Prijavljivanje) uključuje okvir za tekst za unos **User ID** (ID korisnika) (Slika 46). Ako je izabrana opcija **Show previous user logins** (Prikaži prethodne prijave korisnika), prikazaće se i lista prethodnih pet korisnika koji su se uspešno prijavili.

Napomena: Ikonu za prijavljivanje servisnog tehničara u donjem desnom uglu ekrana treba da koristi samo osoblje koje je ovlastila kompanija QIAGEN.



Slika 46. Ekran Login (Prijavljivanje).

Unesite korisničko ime klikom na jedno od imena dostupnih na listi ili klikom na okvir za tekst **User ID** (ID korisnika) i unošenjem imena pomoću virtuelne tastature. Kada unesete korisničko ime, potvrdite ga pritiskom na **oznaku potvrde** na virtuelnoj tastaturi (Slika 47, sledeća stranica).



Slika 47. Virtuelna tastatura na ekranu osetljivom na dodir.

Ako je izabrana opcija **Require password** (Zahtevaj lozinku) (pogledajte Odeljak 6.8), prikazaće se okvir za tekst za lozinku i virtuelna tastatura za unos lozinke. Ako lozinka nije potrebna, okvir za tekst za lozinku će biti zasivljen.

Ako korisnik zaboravi svoju lozinku, administrator sistema može da je resetuje.

Napomena: Ako administrator zaboravi svoju lozinku, može da je resetuje samo tehnička služba kompanije QIAGEN, što zahteva posetu servisnog inženjera kompanije QIAGEN lokaciji. Dakle, preporučuje da se kreirate dodatni nalog administratora.

Iz bezbednosnih razloga, ako se lozinka neispravno unese tri puta, sistem će se zaključati na jedan minut pre nego što korisniku bude dozvoljeno da ponovo pokuša da se prijavi.

Napomena: Pratite politike sajber bezbednosti vaše organizacije za zaštitu akreditiva.

Napomena: Preporučuje se kreiranje jake lozinke u skladu sa smernicama za lozinku vaše organizacije.

6.2.1 Odjavljivanje

Kada je omogućena opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa) (pogledajte Odeljak 6.8), korisnici mogu da se odjave u bilo koje vreme pomoću opcije **Log Out** (Odjavi se) na traci glavnog menija. Više informacija potražite u Odeljku 6.1.4.


Korisnici će biti automatski odjavljeni kada istekne vreme za automatsko odjavljivanje. To vreme može da se konfigurira u postavkama **General** (Opšte) menija **Options** (Opcije) (pogledajte Odeljak 6.10.4).

6.3 Čuvar ekrana

Čuvar ekrana analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 se prikazuje kada nema interakcije korisnika tokom unapred definisanog vremenskog perioda. Taj vremenski period može da se konfigurira u meniju **Options** (Opcije) (pogledajte Odeljak 6.4).

Čuvar ekrana prikazuje dostupnost analitičkih modula i preostalo vreme do završetka testa (Slika 48 na sledećoj strani).

Napomena: Tokom operacija kao što su ažuriranje softvera, kreiranje rezervnih kopija, vraćanje u prethodno stanje, kreiranje arhive i otvaranje arhive, čuvar ekrana i automatsko odjavljivanje mogu biti onemogućeni. Radi asajber bezbednosti preporučuje se da u to vreme sistem ne ostavljate bez nadzora.



Slika 48. Čuvar ekrana koji prikazuje jedan dostupan analitički modul.

6.4 Meni Options (Opcije)

Meniju **Options** (Opcije) može se pristupiti sa trake glavnog menija. U tabeli 4 prikazane su opcije koje su dostupne korisniku. Opcije koje nisu dostupne biće zasivljene.

Tabela 4. Meni Options (Opcije)

Naziv	Dugme	Opis	Referentni odeljak
Print Queue (Red čekanja na štampanje)		Dostupno za sve korisnike.	6.5.2
External Control (Eksterna kontrola)		Dostupno za korisnike sa pravom na upravljanje postavkama za External Control (Eksterna kontrola).	8
Archive Results (Arhiviraj rezultate)		Dostupno administratorima, servisnim tehničarima i supervizorima laboratorije.	6.7
User Management (Upravljanje korisnicima)		Dostupno korisnicima sa pravom na upravljanje korisnicima i korisničkim profilima.	6.8
Assay Management (Upravljanje testom)		Dostupno korisnicima sa pravom na upravljanje testovima.	6.9
System Configuration (Konfiguracija sistema)		Dostupno korisnicima sa pravom na konfigurisanje sistema.	6.10
Change Password (Promeni lozinku)		Dostupno ako je omogućena opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa).	6.11

6.5 Funkcionalnost štampača

Ovaj odeljak opisuje različite funkcije u vezi sa funkcionalnošću štampača.


6.5.1 Instalacija i brisanje štampača

Instalacija i brisanje štampača su opisani u Dodatku 12.1.

6.5.2 Pregled zadataka štampanja

Red čekanja na štampanje prikazuje aktivne zadatke štampanja na instrumentu. Izveštaji koji su stavljeni u red čekanja na štampanje biće prikazani ovde. Redu čekanja na štampanje možete pristupiti preko menija Options (Opcije).

Red čekanja na štampanje prikazuje tabelu sa nazivom štampača, brojem zadatka, kao i datumom i vremenom kreiranja zadatka štampanja (Slika 49).



The screenshot shows the 'Print Queue' interface. At the top, it displays 'administrator', 'Print Queue', and the time '10:54 2021-03-30'. Below this, there are four status indicators: '1 Available', '2 Available', '3 Available', and '4 Available'. The main part of the interface is a table with the following data:

Printer Name	Job Number	Date
Default B/W USB	10	Wed Mar 23 17:42:00 2014
HP-IPP	11	Mon Mar 23 12:37:58 2021
Printer-BackOffice	12	Mon Mar 23 08:37:58 2021
Network-Printer2	13	Mon Mar 23 09:37:58 2021
Printer-BackOffice	14	Mon Mar 23 10:37:58 2021
Printer-BackOffice	15	Mon Mar 23 11:37:58 2021
Default B/W USB	19	Mon Mar 23 12:33:58 2021
Default B/W USB	20	Mon Mar 23 12:34:58 2021

At the bottom of the table, there are three buttons: 'Refresh', 'Delete All', and 'Cancel'. On the right side of the interface, there is a vertical menu with four buttons: 'Run Test', 'View Results', 'Options', and 'Log Out'.

Slika 49. Red čekanja na štampanje.

6.5.3 Brisanje zadataka štampanja


Korisnici koji imaju pravo da brišu zadatke štampanja mogu da izbrišu sve zadatke štampanja kako bi obrisali red čekanja. Tako se sprečava štampanje svih izveštaja u redu čekanja. Da biste to uradili, pritisnite dugme **Delete All** (Izbriši sve) pri dnu stranice (Slika 49).

6.6 Postavke eksterne kontrole (External Control, EC)

U meniju External Control (Eksterna kontrola) možete da omogućite funkciju External Control (Eksterna kontrola) i konfigurirate njene opcije. Za više informacija o funkciji Eksterna kontrola (External Control, EC), pogledajte Odeljak 8.

Sledite korake u nastavku da biste omogućili ovu funkciju i podesili intervale i uzorke za pojedinačne testove:


1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije) na traci **Main Menu** (Glavni meni), a zatim i dugme External Control (Eksterna kontrola).
2. Pritisnite preklopno dugme **Enable EC** (Omogući eksternu kontrolu) da biste aktivirali funkciju (Slika 50).



Slika 50. Ekran External Control (Eksterna kontrola).

3. Izaberite **Due Dates** (Krajnji rokovi), a zatim i test na listi da biste videli kada je izveden poslednji test External Control (Eksterna kontrola) po ispitivanju i analitičkom modulu i kada sledeći test External Control (Eksterna kontrola) treba da se izvede (Slika 51).

Napomena: Ako nijedan test nije instaliran, ne mogu se prikazati krajnji rokovi.




Slika 51. Ekran External Control Due Dates (Krajnji rokovi za eksternu kontrolu).

Tabela 5. Krajnji rokovi za eksternu kontrolu

Postavka	Opis
Last EC runs (Poslednja izvođenja eksterne kontrole)	Kod izabranog testa i kod svakog modula, prikazuje se datum kada je izveden poslednji test eksterne kontrole (External Control, EC).
Next EC runs due (Krajnji rok za sledeća izvođenja testa eksterne kontrole)	Kod izabranog testa i za svaki modul, datum ili broj testova nakon kojeg test External Control (Eksterna kontrola) mora da se izvede. Sledeći testovi eksterne kontrole (external control, EC) koji treba da se izvedu prikazuju se ako je uključeno Enable EC (Omogući eksternu kontrolu). Kada je interval za tip testa podešen na seriju kertridža, sledeća izvođenja testa eksterne kontrole (External Control, EC) se ne prikazuju.

4. Izaberite **Intervals** (Intervali), a zatim i test na listi da biste konfigurisali naknadni interval. Prikazuje se podsetnik kako bi se korisnici podsetili na to da test External Control (Eksterna kontrola) mora da se izvede za izabrani test ako je interval prošao (Slika 52).

Napomena: Ako nije instaliran nijedan test, intervali neće moći da se konfiguriraju.




Slika 52. Ekran External Control Intervals (Intervali eksterne kontrole).

Tabela 6. Postavke External Control Intervals (Intervali eksterne kontrole)

Postavka	Opis
Interval type (Tip intervala)	Tip intervala određuje da li test External Control (Eksterna kontrola) treba da se izvede nakon određenog broja dana , da li test treba da se izvede nakon određenog broja testova ili da li test treba da se izvede svaki put kada se upotrebi nova serija kertridža .
EC interval in days (Interval eksterne kontrole u danima)	Definiše broj dana nakon kojeg test External Control (Eksterna kontrola) treba da se izvede. Aktivno samo ako je tip intervala podešen na „days“ (dani).
EC interval in test (Interval eksterne kontrole u testu)	Definiše broj testova nakon kojeg treba da se izvede test External Control (Eksterna kontrola). Aktivno samo ako je tip intervala podešen na „tests“ (testovi).

5. Izaberite **EC Samples** (Uzorci eksterne kontrole) da biste dodali ili uredili uzorke koji se koriste u testu External Control (Eksterna kontrola). Da biste dodali novi EC Sample (Uzorak eksterne kontrole), pritisnite **Add new Sample** (Dodaj novi uzorak), a zatim nastavite sa konfiguracijom u desnoj koloni (Slika 53). Da biste uredili uzorak eksterne kontrole (External Control, EC), izaberite postojeći uzorak u srednjoj koloni i nastavite sa konfiguracijom u desnoj koloni.

Napomena: Preporučuje se da navedete odgovarajući naziv EC Sample (Uzorak eksterne kontrole) koji sadrži informacije o verziji uzorka eksterne kontrole (External Control, EC) ili slične informacije koje su odštampane na odgovarajućoj epruveti.



Slika 53. Ekran External Control EC Samples (Uzorci eksterne kontrole).

Tabela 7. Postavke External Control EC Samples (Uzorci eksterne kontrole)

Postavka	Opis
Sample Active (Uzorak je aktivan)	Omogućava uzorak tako da se može izabrati u postavci testa External Control (Eksterna kontrola).
Sample Name (Naziv uzorka)	Definiše naziv uzorka na osnovu kojeg se identifikuje uzorak.
Assay (Test)	Uzorak eksterne kontrole (External Control, EC) je povezan sa testom. Test može da se izabere na listi svih instaliranih testova.
Analytes / Detection Expected (Analiti / očekivana detekcija)	Kada se izabere test, svi analiti povezani sa tim testom se učitavaju. Kod svakog analita možete da definišete da li je detekcija u izvodenju External Control (Eksterna kontrola) očekivana ili ne. Ako se očekuje detekcija analita, preklopno dugme treba da se uključi.

6.7 Arhiviranje rezultata

Izabrani rezultati se mogu arhivirati sa opcijom naknadnog uklanjanja kako bi se oslobodila memorija analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ili primenila politika organizacije o zadržavanju podataka. Arhivirane datoteke sadrže sve važne podatke o izvodenju testova (npr. podatke o krivama, rezultate analita, ukupne podatke o rezultatima itd.) i mogu se prikazati, sačuvati i odštampati u bilo kom trenutku na svakom instrumentu QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (pogledajte Odeljak 6.7.2).

Napomena: Kupac analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je isključivo odgovoran za usklađenost sa politikom organizacije kada je reč o zadržavanju podataka. Zadržavanje podataka isključivo putem korišćenja funkcije arhive, koja je opisana u ovom odeljku, možda neće zadovoljiti smernice organizacije.

Funkciji arhive možete pristupiti preko menija **Options** (Opcije). Možete da kreirate arhive sa opcijom uklanjanja ili bez nje ili da učitate arhivu (pogledajte Odeljak 6.7.1). Rezultati se uvek uklanjaju kod automatski kreiranih arhiva.


Napomena: Kada pregledate rezultate testa arhive, dostupna je samo ograničena funkcionalnost (pogledajte Odeljak 6.7.2 za više informacija).

6.7.1 Kreiranje arhive

6.7.1.1 Kreiranje datoteke arhive bez funkcije uklanjanja

Za kreiranje arhivske datoteke filtrirajte rezultate koji treba da se arhiviraju. Pritisnite **Create Archive** (Kreiraj arhivu) i filtrirajte željeni datum početka i datum završetka. Izabrani broj rezultata prikazuje se na ekranu. U jednoj arhivskoj datoteci može se arhivirati do 250 rezultata.

Za kreiranje arhivske datoteke moguće je izabrati samo rezultate koji su već otpremljeni na HIS/LIS i istekle rezultate. Pritisnite **HIS/LIS Uploaded** (Otpremljeno na HIS/LIS) da biste aktivirali ovu opciju i pritisnite **Create Archive** (Kreiraj arhivu) (Slika 54).



Slika 54. Opcije kreiranja arhive.

Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Preporučuje se da koristite neku drugu lokaciju skladištenja za trajno skladištenje podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.


Napomena: Funkcija čuvara ekrana je neaktivna tokom kreiranja arhive. Ako je omogućena opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa), ne traži se ponovna prijava za potvrdu identiteta korisnika. Preporučuje se da ne ostavljate analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 bez nadzora tokom kreiranja arhive.

6.7.1.2 Kreiranje datoteke arhive sa funkcijom uklanjanja

VAŽNO: Arhivirani i uklonjeni rezultati više nisu prisutni na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i neće biti deo rezervne kopije systemske datoteke. Preporučuje se da prvo kreirate rezervnu kopiju sistema pre nego što nastavite sa kreiranjem arhivske datoteke pomoću funkcije uklanjanja. Pogledajte Odeljak 6.10.11 za kreiranje rezervne kopije sistema. Uklonjeni rezultati se ne ubrajaju u epidemiološke izveštaje. Za više informacija pogledajte Odeljak 6.9.2.

Ako se izabrani rezultati arhiviraju i uklone iz analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, nastavite sa kreiranjem arhivske datoteke kako je opisano u nastavku i aktivirajte funkciju uklanjanja.

Pritisnite **Remove Results** (Ukloni rezultate) i aktivirajte uklanjanje. Ako je kreiranje arhivske datoteke uspelo, izabrani rezultati će se automatski ukloniti iz analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (Slika 55).



Slika 55. Ekran opcije Remove results (Ukloni rezultate).


Napomena: Uklonjeni rezultati više nisu prisutni na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Otpremanje na HIS/LIS nije moguće nakon uspešnog uklanjanja.

Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Preporučuje se da koristite neku drugu lokaciju skladištenja za trajno skladištenje podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.

Napomena: Funkcija čuvara ekrana je neaktivna tokom kreiranja arhive. Ako je omogućena opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa), ne traži se ponovna prijava za potvrdu identiteta korisnika. Preporučuje se da ne ostavljate analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 bez nadzora tokom kreiranja arhive.

6.7.2 Otvaranje arhive

Datoteke arhive kreirane pomoću softvera aplikacije QIAstat-Dx mogu da se otvore samo radi prikazivanja, čuvanja i štampanja rezultata. Arhive mogu da se otvore sa USB uređaja za skladištenje, kao i sa unapred konfigurisanih deljenih mrežnih resursa. Pritisnite **Open Archive** (Otvori arhivu) i učitajte željenu arhivsku datoteku. Nakon uspešnog učitavanja arhive pritisnite **View Archive** (Prikaži arhivu). Tokom pregleda rezultata arhive ne mogu se pokrenuti nove obrade. Zatvorite arhivsku datoteku dugmetom **Close Archive** (Zatvori arhivu) da biste povratili uobičajenu funkcionalnost (Slika 56).



Slika 56. Ekran otvorene arhive.

Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Preporučuje se da koristite neku drugu lokaciju skladištenja za trajno skladištenje podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.

6.7.3 Automatsko arhiviranje

VAŽNO: Automatski arhivirani rezultati su uklonjeni i više nisu prisutni na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i neće biti deo rezervne kopije sistemske datoteke. Pogledajte Odeljak 6.10.11 za kreiranje rezervne kopije sistema. Uklonjeni rezultati se ne ubrajaju u epidemiološke izveštaje. Za više informacija pogledajte Odeljak 6.9.2.

Napomena: Pre omogućavanja automatskog kreiranja datoteke arhive, preporučuje se da proverite ukupan broj rezultata uskladištenih na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Ako je uskladišten veliki broj testova, preporučuje se da najpre pratite uputstva u Odeljku 6.7.1.2 da biste smanjili broj rezultata testa.

Prilikom automatskog kreiranja datoteke arhive, arhiviraju se stariji rezultati sačuvani na instrumentu. Sledite korake u nastavku da biste konfigurisali postupak automatskog arhiviranja:

1. Pritisnite dugme Options (Opcije), a zatim i dugme **Archive Results** (Arhiviraj rezultate).
2. Pritisnite **Automatic Archive** (Automatsko arhiviranje) i omogućite funkciju (Slika 57, sledeća stranica).
3. Izaberite **Start Time** (Vreme početka). Ovo je vreme kada se automatsko arhiviranje odvija svakog dana ako je zadovoljena **Archive Configuration** (Konfiguracija arhive) (korak 4).

Važna napomena: Preporučujemo da konfigurirate vreme početka koje je van uobičajenog radnog vremena instrumenta. Automatsko kreiranje arhive se odvija u pozadini i može usporiti softver.

4. Izaberite **Archive Configuration** (Konfiguracija arhive). Broj rezultata koji okida arhiviranje odnosi se na ukupan broj rezultata koji su uskladišteni na instrumentu. Broj rezultata u arhivi odnosi se na broj rezultata koji se arhiviraju, pri čemu se najstariji rezultati prvi arhiviraju. U jednoj arhivskoj datoteci može se arhivirati do 250 rezultata.

Napomena: Preporučuje se da koristite podrazumevane postavke za konfiguraciju arhive. Ako povećate veličinu arhive, to će uticati na vreme koje je potrebno za dovršavanje automatskog kreiranja arhive.


5. Za kreiranje arhivske datoteke moguće je izabrati samo rezultate koji su otpremljeni u HIS/LIS i istekle rezultate. Pritisnite **HIS/LIS Uploaded** (Otpremljeno u HIS/LIS) da biste aktivirali ovu funkciju.

6. Izaberite **Storage Location** (Lokacija skladištenja). Neophodno je da izaberete unapred konfigurisani deljeni mrežni resurs za automatsko arhiviranje. Pogledajte Odeljak 6.10.7 za više informacija o konfigurisanju deljenog mrežnog resursa.

Napomena: Ne možete da izaberete USB uređaj za skladištenje kao lokaciju skladištenja automatske arhive.

7. Pritisnite Save (Sačuvaj) i Confirm (Potvrdi) da biste sačuvali i uskladištili konfiguraciju.

8. Izaberite **Last archive creation** (Poslednje kreiranje arhive) da biste prikazali kada je poslednji put automatski kreirana arhiva i da li prethodno kreiranje nije uspelo.



Slika 57. Opcije automatskog arhiviranja.

6.8 Upravljanje korisnicima

Softver aplikacije QIAstat-Dx je fleksibilan za podržavanje različitih scenarija upotrebe. Za upravljanje korisnicima i pravima dostupni su sledeći režimi:

- Režim „Single User“ (Jedan korisnik): Opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa) je onemogućena i ne vrši se kontrola korisnika koji se prijavljuju na analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Sve funkcije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 biće dostupne svim korisnicima bez ikakvih ograničenja.
- Režim „Multi-User“ (Više korisnika): Opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa) je omogućena i korisnici moraju da se prijave pre izvršavanja bilo kakve radnje na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Radnje koje oni mogu da izvršavaju su ograničene i definisane u skladu sa njihovim korisničkim profilima.

Napomena: Opcija **User Management** (Upravljanje korisnicima) dostupna je samo korisnicima sa profilima „Administrator“ ili „Laboratory Supervisor“ (Supervizor laboratorije).

Napomena: Opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa) može da se omogući ili onemogući u postavkama **General** (Opšte) pod **System Configuration** (Konfiguracija sistema) u meniju **Options** (Opcije).

Opcija **User Management** (Upravljanje korisnicima) omogućava korisnicima sa profilima „Administrator“ i „Laboratory Supervisor“ (Supervizor laboratorije) da dodaju nove korisnike u sistem, definišu njihova prava i korisničke profile i da aktiviraju i deaktiviraju korisnike.

Napomena: Preporučuje se omogućavanje opcije **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa). U režimu za jednog korisnika, korisnik ima sva administratorska prava bez kontrole korisnika koji se prijavljuju na analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Sve funkcije će biti dostupne bez ikakvog ograničenja. Pored toga, preporučuje se kreiranje najmanje jednog korisničkog naloga bez uloge „Administrator“. Ako jedan korisnik analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ima različite korisničke uloge, uključujući ulogu „Administrator“, postoji veliki rizik da će pristup softveru biti potpuno blokiran ako ovaj korisnik zaboravi lozinku.

Tabeli 8 navodi korisničke profile koji su dostupni na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0.


Tabela 8. Korisnički profili dostupni na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Korisnički profil	Prava	Primer
Administrator	Kompletna	Odgovornost za instrumentaciju/IT
Laboratory Supervisor (Supervizor laboratorije)	Dodaje nove korisnike Uvodi nove testove u zbirku testova Izvršava testove i pregleda rezultate svih korisnika i generiše pakete podrške Kreira i otvara arhive Konfiguriše postavke eksterne kontrole Izvodi testove eksterne kontrole Briše zadatke štampanja	Rukovodilac laboratorije
Advanced User (Napredni korisnik)	Izvršava testove Pregleda detaljne rezultate testova svojih korisnika (npr. dijagrame amplifikacije itd.) i generisanje paketa podrške Izvodi testove eksterne kontrole Briše zadatke štampanja	Mikrobiolog, laboratorijski tehničar
Basic User (Osnovni korisnik)	Izvršava testove Pregleda rezultate testova svojih korisnika koji nisu detaljni (npr. pozitivni/negativni rezultati) i generiše pakete podrške	Zdravstveni radnik (npr. medicinska sestra, lekar, lekar opšte prakse itd.)

6.8.1 Pristupanje listi korisnika i upravljanje njome


Pratite korake u nastavku da biste pristupili korisnicima sistema i upravljali njima:

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **User Management** (Upravljanje korisnicima) da biste konfigurisali korisnike. Ekran **User Management** (Upravljanje korisnicima) prikazuje se u području sadržaja na ekranu (Slika 58).



Slika 58. Ekran User Management (Upravljanje korisnicima).


2. Izaberite korisnika kojim želite da upravljate, sa liste u levoj koloni područja sadržaja (Slika 59).



Slika 59. Biranje korisnika i upravljanje njima.


3. Izaberite i izmenite po potrebi sledeće opcije:

- **User Name** (Korisničko ime): Omogućava pregled korisničkog imena.
- **Password** (Lozinka): Omogućava promenu lozinke za tog korisnika
- **User Active** (Korisnik je aktivan) (yes/no (da/ne)): Omogućava da se izabere da li je korisnik aktivan ili ne. Neaktivnim korisnicima nije dozvoljeno da se prijave ili izvrše bilo koju radnju na sistemu.
- **Assign User Profile** (Dodeli korisničke profile): Omogućava dodelu nekog drugog korisničkog profila za tog korisnika (npr. Administrator, Laboratory Supervisor (Supervisor laboratorije), Advanced User (Napredni korisnik), Basic User (Osnovni korisnik)). Izaberite odgovarajući korisnički profil sa liste na desnoj strani područja sadržaja (Slika 60, sledeća stranica).




Slika 60. Dodela korisničkih profila korisnicima.

- **Assign Assays (Dodeli testove):** Omogućava definisanje testova iz baze testova koje korisnik ima pravo da izvrši. Izaberite testove iz liste na desnoj strani područja sadržaja (Slika 61).



Slika 61. Dodela testova korisnicima.

- **Assay Statistics** (Statistika testa): Pokazuje koliko puta je izabrani korisnik izvršio test (Slika 62).




Slika 62. Pregled statistike testa.

4. Pritisnite **Save** (Sačuvaj) i **Confirm** (Potvrdi) da biste sačuvali izmene. Alternativno, pritisnite **Cancel** (Otkazi) i **Confirm** (Potvrdi) da biste odbacili izmene.

6.8.2 Dodavanje korisnika


Pratite korake u nastavku da biste dodali nove korisnike analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije) a zatim dugme **User Management** (Upravljanje korisnicima) da biste konfigurisali korisnike. Ekran **User Management** (Upravljanje korisnicima) se prikazuje u području sadržaja na ekranu (Slika 63, sledeća stranica).



Slika 63. Dodavanje novog korisnika.

2. Pritisnite **Add User** (Dodaj korisnika) u donjem levom uglu ekrana da biste dodali novog korisnika u sistem.
3. Pomoću virtuelne tastature unesite **User Name** (Korisničko ime) i **Password** (Lozinka) za novog korisnika.
4. Pritisnite **Assign User Profile** (Dodeli korisnički profil) i dodelite odgovarajući korisničke profil (sa liste na desnoj strani područja sadržaja) novom korisniku (Slika 64, sledeća stranica).



Slika 64. Dodela korisničkog profila novom korisniku.

5. Pritisnite **Assign Assays** (Dodeli testove) i izaberite testove (sa prikazane liste testova) koje korisnik može da izvrši.
6. Pritisnite **Save** (Sačuvaj) i **Confirm** (Potvrdi) da biste sačuvali i uskladištili nove informacije. Novi korisnik se konfigurira i odmah mu se dozvoljava da se prijavi na analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

6.9 Upravljanje testom


Iz menija **Assay Management** (Upravljanje testom), moguće je upravljati testovima i pristupati informacijama i statistici u vezi sa testovima.

Napomena: Opcija **Assay Management** (Upravljanje testom) dostupna je samo korisnicima sa profilima „Administrator“ ili „Laboratory Supervisor“ (Supervizor laboratorije).

6.9.1 Upravljanje dostupnim testom

Pratite korake u nastavku da biste upravljali testovima na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije) a zatim dugme **Assay Management** (Upravljanje testom) da biste pristupili ekranu **Assay Management** (Upravljanje testom). Dostupni testovi navedeni su u prvoj koloni područja sadržaja (Slika 65).



Slika 65. Upravljanje dostupnim testovima.

2. Pritisnite naziv testa kojim želite da upravljate, u levoj koloni područja sadržaja.
3. Izaberite jednu od opcija navedenih u tabeli 9 (sledeća strana).

Tabela 9. Opcije za upravljanje testovima

Opcija	Opis
Assay Active (Test je aktivan)	Ovo dugme omogućava podešavanje testa tako da bude aktivan ili neaktivan. Napomena: Test-kertridže QIAstat-Dx moguće je testirati za određeni test samo ako je test aktivan.
Assay ID (ID testa)	Navodi identifikacioni broj testa.
Assay Description (Opis testa)	Navodi naziv testa.
Assay Version (Verzija testa)	Navodi verziju testa.
LIS assay name (Naziv LIS testa)	Pružuje informacije o LIS testu.
Assay Notes (Napomene o testu)	Pružuje dodatne informacije o testu.
Type of Samples (Tip uzoraka)	Navodi listu različitih tipova uzoraka koje test podržava.
List of Analytes (Lista analita)	Navodi listu analita koji su detektovani i identifikovani testom.
List of Controls (Lista kontrola)	Navodi listu analita interne kontrole koji su implementirani u test.
Assay Statistics (Statistika testa)	Navodi broj testova koji su ikada izvršeni na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 za izabrani test, kao i broj pozitivnih, negativnih, neuspelih i otkazanih testova.
Epidemiology report (Epidemiološki izveštaj)	Omogućava opciju kreiranja epidemiološkog izveštaja za izabrani opseg datuma.

6.9.2 Kreiranje epidemiološkog izveštaja

Epidemiološki izveštaj je izveštaj u kojem se za izabrano ispitivanje i vremenski interval navode rezultati testa za svaki patogen u tom ispitivanju.

Napomena: Rezultati koji su prethodno arhivirani i uklonjeni ne uvršćuju se u epidemiološki izveštaj. Za više informacija o arhivama, pogledajte Odeljak 6.7.

Sledite korake u nastavku da biste kreirali epidemiološki izveštaj:

1. Sledite korake od 1 do 3 pod Upravljanje .
2. Listajte do kraja opcija navedenih u Tabeli 9 i kliknite na **Epidemiology Report** (Epidemiološki izveštaj).
3. Izaberite **From Date** (Od datuma), koji je početni datum od kojeg se navode rezultati i **Until Date** (Do datuma), koji je krajnji datum do kojeg se navode rezultati.
Napomena: Početni i krajnji datum nisu uključeni u navođenje.
4. Kliknite na **Save Report** (Sačuvaj izveštaj).
5. Izaberite lokaciju čuvanja izveštaja.

Napomena: U okviru epidemiološkog izveštaja kolona „Positive results“ (Pozitivni rezultati) odnosi se na patogene koji su „detected“ (otkriveni), dok se kolona „Negative results“ (Negativni rezultati) odnosi na patogene koji su „not-detected“ (nisu otkriveni). Rezultati „Equivocal“ (Ekvivokalno) se navode u posebnoj koloni.


6.9.3 Uvoz novih testova

Pratite korake u nastavku da biste uvezli nove testove u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

1. Ubacite USB uređaj za skladištenje koji sadrži datoteku(e) definicije testa za uvoz u USB ulaz analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.


2. Da biste uvezli novi(e) test(ove) u QIAstat-Dx Analyzer 1.0, pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **Assay Management** (Upravljanje testom). Ekran **Assay Management** (Upravljanje testom) se prikazuje u području sadržaja na ekranu (Slika 66).



Slika 66. Ekran Assay Management (Upravljanje testom).

3. Pritisnite ikonu **Import** (Uvoz) u donjem levom uglu ekrana.
4. Izaberite datoteku definicije testa sa USB uređaja za skladištenje koja odgovara testu koji treba da se uveze. Da bi je sistem prepoznao, datoteka definicije testa mora da bude sadržana u osnovnoj fascikli.

5. Pojaviće se dijalog polje za potvrdu otpremanja datoteke.
 6. Može se pojaviti dijalog polje za zamenu trenutne verzije novom. Pritisnite yes (da) da biste potvrdili zamenu.
- Napomena:** Ako su uzorci external control (Eksterna kontrola) (EC) povezani sa testom koji je zamenjen novom verzijom, uzorak eksterne kontrole (External Control, EC) se resetuje i mora da se ponovo konfiguriše. Za više informacija pogledajte Odeljak 6.6.
7. Test postaje aktivan kada izaberete Assay Active (Test je aktivan) (Slika 67).



Slika 67. Aktiviranje testa.

6.10 Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

U meniju **System Configuration** (Konfiguracija sistema) moguće je upravljati sistemom analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i definisati parametre specifične za region.

6.10.1 Regionalne postavke

Pratite korake u nastavku da biste konfigurisali regionalne postavke analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:


1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **Regional** (Regionalno) sa liste **Settings** (Postavke) u levoj koloni. Po potrebi izaberite i definišite postavke navedene u tabeli 10.

Tabela 10. Dostupne regionalne postavke


Setting (Postavka)	Opis
Date (Datum)	Definiše datum sistema (godina, mesec, dan) (Slika 68). Ova postavka se sinhronizuje automatski kada se uređaj poveže sa uređajem QIASphere Base.
Time (Vreme)	Definiše vreme sistema (sati, minuti). Ova postavka se sinhronizuje automatski kada se uređaj poveže sa uređajem QIASphere Base.
Time Zone (Vremenska zona)	Definiše vremensku zonu sistema. Ova postavka će možda morati da se ručno prilagodi kada se uspostavi veza sa uređajem QIASphere Base, budući da se trenutno ne sinhronizuje automatski.
Date format (Format datuma)	Definiše format datuma. Dostupne su sledeće opcije (Slika 69 na sledećoj strani): DD-MM-GGGG DD-MM-GG MM-DD-GGGG GGGG-MM-DD (podrazumevana postavka) GG-MM-DD
Date separator (Separator datuma)	Definiše separator datuma. Dostupne su sledeće opcije (Slika 70 na sledećoj strani): " " "-" "/" "." "_"
Time format (Format vremena)	Definiše format vremena. Dostupne su sledeće opcije (Slika 71 ispod): 24-časovni (hh:mm:ss) (podrazumevana postavka) 12-časovni (hh:mm:ss pre podne/popodne)
Language (Jezik)	Engleski (podrazumevana postavka)




Slika 68. Podešavanje datuma sistema.



Slika 69. Podešavanje formata datuma sistema.



Slika 70. Podešavanje separatora datuma sistema.



Slika 71. Podešavanje formata vremena sistema.

6.10.2 HIS/LIS postavke

Pogledajte Odeljak 7.

6.10.3 Postavke za QIASphere Base

QIASphere povezuje korisnike sa sveobuhvatnim digitalnim ekosistemom kompanije QIAGEN kako bi se omogućilo jedinstveno korisničko iskustvo i poboljšala efikasnost i bezbednost u laboratoriji putem povezivanja zasnovanog na oblaku. Sistem QIASphere obuhvata sledeće komponente:


- Instrumente kompanije QIAGEN kompatibilne sa QIASphere, koji mogu da se povežu sa QIASphere rešenjem
- Aplikaciju QIASphere za praćenje instrumenata, koja je dostupna za mobilne uređaje i veb pregledače za stone računare
- QIASphere Base je uređaj mrežnog prolaza „interneta stvari“ (Internet of Things, IoT) za bezbednu mrežnu komunikaciju.

Za više informacija, pogledajte stranicu [QIAGEN.com/QIASphere](https://www.qiagen.com/QIASphere).

Sledite uputstva u Korisničkom priručniku za QIASphere da biste povezali QIASphere Base sa istom lokalnom mrežom sa kojom je povezan QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Tokom ove procedure, QIASphere Base prima IP adresu koja je neophodna u sledećoj konfiguraciji.

Nakon toga, sledite korake u nastavku da biste povezali analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sa uređajem QIASphere Base. Da biste se povezali sa uređajem QIASphere Base, uverite se da su oba uređaja povezana sa istom mrežom.

1. Pritisnite dugme Options (Opcije), a zatim i dugme System Configuration (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **QIASphere Base** na listi postavki u levoj koloni (Slika 72).



Slika 72. Konfigurisanje veze sa uređajem QIASphere Base

3. Izaberite i definišite opcije u Tabeli 11 prema uputstvima administratora mreže.

Tabela 11. Postavke za QIASphere Base

Opcija	Opis
Enable Host Communication (Omogući komunikaciju sa hostom)	Omogućava povezivanje sa uređajem QIASphere Base. Podmeni Host Settings (Postavke hosta) je aktivan samo ako je omogućena opcija „Host Communication“ (Komunikacija sa hostom).
IP address/Host name (IP adresa / naziv hosta)	Definiše IP adresu pod kojom se može ostvariti kontakt sa uređajem QIASphere Base.
Host port (Port hosta)	Definiše port hosta pod kojim se može ostvariti kontakt sa uređajem QIASphere Base.
Password (Lozinka)	Definiše lozinku koja je neophodna za povezivanje sa uređajem QIASphere Base.
Timeout (seconds) (Istek vremena (u sekundama))	Definiše period isteka vremena u sekundama, nakon čega se obustavlja provera mogućnosti povezivanja u slučaju da nije moguće ostvariti kontakt sa uređajem QIASphere Base.
Check connectivity (Proveri mogućnost povezivanja)	Pritiskom na ovo dugme proverava se da li je moguće uspostavljanje veze sa uređajem QIASphere Base.

Napomena: Trenutni status uređaja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 možda se neće odmah prikazati u aplikaciji QIASphere.

Napomena: Vreme i datum uređaja se sinhronizuju automatski kada se uspostavi veza sa uređajem QIASphere Base. Međutim, vremenska zona mora da se podesi ručno.

6.10.4 Opšte postavke

Pratite korake u nastavku da biste izmenili opšte postavke analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **General** (Opšte) sa liste **Settings** (Postavke) u levoj koloni. Po potrebi izaberite i definišite opcije navedene u tabeli 12 (sledeća strana).

Tabela 12. Dostupne opšte postavke


Postavka	Opis
User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa)	Omogućava opciju User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa), koja od svih korisnika zahteva da se prijave na sistem i ograničava ih isključivo na izvršavanje radnji koje dozvoljava njihov korisnički profil. Kada ova opcija nije omogućena, nije moguće razlikovati korisnike. Sve funkcije će biti dostupne kao da ih izvršava profil „Administrator”. Ova opcija je omogućena prema podrazumevanim postavkama.
Automatic log-off time (Vreme automatskog odjavljivanja)	Aktivno samo ako je omogućena opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa). Ova postavka definiše vremenski interval nakon kojeg se korisnik automatski odjavljuje iz sistema jer analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 nije dobio korisnički unos. Dozvoljeni opseg je od 5 minuta do 99:59 sati. Podrazumevana postavka: 30 minuta. Korisnički unos, kao što je pomeranje kursora, klik na kursor, pritisak na taster na eksternoj tastaturi ili dodirivanje ekrana osetljivog na dodir, resetuje vreme automatskog odjavljivanja. Ako je korisnik uneo podatke (na primer, na ekranu Run Test (Izvrši test)) kada dođe do automatskog odjavljivanja, ti podaci će biti izgubljeni.
Require password before executing assay (Zahtevaj lozinku pre izvođenja testa)	Aktivno samo ako je omogućena opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa). Kada je ova postavka aktivirana, od svih korisnika će se tražiti da unesu lozinku nakon pritiska na dugme Confirm (Potvrdi) pre izvođenja testa.
Use Patient ID (Koristi ID pacijenta)	Sa aktiviranom opcijom Use Patient ID (Koristi ID pacijenta), QIAstat-Dx softver će korisnicima omogućiti da unesu ID pacijenta ili da skeniraju ID pacijenta kada se pripremaju da izvrše test (pogledajte Odeljak 5.3).
Prefer Patient ID Bar Code (Preferiraj bar-kôd ID-a pacijenta)	Određuje da li će se od korisnika prvo tražiti da skeniraju ID pacijenta pomoću čitača bar-kôdova. Podrazumevana postavka: Onemogućeno.
Patient ID Mandatory (ID pacijenta je obavezan)	Aktivno samo ako je omogućena opcija Use Patient ID (Koristi ID pacijenta). Kada se aktivira, od korisnika će se tražiti da unesu ID pacijenta pre izvođenja testa. Kada nije aktivirano, korisnici mogu da ostave polje podataka za ID pacijenta prazno. Podrazumevana postavka: Onemogućeno.
Sample ID Mandatory (ID uzorka je obavezan)	Kada se aktivira, od korisnika će se tražiti da unesu ID uzorka pre izvođenja testa. Kada nije aktivirano, korisnici mogu da ostave polje podataka za ID uzorka prazno, a analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 će automatski generisati jedinstveni ID uzorka. Podrazumevana postavka: Onemogućeno.
Prefer Sample ID Bar Code (Preferiraj bar-kôd ID-a uzorka)	Određuje da li će se od korisnika tražiti da prvo skeniraju ID uzorka pomoću čitača bar-kôdova. Podrazumevana postavka: Onemogućeno.
Exclude Modules (Isključi module)	Pružna mogućnost isključivanja određenih analitičkih modula iz izvođenja testova. To može biti korisno u slučaju da se sumnja na kvar modula. Podrazumevana postavka: Onemogućeno.
Number of Results Per Page (Broj rezultata po stranici)	Ova postavka definiše broj rezultata koji se prikazuju po stranici na ekranu View Results (Prikaz rezultata).
Show Previously Logged-in User IDs (Prikaži ID ranije prijavljenih korisnika)	Aktivno samo ako je omogućena opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa). Kada je ova postavka omogućena, lista ranije prijavljenih korisnika biće prikazana na ekranu Login (Prijavljivanje). Podrazumevana postavka: Omogućeno.
Require Password to Log In (Zahtevaj lozinku za prijavljivanje)	Aktivno samo ako je omogućena opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa). Kada je ova postavka omogućena, svi korisnici moraju da unesu svoju lozinku da bi se prijavili. Kada je opcija onemogućena, za prijavljivanje će biti potreban samo ID korisnika. Podrazumevana postavka: Omogućeno.
Max. Number of Technical Log files (Maks. broj datoteka tehničke evidencije)	Broj datoteka tehničke evidencije koji korisnik može da promeni.
Restore Factory Default (Vrati fabričke podrazumevane postavke)	Omogućava vraćanje sistema na sve fabričke podrazumevane postavke.
Hide curves in PDF reports (Sakrij krive u PDF izveštajima)	Sakriva krive amplifikacije u sačuvanim i odštampanim PDF izveštajima.

6.10.5 Postavke štampača

Opcija postavki **Printer** (Štampač) omogućava izbor sistemskog štampača. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 omogućava upotrebu umreženih štampača ili štampača povezanih sa operativnim modulom preko USB ulaza na zadnjoj strani instrumenta.

Pratite korake u nastavku da biste izmenili postavke štampača analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **Printer** (Štampač) sa liste postavki u levoj koloni.
3. Izaberite štampač sa liste dostupnih štampača (Slika 73).



Slika 73. Biranje sistemskog štampača.


Prilikom instalacije i brisanja USB ili mrežno povezanog štampača, pogledajte Dodatak 12.1.

6.10.6 Postavke

Opcija **Network** (Mreža) omogućava povezivanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na mrežu, obezbeđuje pristup umreženim štampačima i omogućava povezivanje sa HIS/LIS sistemom i uređajem QIASphere Base. Pojednosti o načinu konfigurisanja mrežnih postavki zatražite od administratora mreže.

Pratite ove korake da biste definisali mrežne postavke:

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **Network** (Mreža) sa liste postavki u levoj koloni (Slika 74).



Slika 74. Konfigurisanje mrežnih postavki.

3. Izaberite i definišite opcije u tabeli 13 prema uputstvima administratora mreže

Tabela 13. Postavke mreže


Opcija	Opis
Enable IPv6 (Omogući IPv6)	Omogućava korišćenje protokola IPv6. Podmeni IPv6 Settings (Postavke IPv6) je aktivan samo ako je omogućena opcija „Enable IPv6“ (Omogući IPv6).
Obtain IPv6 address automatically (Automatski pribavi adresu IPv6)	Omogućava jedinici da pribavi adresu IPv6 sa mreže koristeći DHCP.
IPv6 Address (Adresa IPv6)	Definiše ručno konfigurisanu adresu IPv6 operativnog modula. Ova opcija je aktivna samo ako je onemogućena opcija „Obtain IPv6 address automatically“ (Automatski pribavi adresu IPv6).
Subnet Prefix Length (Dužina prefiksa podmreže)	Definiše dužinu prefiksa podmreže IPv6. Ova opcija je aktivna samo ako je onemogućena opcija „Obtain IPv6 address automatically“ (Automatski pribavi adresu IPv6).
Enable IPv4 (Omogući IPv4)	Omogućava korišćenje protokola IPv4. Podmeni IPv4 Settings (Postavke IPv4) je aktivan samo ako je omogućena opcija „Enable IPv4“ (Omogući IPv4).
Obtain IPv4 address automatically (Automatski pribavi adresu IPv4)	Omogućava jedinici da pribavi adresu IPv4 sa mreže koristeći DHCP.
IPv4 Address (Adresa IPv4)	Definiše ručno konfigurisanu adresu IPv4 operativnog modula. Ova opcija je aktivna samo ako je onemogućena opcija „Obtain IPv4 address automatically“ (Automatski pribavi adresu IPv4).
Subnet Mask (Podmrežna maska)	Definiše dužinu prefiksa podmreže IPv4. Ova opcija je aktivna samo ako je onemogućena opcija „Obtain IPv4 address automatically“ (Automatski pribavi adresu IPv4).
Default Gateway (Podrazumevani mrežni prolaz)	Definiše podrazumevani mrežni prolaz IPv6 ili IPv4, u zavisnosti od toga koji od njih je omogućen. Ova opcija je aktivna samo ako su onemogućene opcije „Obtain IPv6 address automatically“ (Automatski pribavi adresu IPv6) ili „Obtain IPv4 address automatically“ (Automatski pribavi adresu IPv4).
Obtain DNS address automatically (Automatski pribavi DNS adresu)	Omogućava jedinici da pribavi DNS konfiguraciju sa mreže koristeći DHCP.
Preferred DNS Server (Željeni DNS server)	Definiše primarni DNS server. Ova opcija je aktivna samo ako je onemogućena opcija „Obtain DNS address automatically“ (Automatski pribavi DNS adresu).
Alternate DNS Server (Alternativni DNS server)	Definiše sekundarni DNS server. Ova opcija je aktivna samo ako je onemogućena opcija „Obtain DNS address automatically“ (Automatski pribavi DNS adresu).

6.10.7 Network Share (Deljeni mrežni resurs)

Opcija **Network Share** (Deljeni mrežni resurs) omogućava izbor deljenih mrežnih resursa. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 omogućava korišćenje deljenih mrežnih resursa koji rade pod verzijom 2 i 3 SMB protokola. Obratite se svojoj IT službi da biste razmotrili da li vaša lokalna IT infrastruktura podržava ovaj protokol. Deljeni mrežni resursi mogu da se izaberu kao lokacije za skladištenje za rezervne kopije i automatske arhive..

Sledite korake u nastavku da biste dodali deljeni mrežni resurs za QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

1. Pritisnite dugme Options (Opcije), a zatim i dugme System Configuration (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite Network Share (Deljeni mrežni resurs) iz liste postavki u levoj koloni.
3. Pritisnite dugme Add new share (Dodaj novi deljeni resurs) (Slika 75).



Slika 75. Dodavanje deljenog mrežnog resursa.


4. Izaberite i definišite opcije u Tabeli 14 prema uputstvima administratora mreže.

Tabela 14. Postavke deljenog mrežnog resursa

Opcija	Opis
Local Alias (Lokalni pseudonim)	Definiše naziv unosa pod kojim je moguće izabrati deljeni resurs u drugim menijima aplikacije (npr. prilikom čuvanja rezervne kopije).
IP address/Server name (IP adresa / naziv servera)	Definiše server ili njegovu IP adresu koja hostuje deljeni mrežni resurs.
Share name (Naziv deljenog mrežnog resursa)	Definiše naziv deljenog mrežnog resursa.
Folder (Fascikla)	Definiše putanju do određene fascikle na deljenom mrežnom resursu. U putanji se koristi znak „/“ (bez navodnika) za odvajanje naziva fascikli, (npr. „fascikla/potfascikla“).
Domain name (Naziv domena)	Definiše domen kojem je dodeljen server koji hostuje deljeni mrežni resurs.
User name (Korisničko ime)	Definiše korisničko ime koje se koristi pri povezivanju sa deljenim mrežnim resursom. Imajte u vidu da korisnik mora da ima prava za upisivanje u deljeni mrežni resurs.
Password (Lozinka)	Definiše lozinku koja se koristi za potvrdu identiteta korisničkog imena.
Check connectivity (Proveri mogućnost povezivanja)	Proverava da li je moguće uspostaviti vezu sa deljenim mrežnim resursom. Prikazuje se iskačući prozor sa rezultatima pokušaja povezivanja.
Remove Share (Ukloni deljeni resurs)	Uklanja konfigurisani deljeni mrežni resurs. Napomena: Ovo dugme je vidljivo samo prilikom uređivanja postojećeg deljenog mrežnog resursa.

6.10.8 Evidencija sistema

Evidencija sistema beleži opšte informacije o korišćenju operativnog i analitičkog modula, kao što su dodavanje ili uklanjanje korisnika, dodavanje ili uklanjanje testova, prijavljivanja, odjavljivanja, pokretanje testova itd. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema), a zatim **System Log** (Evidencija sistema) da biste pristupili informacijama u sistemskoj evidenciji. „System Log Capacity“ (Kapacitet evidencije sistema) se prikazuje na sredini ekrana, a sledi mu sadržaj evidencije. Pritisnite **Export Log File** (Izvezi datoteku evidencije) da biste izvezli sadržaj (Slika 76).



Slika 76. Pristupanje evidenciji sistema.

Napomena: Za potpune informacije o podršci za test ili sve neuspele testove preporučuje se korišćenje funkcije paketa podrške umesto toga (pogledajte 5.5.7).

6.10.9 Informacije o verziji i ugovor o licenciranju softvera


Pritisnite dugme **Options** (Opcije), zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema), a zatim **Version Info** (Informacije o verziji) da biste pregledali verziju QIAsat-Dx softvera, serijske brojeve, verzije firmvera za instalirane analitičke module i ugovor o licenciranju softvera.

6.10.10 Ažuriranje sistema

VAŽNO: Za ažuriranje na verziju softvera 1.1 potrebna je verzija softvera 1.5 ili novija.

Da biste obezbedili najbolji učinak, uverite se da koristite najnoviju verziju softvera. Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN na support.qiagen.com za pomoć sa nadogradnjom softvera.

Da biste ažurirali sistem QIAstat-Dx Analyzer 1.0, pritisnite dugme **Options** (Opcije), zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema), a zatim **System Update** (Ažuriranje sistema). Izaberite odgovarajuću **.dup** datoteku uskladištenu na USB uređaju za skladištenje da biste ažurirali sistem na noviju verziju. Prikazaće se poruka sa preporukom da se najpre kreira rezervna kopija sistema (pogledajte Odeljak 6.10.11) (Slika 77). Nakon ažuriranja, od korisnika se može tražiti da isključi analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i ponovo ga pokrene.



Slika 77. Obavljanje ažuriranja sistema.

Napomena: Da biste osigurali pravovremeno ažuriranje softvera sa verzije 1.2 ili starije, preporučuje se da sledite sledeći postupak pre i posle ažuriranja:

Pre ažuriranja, sa početnog ekrana idite na „Options“ (Opcije) > „System Config“ (Konfig. sistema) > pod „Settings“ (Postavke) izaberite „General“ (Opšte) > pod „General Settings“ (Opšte postavke)

1. Pomerite se nadole (prevucite nagore) i potražite polje „Number of results per page“ (Broj rezultata po stranici).

2. Pritisnite polje „Number of results per page“ (Broj rezultata po stranici).
3. Promenite vrednost na „100“ i pritisnite Enter.
4. Pritisnite „Save“ (Sačuvaj) na donjoj traci da biste sačuvali postavke.

Kada se dovrši ažuriranje softvera, vratite broj rezultata po stranici na prethodnu postavku. Da biste to uradili, sa početnog ekrana idite na „Options“ (Opcije) > „System Config“ (Konfig. sistema) > pod „Settings“ (Postavke) izaberite „General“ (Opšte) > pod „General Settings“ (Opšte postavke)

5. Pomerite se nadole (prevucite nagore) i potražite polje „Number of results per page“ (Broj rezultata po stranici).
6. Pritisnite polje „Number of results per page“ (Broj rezultata po stranici).
7. Promenite vrednost sa „100“ na prethodno prikazanu vrednost i pritisnite Enter.
8. Pritisnite „Save“ (Sačuvaj) na donjoj traci da biste sačuvali postavke.


Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.

Napomena: Funkcija čuvara ekrana je neaktivna tokom ažuriranja sistema. Ako je omogućena opcija **User Access Control** (Kontrola korisničkog pristupa), ne traži se ponovna prijava za potvrdu identiteta korisnika. Preporučujemo da ne ostavljate QIAstat-Dx Analyzer 1.0 bez nadzora tokom ažuriranja sistema.

Napomena: Preporučuje se da ponovo pokrenete QIAstat-Dx Analyzer 1.0 nakon što se ažuriranje sistema na verziju softvera 1.5 uspešno dovrši. Da biste isključili QIAstat-Dx Analyzer 1.0, ISKLJUČITE instrument pomoću prekidača za napajanje na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Nakon toga, UKLJUČITE instrument ponovo pomoću istog prekidača.

6.10.11 Rezervna kopija sistema

Da biste kreirali rezervnu kopiju sistema QIAstat-Dx Analyzer 1.0, pritisnite dugme Options (Opcije), zatim dugme System Configuration (Konfiguracija sistema), a zatim System Backup (Rezervna kopija sistema) (Slika 78 na sledećoj strani). Ubacite USB skladišni uređaj u prednji USB port ili konfigurirajte deljeni mrežni resurs (pogledajte Network Share (Deljeni mrežni resurs)).



Slika 78. Kreiranje rezervne kopije sistema.

Pritisnite dugme **Perform Backup** (Kreiraj rezervnu kopiju). Kreiraće se datoteka sa ekstenzijom **.dbk** i podrazumevanim nazivom datoteke. Datoteka može da se sačuva na USB disku ili na deljenom mrežnom resursu.

Da biste vratili rezervnu kopiju, pritisnite **Restore Backup** (Vrati rezervnu kopiju) i izaberite odgovarajuću datoteku rezervne kopije sa ekstenzijom **.dbk** sa povezanog USB uređaja za skladištenje. Prikazaće se poruka se preporukom da se pre vraćanja kreira rezervna kopija.


Napomena: Preporučuje se redovna izrada rezervnih kopija sistema u skladu sa politikom vaše organizacije za dostupnost podataka i zaštitu gubitka podataka.

Napomena: Funkcija čuvara ekrana je neaktivna tokom kreiranja rezervne kopije sistema. Ako je opcija User Access Control (Kontrola korisničkog pristupa) omogućena, ne zahteva se ponovno prijavljivanje radi potvrde identiteta korisnika. Preporučuje se da ne ostavljate analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 bez nadzora tokom kreiranja rezervne kopije.


Napomena: Isporučeni USB uređaj za skladištenje preporučuje se za kratkotrajno skladištenje i prenos podataka. Preporučuje se da koristite neku drugu lokaciju skladištenja za trajno skladištenje podataka. Korišćenje USB uređaja za skladištenje podleže ograničenjima (npr. kapacitet memorije ili rizik od zamene podataka), što treba uzeti u obzir pre upotrebe.

6.11 Promena lozinki

Da biste izmenili korisničku lozinku, pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim **Change Password** (Promeni lozinku). Najpre unesite trenutnu lozinku u tekstualno polje (Slika 79), a zatim unesite novu lozinku u polje **New Password** (Nova lozinka). Ponovo unesite novu lozinku u polje **Confirm Password** (Potvrdi lozinku) (Slika 80).



Slika 79. Unošenje trenutne lozinke.



Slika 80. Unošenje i potvrda nove lozinke.

Nakon tri neuspela pokušaja unosa lozinke, polje za unos lozinke će biti deaktivirano jedan minut i prikazaće se dijalog sa porukom „Password failed, please wait 1 minute to try it again“ (Lozinka nije prošla, sačekajte 1 minut i pokušajte ponovo).

Napomena: Preporučuje se kreiranje jake lozinke u skladu sa smernicama za lozinku vaše organizacije.

6.12 Status sistema QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Status operativnog i analitičkog modula pokazuje boja indikatora statusa (LED lampice) na prednjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Operativni modul može da prikaže bilo koju od sledećih boja statusa:

Tabela 15 objašnjava statusne lampice koje mogu da se prikažu na operativnom i analitičkom modulu.

Tabela 15. Opis statusnih lampica

Modul	Statusna lampica	Opis
Operativni	UGAŠENO	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je ISKLJUČEN
	Plava	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je u režimu pripravnosti
	Zelena	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 radi
Analitički	UGAŠENO	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je ISKLJUČEN
	Plava	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je u režimu pripravnosti
	Zelena (treptće)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 se inicijalizuje
	Zelena	Analitički modul radi
	Crvena	Kvar analitičkog modula

6.13 Isključivanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je dizajniran za kontinuiran rad. Ako se jedinica neće koristiti kraće vreme (manje od jednog dana), preporučujemo da stavite QIAstat-Dx Analyzer 1.0 u režim pripravnosti pritiskom na dugme ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) na prednjoj strani instrumenta. Da biste isključili QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na duži vremenski period, ISKLJUČITE instrument pomoću prekidača za napajanje na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Ako korisnik pokuša da stavi QIAstat-Dx Analyzer 1.0 u režim pripravnosti dok analitički modul izvodi test, prikazaće se dijalog sa porukom da isključivanje trenutno nije moguće. Dozvolite instrumentu da završi izvođenje testa(ova) i pokušajte da ga isključite po završetku.

7 Povezivanje sa HIS/LIS

U ovom odeljku opisano je povezivanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sa HIS/LIS.

HIS/LIS konfiguracija omogućava povezivanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na HIS/LIS da bi se omogućile funkcionalnosti kao što su:

- Aktiviranje i konfigurisanje komunikacije sa HIS/LIS
- Konfigurisanje testa za slanje rezultata i zahtevanje naloga
- Izvođenje testa na osnovu naloga
- Slanje rezultata testa

Napomena: Preporučuje se da se pridržavate sigurnosnih mera i politike vaše organizacije za vaš lokalni intranet, jer komunikacija sa HIS/LIS nije šifrovana.

7.1 Aktiviranje i konfigurisanje komunikacije sa HIS/LIS

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **HIS/LIS** (Bolnički informacioni sistem/Laboratorijski informacioni sistem) sa liste **Settings** (Postavke) u levoj koloni. Po potrebi izaberite i definišite postavke navedene u tabeli 16:

Tabela 16. HIS/LIS postavke

Postavka	Opis
Host Communication (Komunikacija sa hostom)	Omogućava povezivanje sa HIS/LIS. Ova opcija je onemogućena prema podrazumevanim postavkama.
Host Settings (Postavke hosta)	Aktivno samo ako je omogućena opcija Host Communication (Komunikacija sa hostom). Ova postavka definiše adresu hosta i ulaz hosta. Adresa hosta omogućava i IP i vrednost naziva hosta. IP vrednost mora da ima 4 broja (N.N.N.N), a vrednost N mora da bude između 0 i 255. Protokol za prenos je trenutno kompatibilan sa HL7. Hospital name (Naziv bolnice) je ekskluzivan naziv za definisanje DMS ili LIS. Podrazumevana vrednost Timeout (Vremensko ograničenje) je konfigurisana na 5 sekundi i može se produžiti do 60 sekundi. To je maksimalno vreme koliko će QIAstat-Dx Analyzer 1.0 čekati na poruku sa hosta. Messages queued (Poruke na čekanju) je indikator broja poruka koje čekaju u redu. Dugme Check connectivity (Proveri mogućnost povezivanja) proverava valjanost veze između analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i hosta sa unetim IP i ulazom.
Result Upload (Otpremanje rezultata)	Omogućava funkcionalnost slanja rezultata iz analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na host. Ova opcija je onemogućena prema podrazumevanim postavkama.

(nastavlja se na sledećoj strani)

Tabela 16 (nastavlja se sa prethodne strane)

Postavka	Opis
Results Upload Settings (Postavke za otpremanje rezultata)	<p>Aktivno samo ako je omogućena opcija Result Upload (Otpremanje rezultata).</p> <p>Otpremanje rezultata može da se obavi u dva režima: automatskom i ručnom. Kada je omogućen automatski režim, čim se test završi rezultati se šalju hostu. Ako je automatski režim onemogućen, rezultati se mogu poslati ručno pritiskom na dugme Upload (Otpremi) na ekranima Summary (Sažetak) sa rezultatima i View Results (Prikaz rezultata). Automatski režim je onemogućen prema podrazumevanim postavkama.</p> <p>PDF report upload (Otpremi PDF izveštaj) omogućava otpremanje izveštaja zajedno sa rezultatom.</p> <p>Expire Time (Vreme isteka) je broj dana tokom kojih test može da se pošalje hostu. Kada je podešena na nulu, ova opcija je onemogućena, pa rezultati neće nikada isteći.</p> <p>Reset Uploading (Resetuj otpremanje) briše red poruka koje čekaju da budu poslate. Ova opcija može biti od pomoći kada je poslato mnogo rezultata, ali iz raznih razloga prenos mora da bude otkazan.</p> <p>Opcija Retry (Pokušaj ponovo) ponovo šalje rezultate koji imaju status otpremanja „Error“ (Greška).</p> <p>Authorization (Autorizacija) može da se dodeli nekoj ulozi da bi se omogućilo otpremanje rezultata. Prema podrazumevanim postavkama, uloga Administrator ima ovu autorizaciju omogućenu.</p>
Test Orders (Nalozi za test)	<p>Omogućava funkcionalnost izvođenja testa na osnovu naloga kreiranog u HIS/LIS.</p> <p>Ova opcija je onemogućena prema podrazumevanim postavkama.</p>
Order Settings (Postavke naloga)	<p>Aktivno samo ako je omogućena opcija Test Orders (Nalozi za test).</p> <p>Onemogućavanje Force Order (Nametni nalog) omogućava izvođenje testa čak i u slučaju da komunikacija sa hostom nije dostupna ili ako nema naloga povezanog sa unetim ID-om uzorka. Opcija Force Order (Nametni nalog) je onemogućena prema podrazumevanim postavkama.</p>
Debug Logging (Evidentiranje otklanjanja grešaka)	<p>Evidentiranje otklanjanja grešaka može se aktivirati/deaktivirati samo korisnik koji ima administratorska prava ili servisni tehničar. Omogućava evidentiranje specifičnih HL7 poruka za otklanjanje grešaka za otpremanja na HIS/LIS.</p> <p>Napomena: Preporučuje se da evidentiranje uključite samo za analizu tokom instalacije i da ga nakon toga isključite.</p>

7.2 Konfiguracija naziva testa

Prikazani naziv testa u HIS/LIS može se razlikovati od prikazanog naziva testa na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Pre korišćenja HIS/LIS funkcija, mora da se izvrši sledeći proces za potvrdu/ispravljanje naziva testova.

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **Assay Management** (Upravljanje testom) da biste pristupili ekranu **Assay Management** (Upravljanje testom). Dostupni testovi su navedeni u prvoj koloni područja sadržaja.
2. Izaberite test iz menija **Available Assays** (Dostupni testovi).
3. Izaberite opciju **LIS assay name** (Naziv LIS testa). Prema podrazumevanim postavkama, naziv testa treba da bude isti za QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i HIS/LIS. Ako je naziv testa u HIS/LIS drugačiji, mora da se ispravi da bi odgovarao nazivu testa na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Ispravite naziv testa koristeći tekstualno polje za unos **LIS test name** (Naziv LIS testa), a zatim pritisnite dugme **Save** (Sačuvaj).


7.3 Kreiranje naloga za test preko veze sa hostom

Kada su opcije **Host Communication** (Komunikacija sa hostom) i **Test Orders** (Nalozi za test) omogućene, nalozi za test mogu da se preuzmu sa hosta pre izvođenja testa. Skeniranje ili unos ID-a uzorka automatski preuzima nalog za test sa hosta.


7.3.1 Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 preko veze sa hostom

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme System Configuration (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **HIS/LIS** (Bolnički informacioni sistem/Laboratorijski informacioni sistem) sa liste **Settings** (Postavke) u levoj koloni.
3. Omogućite opciju **Host Communication** (Komunikacija sa hostom) i konfigurirajte **Host Settings** (Postavke hosta) sa pojedinostima o hostu. Pritisnite dugme **Check connectivity** (Proveri mogućnost povezivanja) da biste potvrdili vezu.
4. Omogućite opciju **Test Orders** (Nalozi za test) i konfigurirajte **Order Settings** (Postavke naloga). Postoje dva režima rada sa naložima za testove, sa omogućenom ili onemogućenom opcijom **Force Order** (Nametni nalog). Kada je opcija **Force Order** (Nametni nalog) omogućena, ako nalog za test nije uspešno preuzet sa hosta korisniku neće biti dozvoljeno da nastavi sa izvođenjem testa. Kada je opcija **Force Order** (Nametni nalog) onemogućena, čak i u slučaju da nalog za test nije preuzet ili da ne postoji na hostu, korisnik može da nastavi sa testom, a upozoriće ga iskačući dijalog.

7.3.2 Izvođenje testa na osnovu naloga za test

1. Pritisnite dugme  **Run Test** (Izvrši test) u gornjem desnom uglu **glavnog** ekrana.
2. Kada se to od vas zatraži, skenirajte bar-kôd ID-a uzorka pomoću čitača bar-kôdova koji je integrisan u operativni modul (Slika 81 na sledećoj strani).


Napomena: U zavisnosti od konfiguracije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, možda je moguće uneti ID uzorka preko virtuelne tastature ekrana osetljivog na dodir. Pogledajte Odeljak 6.10.4 za više informacija.



Slika 81. Skeniranje bar-kôda ID-a uzorka.

3. ID uzorka će biti poslat hostu i dok QIAstat-Dx Analyzer 1.0 čeka nalog za test prikazuje se poruka „Getting order...” (Pribavljanje naloga...) (Slika 82).


Napomena: Ako nalog za test nije uspešno preuzet sa hosta i ako je opcija **Force Order** (Nametni nalog) omogućena, korisniku neće biti dozvoljeno da nastavi sa izvođenjem testa. Ako je opcija **Force Order** (Nametni nalog) onemogućena, čak i u slučaju da nalog za test nije preuzet, korisnik može da nastavi sa izvođenjem testa (u iskačućem dijalogu prikazaće se poruka upozorenja). Više informacija o upozorenjima i greškama potražite u Odeljku 10.2.



Slika 82. Prikaz tokom preuzimanja naloga za test.


4. Kada je nalog za test uspešno preuzet sa hosta, prikazuje se poruka „Scan cartridge for assay <assay_name> and book order <order_number>“ (Skeniraj kertridž za test <naziv_testa> i nalog <broj_naloga>). Skenirajte bar-kôd naznačenog test-kertridža QIAstat-Dx (Slika 83 na sledećoj strani).

Napomena: Ako host vrati više od jednog naloga za test za ID uzorka, prikazuje se poruka „Scan cartridge for book order <order_number>“ (Skeniraj kertridž za nalog <order_number>). Ako skenirani test-kertridž QIAstat-Dx ne odgovara nalogu, izvođenje testa ne može da se nastavi i prikazaće se greška. Više informacija o upozorenjima i greškama potražite u Odeljku 10.2.



Slika 83. Skeniranje bar-kôda test-kertridža QIAstat-Dx.

- Polje Assay Type (Tip testa) biće automatski uneto i, ako je potrebno, odgovarajući **Sample Type** (Tip uzorka) mora ručno da se izabere sa liste (Slika 84).



Slika 84. Biranje tipa uzorka.

- Pogledajte Odeljak 5.3 i obavite korake 5–11.

7.4 Otpremanje rezultata testa hostu


Kada su opcije **Result Upload** (Otpremanje rezultata) i **Results Upload Settings** (Postavke za otpremanje rezultata) omogućene, rezultati testa mogu da se otpreme hostu automatski ili ručno.

Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 za automatsko otpremanje rezultata testa hostu



1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **HIS/LIS** (Bolnički informacijski sistem/Laboratorijski informacijski sistem) sa liste **Settings** (Postavke) u levoj koloni.
3. Omogućite opciju **Host Communication** (Komunikacija sa hostom) i konfigurirajte **Host Settings** (Postavke hosta) sa pojedinostima o hostu. Pritisnite dugme **Check connectivity** (Proveri mogućnost povezivanja) da biste potvrdili vezu.
4. Omogućite opciju **Result Upload** (Otpremanje rezultata) i konfigurirajte **Result Upload Settings** (Postavke za otpremanje rezultata). Omogućite opciju **Automatic upload** (Automatsko otpremanje).


7.4.1 Automatsko otpremanje rezultata testa hostu

Po završetku testa, rezultat će automatski biti otpremljen. Status otpremanja se prikazuje u odeljku **Test Data** (Podaci o testu) ekrana **Summary** (Sažetak) sa rezultatima i u koloni **Upload** (Otpremi) ekrana **View Results** (Prikaz rezultata) (Slika 85).



Slika 85. Ekran Summary (Sažetak) sa rezultatima.








Da biste pregledali status otpremanja za prethodne testove uskladištene u spremištu rezultata, pritisnite  **View Results** (Prikaz rezultata) sa trake glavnog menija. U koloni  **Upload** (Otpremi) prikazuje se status otpremanja (Slika 86).



Slika 86. Ekran View Results (Prikaz rezultata).

Mogući statusi otpremanja koji mogu biti prikazani opisani su u tabeli 17. Status otpremanja prikazuje rezultat otpremanja, naziv se prikazuje na ekranu **Summary** (Sažetak) sa rezultatima, a ikona se prikazuje na ekranu **View Results** (Prikaz rezultata).

Tabela 17. Opis statusa otpremanja.

Naziv	Ikona	Opis
Pending (Na čekanju)		Rezultati još nisu otpremljeni.
Uploading (Otpremanje)		Rezultati se otpremaju.
Uploaded (timestamp) (Otpremljeno (vremenska oznaka))		Rezultati su uspešno otpremljeni, sa datumom i vremenom otpremanja.
Error (Greška)		Greška prilikom otpremanja rezultata (vremensko ograničenje...).
Re-Uploading (Ponovno otpremanje)		Rezultati se ponovo šalju.
Expired (previously uploaded) (Isteklo (prethodno je otpremljeno))		Rezultat više ne može da se otpremi. Uspešno je poslat makar jednom.
Expired (never uploaded) (Isteklo (nikada nije otpremljeno))		Rezultat više ne može da se otpremi. Nikada nije poslat.


7.4.2 Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 za ručno otpremanje rezultata testa hostu


1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **HIS/LIS** (Bolnički informacioni sistem/Laboratorijski informacioni sistem) sa liste **Settings** (Postavke) u levoj koloni.
3. Omogućite opciju **Host Communication** (Komunikacija sa hostom) i konfigurirajte **Host Settings** (Postavke hosta) sa pojedinostima o hostu. Pritisnite dugme **Check connectivity** (Proveri mogućnost povezivanja) da biste potvrdili vezu.
4. Omogućite opciju **Result Upload** (Otpremanje rezultata) i konfigurirajte **Result Upload Settings** (Postavke za otpremanje rezultata). Onemogućite opciju **Automatic upload** (Automatsko otpremanje).

7.4.3 Ručno otpremanje rezultata testa hostu

Po završetku testa, rezultat može da se otpremi ručno sa ekrana **Summary** (Sažetak) sa rezultatima ili ekrana **View Results** (Prikaz rezultata).

Da biste otpremili rezultat sa ekrana **Summary** (Sažetak) sa rezultatima, pritisnite dugme  Upload **Upload** (Otpremi).

Da biste otpremili rezultat sa ekrana **View Results** (Prikaz rezultata), izaberite jedan ili više rezultata testa pritiskom na **sivi krug** sa leve strane ID-a uzorka. Pored izabranih rezultata pojavice se **znak potvrde**. Da biste opozvali izbor rezultata, pritisnite **znak potvrde**. Kompletnu listu rezultata možete izabrati pritiskom na krug sa znakom za potvrdu u gornjem redu. Nakon izbora rezultata za otpremanje, pritisnite dugme  **Upload** **Upload** (Otpremi) (Slika 87).



The screenshot shows the 'View Results' interface. At the top, there's a header with 'administrator', 'Test Results', and '17:33 2018-04-05'. Below the header, there are four tabs: '1 Available', '2 Not installed', '3 Not installed', and '4 Not installed'. The main content is a table with the following columns: Sample ID, Assay, Operator ID, Mod, Date/Time, and Result. The table contains six rows of data. To the right of the table is a sidebar with buttons for 'Run Test', 'View Results', 'Options', and 'Log Out'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Remove Filter', 'Print Report', 'Save Report', 'Search', and 'Upload'.

Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
91113	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:22	pos
8265	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:20	pos
12	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:57	pos
123456	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:39	pos
77702	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:42	pos
77701	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:40	pos

Slika 87. Ekran View Results (Prikaz rezultata).

7.5 Rešavanje problema u pogledu veze sa hostom

Za rešavanje problema u pogledu veze sa hostom, pogledajte Odeljak 10.1.

8 Eksterna kontrola (External Control, EC)

Softver analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 može da se konfigurira tako da podržava laboratorije u kojima su na snazi procedure kontrole kvaliteta zasnovane na eksternim kontrolama. Svrha takvih procedura jeste da se potvrdi da obrada poznatog uzorka proizvodi očekivane rezultate na nivou patogena. Sledite politike organizacije da biste se uverili da su na snazi adekvatne procedure, nezavisno od korišćenja funkcionalnosti opisanih u ovom odeljku.

Ako je funkcija omogućena, ona omogućava konfiguraciju intervala nakon kojih treba obaviti test eksterne kontrole (External Control, EC) po ispitivanju i modulu. Korisnici će dobiti podsetnik da treba da se obavi test eksterne kontrole (External Control, EC) pre podešavanja testa.


Kada se obavlja test eksterne kontrole (External Control, EC), uzorak eksterne kontrole (External Control, EC) se bira prilikom podešavanja izvođenja. Uzorak eksterne kontrole (External Control, EC) određuje koji su očekivani rezultati za svaki analit u izvedenom testu. Ako se očekivani rezultati konfigurisani u uzorku eksterne kontrole (External Control, EC) podudaraju sa stvarnim rezultatima testa, test eksterne kontrole (External Control, EC) je uspešan. Ako najmanje jedan analit nema očekivani rezultat, test eksterne kontrole (External Control, EC) nije uspešan. Korisnik dobija upozorenje pre podešavanja testa ako se koristi modul kod kojeg prethodni test eksterne kontrole (External Control, EC) nije bio uspešan.

8.1 Konfiguracija eksterne kontrole

Pogledajte Odeljak 6.6 da biste omogućili i konfigurisali funkciju eksterne kontrole (External Control, EC).

8.2 Postupak izvođenja testa eksterne kontrole (External Control, EC)


Svi korisnici treba da nose odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, kao što su rukavice, kada dodiruju ekran osetljiv na dodir analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

1. Pritisnite dugme  **Run Test** (Izvedi test) u gornjem desnom uglu ekrana **Main** (Glavno).

Napomena: Ako je eksterna kontrola (External Control, EC) omogućena i potrebno je da se izvede test eksterne kontrole (External Control, EC), prikazuje se podsetnik o izvođenju testa sa uzorkom eksterne kontrole (External Control, EC). Korisnici mogu da izaberu da obave test eksterne kontrole (External Control, EC) ili da odbace podsetnik.

Napomena: Ako je eksterna kontrola (External Control, EC) omogućena, a poslednji test eksterne kontrole (External Control, EC) koji je izveden na izabranom modulu nije uspeo, prikazaće se upozorenje. Korisnici moraju konkretno da odaberu da li ipak žele da izvedu test na izabranom modulu.

2. Uključite preklopno dugme za EC Test (Test eksterne kontrole) (Slika 88).



Slika 88. Uključivanje preklopnog dugmeta za EC Test (Test eksterne kontrole) za omogućavanje testa eksterne kontrole (external control, EC).


3. Kada se to zatraži, skenirajte bar-kôd za identifikaciju uzorka koristeći čitač bar-koda koji je integrisan u operativni modul (Slika 88).

Napomena: U zavisnosti od konfiguracije analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, možda je moguće uneti ID uzorka preko virtuelne tastature ekrana osetljivog na dodir. Pogledajte Odeljak 6.10.4 za više informacija.

4. Kada se to od vas zatraži, skenirajte bar-kôd test-kertridža QIAstat-Dx koji će se koristiti. Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski prepoznaje test koji treba da se izvede, na osnovu bar-koda test-kertridža QIAstat-Dx (Slika 89, sledeća stranica).


Napomena: Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 neće prihvatiti test-kertridže QIAstat-Dx sa isteklim rokom upotrebe, korišćene kertridže ili kertridže za testove koji nisu instalirani na jedinici. U ovim slučajevima biće prikazana poruka o grešci. Pogledajte Odeljak 10.2 za više informacija.

Napomena: Pogledajte Odeljak 6.9.3 za uputstva o uvozu i dodavanju testova u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0.



Slika 89. Skeniranje bar-koda test-kertridža QIAstat-Dx.

5. Ako je to potrebno, izaberite odgovarajući tip uzorka na listi (Slika 90).




Slika 90. Biranje tipa uzorka.

6. Izaberite odgovarajući uzorak eksterne kontrole (External Control, EC) sa liste. Prikazuju se samo uzorci eksterne kontrole (External Control, EC) za izabrani tip testa (Slika 91).

Ako nijedan uzorak eksterne kontrole (External Control, EC) nije konfigurisan za izabrani test, lista uzoraka eksterne kontrole (External Control, EC) biće prazna i neće biti moguće izvođenje testa eksterne kontrole (External Control, EC).

Napomena: Pogledajte Odeljak 6.6 za uputstva o konfigurisanju uzoraka eksterne kontrole (External Control, EC).




Slika 91. Biranje uzorka eksterne kontrole (External Control, EC).

7. Pojaviće se ekran **Confirm** (Potvrdi). Proverite unete podatke i izvršite neophodne promene pritiskom na odgovarajuća polja na ekranu osetljivom na dodir i uređivanjem informacija (Slika 92, sledeća stranica).




Slika 92. Ekran Confirm (Potvrdi).

8. Kada svi prikazani podaci budu tačni, pritisnite  **Confirm** (Potvrdi). Ako je potrebno, pritisnite odgovarajuće polje da biste uredili njegov sadržaj ili pritisnite **Cancel** (Otkazi) da biste otkazali test.
9. Uverite se da su oba poklopca za uzorke ulaza za bris i glavnog ulaza test-kertridža QIAstat-Dx dobro zatvorena. Kada se ulaz za kertridž na gornjem delu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski otvori, ubacite test-kertridž QIAstat-Dx tako da bar-kôd bude okrenut nalevo, a reakcione komore nadole (Slika 93).

Napomena: Kada je na operativni modul povezano više analitičkih modula, analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski bira analitički modul u kojem će biti izvršen test.

Napomena: Nema potrebe gurati test-kertridž QIAstat-Dx u QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Stavite ga pravilno u ulaz za kertridž i analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 će automatski preneti kertridž u analitički modul.



Slika 93. Ubacivanje test-kertridža QIAstat-Dx u QIAstat-Dx Analyzer 1.0.


10. Nakon detektovanja test-kertridža QIAstat-Dx, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 će automatski zatvoriti poklopac ulaza za kertridž i pokrenuti izvođenje testa. Korisnik više ništa ne treba da uradi. Dok je test u toku, preostalo vreme izvođenja se prikazuje na ekranu osetljivom na dodir (Slika 94, sledeća stranica).

Napomena: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 neće prihvatiti test-kertridž QIAstat-Dx različit od onog koji je korišćen i skeniran tokom podešavanja testa. Ako se ubaci kertridž drugačiji od onog koji je skeniran, generisaće se greška i kertridž će biti automatski izbačen.


Napomena: Do ovog trenutka moguće je otkazati izvođenje testa pritiskom na dugme Cancel (Otkazi) u donjem desnom uglu ekrana osetljivog na dodir.

Napomena: U zavisnosti od konfiguracije sistema, od rukovaoca se može tražiti da ponovo unese svoju korisničku lozinku da bi započeo izvođenje testa.

Napomena: Poklopac ulaza za kertridž će se automatski zatvoriti nakon 30 sekundi ako test-kertridž QIAstat-Dx nije postavljen u otvor. Ako se to dogodi, ponovite proceduru od koraka 7.




Slika 94. Izvođenje testa i prikaz preostalog vremena izvođenja.

11. Nakon završetka izvođenja testa, prikazuje se ekran Eject (Izbaci) (Slika 95, sledeća stranica). Pritisnite  Eject (Izbaci) na ekranu osetljivom na dodir da biste uklonili test-kertridž QIAstat-Dx i odložili ga kao biološki opasan otpad u skladu sa svim nacionalnim, državnim i lokalnim zdravstvenim i bezbednosnim propisima i zakonima.


Napomena: Test-kertridž QIAstat-Dx treba ukloniti kada se ulaz za kertridž otvori i izbaci kertridž. Ako se kertridž ne ukloni nakon 30 sekundi, automatski će se vratiti u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i poklopac ulaza za kertridž će se zatvoriti. Ako dođe do toga, pritisnite Eject (Izbaci) da biste ponovo otvorili poklopac ulaza za kertridž i zatim uklonite kertridž.

Napomena: Upotrebljeni test-kertridži QIAstat-Dx moraju da se bace. Nije moguće ponovo upotrebiti kertridže za testove za koje je izvođenje počelo, a zatim otkazano od strane korisnika ili za koje je detektovana greška.



Slika 95. Prikaz ekrana Eject (Izbaci).

12. Nakon izbacivanja test-kertridža QIAstat-Dx, prikazaće se ekran **Summary** (Sažetak) sa rezultatima (Slika 96). Pogledajte Odeljak 8.3 za više informacija.




Slika 96. Ekran EC Results Summary (Sažetak rezultata eksterne kontrole).

Napomena: Ako se greška sa analitičkim modulom dogodila tokom izvođenja, možda će proći neko vreme dok se ne prikažu rezultati izvedenog testa i dok izvođenje testa ne postane vidljivo u pregledu **View Results** (Prikaži rezultate).

8.3 Pregled rezultata testa eksterne kontrole (External Control, EC)

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automatski tumači i čuva rezultate testova. Nakon izbacivanja test-kertridža QIAstat-Dx, automatski se prikazuje ekran Summary (Sažetak) sa rezultatima (Slika 97).




Napomena: Pogledajte uputstvo za upotrebu specifično za test za moguće rezultate i instrukcije o načinu tumačenja rezultata testa.





Slika 97. Ekran EC Results Summary (Sažetak rezultata eksterne kontrole).

Glavni deo ekrana navodi ukupan rezultat eksterne kontrole (External Control, EC) (tj. EC Passed (Uspešna eksterna kontrola) ili EC Failed (Neuspešna eksterna kontrola)) i sledeće dve liste:

- Prva lista obuhvata sve patogene koji su testirani u uzorku, kod kojih se očekivani rezultat konfigurisan u uzorku eksterne kontrole (External Control, EC) **ne** podudara sa stvarnim rezultatom testa, tj. **EC failed** (Neuspešna eksterna kontrola).

Ispred patogena koji su otkriveni i identifikovani stoji znak  i prikazani su u crvenoj boji. Ispred patogena koji su testirani ali nisu detektovani stoji znak  i prikazani su u zelenoj boji. Ekvivokalnim patogenima prethodi upitnik  i oni su obojeni žutom bojom.

- Druga lista obuhvata sve patogene koji su testirani u uzorku, kod kojih se očekivani rezultat konfigurisan u uzorku eksterne kontrole (External Control, EC) podudara sa stvarnim rezultatom testa, tj. **EC Passed** (Uspešna eksterna kontrola).

Ispred patogena koji su otkriveni i identifikovani stoji znak  i prikazani su u crvenoj boji. Ispred patogena koji su testirani ali nisu detektovani stoji znak  i prikazani su u zelenoj boji.

Ukoliko test nije uspešno obavljen, prikazuje se poruka „Failed“ (Nije uspelo) iza koje sledi određeni Error Code (Kôd greške).

Na levoj strani ekrana su prikazani sledeći Test Data (Podaci o testu):

- Sample ID (ID uzorka)
- Assay Type (Tip testa)
- Sample Type (Tip uzorka)
- EC Sample (Uzorak eksterne kontrole)
- LIS Upload Status (Status otpremanja u LIS) (ako je to primenljivo)

U zavisnosti od prava na pristup koja ima rukovalac, dodatni podaci o testu su dostupni preko kartica u dnu ekrana (npr. dijagrami amplifikacije, krive topljenja i pojedinosti o testu).

Podaci o testu mogu da se izvezu pritiskom na **Save Report** (Sačuvaj izveštaj) na donjoj traci ekrana.

Izveštaj može da se pošalje na štampač pritiskom na **Print Report** (Štampaj izveštaj) na donjoj traci ekrana.

Paket podrške za izabranu obradu ili sve neuspešne obrade mogu se kreirati pritiskom na **Support Package** (Paket podrške) na donjoj traci ekrana. Ako je potrebna podrška, pošaljite paket podrške tehničkoj službi kompanije QIAGEN.


8.3.1 Pregled kriva amplifikacije eksterne kontrole (External Control, EC)

Tumačenje kriva amplifikacije se ne razlikuje od testova koji ne uključuju eksternu kontrolu (external control, EC). Pogledajte Odeljak 5.5.1 za više informacija.

8.3.2 Pregled kriva topljenja eksterne kontrole (External Control, EC)

Tumačenje kriva topljenja se ne razlikuje od testova koji ne uključuju eksternu kontrolu (External Control, EC). Pogledajte Odeljak 5.5.2 za više informacija.

8.3.3 Pregled pojedinosti o testu eksterne kontrole (External Control, EC)

Kada prikazujete rezultat testa eksterne kontrole (External Control, EC), pritisnite  **Test Details** (Pojedinosti o testu) da biste detaljnije pregledali rezultate testa eksterne kontrole (External Control, EC). Listajte nadole da biste videli kompletan izveštaj.

Sledeći Test Details (Pojediniosti o testu) su prikazani na ekranu:

- User ID (ID korisnika)
- Cartridge SN (Serijski broj kertridža)
- Cartridge Expiration Date (Rok upotrebe kertridža)
- Module SN (Serijski broj modula)
- Test Status (Status testa) (Completed (Završeno), Failed (Nije uspelo) ili Canceled (Otkazano) od strane rukovaoca)
- Error Code (Kôd greške) (ako je primenljivo)
- Error Message (Poruka o grešci) (ako je primenljivo)
- Test Start Date and Time (Datum i vreme početka testa)
- Test Execution Time (Vreme izvođenja testa)
- Assay Name (Naziv testa)
- Test ID (ID testa)
- EC Sample (Uzorak eksterne kontrole)
- Test Result (Rezultat testa) (za svaki analit, ukupni rezultat testa: EC Passed (Uspešna eksterna kontrola) [ecpass] i EC Failed (Neuspešna eksterna kontrola) [ecfail]).

Ako je test eksterne kontrole (External Control, EC) bio uspešan, očekivani rezultati za svaki patogen se podudaraju sa detektovanim rezultatima.

- Lista analita koji su testirani (grupisanih prema Detected Pathogen (Detektovani patogen), Equivocal (Ekvivokalno), Not Detected Pathogens (Bez detektovanih patogena), Invalid (Nevažiće), Not Applicable (Nije primenljivo), Out of Range (Izvan opsega), Passed Controls (Uspešne kontrole) i Failed Controls (Neuspele kontrole)) sa C_T i fluorescencijom parametra praćenja (ako je dostupna za test).

Očekivani rezultat i rezultat eksterne kontrole (External Control, EC) se prikazuju u zasebnim kolonama pored svakog analita.

Kolona očekivanih rezultata se određuje na osnovu konfiguracije izabranog uzorka eksterne kontrole (External Control, EC) prilikom podešavanja testa

Kolona rezultata eksterne kontrole (External Control, EC) je poređenje između stvarnog rezultata za analit i očekivanog rezultata. Rezultat eksterne kontrole (External Control, EC) je uspešan ako su stvarni i očekivani rezultat identični. Rezultat eksterne kontrole (External Control, EC) je neuspešan ako stvarni i očekivani rezultat nisu identični (pogledajte Slika 98).

Napomena: Očekivani rezultati se zasnivaju na konfiguraciji uzorka eksterne kontrole (External Control, EC) u vreme početka testa.

- Lista internih kontrola sa C_T i fluorescencijom parametra praćenja (ako je dostupna za test)

administrator Test Details 14:55 2021-06-10

1 Available 2 Available 3 Available 4 Available

TEST DATA

Sample ID
99999

Assay Type
Respiratory

Sample Type
UTM

EC Sample
QCSample1

TEST DETAILS

Test Result **ecpass**

Error Code **None**

Detected	Expected Result	EC Result
Influenza A Ct 25.0 - EP 11,800	+	Passed
Influenza B Ct 30.0 - EP 800	+	Passed
Influenza A H1N1 Ct 26.0 - EP 12,850	+	Passed

Equivalent Expected Result EC Result

Run Test

View Results

Options

Log Out

Summary Amplification Curves Melting Curves Test Details

Support Package Print Report Save Report

Slika 98. Ekran sa pojedinostima o testu eksterne kontrole (External Control, EC).

9 Održavanje

Ovaj odeljak opisuje zadatke održavanja potrebne za QIAstat-Dx Analyzer 1.0.


9.1 Zadaci održavanja


U tabeli 18 data je lista zadataka održavanja koje je potrebno obavljati na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0.


Tabela 18. Opis zadataka održavanja


Zadatak	Učestalost
Čišćenje ili dekontaminacija površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	Obavlja se kada se na površinu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 prosu tečnosti, hemikalije ili biološki uzorci (potencijalno infektivni)
Zamena filtera za vazduh	Obavlja se jednom godišnje

9.2 Čišćenje površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

UPOZORENJE/ OPREZ 	Rizik od telesne povrede i materijalne štete Nosite zaštitne naočare, laboratorijski mantil i rukavice kada čistite instrument da biste izbegli biološke i hemijske opasnosti.
---	--

UPOZORENJE/ OPREZ 	Rizik od telesne povrede i materijalne štete Pre čišćenja izvucite analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 iz utičnice.
---	--

OPREZ 	Rizik od oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Izbegavajte prosipanje hemikalija ili drugih tečnosti u ili iz analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Šteta nastala prosipanjem tečnosti će garanciju učiniti ništavnom.
---	---

<p>OPREZ</p> 	<p>Rizik od oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0</p> <p>Izbegavajte prosipanje tečnosti ili kvašenje ekrana osetljivog na dodir. Za čišćenje ekrana osetljivog na dodir koristite jelensku kožu za ekran isporučenu uz QIAstat-Dx Analyzer 1.0.</p>
---	---


Koristite sledeće materijale za čišćenje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:


- Blagi deterdžent
- Papirne ubruse
- Destilovanu vodu


Za čišćenje površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pratite korake u nastavku:


1. Nosite laboratorijske rukavice, mantil i zaštitne naočare.
2. Navlažite papirni ubrus blagim deterdžentom i prebrišite površinu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, kao i okolno područje radne konzole. Vodite računa da ne navlažite ekran osetljiv na dodir. Za čišćenje ekrana osetljivog na dodir koristite jelensku kožu za ekran isporučenu uz QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
3. Ponovite 2. korak tri puta koristeći čiste papirne ubruse.
4. Navlažite papirni ubrus destilovanom vodom i prebrišite površinu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 da biste uklonili preostali deterdžent. Ponovite postupak dva puta.
5. Osušite površinu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 čistim papirnim ubrusom.

9.3 Dekontaminacija površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

<p>UPOZORENJE/ OPREZ</p> 	<p>Rizik od telesne povrede i materijalne štete</p> <p>Nosite zaštitne naočare, laboratorijski mantil i rukavice kada čistite instrument da biste izbegli biološke i hemijske opasnosti.</p> <p>Izbeljivač iritira oči i kožu i može da ispušta opasne gasove (hlor). Nosite adekvatnu ličnu zaštitnu opremu.</p>
---	--

UPOZORENJE/ OPREZ 	Rizik od telesne povrede i materijalne štete Pre čišćenja izvucite analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 iz utičnice.
---	--

OPREZ 	Rizik od oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Izbegavajte prosipanje hemikalija ili drugih tečnosti u ili iz analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Šteta nastala prosipanjem tečnosti će garanciju učiniti ništavnom.
---	---

OPREZ 	Rizik od oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Izbegavajte prosipanje tečnosti ili kvašenje ekrana osjetljivog na dodir. Za čišćenje ekrana osjetljivog na dodir koristite jelensku kožu za ekran isporučenu uz QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
--	--

Koristite sledeće materijale za dekontaminaciju površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

- 10% rastvor izbeljivača
- Papirne ubruse
- Destilovanu vodu

Pratite sledeće korake za dekontaminaciju površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0:

1. Nosite laboratorijske rukavice, mantil i zaštitne naočare.
2. Navlažite papirni ubrus 10% rastvorom izbeljivača i prebrišite površinu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, kao i okolno područje radne konzole. Vodite računa da ne navlažite ekran osjetljiv na dodir. Sačekajte najmanje tri minuta da rastvor izbeljivača deluje na kontaminante.
3. Stavite novi par rukavica.
4. Ponovite 2. i 3. korak još dva puta koristeći čiste papirne ubruse.
5. Navlažite papirni ubrus destilovanom vodom i prebrišite površinu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 da biste uklonili preostali rastvor izbeljivača. Ponovite postupak dva puta.
6. Osušite površinu analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 čistim papirnim ubrusom.

9.4 Zamena filtera za vazduh

Filter za vazduh mora da se menja svake godine da bi se obezbedila adekvatna brzina protoka vazduha unutar jedinice.

Filter za vazduh se nalazi ispod analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i korisnik može da mu pristupi sa prednje strane instrumenta.

Kao zamena moraju da se koriste filteri za vazduh kompanije QIAGEN.

Pratite ove korake da biste zamenili filter za vazduh:

1. Stavite analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 u režim pripravnosti pritiskom na dugme ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE) na prednjoj strani instrumenta.
2. Postavite šaku ispod fiok filtera za vazduh na prednjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i prstima ga lagano gurnite nagore.
3. Povlačite filter za vazduh unazad dok u potpunosti ne izvučete fioku filtera. Bacite stari filter za vazduh.
4. Izvucite novu fioku filtera za vazduh iz zaštitne kese.
5. Ubacite novu fioku filtera za vazduh u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Jedinica je sada spremna za upotrebu.

OPREZ




Rizik od oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Koristite samo originalne delove isporučene od kompanije QIAGEN. Upotreba neodobrenih delova može da dovede do oštećenja jedinice i učiniće garanciju ništavnom.

9.5 Popravka analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 mogu da popravljaju samo predstavnici koje je ovlastila kompanija QIAGEN. Ako QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ne funkcioniše onako kako se očekuje, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN koristeći informacije o kontaktu date u Odeljku 10.

<p>UPOZORENJE/ OPREZ</p> 	<p>Rizik od telesne povrede i materijalne štete</p> <p>Nemojte otvarati kućište analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Nemojte pokušavati da popravite ili modifikujete QIAstat-Dx Analyzer 1.0.</p> <p>Otvaranje kućišta ili nepropisno modifikovanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 mogu da dovedu do povrede korisnika i oštećenja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i učiniće garanciju ništavnom.</p>
---	--

10 Rešavanje problema

Ovaj odeljak pruža informacije o nekim problemima koji se mogu javiti na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0, zajedno sa mogućim uzrocima i rešenjima. Informacije su specifične za instrument. Za rešavanje problema vezanih za test-kertridž QIAstat-Dx, pogledajte uputstva za upotrebu respektivnog kertridža.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN koristeći informacije o kontaktu u nastavku:

Veb lokacija: support.qiagen.com

Kada se obraćate tehničkoj službi kompanije QIAGEN u vezi sa greškom na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0, zabeležite korake koji su doveli do greške i sve informacije prikazane u dijalozima. Te informacije će pomoći tehničkoj službi kompanije QIAGEN da reši problem.

Kada se obratite tehničkoj službi kompanije QIAGEN u vezi sa greškama, molimo vas da pripremite sledeće informacije:

- Serijski broj, tip, verziju softvera i instalirane datoteke sa definicijom testa analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0
- Kôd greške (ako je primenljivo)
- Trenutak kada se greška javila prvi put
- Učestalost javljanja greške (npr. povremena ili trajna greška)
- Fotografiju greške, ako je moguće
- Paket podrške

10.1 Greške u hardveru i softveru

Greška	Mogući uzrok	Komentari i sugestije
The QIAstat-Dx Analyzer 1.0 does not start. (QIAstat-Dx Analyzer 1.0 se ne pokreće.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 nije uključen u utičnicu. Prekidač za napajanje na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 nije UKLJUČEN. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je u režimu pripravnosti.	Proverite da li je QIAstat-Dx Analyzer 1.0 povezan sa mrežnim napajanjem. UKLJUČITE ga pomoću prekidača za napajanje na zadnjoj strani analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Pritisnite dugme ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) da biste izveli QIAstat-Dx Analyzer 1.0 iz režima pripravnosti.
Analytical Module not detected. (Analitički modul nije pronađen.)	Most analitičkog/operativnog modula nije pravilno povezan.	Proverite da li je most između operativnog modula i analitičkog modula pravilno povezan.

Greška	Mogući uzrok	Komentari i sugestije
The Analytical Module status indicator is red. (Indikator statusa analitičkog modula je crvene boje.)	Kvar hardvera.	Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
The touchscreen does not respond. (Ekran osetljiv na dodir ne reaguje.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je u režimu pripravnosti (indikator statusa je plave boje). Kvar hardvera.	Pritisnite dugme ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) na operativnom modulu. Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Bar code reader does not scan. (Čitač bar-kôdova ne skenira.)	Funkcija bar-kôdova ID-a pacijenta nije omogućena. Čitač bar-kôdova ima hardverski ili softverski problem.	Zatražite od supervizora laboratorije ili administratora za instrumente da konfiguriraju funkciju bar-kôdova na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
The QIAstat-Dx assay cartridge is stuck inside the QIAstat-Dx Analyzer 1.0. (Test-kertridž QIAstat-Dx je zaglavljn u analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0.)	Mehanički kvar modula.	Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Lid of the cartridge entrance port does not open. (Poklopac ulaza za kertridž se ne otvara.)	Mehanički kvar modula.	Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
The Run Test button is not active. (Dugme Izvrši test nije aktivno.)	Test-kertridž QIAstat-Dx je još uvek u analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 i mora da se izbaci da bi QIAstat-Dx Analyzer 1.0 dozvolio izvođenje novog testa. Modul nije dostupan.	Okvir statusa modula na traci statusa modula treba da prikaže tekst „Eject cartridge“ (Izbaci kertridž). Pritisnite okvir statusa modula, a zatim pritisnite Eject (Izbaci). Proverite da li je most između operativnog modula i analitičkog modula pravilno povezan.
Assay does not run. (Test nije u toku.)	Korisnik nema pravo da izvede test. Test nije instaliran na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0.	Obratite se supervizoru laboratorije ili administratoru za instrumente. Test mora da se instalira. Obratite se supervizoru laboratorije ili administratoru za instrumente
Result upload status is “Error”. (Status otpremanja rezultata je „Greška“.)	Veza sa hostom je izgubljena. Komunikacija sa hostom je istekla. Host je odbacio poruku.	Zatražite od supervizora laboratorije ili administratora za instrumente da provere pojedinosti o vezi i mogućnost povezivanja testa. Zatražite od supervizora laboratorije ili administratora za instrumente da provere vrednost postavki Timeout (Vremensko ograničenje), koja može da se poveća na maksimalno 60 sekundi. Ako je vrednost već postavljena na maksimalnu, potrebno je proveriti performanse mreže. Host je odbacio poruku iz nekog razloga (test nije prepoznat, semantički problemi itd.). Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
A result cannot be uploaded. (Nije moguće otpremiti rezultat.)	Status rezultata je istekao.	Zatražite od supervizora laboratorije ili administratora za instrumente da provere Expire Time (Vreme isteka) u HIS/LIS postavkama.
Cannot run a test because there is no test order. (Nije moguće obaviti test jer ne postoji nalog za test.)	Ne postoji nalog za test za ID uzorka i opcija Force Order (Nametni nalog) je omogućena u HIS/LIS postavkama. Problem sa povezivanjem sa LIS i opcija Force Order (Nametni nalog) je omogućena u HIS/LIS postavkama.	Zatražite od LIS administratora da proveriti da li postoji nalog za naznačeni ID uzorka u LIS. Zatražite of supervizora laboratorije ili administratora za instrumente da provere mogućnost povezivanja sa hostom. Da biste izvršili test bez naloga za test, onemogućite opciju Force Order (Nametni nalog) u HIS/LIS postavkama.
Printer is not setup correctly, or test reports cannot be printed. (Štampač nije pravilno podešen ili se izveštaji o testu ne mogu štampati.)	Postoje različiti uzroci kvara štampača.	Posetite stranicu QIAGEN.com/QIAstat-Dx_PrinterSetup za često postavljana pitanja o rešavanju problema pri podešavanju štampača i smernice za izbegavanje čestih problema sa štampačem.
Time zone change is not applied. (Promena vremenske zone nije primenjena.)	Uređaj ne prepoznaje izabranu vremensku zonu.	Izaberite drugu vremensku zonu sa istim pomakom.

10.2 Poruke sa greškom i poruke upozorenja

Greška/upozorenje	Objašnjenje	Komentari i sugestije
The AM in the slots has changed. (AM u otvorima je promenjen.)	Sistem je detektovao da je konfiguracija hardvera promenjena. Najmanje jedan analitički modul je premešten na drugu lokaciju.	Ništa ne treba da radite. Sistem se sam konfigurira nakon promene lokacije modula.
Preporučuje se da kreirate rezervnu kopiju pre ažuriranja ili vraćanja u prethodno stanje.	Podaci mogu biti izgubljeni tokom procesa ažuriranja ako se javi greška. Pravljenje rezervne kopije omogućava oporavak sistema i podataka.	Preporučuje se da napravite rezervnu kopiju sistema pre oporavka ili ažuriranja sistema.
Shutdown not possible. Please stop all tests and eject cartridges. (Isključivanje nije moguće. Zaustavite sve testove i izbacite kertridže.)	Tokom izvođenja testa, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ne može da se isključi.	Sačekajte da se test završi ili otkazite test, a zatim isključite sistem.
Free disc space <i>ddd</i> reached warning or critical level. (Slobodan prostor na disku <i>ddd</i> je dostigao upozoravajući ili kritični nivo.)	Sistem mora da pregleda tehnička služba kompanije QIAGEN da bi se dodao dodatni prostor na disku.	Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
The system was not shut down properly last time. (Sistem prošli put nije pravilno isključen.)	Sistem nije isključen u skladu sa procedurom. Moglo je do doći do gubitka podataka o poslednjem testu.	Analizator QIAstat-Dx Analyzer mora da bude pravilno isključen pritiskom na dugme ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) na prednjoj strani instrumenta pre ISKLJUČIVANJA instrumenta pomoću prekidača za napajanje na zadnjoj strani instrumenta ili izvlačenja iz utičnice, kao što je opisano u Odeljku 6.13.
Test result with invalid data found. (Pronađen je rezultat testa sa neispravnim podacima.)	Otkrivena je neočekivana greška tokom poslednjeg testa.	Pokušajte ponovo da izvedete test sa novim test-kertridžom QIAstat-Dx. Ako problem i dalje postoji ili se često javlja, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Unexpected behavior of AM <i>nnn</i> . (Neočekivano ponašanje AM <i>nnn</i> .)	Opšti kvar sistema.	Ponovo pokrenite sistem. Ako problem i dalje postoji, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Update data aborted, error occurred. (Otpremanje podataka je obustavljeno, došlo je do greške.)	Došlo je do neočekivane greške tokom ažuriranja analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.	Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
No backup file found! (Datoteka rezervne kopije nije pronađena!)	Na USB uređaju za skladištenje nije pronađena ispravna .dbk datoteka rezervne kopije.	Proverite da li datoteka postoji na USB uređaju za skladištenje. Ako problem i dalje postoji, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Assay <assay_id> not available. (Test <id_testa> nije dostupan.)	Test koji odgovara test-kertridžu QIAstat-Dx nije uvezen u QIAstat-Dx Analyzer 1.0.	Uvezite test u QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (pogledajte Odeljak 6.9.3).
Code (Kôd): 0x400		
Assay <assay_name> not active. (Test <naziv_testa> nije aktivan.)	Test nije aktivan.	Aktivirajte test (pogledajte Odeljak 6.9.1).
Assay <assay_name> already imported. (Test <naziv_testa> je već uvezen.)	U bazi podataka postoji dostupan test sa istim ID-jem i verzijom.	Test je već uvezen u sistem. Ništa ne treba da radite.
Code (Kôd): 0x0304		
Import assay failed; the assay file is invalid. (Uvoz testa nije uspeo; datoteka testa je neispravna.)	Datoteka testa koja treba da se uveze nije ispravna.	Ponovo preuzmite datoteku testa sa www.qiagen.com . Ako problem i dalje postoji obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.

Greška/upozorenje	Objašnjenje	Komentari i sugestije
Importing ADF <adf_name> failed. (Uvoz ADF <naziv_adf> nije uspeo.) Code (Kôd): 0x0305	Datoteka testa koja treba da se uveze nije ispravna.	Ponovo preuzmite datoteku testa sa www.qiagen.com. Ako problem i dalje postoji obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Login failed! (Prijavljivanje nije uspeo!)	Operacija prijavljivanja nije uspeła.	Obratite se supervizoru laboratorije ili administratoru za instrumente.
Login failed! (Prijavljivanje nije uspeo!)	Korisnik nema dozvolu da koristi QIAstat-Dx Analyzer 1.0.	Zatražite od supervizora laboratorije ili administratora za instrumente da aktiviraju korisnika (pogledajte Odeljak 6.8.1).
The user is not activated. (Korisnik nije aktiviran.)		
Login failed! (Prijavljivanje nije uspeo!)	Uneta lozinka je neispravna.	Nakon tri neuspešna pokušaja unosa lozinke, korisnik mora da sačeka jedan minut pre nego što ponovo pokuša da se prijavi. Ako je lozinka zaboravljena, zatražite od administratora za instrumente da konfiguriše novu.
Wrong Password! (Pogrešna lozinka!)		
Login failed! (Prijavljivanje nije uspeo!)	Korisnik nije dodan u sistem.	Zatražite od administratora za instrumente ili supervizora laboratorije da dodaju novog korisnika.
User identification does not exist. (Identifikacija korisnika ne postoji.)		
Passwords are not identical! (Lozinke nisu istovetne!)	Da bi se konfigurisala nova lozinka, ona se mora uneti istovetno dva puta.	Unesite dve istovetne lozinke.
Invalid Password! Min. length 6 characters. Max. length 15 characters. Allowed characters: 0–9, a–z, A–Z, _, space. (Nevažeća lozinka! Min. dužina 6 karaktera. Maks. dužina 15 karaktera. Dozvoljeni karakteri: 0–9, a–z, A–Z, _, razmak.)	Lozinka ne odgovara bezbednosnim propisima.	Postavite lozinku minimalne dužine 6 karaktera, a maksimalne dužine 15 karaktera, koja će sadržati samo dozvoljene karaktere: 0–9, a–z, A–Z, _, razmak.
Export failed! (Izvoz nije uspeo!)	Došlo je do neočekivane greške tokom operacije izvoza rezultata.	Ponovo pokušajte operaciju. Ako problem i dalje postoji, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
USB Device not found. (USB uređaj nije pronađen.)	USB uređaj za skladištenje nije detektovan u analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. USB skladišni uređaj je šifrovan ili nije formatiran u FAT32 formatu.	Ubacite USB uređaj za skladištenje u USB ulaz.
Bar code reading failed. (Očitavanje bar-kôda nije uspeo.)	Kvar na čitaču bar-kôdova.	Obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Failed to scan bar code. (Skeniranje bar-kôda nije uspeo.)	Nijedan test nije postavljen u sistem za ovaj bar-kôd.	Bar-kôd je možda oštećen. Upotrebite drugi test-kertridž QIAstat-Dx. Ako problem i dalje postoji, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Test failed, Error: <error_code>. (Test nije uspeo, Greška: <kôd_greške>.)	Test nije uspeo i došlo je do greške.	Ponovo pokušajte da izvedete test sa novim test-kertridžom QIAstat-Dx. Ako problem i dalje postoji, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN i prosledite im poruku sa kôdom greške.
User has no right to execute assay <assay_name>. (Korisnik nema pravo da izvrši test <naziv_testa>.)	Korisnik nema dozvolu da izvede test.	Dozvola može da bude data sa ekrana User Management (Upravljanje korisnicima) (pogledajte Odeljak 6.8).
Code (Kôd): 0x0402		
Cartridge already used. (Kertridž je već korišćen.)	Već korišćen test-kertridž QIAstat-Dx ne može ponovo da se koristi.	Odložite korišćeni test-kertridž QIAstat-Dx u skladu sa važećim propisima o bezbednosti i odlaganju. Izvedite test koristeći novi test-kertridž QIAstat-Dx.
Cartridge expired. (Rok upotrebe kertridža je istekao.)	Test-kertridž QIAstat-Dx ne može da se koristi jer mu je istekao rok upotrebe.	Test-kertridž QIAstat-Dx više ne može da se koristi. Odložite kertridž u skladu sa važećim propisima o bezbednosti i odlaganju.

Greška/upozorenje	Objašnjenje	Komentari i sugestije
Different cartridge inserted. (Ubačen je drugi kertridž.)	Ubačeni test-kertridž QIAstat-Dx ne odgovara kertridžu koji je detektovao čitač bar-kôdova.	Ubacite isti test-kertridž QIAstat-Dx koji je skeniran čitačem bar-kôdova.
Failed to create file. (Kreiranje datoteke nije uspelo.)	Datoteka rezervne kopije nije mogla da se kreira.	USB uređaj za skladištenje ne funkcioniše. Pokušajte ponovo uz korišćenje novog USB uređaja za skladištenje.
HIS/LIS timeout. (Vremensko ograničenje za HIS/LIS.)	Komunikacija između instrumenta i LIS-a je istekla.	Proverite vrednost Timeout (Vremensko ograničenje) u HIS/LIS postavkama i povećajte je. Ako je već postavljena maksimalna vrednost, obratite se tehničkoj službi kompanije QIAGEN.
Results in state "Uploading" or "Expired" cannot be uploaded. (Rezultati sa statusom „Otpremanje“ ili „Isteklo“ ne mogu da budu otpremljeni.)	Rezultat čije je otpremanje isteklo više ne može da bude otpremljen. Dok rezultat ima status otpremanja „Uploading“ (Otpremanje), on ne može da se otpremi.	Vreme isteka može da se promeni u HIS/LIS postavkama. Nakon završetka statusa „Uploading“ (Otpremanje), rezultat ponovo može da se otpremi.
The maximum number of results for upload <num> is exceed <num>. (Maksimalni broj rezultata za otpremanje <broj> je prekoračen <broj>.)	Maksimalni broj rezultata za istovremeno otpremanje je dostignut.	Opozovite izbor nekih rezultata i pokušajte ponovo.
No book order for this sample ID. Do you want to continue anyway? (Ne postoji nalog za ovaj ID uzorka. Da li ipak želite da nastavite?)	LIS nije vratio nalog za test za ID uzorka. Opcija Force Order (Nametni nalog) je postavljena na „disabled“ (onemogućeno) u Order Settings (Postavke naloga).	Ako nastavite sa testom, dati rezultat neće imati odgovarajući nalog u LIS nakon otpremanja rezultata.
Order not found. (Nalog nije pronađen.)	LIS nije vratio nalog za test za ID uzorka. Opcija Force Order (Nametni nalog) je postavljena na „enabled“ (omogućeno) u Order Settings (Postavke naloga).	Nije moguće izvršiti test. Ova poruka može da se prikaže iz sledećih razloga: LIS nije poslao nalog za ID uzorka, dostignuto je vremensko ograničenje ili postoji problem u povezivanju sa hostom.
Ordered assay not installed. (Zahtevani test nije instaliran.)	Test koji se zahteva u nalogu za test nije instaliran na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Naziv testa u analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ne odgovara nazivu testa koji je poslao LIS.	Instalirajte odgovarajući test. Proverite LIS assay name (Naziv LIS testa) u HIS/LIS postavkama.
No connection to HIS/LIS. (Nije uspostavljena veza sa HIS/LIS.)	Ne postoji mogućnost povezivanja između LIS i analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0.	Proverite podatke o mogućnosti povezivanja u HIS/LIS postavkama.

11 Tehničke specifikacije

Radni uslovi

Zahtevi u pogledu napajanja	100–240 VAC 50–60 Hz IEC 60320-1 C14 utičnica
Osigurač	1x8A sa vremenskom zadržskom
Temperatura	15–30 °C
Vlažnost	20–80% relativna, bez kondenzacije
Nadmorska visina	0–2200 m
Osvetljenje	Do 4000 luksa

Uslovi otpremanja

Temperatura	0–55 °C, maksimalna relativna vlažnost 85%, bez kondenzacije
-------------	--

Elektromagnetna kompatibilnost (EMK)

Zahtevi EMK	U skladu sa IEC 61326 Klasa A Oprema je projektovana i testirana u skladu sa CISPR 11 Klasa A. U domaćem okruženju može da izazove radijske smetnje i u tom slučaju ćete možda morati da preduzmete mere za njihovo ublažavanje.
-------------	---

Mehanički podaci i karakteristike hardvera

Operativni modul

Dimenzije	Širina: 234 mm
	Visina: 326 mm
	Dubina: 517 mm
Težina:	5 kg

Analitički modul

Dimenzije	Širina: 153 mm
	Visina: 307 mm
	Dubina: 428 mm
Težina:	16 kg

Ethernet interfejs	1x 10/100 – Base-T Ethernet
USB ulazi	1 prednji i 3 zadnja

12 Dodaci

12.1 Instalacija i konfiguracija štampača

Dodatne smernice o često postavljanim pitanjima o rešavanju problema pri podešavanju štampača i smernice za izbegavanje čestih problema sa štampačem možete naći na stranici **QIAGEN.com/QIAStat-Dx_PrinterSetup**.

Možete da instalirate štampač na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na više načina. Nakon što povežete štampač sa operativnim modulom, moći ćete da ga instalirate koristeći podrazumevani upravljački program (Dodatak 12.1.3), pomoću softvera (Dodatak 12.1.4) i instalacijom upravljačkog programa putem CUPS interfejsa (Dodatak 12.1.5). Preporučujemo da isprobate ove postupke u navedenom redosledu.

12.1.1 Povezivanje štampača preko USB-a

Pratite korake u nastavku da biste povezali štampač pomoću USB veze:

1. Povežite USB kabl od štampača do nekog od USB portova operativnog modula. Postoje 4 dostupna USB ulaza: 1 na desnoj strani ekrana i 3 na zadnjoj strani instrumenta.
2. Pređite na Dodatak 12.1.3.

12.1.2 Povezivanje štampača preko Ethernet-a

Napomena: Za povezivanje štampača preko Ethernet-a potrebno je da mrežni štampač, lokalni računar i analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 budu dostupni i u istoj lokalnoj mreži.

Napomena: Lokalni računar je potreban samo ako se prate koraci u okviru Dodatka 12.1.5.


Pratite korake u nastavku da biste instalirali mrežni štampač pomoću Ethernet veze:

1. Povežite štampač sa Ethernet mrežom i UKLJUČITE štampač.
2. Omogućite mrežne postavke analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (pogledajte Odeljak 6.10.6).
3. Pređite na Dodatak 12.1.3.

12.1.3 Instalacija štampača pomoću podrazumevanog upravljačkog programa

U softveru analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 obavite sledeće korake da biste instalirali štampač pomoću podrazumevanog upravljačkog programa:

1. Pređite na postavke štampača u softverskoj aplikaciji operativnog modula analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na putanji **Options** (Opcije) --> **System Config** (Konfiguracija sistema) --> **Printer** (Štampač)
2. Izaberite podrazumevani štampač pod nazivom Default B/W USB (Slika 99)
3. Odštampajte izveštaj




Slika 99. Instalacija štampača pomoću podrazumevanog upravljačkog programa

12.1.4 Instalacija štampača pomoću instalacije upravljačkog programa

U softveru analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 obavite sledeće korake da biste instalirali upravljački program štampača putem softvera:

1. Pređite na postavke štampača u softverskoj aplikaciji operativnog modula QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na putanji **Options** (Opcije) --> **System Config** (Konfiguracija sistema) --> **Printer** (Štampač) --> **Add new printer** (Dodaj novi štampač).
2. Unesite naziv štampača.
3. Kliknite na **Select detected Printer** (Izaberi otkriveni štampač). Učitava se lista dostupnih štampača.

4. Izaberite željeni štampač na listi. Ako se štampač ne prikaže na listi, pređite na alternativni postupak opisan u Dodatku 12.1.5.
5. Kliknite na **Add Printer** (Dodaj štampač) (Slika 100).
6. Sačuvajte nedavno dodati štampač kao novi štampač.
7. Sačuvajte postavke.
8. Odštampajte izveštaj.



Slika 100. Instalacija štampača pomoću instalacije upravljačkog programa

12.1.5 Instalacija upravljačkog programa CUPS štampača

CUPS (Common UNIX Printing System) je sistem za štampanje za računarske operative sisteme nalik Unix-u koji omogućava da QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Operational Module funkcioniše kao server za štampanje. CUPS koristi PPD (PostScript® Printer Description) upravljačke programe za sve svoje PostScript štampače i ne-PostScript uređaje za štampanje. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Operational Module ima fabrički instalirane PPD upravljačke programe, ali se mogu otpremiti i prilagođeni upravljački programi.

Napomena: Kompanija QIAGEN ne može da garantuje da će svaki štampač raditi sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Listu svih testiranih štampača potražite u Dodatku 12.1.6.

Da biste instalirali novi upravljački program za štampač, preduzmite sledeće korake:

1. Aktivirajte CUPS u softveru aplikacije QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Operational Module pod **Options --> System Config --> Network --> Enable CUPS** (Opcije --> Konfig. sistema --> Mreža --> Omogući CUPS), a zatim pritisnite **Save** (Sačuvaj) da biste sačuvali postavke (ova procedura mora da se obavi uz korišćenje privilegija Administratora).

2. Prijavite se na CUPS preko veb pregledača na računaru u istoj lokalnoj mreži (na primer: <http://10.7.101.38:631/admin>).

Napomena: IP adresu, koju morate da koristite, možete naći pod **Options** (Opcije) --> **System Config** (Konfig. sistema) --> **Network** (Mreža) --> **MAC/IP address** (MAC/IP adresa).

Koristite sledeće informacije za prijavljivanje:


User name (Korisničko ime): cups-admin

Password (Lozinka): upotrebite lozinku datu u softveru aplikacije QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Operational Module pod **Options** (Opcije) --> **System Config** (Konfig. sistema) --> **Network** (Mreža) --> **CUPS settings** (CUPS postavke).

3. Kliknite na **Add printer** (Dodaj štampač).

4. Izaberite štampač sa liste štampača dostupnih na mreži i pritisnite Continue (Nastavi).

5. Izaberite opciju **Share this printer** (Podeli ovaj štampač) i pritisnite **Continue** (Nastavi) (Slika 101).



• [CUPS.org](#)
• [Home](#)
• [Administration](#)
• [Classes](#)
• [Help](#)
• [Jobs](#)
• [Printers](#)

Add Printer

Add Printer

Name:
(May contain any printable characters except "/", "#", and space)

Description:
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

Location:
(Human-readable location such as "Lab 1")

Connection: socket://10.7.101.237:9100


Sharing: Share This Printer

CUPS and the CUPS logo are trademarks of [Apple Inc.](#) Copyright © 2007-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Slika 101. Ekran Add Printer (Dodaj štampač).


6. Izaberite upravljački program štampača za vaš štampač i pritisnite **Add Printer** (Dodaj štampač).

Napomena: Ako upravljački program za vaš štampač nije na listi, upotrebite generički upravljački program za brend vašeg štampača. Ako nijedan od navedenih upravljačkih programa ne funkcioniše, preuzmite potreban CUPS upravljački program kao PPD datoteku sa veba i izaberite ga u polju **Or Provide a PPD File** (Ili obezbediti PPD datoteku) pre nego što pritisnete **Add Printer** (Dodaj štampač) (Slika 102).



Slika 102. Biranje upravljačkog programa štampača.

7. Izaberite odgovarajući **Media Size** (Veličina medijuma) (na primer „A4“) jer neki štampači neće štampati ako format papira nije ispravan. Zatim sačuvajte izbor pritiskom na **Set Default Options** (Podesi podrazumevane opcije) (Slika 103).



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '10.7.101.138:631/admin'. The page title is 'Set Printer Options'. Below the title, there are navigation links for 'General', 'Banners', and 'Policies'. The 'General' section is expanded, showing the following settings:

- Media Size: A4
- Color Mode: CMYK
- Resolution: 300dpi
- Media Source: Tray
- Media Type: Plain Paper

Below these settings are three buttons labeled 'Set Default Options'. The 'Banners' section shows 'Starting Banner' and 'Ending Banner' both set to 'none'. The 'Policies' section shows 'Error Policy' set to 'stop-printer' and 'Operation Policy' set to 'default'. There is also a 'Set Default Options' button at the bottom of the Policies section.

Slika 103. Biranje adekvatne Media Size (Veličina medijuma).

8. Pređite na postavke štampača u softverskoj aplikaciji operativnog modula analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na putanji **Options** (Opcije) --> **System Config** (Konfiguracija sistema) --> **Printer** (Štampač).
9. Izaberite željeni štampač i pritisnite Save (Sačuvaj). Štampač je sada spreman za upotrebu.
10. Odštampajte izveštaj.

12.1.6 Lista testiranih štampača

U trenutku objavljivanja ovog korisničkog priručnika, kompanija QIAGEN je testirala sledeće štampače i oni su kompatibilni sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0, preko USB i Ethernet veza:

- HP® OfficeJet® Pro 6230
- HP Color LaserJet® Pro M254dw
- HP Color LaserJet® MFP M227dw
- HP LaserJet® Pro M404n
- HP OfficeJet® Pro 8610
- Brother® MFC-9330CDW
- Brother® HL-L2370DN

Za najžurniju listu testiranih štampača, posetite stranicu **[QIAGEN.com/QIAstat-Dx_PrinterSetup](https://www.qiagen.com/QIAstat-Dx_PrinterSetup)**.

Drugi štampači mogu biti kompatibilni sa analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 preko procedure opisane u Dodatku 12.1.5.

12.1.7 Brisanje štampača

U softveru analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 obavite sledeće korake da biste izbrisali štampač i njegov upravljački program putem softvera:

1. Pritisnite dugme **Options** (Opcije), a zatim i dugme **System Configuration** (Konfiguracija sistema).
2. Izaberite **Printer** (Štampač) iz liste postavki u koloni levo.
3. Izaberite štampač na listi dostupnih štampača.
4. Pritisnite dugme **Remove printer** (Ukloni štampač) da biste uklonili štampač. Na taj način se ujedno brišu i svi aktivni zadaci štampanja za taj štampač.

Napomena: Nije moguće izbrisati podrazumevani štampač.

12.2 Deklaracija o usaglašenosti

Naziv i adresa zakonitog proizvođača:

QIAGEN GmbH

QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden, Nemačka

Ažurirana Izjava o usaglašenosti može se zatražiti od tehničke službe kompanije QIAGEN.

12.3 Električni i elektronski otpad (WEEE)

U ovom odeljku date su informacije o odlaganju električnog i elektronskog otpada od strane korisnika.

Precrtani simbol kante sa točkovima (videti u nastavku) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa drugim otpadom; on mora da se odnese u odobreno postrojenje za preradu ili na naznačenu lokaciju za prikupljanje radi reciklaže, u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.

Odvojeno sakupljanje i recikliranje elektronskog otpada u vreme odlaganja pomaže u očuvanju prirodnih resursa i obezbeđuje da proizvod bude recikliran na način koji štiti ljudsko zdravlje i životnu sredinu.



Recikliranje može da obezbedi kompanija QIAGEN na zahtev, uz dodatne troškove. U Evropskoj uniji, u skladu sa specifičnim zahtevima u pogledu reciklaže električne i elektronske opreme i kada zamenski proizvod isporučuje kompanija QIAGEN, obezbeđuje se besplatna reciklaža elektronske opreme sa oznakom WEEE.

Da biste reciklirali elektronsku opremu, obratite se kancelariji za prodaju kompanije QIAGEN, koja će vam poslati potreban obrazac za povraćaj. Po podnošenju obrasca, kompanija QIAGEN će kontaktirati sa vama da bi zatražila dodatne informacije za zakazivanje prikupljanja elektronskog otpada ili da bi vam dostavila pojedinačnu ponudu cene.

12.4 Klauzula o odgovornosti

Kompanija QIAGEN je oslobođena svih obaveza prema svojoj garanciji u slučaju da popravke ili modifikacije vrše lica koja nisu članovi njenog osoblja, osim u slučajevima kada QIAGEN da pisanu saglasnost za obavljanje takvih popravki i modifikacija.

Svi materijali zamenjeni prema ovoj garanciji imaju garanciju samo tokom trajanja prvobitnog garantnog perioda i ni u kom slučaju nakon prvobitnog datuma isteka prvobitne garancije, osim ukoliko to u pisanoj formi nije odobrio službenik kompanije QIAGEN. Uređaji za očitavanje, interfejs uređaji i povezani softver imaju garanciju samo tokom perioda koji nudi originalni proizvođač tih proizvoda. Izjave i garancije date od strane bilo kog lica, uključujući predstavnike kompanije QIAGEN, koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa uslovima ove garancije neće biti obavezujuće za kompaniju QIAGEN, osim ukoliko nisu date u pisanoj formi i odobrene od strane službenika kompanije QIAGEN.

12.5 Ugovor o licenciranju softvera

USLOVI I ODREDBE PRAVNOG UGOVORA („**Ugovor**“) između kompanije QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden, Nemačka, („**QIAGEN**“) i vas (bilo kao fizičkog ili pravnog lica), sticaoca licence za softver (u daljem tekstu „**SOFTVER**“)

Instaliranjem i korišćenjem SOFTVERA potvrđujete da ste saglasni da budete obavezani odredbama ovog Ugovora. Ako se ne slažete sa odredbama ovog Ugovora, bez odlaganja vratite softverski(e) paket(e) i prateće artikle (uključujući pisane materijale) tamo gde ste ih dobili radi potpunog refundiranja troškova SOFTVERA.

1. DAVANJE LICENCE

Obim. U skladu sa odredbama i uslovima ovog ugovora, kompanija QIAGEN vam daje globalnu, trajnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje SOFTVERA, isključivo za vaše interne poslovne potrebe.

Ne smete:

- modifikovati ili menjati kompletan SOFTVER ili bilo koji njegov deo, niti objedinjavati bilo koji njegov deo sa nekim drugim softverom, niti izdvajati bilo koje komponente SOFTVERA iz SOFTVERA, niti, osim u meri i u okolnostima u kojima to dozvoljava zakon, kreirati izvedene radove iz njega, ili obavljati rezervni inženjering, dekompilaciju, rasklapanje ili na drugi način izvoditi izvorni kod iz SOFTVERA ili pokušavati bilo šta od navedenog
- kopirati SOFTVER (osim kako je navedeno iznad)
- ustupati, iznajmljivati, prenositi, prodavati, obelodanjivati, trgovati, stavljati na raspolaganje ili davati bilo koja prava na Softverski proizvod u bilo kom obliku bilo kom licu bez prethodne pisane saglasnosti kompanije QIAGEN;
- uklanjati, menjati, zatamnjevati, uništavati ili dopunjavati bilo koja zaštićena obaveštenja, nalepnice, robne oznake, nazive ili znakove koji se nalaze na SOFTVERU ili su u njemu sadržani;
- koristiti SOFTVER na bilo koji način koji povređuje prava na intelektualnu svojinu ili druga prava kompanije QIAGEN ili bilo kog drugog lica; ili
- koristiti SOFTVER za pružanje usluga u vezi sa bazom podataka preko interneta ili drugih usluga u vezi sa bazom podataka bilo kom drugom licu.

Upotreba na jednom računaru. Ovaj Ugovor vam dozvoljava da koristite jedan primerak SOFTVERA na jednom računaru.

Probne verzije. Probne verzije SOFTVERA mogu da isteknu nakon perioda od 30 (trideset) dana bez prethodnog obaveštenja.

Otvoreni softver/softver nezavisnih proizvođača. Ovaj Ugovor se ne primenjuje na bilo koje druge softverske komponente identifikovane kao predmet licence na otvoreni izvor u relevantnoj datoteci obaveštenja, licence i/ili autorskih prava datoj uz programe (zajedno „**Otvoreni softver**“). Pored toga, ovaj Ugovor se ne primenjuje na bilo koji drugi softver za koji QIAGEN ima samo izvedeno pravo na korišćenje („**Softver nezavisnih proizvođača**“). Otvoreni softver i softver nezavisnih proizvođača mogu da budu isporučeni tokom istog elektronskog prenosa datoteka kao SOFTVER, ali predstavljaju odvojene i različite programe. SOFTVER nije predmet GPL ili bilo koje druge licence otvorenog izvora.

Ukoliko i u meri u kojoj QIAGEN obezbeđuje softver nezavisnih proizvođača, uslovi licence za takav softver nezavisnih proizvođača će dodatno važiti i imati prednost. Ako je obezbeđen otvoreni softver, uslovi licence za taj otvoreni softver će dodatno važiti i imati prednost. Kompanija QIAGEN će vam dostaviti odgovarajući izvorni kod relevantnog otvorenog softvera, ako odredbe respektivne licence otvorenog softvera uključuju tu obavezu. Kompanija QIAGEN će vas obavestiti da li SOFTVER sadrži softver nezavisnih proizvođača i/ili otvoreni softver i na zahtev će vam staviti na raspolaganje odgovarajuće uslove licence.

2. NADOGRAĐNJE

Ako SOFTVER predstavlja nadogradnju prethodne verzije, dobijate jednu licencu za obe kopije i ne možete zasebno preneti prethodnu(e) verziju(e) osim u formi jednokratnog trajnog prenosa drugom korisniku poslednje nadogradnje i svih ranijih verzija, kako je predviđeno donjim Odeljkom 4.

3. AUTORSKO PRAVO

SOFTVER, uključujući sve slike i tekst sadržane u SOFTVERU, je zaštićen autorskim pravom prema nemačkim zakonima o autorskim pravima i odredbama međunarodnih sporazuma. Ne smete da kopirate bilo koje štampane materijale koji prate SOFTVER.

4. OSTALA OGRANIČENJA

Ne smete da iznajmljujete SOFTVER, ali možete trajno da prenesete SOFTVER i prateće pisane materijale drugom krajnjem korisniku, pod uslovom da izbrišete instalacione datoteke sa vašeg računara i da se primalac saglasio sa odredbama ovog Ugovora. Ne smete da obavljate obrnuti inženjering, dekompilaciju ili rasklapanje SOFTVERA. Svaki prenos SOFTVERA mora da uključuje najnoviju nadogradnju i sve ranije verzije.

Napomena: Za dodatne ugovore o licenciranju softvera nezavisnih proizvođača koji je uključen u analizator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 idite do „**Options**“ (Opcije) > „**System Config**“ (Konfiguracija sistema) > „**Version Info**“ (Informacije o verziji).

5. OGRANIČENA GARANCIJA

Kompanija QIAGEN garantuje da će (a) SOFTVER u značajnoj meri funkcionisati u skladu sa pratećim štampanim materijalima tokom perioda od devedeset (90) dana od datuma prijema. Sve podrazumevane garancije u pogledu SOFTVERA ograničene su na devedeset (90) dana. Neke države/nadležnosti ne dozvoljavaju ograničenje trajanja podrazumevane garancije, pa se gornje ograničenje možda ne odnosi na vas.

6. OBEŠTEĆENJE KLIJENTA

Celokupna odgovornost kompanije QIAGEN i vaše isključivo obeštećenje biće, prema odluci kompanije QIAGEN, (a) povraćaj plaćene cene ili (b) popravka ili zamena SOFTVERA koji nije u skladu sa Ograničenom garancijom kompanije QIAGEN i koji je vraćen kompaniji QIAGEN sa primerkom vašeg računa. Ova Ograničena garancija je ništavna ako je do kvara SOFTVERA došlo usled nezgode, zloupotrebe ili pogrešne primene. Svaka zamena SOFTVERA imaće garanciju tokom preostalog prvobitnog garantnog perioda ili tokom perioda od trideset (30) dana, koji god od ova dva perioda bio duži.

7. OGRANIČENA ODGOVORNOST

Ni u kom slučaju kompanija QIAGEN ili njeni dobavljači neće biti odgovorni ni za kakvu naknadu štete (uključujući, između ostalog, naknadu štete zbog gubitka poslovnog profita, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija ili drugog novčanog gubitka, nepredvidive štete, nepostizanja komercijalnog uspeha, posredne štete ili posledične štete – naročito finansijske štete – ili štete proistekle iz odštetnih zahteva trećih lica) koja proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja SOFTVERA, čak i u slučaju da je kompanija QIAGEN obaveštena o mogućnosti nastanka takve naknade štete.

Gornja ograničenja odgovornosti neće važiti u slučajevima telesne povrede ili štete koja proistekne iz namernog postupanja ili grubog nemara, ili za bilo kakvu odgovornost zasnovanu na Zakonu o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz), garancijama ili drugim obaveznim zakonskim odredbama.

Gorenavedeno ograničenje primenjivaće se shodno tome u slučaju:

- kašnjenja,
- nadoknade usled defekta,
- nadoknade nepotrebnih troškova.

8. NEPOSTOJANJE PODRŠKE

Nijedna odredba ovog ugovora ne obavezuje kompaniju QIAGEN da pruži bilo kakvu podršku za SOFTVER. Kompanija QIAGEN može, ali nije u obavezi, da ispravi sve defekte u SOFTVERU i/ili dostavi ažuriranja sticaocima licence za SOFTVER. Morate da uložite razumne napore da bez odlaganja obavestite kompaniju QIAGEN o svim defektima koje uočite u SOFTVERU kako biste pomogli da se kreiraju unapređene revizije SOFTVERA.

Sve odredbe o podršci kompanije QIAGEN za softver (uključujući podršku mrežnoj instalaciji), ako one postoje, biće regulisane isključivo zasebnim ugovorom o podršci.

9. RASKID

Ukoliko ne ispunjavate odredbe i uslove ovog Ugovora, kompanija QIAGEN može da raskine ovaj Ugovor i ukine vaša prava i licencu za korišćenje SOFTVERA. Vi možete da raskinete ovaj Ugovor u bilo koje vreme dostavljanjem obaveštenja kompaniji QIAGEN. Po raskidu ovog Ugovora, morate da izbrisete SOFTVER iz vašeg(ih) računara i arhiva.

SAGLASNI STE DA NAKON RASKIDA OVOG UGOVORA IZ BILO KOG RAZLOGA KOMPANIJA QIAGEN MOŽE DA SPROVEDE RADNJE TAKO DA SOFTVER VIŠE NE FUNKCIONIŠE.

10. MERODAVNO PRAVO, MESTO

Ovaj Ugovor će se tumačiti u skladu sa zakonima Nemačke, bez obzira na odredbe o sukobu zakona. Primena odredbi Konvencije o prodaji UN je isključena. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu prema ovom Ugovoru, strane u ovom Ugovoru pristaju na isključivu nadležnost sudova u Dizeldorfu.

12.6 Izjava o odricanju od odgovornosti za garancije

OSIM KAKO JE NAVEDENO U ODREDBAMA I USLOVIMA PRODAJE KOMPANIJE QIAGEN ZA QIAstat-Dx Analyzer 1.0, KOMPANIJA QIAGEN NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST I ODRIČE BILO KAKVU IZRIČITU ILI PODRAZUMEVANU GARANCIJU U VEZI SA KORIŠĆENJEM ANALIZATORA QIAstat-Dx Analyzer 1.0, UKLJUČUJUĆI ODGOVORNOST ILI GARANCIJE U VEZI SA UTRŽIVOŠĆU, PODESNOŠĆU ZA ODREĐENU SVRHU ILI KRŠENJEM BILO KOG PATENTA, AUTORSKOG PRAVA ILI DRUGOG PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU BILO GDE U SVETU.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je opremljen Ethernet ulazom. Kupac analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 je isključivo odgovoran za sprečavanje svakog i svih računarskih virusa, crva, trojanaca, malvera, hakova ili bilo koje druge vrste narušavanja sajber bezbednosti. Kompanija QIAGEN ne preuzima bilo kakvu odgovornost za računarske viruse, crve, trojance, malver, hakove ili bilo koju drugu vrstu narušavanja sajber bezbednosti.

12.7 Rečnik pojmova

Analitički modul (AM): Glavni hardverski modul analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0, zadužen za izvođenje testova na test-kertridžima QIAstat-Dx. Kontroliše ga operativni modul (OM).

Datoteka definicije testa: Datoteka definicije testa je datoteka neophodna za izvođenje testa na analizatoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Sadržaj datoteke opisuje šta može da se meri, kako se meri i kako se procenjuju neobrađeni rezultati merenja. Datoteka treba da se uveze u QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pre izvođenja testa prvi put.

GUI: Grafički korisnički interfejs.

IFU: Uputstvo za upotrebu.

Operativni modul (OM): Namenski hardver analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 koji obezbeđuje korisnički interfejs za 1–4 analitička modula (AM).

Korisnik: Osoba koja rukuje analizatorom QIAstat-Dx Analyzer 1.0 na predviđeni način.

13 Indeks

Aktiviranje i konfigurisanje komunikacije sa HIS/LIS	102	Instalacija štampača preko Ethernet-a	135
Arhiviranje rezultata	68	Instalacija štampača preko USB-a	135
Automatsko arhiviranje	72	Instalacija upravljačkog programa CUPS štampača	137
Automatsko otpremanje rezultata testa hostu	108	Isključivanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	101
Bezbednost	10	Isporuka i komponente analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	23
Biranje adekvatne Media Size (Veličina medijuma)	140	Izjava o odricanju od odgovornosti za garancije	149
Biranje upravljačkog programa štampača	139	Izjava o politici	9
Brisanje zadataka štampanja	65	Izvođenje testa	
Čuvanje izveštaja	45, 53, 70, 71, 72, 98, 121	biranje tipa uzorka	38
Čuvar ekrana	62	ekran za potvrdu	39
Deklaracija o usaglašenosti	142	izbacivanje kertridža QIAstat-Dx	41, 118
Dodaci	135	otkazivanje izvođenja testa	43
Dodavanje korisnika	78	pregled rezultata	44
Dodeli korisničke profile	76	prikaz vremena izvođenja	41
Ekran Add Printer (Dodaj štampač)	138	skeniranje bar-kôda ID-a uzorka	37
Ekran Login (Prijavljivanje)	59	skeniranje bar-koda kertridža QIAstat-Dx	37
odjavljivanje	62	ubacivanje kertridža QIAstat-Dx	40
Eksterna kontrola	112	Izvođenje testa i pregled rezultata	35
Eksterna kontrola (External Control, EC)	112	Izvođenje testa na osnovu naloga za test	104
Evidencija sistema	95	biranje tipa uzorka	107
Funkcije i opcije sistema	55	prikaz tokom preuzimanja naloga za test.	106
Funkcije sistema		skeniranje bar-kôda ID-a uzorka	105
Glavni ekran	55	skeniranje bar-kôda test-kertridža QIAstat-Dx.	107
isključivanje	101	Klauzula o odgovornosti	144
promena lozinke	99	Konfiguracija eksternog kontrole	112
Status sistema QIAstat-Dx Analyzer 1.0	100	Konfiguracija naziva testa	103
Funkcionalnost štampača	64	Konfiguracija sistema	
Glavni ekran	55	ažuriranje sistema	96
Područje sadržaja	59	datum	85
Traka glavnog menija	58	evidencija sistema	95
Traka opšteg statusa	56	HIS/LIS postavke	87
Traka statusa modula	56	informacije o verziji	95
Greške i poruke upozorenja	131	instalacija štampača preko Ethernet-a	135
HIS/LIS postavke	87	instalacija štampača preko USB-a	135
Informacije o bezbednosti		jezik	85
biološka bezbednost	13	opšte postavke	89
električna bezbednost	12	postavke mreže	91
hemijska bezbednost	12	postavke štampača	91
mere opreza prilikom transporta	12	regionalne postavke	84
odlaganje otpada	14	rezervna kopija sistema	97
pravilna upotreba	11	vreme	85
simboli	15	Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 preko veze sa hostom	104
Instalacija dodatnih analitičkih modula	29	Konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 za ručno otpremanje rezultata testa hostu	110
Instalacija i brisanje štampača	64		
Instalacija štampača pomoću instalacije upravljačkog programa	136		
Instalacija štampača pomoću podrazumevanog upravljačkog programa	136		

Kreiranje arhive	69	Pregled rezultata	44
Kreiranje datoteke arhive bez funkcije uklanjanja	69	izvoz na USB disk	53
Kreiranje datoteke arhive sa funkcijom uklanjanja	70	kartica CONTROLS (KONTROLE)	46
Kreiranje epidemiološkog izveštaja	82	kartica PATHOGENS (PATOGENI)	46, 48
Kreiranje naloga za test preko veze sa hostom	104	krive amplifikacije	45, 121
Kreiranje paketa podrške	53	krive topljenja	47, 121
Lista testiranih štampača	141	linearna skala	47
Lozinke	99	logaritamska skala	47
Meni Options (Opcije)	63	moгуći ishodi	51
Namena	9	pojediniosti o testu	48
Network Share (Deljeni mrežni resurs)	93	prethodni testovi	49
O ovom korisničkom priručniku	7	pretraživanje rezultata	52
Odlaganje otpada	143	štampanje rezultata	53
Održavanje	124	Pregled rezultata testa eksterne kontrole (External Control, EC)	120
čišćenje površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	124	Pregled zadataka štampanja	64
dekontaminacija površine analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	125	Pretraživanje rezultata	52
Popravka analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	128	Priprema kertridža QIAstat-Dx	36
zamena filtera za vazduh	127	Procedure instalacije	22
Ograničenja upotrebe	9	Promena lozinki	99
Opis analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	18	Raspakivanje i instalacija analizatora QIAstat- Dx Analyzer 1.0	25
Opis sistema	18	Rečnik pojmova	150
Opis test-kertridža QIAstat-Dx	20	Regionalne postavke	84
Opšte informacije	8	Rešavanje problema	129
Opšte postavke	89	greške i poruke upozorenja	131
Opšti opis	18	greške u hardveru	129
Otkazivanje izvođenja testa	43	greške u softveru	129
Otpremanje rezultata testa hostu	108	Rešavanje problema u pogledu veze sa hostom	111
Otvaranje arhive	71	Ručno otpremanje rezultata testa hostu	110
Pokretanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	35	Sajber bezbednost	16
Ponovno pakovanje i otpremanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	34	Sigurnost podataka	16
Popravka analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	128	Sistemske funkcije	
Postavke deljenog mrežnog resursa	94	konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0	84
Postavke eksterne kontrole (External Control, EC)	65	upravljanje testom	80
Postavke mreže	91, 93	Skeniranje bar-kôda test-kertridža QIAstat-Dx.	38
Postavke štampača	91	Softver analizatora QIAstat-Dx Analyzer	21
Postavke za QIASphere Base	87	Stanja modula koja mogu da se prikažu u okvirima statusa	57
Postupak izvođenja testa	36	Statistika testa	78
Postupak izvođenja testa eksterne kontrole (External Control, EC)	112	Status sistema QIAstat-Dx Analyzer 1.0	100
Povezivanje sa HIS/LIS	102	Stranica Module status (statusa modula)	57
ekran Summary (Sažetak) sa rezultatima	109	Štampanje izveštaja	52, 53
konfigurisanje analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 za automatsko otpremanje rezultata testa hostu	108	Tehnička pomoć	8
Pregled pojedinosti o testu eksterne kontrole (External Control, EC)	121	Tehničke specifikacije	134
		elektromagnetna kompatibilnost	134
		mehanički podaci i karakteristike hardvera	134
		radni uslovi	134
		uslovi otpremanja	134
		Ugovor o licenciranju softvera	145
		Upravljanje dostupnim testom	81
		uvoz novih testova	83
		Upravljanje korisnicima	

Pristupanje listi korisnika i upravljanje njome	75	Upravljanje korisnicima	
Upravljanje korisnicima	73	dodavanje korisnika	78
Upravljanje korisnicima		Upravljanje testom	80
dodeli korisničke profile	76	Uvod	7
Upravljanje korisnicima		Uvoz novih testova	83
statistika testa	78	Zahtevi u pogledu lokacije	22

14 Istorija revizija dokumenta

Datum	Promene
HB-2942-001, V2, R1	Inicijalno izdanje

Zaštićeni znakovi: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx® (QIAGEN Group); ACGIH® (American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.); Brother® (Brother Industries, Ltd); Clinical and Laboratory Standards Institute® (Clinical Laboratory and Standards Institute, Inc.); Windows® (Microsoft Corporation); OSHA® (Occupational Safety and Health Administration, U.S. Dept. of Labor); PostScript® (Adobe, Inc.); HP®, LaserJet®, OfficeJet® (Hewlett-Packard Development Company).
Registrovani nazivi, robne marke itd., koji se koriste u ovom dokumentu, čak iako nisu posebno naznačeni kao takvi, zaštićeni su zakonom.
PostScript® je registrovana robna marka ili robna marka kompanije Adobe u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

HB-2942-001 09/2021 © 2021 QIAGEN, sva prava zadržana.

Porudžbine: www.qiagen.com/shop | Tehnička podrška: support.qiagen.com | Veb-lokacija www.qiagen.com