

2022. gada aprīlis

QIAcube[®] Connect MDx lietotāja rokasgrāmata

Izmantošanai ar 1.0 vai jaunāku programmatūras versiju

Ierīci QIAcube Connect MDx ir paredzēts lietot *in vitro* diagnostikā.



IVD

CE

REF

9003070



QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, VĀCIJA

R2 MAT

Saturs

1	levads	6
1.1	Par šo lietotāja rokasgrāmatu	6
1.2	Vispārīga informācija	7
1.2.1	Tehniskā palīdzība	7
1.2.2	Paziņojums par stratēģiju	7
1.3	Ierīces QIAcube Connect MDx paredzētā lietošana	8
1.3.1	Izmantošanas ierobežojumi	8
1.3.2	Prasības QIAcube Connect MDx lietotājiem	8
1.4	Nepieciešamie, bet komplektā neietvertie materiāli	9
1.5	Vārdnīca	9
1.6	Piederumi	9
2	Drošības informācija	10
2.1	Pareiza lietošana	11
2.2	Elektrodrošība	14
2.3	Vide	15
2.3.1	Ekspluatācijas apstākļi	15
2.4	Bioloģiskā drošība	16
2.5	Ķīmiskā drošība	17
2.5.1	Toksiski izgarojumi	17
2.6	Atkritumu utilizācija	18
2.7	Mehāniskais apdraudējums	18
2.7.1	Centrifūga	19
2.8	Augstas temperatūras risks	20
2.9	Apkopes drošība	20
2.10	Drošība pret starojumu	22
2.11	Uz ierīces QIAcube Connect MDx redzami simboli	23
3	Vispārējs apraksts	25
3.1	QIAcube Connect MDx darbības princips	26
3.2	QIAcube Connect MDx ārējās funkcijas	28

3.3	QIAcube Connect MDx iekšējās funkcijas	35
3.4	Vienreizlietojamie komponenti	42
4	Uzstādīšanas procedūras	43
4.1	Uzstādīšanas vide	43
4.1.1	Vietas prasības	43
4.1.2	Jaudas prasības	44
4.1.3	Zemējuma prasības	45
4.2	Ierīces QIAcube Connect MDx izpakošana	46
4.3	Ierīces QIAcube Connect MDx uzstādīšana	47
4.3.1	Ierīces QIAcube Connect MDx piederumu un transportēšanas materiālu noņemšana	47
4.3.2	Maiņstrāvas vada uzstādīšana	48
4.3.3	Ārēja svītrkoda skenera uzstādīšana	48
4.3.4	Centrifūgas rotora un kausu uzstādīšana	49
4.3.5	Maisītāja adaptera uzstādīšana	50
4.3.6	Programmatūras jaunināšana	51
4.4	Ierīces QIAcube Connect MDx atkārtota iepakojšana un transportēšana	54
4.5	Ierīces QIAcube Connect MDx konfigurācija	56
4.5.1	Sistēmas konfigurācijas	57
4.5.2	Iestatījumu konfigurācija	59
4.5.3	Tīkla konfigurācija	60
5	Lietošanas procedūras	65
5.1	QIAcube Connect MDx programmatūras izmantošana	69
5.2	Ierīces QIAcube Connect MDx ieslēgšana un izslēgšana	72
5.3	Pieteikšanās un atteikšanās	73
5.4	Protokola izpildes iestatīšana	75
5.4.1	Materiālu atlase	78
5.4.2	Protokola atlase	78
5.4.3	Parametru definēšana	79
5.4.4	Paraugu skaita definēšana	80
5.4.5	Buferšķīduma pudeļu ievietošana	80

5.4.6	Uzgaļu un enzīmu ievietošana.....	83
5.4.7	Centrifūgas uzpilde.....	85
5.4.8	Maisītāja uzpildīšana.....	92
5.5	Protokola izpildes palaišana.....	94
5.6	Protokola izpildes pārtraukšana.....	97
5.7	Pārskatu saglabāšana USB zibatmiņas diskā.....	98
5.8	Maz brīvas vietas zibatmiņas diskā.....	100
5.9	Atsevišķa sildītāja/maisītāja darbība.....	101
5.10	Atsevišķa centrifūgas darbība.....	102
5.11	Protokolu pārvaldīšana.....	106
5.11.1	Jaunu protokolu instalēšana.....	106
5.11.2	Visu protokolu dzēšana.....	107
5.11.3	Protokolu saglabāšana.....	108
5.12	Lietotāju pārvaldība.....	109
5.12.1	Jauna lietotāja iestatīšana.....	109
5.12.2	Esoša lietotāja datu mainīšana.....	112
5.12.3	Lietotāja dzēšana vai īslaicīga deaktivizācija.....	113
5.12.4	Paroles mainīšana.....	114
6	Tīrīšana un apkope.....	116
6.1	Tīrīšanas līdzekļi.....	117
6.2	Ierīces QIAcube Connect MDx virsmas dekontaminācija.....	117
6.3	Regulārā apkope.....	121
6.4	Ikdienas apkope.....	122
6.5	Ikmēneša apkope.....	123
6.6	Periodiska apkope.....	124
6.6.1	Robotizētās sviras moduļu tīrīšana.....	124
6.6.2	Centrifūgas tīrīšana.....	125
6.6.3	Centrifūgas lietošana pēc tīrīšanas.....	130
6.7	Papildu apkope.....	132
6.7.1	UV izpilde.....	132
6.7.2	Stingruma tests.....	133

6.8	Ierīces QIAcube Connect MDx dekontaminācija	135
6.9	QIAcube Connect MDx labošana	135
7	Problēmu novēršana	136
7.1	Atbalsta pakotnes izveide	137
7.2	Darbība	138
7.2.1	Protokola izpildes pārtraukšana	140
7.2.2	Centrifūga	141
7.2.3	Reaģenta tilpuma noteikšana un ultraskaņas caurule	143
7.2.4	Skārienekrāns	143
7.2.5	Gredzenblīves nomaiņa	145
8	Vārdnīca	151
9	A pielikums. Tehniskie dati	152
9.1	Vides nosacījumi — ekspluatācijas apstākļi	152
9.2	Transportēšanas nosacījumi	152
9.3	Uzglabāšanas nosacījumi	152
9.4	Mehāniskie dati un datortehnikas parametri	152
10	B pielikums. Juridiskā informācija	154
10.1	Atbilstības deklarācija	154
10.2	Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA)	154
10.3	EMC deklarācija	155
10.4	Noteikumi par atbildību	156
11	C pielikums. QIAcube Connect MDx piederumi	157
11.1	informācija par pasūtīšanu	157
12	Dokumenta pārskatīšanas vēsture	160

1 Ievads

Pateicamies, ka izvēlējāties ierīci QIAcube Connect MDx. Mēs ticam, ka tā kļūs par svarīgu jūsu laboratorijas iekārtu. Pirms ierīces QIAcube Connect MDx lietošanas ir svarīgi rūpīgi izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu, uzmanību pievēršot drošības informācijai. Lietotāja rokasgrāmatā sniegtie norādījumi un drošības informācija ir jāievēro, lai garantētu drošu ierīces ekspluatāciju un uzturētu to lietošanai droša stāvoklī.

1.1 Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīci QIAcube Connect MDx, kas ir ietverta tālāk norādītajās sadaļās.

- Ievads
- Drošības informācija
- Vispārējs apraksts
- Uzstādīšanas procedūras
- Lietošanas procedūras
- Tīrīšana un apkope
- Problēmu novēršana
- Vārdnīca
- Dokumenta pārskatīšanas vēsture

Pielikumos ir ietverta šāda informācija:

- A pielikums. Tehniskie dati
- B pielikums. Juridiskā informācija
- C pielikums. QIAcube Connect MDx piederumi

1.2 Vispārīga informācija

1.2.1 Tehniskā palīdzība

Uzņēmums QIAGEN® lepojas ar nodrošinātā tehniskā atbalsta kvalitāti un pieejamību. Mūsu tehniskā atbalsta dienesta komandā strādā pieredzējuši zinātnieki ar plašu praktisku un teorētisko pieredzi molekulārajā bioloģijā un QIAGEN produktu izmantošanā. Ja jums ir jautājumi vai ir radušās problēmas saistībā ar ierīces QIAcube Connect MDx vai QIAGEN izstrādājumu lietošanu kopumā, sazinieties ar mums.

QIAGEN klienti ir galvenais avots, kur mēs varam iegūt informāciju par mūsu produktu tipašu vai specializētu lietošanu. Šī informācija ir ļoti noderīga citiem zinātniekiem, kā arī pētniekiem, kas strādā uzņēmumā QIAGEN. Tāpēc mēs aicinām jūs sazināties ar mums, ja jums ir ieteikumi par produktu veikspēju vai izmantošanu jaunās procedūrās un metodēs.

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar QIAGEN tehniskās palīdzības dienestu.

Tīmekļa vietne: **support.qiagen.com**

Sazinoties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu par kļūdām, sagatavojiet šādu informāciju:

- QIAcube Connect MDx sērijas numurs, tips un versija
- Kļūdas kods (ja ir pieejams)
- Laiks, kad kļūda tika konstatēta pirmo reizi
- Kļūdas rašanās biežums (piemēram, neregulāra vai pastāvīga kļūda)
- Žurnālfailu kopijas

Lai iegūtu jaunāko informāciju par ierīci QIAcube Connect MDx, apmeklējiet vietni **<https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>**.

1.2.2 Paziņojums par stratēģiju

Uzņēmuma QIAGEN politika ir produktu uzlabošana, tiklīdz kļūst pieejama jauna tehnoloģija vai jauni komponenti. QIAGEN patur tiesības jebkurā laikā veikt tehnisko datu izmaiņas. Mēs cenšamies sagatavot noderīgus un atbilstošus dokumentus, tāpēc priecāsimies par jūsu komentāriem par šo lietotāja rokasgrāmatu. Saņemoties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

1.3 Ierīces QIAcube Connect MDx paredzētā lietošana

Ierīce QIAcube Connect MDx ir paredzēta nukleīnskābju automātiskai izolācijai un izdalīšanai molekulārās diagnostikas un/vai molekulārās bioloģijas testēšanā. Ierīci QIAcube Connect MDx ir paredzēts lietot speciālistiem, piemēram, tehniķiem un ārstiem, kam ir zināšanas molekulāri bioloģisko metožu un ierīces izmantošanā.

Ierīci QIAcube Connect MDx ir paredzēts izmantot tikai kopā ar QIAGEN un PreAnalytiX komplektiem, kas indicēti izmantošanai kopā ar ierīci QIAcube Connect MDx komplektu rokasgrāmatās aprakstītajā testēšanā.

1.3.1 Izmantošanas ierobežojumi

Izmantojiet ierīci tikai kombinācijā ar nodaļā 1.4 un pielikumā C norādītajiem piederumiem. Citi pielietojuma ierobežojumi ir norādīti attiecīgo komplektu rokasgrāmatās.

1.3.2 Prasības QIAcube Connect MDx lietotājiem

Nākamajā tabulā ir norādīts vispārējais prasmju un pieredzes līmenis, kas ir nepieciešams ierīces QIAcube Connect MDx transportēšanai, uzstādīšanai, izmantošanai, remontēšanai un apkopei.

Darbs	Darbinieks	Prasmju un pieredzes līmenis
Piegāde	Nav īpašu prasību	Nav īpašu prasību
Uzstādīšana, regulāra lietošana un apkope	Laboratorijas tehniķi vai līdzvērtīgi speciālisti	Darbinieki ar atbilstošām zināšanām un pieredzi par datoru un automātisku sistēmu izmantošanu kopumā
Serviss un ikgadējā apkope	Tikai QIAGEN izbraukumu tehniskā dienesta speciālisti	Iegūta QIAGEN apmācība un pilnvarojums

1.4 Nepieciešamie, bet komplektā neietvertie materiāli

- Aizsargbrilles
- Cimdi
- Laboratorijas halāts

Piezīme. Lietojiet tikai QIAGEN piegādātos piederumus.

Izstrādājums	Saturs	Kat. Nr.
Filter-Tips, 1000 µl (1024)	Vienreizlietojamie filtra uzgaļi, statīvā (8 x 128)	990352
Filter-Tips, 1000 µl, wide-bore (1024)	Vienreizlietojamie filtra uzgaļi, ar lielu diametru statīvā (8 x 128); visiem protokoliem nav nepieciešami	990452
Filter-Tips, 200 µl (1024)	Vienreizlietojamie filtra uzgaļi, statīvā (8 x 128); visiem protokoliem nav nepieciešami	990332
Rotor Adapters (10 x 24)	240 paraugu sagatavošanai: 240 vienreizlietojami rotora adapteri un 240 mikrocentrifūgas stobriņi (1,5 ml); paredzēti lietošanai ar ierīci QIAcube Connect MDx	990394
Rotor Adapter Holder	Turētājs 12 vienreizlietojamiem rotora adapteriem; paredzēti lietošanai ar ierīci QIAcube Connect MDx	990392
Reagent Bottles, 30 ml (6)	Reaģentu pudeles (30 ml) ar vāciņiem; komplektā 6 gab.; paredzēti lietošanai ar QIAcube Connect MDx reaģentu pudeļu statīvu	990393
Sample Tubes RB (2 ml)	1000 mikrocentrifūgas droši noslēdzami stobriņi (2 ml), paredzēti lietošanai ar ierīci QIAcube Connect MDx	990381
Sample Tubes CB (2 ml)	1000 koniski stobriņi ar skrūvējamiem vāciņiem pamatnes ar apvalku (2 ml), paredzēti lietošanai ar QIAcube Connect MDx	990382
1.5 ml elution tubes	50 vienību komplekts, paredzēts lietošanai ar QIAcube Connect MDx	1050875
O-Ring Change Tool	Gredzenblīves nomainas instruments, paredzēts lietošanai ar QIAcube Connect MDx	9026181
O-Ring Set	10 gredzenblīvju komplekts, paredzēts lietošanai ar QIAcube Connect MDx	9018472

1.5 Vārdnīca

Šajā lietotāja rokasgrāmatā izmantoto terminu vārdnīcu skatiet 8. sadaļā.

1.6 Piederumi

Informāciju par QIAcube Connect MDx piederumiem skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas C pielikumā.



2 Drošības informācija

Pirms ierīces QIAcube Connect MDx lietošanas ir svarīgi rūpīgi izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu, īpašu uzmanību pievēršot drošības informācijai. Lietotāja rokasgrāmatā sniegtie norādījumi un drošības informācija ir jāievēro, lai garantētu drošu ierīces ekspluatāciju un uzturētu to lietošanai droša stāvoklī.

Visā šajā vispārējā lietošanas instrukcijā atbilstošās vietās ir skaidri norādīti iespējamie apdraudējumi, kas var nodarīt kaitējumu lietotājam vai izraisīt iekārtas bojājumus.

Ja aprīkojumu izmanto citādi nekā norādījis ražotājs, aprīkojuma nodrošinātā aizsardzība var samazināties.


Tālāk norādītā drošības informācija ir sniegta visā *QIAcube Connect MDx lietotāja rokasgrāmatā*.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Terminu "BRĪDINĀJUMS" izmanto, lai informētu lietotāju par situācijām, kuras var radīt kaitējumu lietotājam vai citām personām.</p> <p>Detalizēta informācija par šiem apstākļiem ir sniegta, piemēram, šādā lodziņā.</p>
<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Terminu UZMANĪBU! izmanto, lai informētu par situācijām, kas var radīt ierīces bojājumus.</p> <p>Detalizēta informācija par šiem apstākļiem ir sniegta, piemēram, šādā lodziņā.</p>


Lietotāja rokasgrāmatā sniegtie norādījumi ir sniegti, lai papildinātu lietotāja valstī spēkā esošās standarta drošības prasības, nevis lai tās aizstātu.


Ņemiet vērā, ka var būt nepieciešams iepazīties ar vietējiem noteikumiem par ziņošanu ražotājam un reglamentējošai iestādei valstī, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients, par nopietniem incidentiem, kas ir radušies saistībā ar ierīci.


2.1 Pareiza lietošana

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Nepareiza QIAcube Connect MDx lietošana var radīt traumas vai ierīces bojājumus. Ierīci QIAcube Connect MDx drīkst lietot tikai kvalificēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām. Ierīces QIAcube Connect MDx remontu drīkst veikt tikai a QIAGEN apkopes dienesta speciālists.
---	--


Veiciet apkopi, kā aprakstīts šeit: 6 Tīrīšana un apkope. Remontdarbus, kas nepieciešami nepareizi veiktas apkopes dēļ, QIAGEN veic par maksu.


BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Ierīce QIAcube Connect MDx ir ļoti smaga, un to nevar pacelt viena persona. Lai novērstu kaitējumu darbiniekiem vai ierīces bojājumu, lietotājs nedrīkst celt ierīci viens pats. Ja iekārta jāpārvieto, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
--	--


BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Nemēģiniet pārvietot ierīci QIAcube Connect MDx, kamēr tā darbojas.
---	---


UZMANĪBU! 	Ierīces bojājums Nepieļaujiet ūdens vai ķīmikāliju iekļūšanu ierīcē QIAcube Connect MDx. Bojājumi, kas saistīti ar ūdens vai ķīmisku vielu izšļakstīšanos, anulē garantiju.
---	---


Ārkārtas situācijā izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi QIAcube Connect MDx priekšpusē un izraujiet strāvas vadu no strāvas rozetes.


UZMANĪBU! 	Ierīces bojājums Izmantojiet tikai QIAGEN centrifūgas stobriņus un QIAcube Connect MDx īpašos palīgmateriālus, izmantojot ierīci QIAcube Connect MDx. Cita veida centrifūgas stobriņu vai ķīmisko vielu izmantošana anulē garantiju
---	---


BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Nelietojiet bojātus rotora adapterus. Rotora adapteri ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Augsts gravitācijas spēks, kas piemīt centrifūgai, var radīt atkārtoti lietoto rotora adapteru bojājumus.
---	---

UZMANĪBU! 	Ierīces bojājums Lai novērstu uzgaļu iesprūšanu atkritumu atvilktnē, pirms lietošanas iztukšojiet uzgaļu atkritumu atvilktni. Ja atkritumu tvertne netiek iztukšota, var tikt bloķēta robotizētā svira, kas var izraisīt izpildes neizdošanos vai ierīces bojājumu.
--	---

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspiests, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.
---	---


UZMANĪBU! 	Ierīces bojājums Lietojiet tikai pareizo šķidrumu tilpumu. Ieteiktā šķidrumu tilpuma pārsniegšana var radīt centrifūgas rotora vai ierīces bojājumu.
---	---

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Aizdeģšanās vai eksplozijas risks</p> <p>Lietojot ierīcē QIAcube Connect MDx etanolu vai etalonu saturošus šķidrumus, ievērojiet piesardzību un rīkojieties saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Šķidruma izšļakstīšanās gadījumā, noslaukiet to un atveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie tvaiki var izklīst.</p>
---	---

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Sprādzienbīstamība</p> <p>Ierīci QIAcube Connect MDx ir paredzēts lietot kopā ar reaģentiem un vielām, kas ir iekļauti QIAGEN vai citos komplektos, kā norādīts attiecīgajā informācijā par lietošanu. Citu reaģentu vai vielu izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.</p>
---	---


Ja uz ierīces QIAcube Connect MDx vai tās iekšpusē izšļakstās bīstami materiāli, lietotājam ir jāveic atbilstoša dekontaminācija.


Piezīme. Nelieciet priekšmetus uz QIAcube Connect MDx pārsegjiem.


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Neatbalstieties pret skārienekrānu, kad tas ir izvilkts uz āru.</p>
---	---

2.2 Elektrodrošība

Piezīme. Pirms ierīces apkopes atvienojiet elektrotīkla strāvas vadu no barošanas rozetes.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>ELEKTRISKĀS STRĀVAS BĪSTAMĪBA</p> <p>Ja ierīces iekšpusē vai ārpusē atvienojas aizsargvads (zeme/zemējuma vads) vai atvienojas aizsargvada spaiļes, iekārta var kļūt bīstama.</p> <p>Zemējuma apzināta pārraušana vai atvienošana ir aizliegta.</p> <p>Dzīvībai bīstams spriegums iekārtas iekšpusē</p> <p>Ja iekārta ir pievienota elektrotīklam, spaiļes var būt zem sprieguma, un pārsegu atvēršana vai detaļu noņemšana var atstāt detaļu, pa kuru plūst strāva.</p>
---	---

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Elektronikas bojājumi</p> <p>Pirms iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai tiek izmantots pareizais barošanas spriegums.</p> <p>Nepareiza barošanas sprieguma izmantošana var radīt elektronikas bojājumus.</p> <p>Skatiet uz ierīces datu plāksnītes norādītās specifikācijas.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Elektriskās strāvas trieciena risks</p> <p>Neatveriet nevienu ierīces QIAcube Connect MDx paneli.</p> <p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Veiciet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā konkrēti norādītos apkopes darbus.</p>
---	---

Lai garantētu pieņemamu un drošu QIAcube Connect MDx darbību, ievērojiet šādus norādījumus:

- Elektrotīkla strāvas vads ir jāpievieno elektrotīkla rozetei, kura ir aprīkota ar aizsargvadu (zemējumu).
- Novietojiet ierīci tā, lai strāvas vads būtu pieejams un to varētu pievienot/atvienot.

- Izmantojiet tikai QIAGEN nodrošināto strāvas vadu.
- Ierīces iekšējās detaļas nedrīkst pielāgot vai nomainīt.
- Ierīci nedrīkst lietot, ja ir noņemti pārsegi vai detaļas.
- Ja ierīcē ir izšķakstījies šķidrums, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no strāvas rozetes un sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

Ja ir apdraudēta ierīces elektrodrošība, novērsiet iespēju, ka to var izmantot citi darbinieki, un sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.


Ierīces elektrodrošība var būt apdraudēta tālāk norādītajos gadījumos.


- Ierīce vai strāvas vads izskatās bojāts.
- Ierīce ilgāku laiku ir glabāta nelabvēlīgos apstākļos.
- Ierīce ir bijusi pakļauta smagai transportēšanas slodzei.


2.3 Vide

Parametri, piemēram, temperatūras un mitruma diapazons, ir sniegti šeit: 9. sadaļa A pielikums. Tehniskie dati.

2.3.1 Eksploatācijas apstākļi

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Sprādzienbīstama vide</p> <p>Ierīce QIAcube Connect MDx nav paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē.</p>
---	--


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Tieši saules stari var radīt ierīces detaļu krāsas izbalēšanu un plastmasas detaļu bojājumus.</p> <p>Ierīce QIAcube Connect MDx ir jānovieto vietā, kur to neskar tieša saules gaisma.</p>
---	--

<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Nelietojiet ierīci QIAcube Connect MDx spēcīga elektromagnētiskā starojuma avotu (piemēram, neekranētu, tīši darbinātu augstas frekvences avotu vai mobilo radio ierīču) tuvumā, jo tie var traucēt pareizu darbību.</p>
---	--

2.4 Bioloģiskā drošība

Cilvēku izcelsmes paraugus un reaģentus saturošie materiāli parasti ir jāapstrādā kā iespējami infekciozi materiāli. Ievērojiet drošas laboratorijas procedūras, kas aprakstītas publicētajos dokumentos, piemēram, “Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories” (Bioloģiskā drošība mikrobioloģiskajās un biomedicīnas laboratorijās, HHS) (<https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2020-P.pdf>).

Paraugi var saturēt infekciozas vielas. Lietotājiem ir jāņem vērā šādu vielu radītais veselības apdraudējums un šādi paraugi ir jāapstrādā, jāglabā un jāutilizē, ievērojot attiecīgos drošības noteikumus.


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Paraugi, kas satur infekciozas vielas</p> <p>Daži šajā ierīcē izmantotie paraugi var saturēt infekciozas vielas. Rīkojieties ar šādiem paraugiem īpaši piesardzīgi un saskaņā ar attiecīgajiem drošības noteikumiem.</p> <p>Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, 2 pārus cimdu un laboratorijas virsvalku.</p> <p>Atbildīgajām personām (piemēram, laboratorijas vadītājam) jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai garantētu, ka darbavietas vide ir droša, ka ierīces lietotājiem ir atbilstošas zināšanas un ka tie netiek pakļauti veselībai bīstamai infekcijas ierosinātāju koncentrācijai saskaņā ar spēkā esošajām drošības datu lapu (Material Safety Data Sheet, MSDS) vai OSHA*, ACGIH† vai COSHH‡ dokumentu prasībām.</p> <p>Izgarojumu ventilēšana vai atkritumu utilizēšana jāveic saskaņā ar visiem valsts, pagasta un vietējiem veselības un drošības noteikumiem un tiesību aktiem.</p>
---	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Darba drošības un veselības administrācija) (Amerikas Savienotās Valstis).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikas valdības rūpniecības veselības speciālistu konference) (Amerikas Savienotās Valstis).


‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Veselībai bīstamo vielu kontrole) (Apvienotā Karaliste).


2.5 Ķīmiskā drošība

BRĪDINĀJUMS 	Bīstamas ķīmiskas vielas Dažas šajā iekārtā izmantotās ķīmiskās vielas var būt bīstamas vai tās var kļūt bīstamas pēc protokola izpildes pabeigšanas. Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, cimdus un laboratorijas virsvalku. Atbildīgajām personām (piemēram, laboratorijas vadītājam) jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai garantētu, ka darbavietas vide ir droša, ka ierīces lietotāji nav pakļauti veselībai bīstamai toksisku vielu (ķīmisku vai bioloģisku) bīstamai koncentrācijai saskaņā ar spēkā esošajām drošības datu lapu (Material Safety Data Sheet, MSDS) vai OSHA*, ACGIH† vai COSHH‡ dokumentu prasībām. Izgarojumu ventilēšana vai atkritumu utilizēšana jāveic saskaņā ar visiem valsts, pagasta un vietējiem veselības un drošības noteikumiem un tiesību aktiem.
---	---

2.5.1 Toksiski izgarojumi

Strādājot ar gaistošiem šķīdinātājiem vai toksiskām vielām, ir jānodrošina efektīva laboratorijas ventilācijas sistēma, lai izvadītu izgarojumus, kas var tikt ģenerēti.

BRĪDINĀJUMS 	Toksiski izgarojumi Ierīces QIacube Connect MDx tīrīšanai vai dezinficēšanai nedrīkst izmantot balinātāju. Balinātājs saskarē ar buferšķīdumos esošajiem sāļiem var radīt toksiskus izgarojumus.
---	--

BRĪDINĀJUMS 	Toksiski izgarojumi Neizmantojiet balinātājus izmantoto laboratorijas piederumu tīrīšanai vai dezinficēšanai. Balinātāji saskarē ar izmantoto buferšķīdumu sāļiem var radīt toksiskus izgarojumus.
---	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Darba drošības un veselības administrācija) (Amerikas Savienotās Valstis).


† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikas valdības rūpniecības veselības speciālistu konference) (Amerikas Savienotās Valstis).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Veselībai bīstamo vielu kontrole) (Apvienotā Karaliste).

2.6 Atkritumu utilizācija

Izmantotie laboratorijas piederumi, piemēram, parauga stobriņi, QIAGEN centrifūgas stobriņi, filtra uzgaļi, buferšķīduma pudeles un enzīmu stobriņi vai rotoru adapteri, var saturēt bīstamas ķīmiskas vai infekciozas vielas, kas rodas izdalīšanas procesā. Šie bīstamie atkritumi ir atbilstoši jāsavāc un jāutilizē saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem.


Sīkāku informāciju par ierīces QIAcube Connect MDx utilizāciju skatiet šeit: 10.2. sadaļa Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA).


BRĪDINĀJUMS 	Bīstamas ķīmikālijas un infekciozas vielas Atkritumi var saturēt toksiskus materiālus, un tie atbilstoši jāutilizē. Lai iegūtu informāciju par utilizācijas procedūrām, skatiet vietējos drošības noteikumus.
---	---

2.7 Mehāniskais apdraudējums

Ierīces QIAcube Connect MDx darba laikā pārsegam ir jābūt aizvērtam. Atveriet pārsegu tikai tad, ja lietošanas instrukcijā ir sniegti attiecīgi norādījumi.


Novietojot priekšmetus uz darba plates, nesaskarieties ar ierīci. Ja ierīces robotizētā svira pārvietojas, lai sasniegtu ievietošanas pozīciju, un tās vāks ir atvērts, neatspiedieties pret darba plati. Pirms priekšmetu ievietošanas vai izņemšanas nogaidiet, līdz robotizētās sviras kustības ir pabeigtas.

BRĪDINĀJUMS 	Kustīgas detaļas Ierīces QIAcube Connect MDx darbības laikā izvairieties no saskares ar kustīgām detaļām. Nekādā gadījumā nenovietojiet rokas zem robotizētās sviras, kad tā virzās uz leju. Nemēģiniet pārvietot kādu uzgaļu statīvu vai stobriņu, kamēr ierīce darbojas.
---	--


BRĪDINĀJUMS 	Kustīgas detaļas Lai novērstu saskari ar kustīgām detaļām, ierīces QIAcube Connect MDx pārsegam darbības laikā ir jābūt aizvērtiem. Ja pārsega sensors vai bloķēšanas mehānisms nedarbojas pareizi, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
---	--


2.7.1 Centrifūga


Pārlicinieties, vai rotors un kausi ir uzstādīti pareizi. Pirms protokola izpildes palaišanas ir jāuzstāda visi kausi neatkarīgi no tā, cik paraugus ir paredzēts apstrādāt. Ja rotoram vai kausiem ir mehānisku bojājumu vai korozijas pazīmes, nelietojiet QIAcube Connect MDx, bet sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ierīci QIAcube Connect MDx nedrīkst lietot, ja ir bojāts centrifūgas vāks vai vāka bloķēšanas mehānisms.</p> <p>Pārbaudiet, vai darbības laikā centrifūgas iekšpusē nav nefiksētu materiālu.</p> <p>Pārbaudiet, vai rotors ir pareizi uzstādīts un vai ir pareizi uzstādīti visi kausi neatkarīgi no tā, cik paraugus ir paredzēts apstrādāt. Uzstādiet rotoru tikai tā, kā tas ir norādīts programmatūrā.</p> <p>Lietojiet tikai rotorus, kausus un palīgmateriālus, kas ir paredzēti lietošanai kopā ar ierīci QIAcube Connect MDx. Cita veida palīgmateriālu izmantošana anulē garantiju.</p> <p>Centrifūgas rotoru vai kausus ir ieteicams nomainīt pēc 20 000 cikliem, kas atbilst 9 gadu ekspluatācijai ar divām izpildēm dienā 220 dienas gadā. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.</p>
---	--

Elektroapgādes traucējumu radītu bojājumu gadījumā manuāli atveriet centrifūgas vāku un izņemiet paraugus (skatīt 7.2.2. sadaļu).

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Kustīgas detaļas</p> <p>Elektroapgādes traucējumu radītu bojājumu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, nogaidiet 10 minūtes un tikai tad mēģiniet manuāli atvērt centrifūgas vāku.</p>
---	--


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ja ir radušies elektroapgādes traucējumi, nenoņemiet manuāli z moduli (robotizētā svira) ierīces priekšpusē. Ja QIAcube Connect MDx pārsegs ir aizvērts un tas saduras ar z moduli, var rasties bojājumi.</p>
---	---

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Uzmanīgi paceliet centrifūgas vāku. Vāks ir smags, un nokrišanas gadījumā tas var radīt kaitējumu.
---	--


UZMANĪBU! 	Pārkaršanas risks Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ierīces QIAcube Connect MDx sānos un aizmugurē jābūt vismaz 10 cm brīvai vietai. Nedrīkst aizsegt ierīces QIAcube Connect MDx spraugas un atveres, kas nodrošina ventilāciju.
---	---


2.8 Augstas temperatūras risks







QIAcube Connect MDx darba plate ietver apsildāmu maisītāju.


BRĪDINĀJUMS 	Karsta virsma Maisītājs var sasilt līdz 70 °C temperatūrai. Nepieskarieties tam, kad tas ir sakarsis. Kad izpilde ir pabeigta, uzmanīgi izņemiet paraugus.
---	--

2.9 Apkopes drošība


BRĪDINĀJUMS UZMANĪBU! 	Traumas un materiāla bojājuma risks Veiciet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā konkrēti norādītos apkopes darbus.
---	--


BRĪDINĀJUMS 	Sprādzienbīstamība Ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanai izmantojot spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, neaizveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie izgarojumi var izkliedēties. Veiciet ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanu tikai tad, kad darba plates komponenti ir atdzisuši.
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Ugunsgrēka risks</p> <p>Nepieļaujiet tīrīšanas šķidrums vai dekontaminācijas vielu saskari ar ierīces QIAcube Connect MDx elektriskajām detaļām.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Lai novērstu rotora uzgriežņu atskrūvēšanos centrifūgas darbības laikā, stingri pievelciet uzgriežņus, izmantojot Pielietojamā ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā iekļauto rotora atslēgu.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>UV starojuma bīstamība</p> <p>Mehāniskās bloķēšanas mehānisms nodrošina, ka pārsegs ir aizvērts, lai varētu darboties UV gaismas diode.</p> <p>Ja pārsega sensors vai bloķēšanas mehānisms nedarbojas pareizi, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Pārbaudiet, vai centrifūgas stobriņu un 1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņu vāciņi atrodas pareizā pozīcijā un ka tie ir iespiesti līdz spraugu dibenam rotora adaptera sānos. Nepareizi ievietoti vāciņi centrifugēšanas laikā var saplīst.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Pārbaudiet, vai vāciņš no centrifūgas stobriņa ir pilnībā noņemts. Centrifūgas stobriņus, kuriem vāciņš ir noņemts daļēji, nevar pareizi izņemt no rotora, izraisot protokola izpildes avāriju.</p>
<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanai neizmantojiet balinātāju, šķīdinātājus, skābes saturošus reaģentus, sārmus vai abrazīvus līdzekļus.</p>













UZMANĪBU! 	Ierīces bojājums Ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanai neizmantojiet aerosola baloniņus, kas satur spirtu vai dezinfekcijas līdzekli. Aerosolus drīkst izmantot tikai no darba platēm noņemtu priekšmetu tīrīšanai.
---	---










2.10 Drošība pret starojumu

BRĪDINĀJUMS 	Traumas risks Nepaļaujiet ādu UV-C gaismas, ko izstaro UV gaismas diodes lampa, iedarbībai.
---	---

BRĪDINĀJUMS 	Traumas risks 2. bīstamības klases lāzera gaisma: Izmantojot rokas vadības svītrkodu skeneri, nevērsiet skatu tieši gaismas stara kūlī.
---	---

2.11 Uz ierīces QIAcube Connect MDx redzami simboli

Simbols	Atrašanās vieta	Apraksts
	Blakus maisītājam	Augstas temperatūras risks — maisītājs var sasilt līdz 70 °C temperatūrai.
	Centrifūgas tuvumā, robotizētās sviras tuvumā	Mehāniskais apdraudējums — izvairieties no saskares ar kustīgām detaļām.
	Uz ierīces, pudeļu statīva tuvumā	Aizdegšanās draudi — etanola izmantošana pudeļu statīvā.
	Darba plates priekšā	Bioloģiskais apdraudējums — daži šajā ierīcē izmantotie paraugi var saturēt infekciozas vielas, un, rīkojoties ar tiem, jāvalkā cimdi.
	Atkritumu atvilktnes iekšpusē	Bioloģiskā bīstamība — atkritumu atvilktnē var būt kontaminēta ar bioloģiski bīstamu materiālu, un, rīkojoties ar to, jāvalkā cimdi.
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Eiropas tirgum paredzētais CE marķējums
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Kanādas un ASV tirgum paredzētā CSA saraksta zīme
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Amerikas Savienoto Valstu Federālās sakaru komisijas FCC marķējums
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Austrālijas un Jaunzēlandes tirgum paredzētais RCM marķējums
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Ķīnas tirgum paredzētā RoHS marķējums (noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežojums elektriskās un elektroniskās ierīcēs)
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Eiropas tirgum paredzētais Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) marķējums
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Likumīgais ražotājs

Simbols	Atrašanās vieta	Apraksts
	Ierīces aizmugurē	Skatiet lietošanas norādījumus.
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Skatiet brīdinājumus un piesardzības pasākumus.
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Ierīces unikālais identifikators
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Unikāls ierīces identifikators (Unique Device Identifier, UDI), piemēram, 2D svītrkods datu matricas formātā.
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs.
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Sērijas numurs.
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Kataloga numurs
	Datu plāksne ierīces aizmugurē	Izgatavošanas datums

3 Vispārējs apraksts

Ierīce QIAcube Connect MDx nodrošina nukleīnskābju automātisku izdalīšanu un attīrīšanu molekulārās diagnostikas un/vai molekulārās bioloģijas testēšanā.

Tajā var apstrādāt līdz 12 paraugiem vienā atsevišķā izpildē. Ierīce QIAcube Connect MDx ir izstrādāta tā, ka tā automātiski apstrādā izvēlēto QIAGEN DSP un ne-DSP komplektu un PAXgene Blood RNA Kit komplektu. Ierīce QIAcube Connect MDx kontrolē integrētos komponentus, tostarp centrifūgu, apsildāmo maisītāju, pipetēšanas sistēmu, UV gaismas diodi un robotizēto satvērēju.

Izmantojot ierīci QIAcube Connect MDx, protokola izpildi var sākt vai nu programmatūras IVD režīmā (tikai ar apstiprinātām IVD testēšanas metodēm), vai programmatūras režīmā Research (Izpēte) (tikai ar molekulārās bioloģijas testēšanas metodēm (Molecular Biology Application, MBA)). IVD protokolu izmantošana ir pieejama un tos var izmantot tikai programmatūras IVD režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta ierīces QIAcube Connect MDx lietošanai programmatūras IVD režīmā. Detalizētu informāciju par ierīces QIAcube Connect MDx lietošanu programmatūras režīmā Research (Izpēte) (ar MBA vai jebkādiem pielāgotiem protokoliem) skatiet *QIAcube Connect lietotāja rokasgrāmatā* (pieejama QIAcube Connect izstrādājumu tīmekļa vietnes cilnē **Product Resources** (Izstrādājumu resursi)).

Ierīcē QIAcube Connect MDx ir iepriekš instalēti vairāki QIAGEN centrifūgas stobriņu apstrādes protokoli RNS, genomiskās DNS un vīrusu nukleīnskābju izdalīšanai. Programmatūras režīmā Research (Izpēte) ir pieejami papildu protokoli, piemēram, plazmīdu DNS un proteīnu izdalīšanai, kā arī DNS un RNS attīrīšanai. Vispirms, izmantojot skārienekrānu, lietotājs atlasa programmatūras režīmu izpildāmās testēšanas metodes veidam, pēc tam viņš izvēlas testēšanas metodi vai skenē komplekta svītrkodu un novieto uz QIAcube Connect MDx darba plates laboratorijas piederumus, paraugus un reaģentus. Pēc tam lietotājs aizver ierīces pārsegu un palaiž protokolu, kas nodrošina visas nepieciešamās komandas parauga lizēšanai un izdalīšanai, izmantojot QIAGEN centrifūgas stobriņus. Pilnībā automatizēta uzpildes pārbaude nodrošina, ka uz darba plates tiek novietoti pareizie komponenti.

Lietotājs var uzraudzīt ierīces darbību, izmantojot paplašināto lietotāja interfeisu iebūvētajā ekrānā, kā arī attālināti datorā vai mobilā ierīcē (piemēram, planšetdatorā) un programmā QIASphere, izmantojot QIASphere savienojamības paketi (skatiet šeit: 11. sadaļa C pielikums. QIAcube Connect MDx piederumi), kas ļauj ātri reaģēt un uzraudzīt izpildes, neatrodoties pie ierīces.

Piezīme. Izpildes iestatīšanu mobilā ierīcē (piemēram, planšetdatorā) un informācijas pārsūtīšanu uz ierīci QIAcube Connect MDx var veikt, izmantojot tikai programmatūras režīmu Research (Izpēte). Programmatūras IVD režīms šo funkciju neatbalsta. Šajā gadījumā lietotājam jāatrodas pie ierīces un jāizmanto skārienekrāns, lai iestatītu izpildi.

3.1 QIAcube Connect MDx darbības princips

Paraugu sagatavošanai, izmantojot ierīci QIAcube Connect MDx, tiek veiktas tādas pašas darbības kā manuālajā procedūrā (t.i., lizēšana, saistīšana, mazgāšana un eluēšana). Atkarībā no izvēlētajās testēšanas metodes procedūru var mainīt vai darbības nav nepieciešams veikt. Turpinot laboratorijas automatizēšanas procesu, nav nepieciešams mainīt izdalīšanas ķīmiskās vielas, jo to vietā vēl aizvien izmanto drošus QIAGEN centrifūgas stobriņu komplektus.


1. Paraugu lizēšanu veic orbitālajā maisītājā, kuru var sildīt, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar protokolu.
2. Visus lizātus pārnes centrifūgas stobriņā rotora adapterā. Ja lizātu ir nepieciešams homogenizēt vai attīrīt, to vispirms pārnes rotora adaptera vidējā pozīcijā.
3. Nukleīnskābes vai proteīni saistās pie QIAGEN centrifūgas stobriņa silīcija dioksīda membrānas vai izdalīšanas sveķiem, un tie tiek mazgāti, lai noņemtu piemaisījumus.
4. Centrifūgas stobriņu pārnes uz mikrocentrifūgas stobriņu attīrīto nukleīnskābju vai proteīnu eluēšanai.

Darbplūsmas, kurā izmanto QIAGEN centrifūgas stobriņu komplektu, piemēru skatiet shēmu nākamajā lapā.




Procedūras shēmas piemērs.

3.2 QIAcube Connect MDx ārējās funkcijas



QIAcube Connect MDx skats no priekšpuses.



Izvilkts skārienekrāns.



QIAcube Connect MDx skats no aizmugures.



QIAcube Connect MDx skats no aizmugures.

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Skārienekrāns | 5 | 2 USB pieslēgvietas skārienekrāna kreisajā malā; 2 USB pieslēgvietas aiz skārienekrāna (Wi-Fi modulis iesprausts 1 USB pieslēgvietā) |
| 2 | Pārsegs | 6 | RJ-45 Ethernet pieslēgvietā |
| 3 | Atkritumu atvilktnē | 7 | Strāvas vada līgzda |
| 4 | Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | 8 | Dzesējošā gaisa izeja |
| | | 9 | Ārējs svītrkodu skeneris (nav redzams attēlā) |

Skārienekrāns


Ierīces QIAcube Connect MDx vadību nodrošina, izmantojot uz grozāma balsta uzstādītu skārienekrānu. Izmantojot skārienekrānu, lietotājs var lietot ierīci un skatīt norādījumus par darba plates iestatīšanu. Parauga apstrādes laikā skārienekrānā ir redzams protokola statuss un atlikušais laiks.



Izvilkts skārienekrāns.

Pārsegs

Ierīces QIAcube Connect MDx pārsegs aizsargā lietotājus no kustīgās robotizētās sviras un potenciāli infekcioziem materiāliem, kas ir novietoti uz darba plates. Pārsegu var manuāli atvērt, lai varētu piekļūt darba platei. Ierīces QIAcube Connect MDx darbības laikā pārsegam jābūt aizvērtiem, un to drīkst atvērt tikai tad, ja tas tiek parādīts programmatūrā. Tāpēc ir izveidots pārsega bloķēšanas mehānisms, kas novērš atvēršanu nepiemērotā laikā.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Kustīgas detaļas</p> <p>Lai novērstu saskari ar kustīgām detaļām, ierīces QIAcube Connect MDx pārsegiem darbības laikā ir jābūt aizvērtiem.</p> <p>Ja pārsega sensors vai bloķēšanas mehānisms nedarbojas pareizi, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.</p>
---	--

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis atrodas ierīces QIAcube Connect MDx priekšpuses labajā pusē, un to izmanto, lai ierīci izslēgtu un izslēgtu.

RJ-45 Ethernet pieslēgvietā

RJ-45 Ethernet pieslēgvietā atrodas ierīces aizmugurē blakus strāvas vada ligzdai, un to izmanto tikai, lai pievienotu ierīci QIAcube Connect MDx lokālajam reģiona tīklam, izmantojot kabeli.

USB pieslēgvietas

Ierīce QIAcube Connect MDx ir aprīkota ar četrām USB pieslēgvietām. Divas atrodas skārienekrāna kreisajā malā, un divas atrodas aiz skārienekrāna.

USB pieslēgvietas, kas atrodas skārienekrāna kreisajā malā, ļauj pievienot ierīcei QIAcube Connect MDx USB zibatmiņas disku. Izmantojot USB pieslēgvietu, no ierīces QIAcube Connect MDx uz USB zibatmiņas disku var pārsūtīt datu failus, piemēram, atbalsta pakotni, protokolus vai ziņojuma failus. USB pieslēgvietas var arī izmantot, lai pievienotu komplektācijā iekļauto ārējo svītirkodu skeneri.

USB pieslēgvietas zem skārienekrāna ļauj pievienot Wi-Fi adapteru iespējotu Wi-Fi savienojumu ar lokālo tīklu.

Svarīgi! Izmantojiet tikai QIAGEN nodrošināto USB zibatmiņas disku. Nepievienojiet USB pieslēgvietām citus USB zibatmiņas diskus.

Svarīgi! USB zibatmiņas disku nedrīkst atvienot, ja notiek datu vai programmatūras lejupielāde vai pārsūtīšana uz ierīci vai no tās.

Svarīgi! Ja ir nepieciešams pievienot vai atvienot Wi-Fi USB ierīci, obligāti izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx. Netiek atbalstīta Wi-Fi USB ierīces pievienošana un tajā saglabāto datu atskaņošana, kad ierīce ir ieslēgta.

Atkritumu atvilktnē


Izlietotie filtra uzgaļi tiek izmesti caur divām spraugām darba platē, un tie tiek savākti atkritumu atvilktnē. Šajā atvilktnē tiek izmesti arī izlietotie centrifūgas stobriņi (piemēram, QIAshredder centrifūgas stobriņi).


UZMANĪBU!



Ierīces bojājums

Lai novērstu uzgaļu iesprūšanu atkritumu atvilktnē, pirms lietošanas iztukšojiet uzgaļu atkritumu atvilktni. Ja atkritumu tvertne netiek iztukšota, var tikt bloķēta robotizētā svira, kas var izraisīt izpildes neizdošanos vai ierīces bojājumu.


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Bīstamas ķīmikālijas un infekciozas vielas</p> <p>Atkritumi var saturēt toksiskus materiālus, un tie atbilstoši jāutilizē. Lai iegūtu informāciju par utilizācijas procedūrām, skatiet vietējos drošības noteikumus.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Bīstamas ķīmiskas vielas</p> <p>Dažas šajā iekārtā izmantotās ķīmiskās vielas var būt bīstamas vai tās var kļūt bīstamas pēc protokola izpildes pabeigšanas.</p> <p>Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, cimdus un laboratorijas virsvalku.</p> <p>Atbildīgajām personām (piemēram, laboratorijas vadītājam) jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai garantētu, ka darbavietas vide ir droša, ka ierīces lietotāji nav pakļauti veselībai bīstamai toksisku vielu (ķīmisku vai bioloģisku) bīstamai koncentrācijai saskaņā ar spēkā esošajām drošības datu lapu (Material Safety Data Sheet, MSDS) vai OSHA*, ACGIH† vai COSHH‡ dokumentu prasībām.</p> <p>Izgarojumu ventilēšana vai atkritumu utilizēšana jāveic saskaņā ar visiem valsts, pagasta un vietējiem veselības un drošības noteikumiem un tiesību aktiem.</p>
---	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Darba drošības un veselības administrācija) (Amerikas Savienotās Valstis).


† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikas valdības rūpniecības veselības speciālistu konference) (Amerikas Savienotās Valstis).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Veselībai bīstamo vielu kontrole) (Apvienotā Karaliste).

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Paraugi, kas satur infekciozas vielas</p> <p>Daži šajā ierīcē izmantotie paraugi var saturēt infekciozas vielas. Rīkojieties ar šādiem paraugiem īpaši piesardzīgi un saskaņā ar attiecīgajiem drošības noteikumiem.</p> <p>Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, 2 pārus cimdu un laboratorijas virsvalku.</p> <p>Atbildīgajām personām (piemēram, laboratorijas vadītājam) jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai garantētu, ka darbavietas vide ir droša, ka ierīces lietotājiem ir atbilstošas zināšanas un ka tie netiek pakļauti veselībai bīstamai infekcijas ierosinātāju koncentrācijai saskaņā ar spēkā esošajām drošības datu lapu (Material Safety Data Sheet, MSDS) vai OSHA*, ACGIH† vai COSHH‡ dokumentu prasībām.</p> <p>Izgarojumu ventilēšana vai atkritumu utilizēšana jāveic saskaņā ar visiem valsts, pagasta un vietējiem veselības un drošības noteikumiem un tiesību aktiem.</p>
---	--

Strāvas vada ligzda

Strāvas vada ligzda atrodas ierīces QIAcube Connect MDx aizmugures labajā malā, un tā nodrošina ierīces QIAcube Connect MDx pievienošanu strāvas rozetei, izmantojot komplektācijā iekļauto strāvas vadu.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>ELEKTRISKĀS STRĀVAS BĪSTAMĪBA</p> <p>Ja ierīces iekšpusē vai ārpusē atvienojas aizsargvads (zeme/zemējuma vads) vai atvienojas aizsargvada spaiļes, iekārta var kļūt bīstama.</p> <p>Zemējuma apzināta pārraušana vai atvienošana ir aizliegta.</p> <p>Dzīvībai bīstams spriegums iekārtas iekšpusē</p> <p>Ja iekārta ir pievienota elektrotīklam, spaiļes var būt zem sprieguma, un pārsegu atvēršana vai detaļu noņemšana var atsegt detaļu, pa kuru plūst strāva.</p>
---	---

BRĪDINĀJUMS**Elektronikas bojājumi**

Pirms iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai tiek izmantots pareizais barošanas spriegums.

Nepareiza barošanas sprieguma izmantošana var radīt elektronikas bojājumus.

Lai pārbaudītu, vai tiek izmantots ieteiktais barošanas spriegums, skatiet ierīces datu plāksnītē norādītās specifikācijas.

BRĪDINĀJUMS**Elektriskās strāvas trieciena risks**


Neatveriet nevienu ierīces QIAcube Connect MDx paneli.

Traumas un materiāla bojājuma risks

Veiciet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā konkrēti norādītos apkopes darbus.


Dzesējošā gaisa izeja

Dzesējošā gaisa izejas atrodas ierīces QIAcube Connect MDx aizmugures kreisajā malā, un tās nodrošina ierīces QIAcube Connect MDx iekšējo komponentu dzesēšanu.


UZMANĪBU! 	Pārkaršanas risks Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ierīces QIAcube Connect MDx sānos un aizmugurē jābūt vismaz 10 cm brīvai vietai. Nedrīkst aizsegt ierīces QIAcube Connect MDx spraugas un atveres, kas nodrošina ventilāciju.
---	---

Ārējs svītrkodu skeneris

Ierīce QIAcube Connect MDx ir aprīkota ar rokas vadības 2D svītrkodu skeneri, kas nodrošina komplekta un parauga svītrkoda skenēšanu.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas risks 2. bīstamības klases lāzera gaisma: Izmantojot rokas vadības svītrkodu skeneri, nevērsiet skatu tieši gaismas stara kūlī.
---	---

3.3 QIAcube Connect MDx iekšējās funkcijas



QIAcube Connect MDx iekšpuses skats.


- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Centrifūgas vāks | 6 | Mikrocentrifūgas stobriņu spraugas |
| 2 | Centrifūga | 7 | 3 uzgaļu statīvu spraugas |
| 3 | Maisītājs | 8 | Uzgaļu un stobriņu izmešanas spraugas |
| 4 | Reaģentu pudeļu statīvs | 9 | Robotizētā svira (ietver satvērēju, pipetēšanas sistēmu, optisko sensoru, ultraskaņas sensoru un UV gaismas diodi) |
| 5 | Uzgaļu sensors un pārsega bloķēšanas mehānisms | | |


Centrifūga

Centrifūga ir aprīkota ar 12 izvelkamiem kausiem, un katrā no tiem var būt vienreizlietojams rotora adapters. Vienā izpildē var apstrādāt līdz 12 paraugus. Ērtākai lietošanai un augstai procesa drošībai pelēkā līnija norāda kausa malu, kurai jāatrodas pret rotora centru. Pirms izpildes palaišanas ir jābūt uzstādītiem visiem centrifūgas kausiem neatkarīgi no tā, cik paraugus ir paredzēts apstrādāt. Lai nodrošinātu pareizu komponentu ievietošanu centrifūgā, obligāti ievērojiet programmatūras sniegtos norādījumus par ievietošanu.

Centrifūga lietot atsevišķi, izmantojot skārienukrānu (skatiet šeit: 6.6.3. sadaļa Centrifūgas lietošana pēc tīrīšanas).


Piezīme. Obligāti ievērojiet programmatūras sniegtos norādījumus par komponentu ievietošanu centrifūgā.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspiests, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.
---	---

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Uzmanīgi paceliet centrifūgas vāku. Vāks ir smags, un nokrišanas gadījumā tas var radīt kaitējumu.
---	--

Maisītājs


Apsildāms orbitāls maisītājs nodrošina līdz 12 paraugu pilnībā automatizētu lizēšanu. Darbam ar 2 ml mikrocentrifūgas stobriņiem un 2 ml stobriņiem ar skrūvējamiem vāciņiem ir pieejami divu veidu maisītāja adapteri. Parauga stobriņus ievieto statīvā, kurus var novietot uz maisītāja adaptera. Visu mikrocentrifūgas stobriņu vāciņi vai visu stobriņu ar skrūvējamu vāciņu maisītāja statīva spraudnis tiek fiksēts spraugā maisītāja statīva malā. Tas nodrošina, ka parauga apstrādes laikā mikrocentrifūgas stobriņi nevar pārvietoties, un ļauj pārbaudīt komponentu ievietošanu maisītājā. Maisītāju var lietot atsevišķi, izmantojot skārienekrānu (skatiet šeit: 5.1. sadaļa QIAcube Connect MDx programmatūras izmantošana).




Parauga stobriņu vāciņi fiksēti spraugās maisītāja statīva malā

Maisītāja statīvs ar 2 ml mikrocentrifūgas stobriņiem.

Piezīme. Ievietojot komponentus maisītājā, ievērojiet programmatūras sniegtās norādes.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspiests, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Karsta virsma</p> <p>Maisītājs var sasilt līdz 70 °C temperatūrai. Nepieskarieties tam, kad tas ir sakarsis. Kad izpilde ir pabeigta, uzmanīgi izņemiet paraugus.</p>
---	---





Reaģentu pudeļu statīvs

Reaģentu pudeļu statīvā var ievietot līdz sešas īpašās 30 ml QIAcube Connect MDx reaģentu pudeles, un ērtākai lietošanai un augstai procesa drošībai uz QIAcube Connect MDx darba plates to var novietot tikai pareizā virzienā. Šķidrumu no pudelēm aspirē pipetēšanas sistēma. Reaģentu pudeļu statīvam ir jāpiestiprina marķējuma strēmeliņe. Papildu ērtībai un vienkāršākai lietošanai marķējuma strēmeliņi uz reaģentu pudeļu statīva var piestiprināt tikai pareizā virzienā. Marķējuma strēmeliņes izmantošana nodrošina, ka statīvs tiek pareizi novietots uz darba plates šķidruma līmeņa noteikšanai.

Piezīme. Jāizmanto reaģentu pudeles, kuras ir paredzēts lietot ierīcē QIAcube Connect MDx un kuras piegādā QIAGEN. Pretējā gadījumā var rasties šķidruma noteikšanas kļūdas.



Reaģentu pudeļu statīvs ar baltām marķējuma strēmeliņēm malās.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Aizdeģšanās vai eksplozijas risks</p> <p>Lietojot ierīcē QIAcube Connect MDx etanolu vai etalonu saturošus šķīdumus, ievērojiet piesardzību un rīkojieties saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Šķidruma izšļakstīšanās gadījumā, noslaukiet to un atveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie tvaiki var izklīst.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Sprādzienbīstamība</p> <p>Ierīci QIAcube Connect MDx ir paredzēts lietot kopā ar reaģentiem un vielām, kas ir iekļauti QIAGEN vai citos komplektos, kā norādīts attiecīgajā informācijā par lietošanu. Citu reaģentu vai vielu izmantošana var izraisīt aizdeģšanos vai eksploziju.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspīests, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Karsta virsma</p> <p>Maisītājs var sasilt līdz 70 °C temperatūrai. Nepieskarieties tam, kad tas ir sakarsis. Kad izpilde ir pabeigta, uzmanīgi izņemiet paraugus.</p>

Uzgaļu sensors

Paraugu sagatavošanas laikā uzgaļu sensors pārbauda, vai uzgaļa adapters ir paņēmis uzgali un vai filtra uzgaļa veids ir 200 µl vai 1000 µl.

Mikrocentrifūgas stobriņu spraugas

Bez 12 stobriņiem, kurus var ievietot maisītājā, mikrocentrifūgas piederumu pozīcijā var papildus ievietot 3 mikrocentrifūgas stobriņus. Šīs spraugas izmanto testēšanas metodēm, kurās izdalīšanas protokola izpildei ir nepieciešama, piemēram, proteināze K vai cits enzīms.

Uzgaļu statīvu spraugas

Uz QIAcube Connect MDx darba plates var novietot trīs uzgaļu statīvus. Var iegādāties iepriekš uzpildītus uzgaļu statīvus, kuros ievietoti 200 µl filtra uzgaļi vai 1000 µl filtra uzgaļi ar parasto vai lielu diametru.

Piezīme. Jāizmanto filtra uzgaļi, kurus ir paredzēts lietot ierīcē QIAcube Connect MDx un kuras piegādā QIAGEN.


Uzgaļu un stobriņu izmešanas spraugas


Vienreizlietojami filtra uzgaļi pārmaiņus tiek izmesti atkritumu atvilktnē caur visām apaļās formas uzgaļu izmešanas spraugām. Tādējādi tiek novērsta izmesto uzgaļu sakrāšanās atkritumu atvilktnē.

Izmantotie centrifūgas stobriņi (piemēram, QIAshredder centrifūgas stobriņi) atkritumu atvilktnē tiek izmesti caur kvadrāta formas izmešanas spraugām.

Robotizētā svira

Robotizētā svira nodrošina precīzu un pareizu robotizētā satvērēja un pipetēšanas sistēmas pozicionēšanu uz QIAcube Connect MDx darba plates, un tā ietver optisku un ultraskaņas sensoru, kā arī UV gaismas diodi.

BRĪDINĀJUMS 	Kustīgas detaļas Lai novērstu saskari ar kustīgām detaļām, ierīces QIAcube Connect MDx pārsegjiem darbības laikā ir jābūt aizvērtiem. Ja pārsega sensors vai bloķēšanas mehānisms nedarbojas pareizi, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
---	--

BRĪDINĀJUMS 	Kustīgas detaļas Ierīces QIAcube Connect MDx darbības laikā izvairieties no saskares ar kustīgām detaļām. Nekādā gadījumā nenovietojiet rokas zem robotizētās sviras, kad tā virzās uz leju. Nemēģiniet pārvietot kādu uzgaļu statīvu vai stobriņu, kamēr ierīce darbojas.
---	--

Robotizētais satvērējs

Robotizētais satvērējs pārnes centrifūgas stobriņus. Centrifūgas stobriņu pārvešanas laikā stabilizējošais stienis fiksē rotora adapteru vietā, nodrošinot tā pareizu fiksāciju centrifūgas kausā. Robotizētais satvērējs atrodas aiz paneļa, ka nosedz robotizēto sviru.



Robotizētais satvērējs

Stabilizējošais stienis

Robotizētā satvērēja nodrošinātā centrifūgas stobriņu automatizētā apstrāde.

Pipetēšanas sistēma

Ierīce QIAcube Connect MDx ir aprīkota ar viena kanāla pipetēšanas sistēmu, kas pārvietojas virzienā pa X, Y un Z asi. Pie precīzā šļirces sūkņa, kurš nodrošina precīzu šķidrumu pārvešanu, ir pievienota atšķaidīšanas ierīce, kura ir aprīkota ar uzgaļa adapteru. Uzgaļa adapters nodrošina šķidrumu aspirāciju un dozēšanu caur pievienoto vienreizlietojamo uzgali. Lai samazinātu krustenisko kontamināciju, paraugu apstrādei izmanto vienreizlietojamus filtru uzgaļus (200 µl, 1000 µl un 1000 µl ar lielu diametru).

Optiskais sensors

Uzpildes pārbaudes laikā optiskais sensors pārbauda, vai rotora adapteru skaits atbilst paraugu skaitam maisītājā un vai maisītājā un rotorā komponenti ir ievietoti pareizi. Optiskais sensors pārbauda arī uz darba plates novietoto uzgaļu veidu un vai uzgaļu daudzums ir pietiekams protokola izpildei.

Ultraskaņas sensors

Uzpildes pārbaudes laikā ultraskaņas sensors pārbauda, vai reaģentu pudeļu statīvā ievietotajās buferšķīduma pudelēs ir pietiekami daudz buferšķīduma protokola izpildei.

Piezīme. Ultraskaņas sensors ir aprīkots ar melna staru kūļa kolimatoru. Ja kāda iemesla dēļ šis staru kūļa kolimators nokrīt vai tā trūkst, ierīcē tiek parādīts kļūdas ziņojums, kas informē lietotāju, ka staru kūļa kolimators trūkst un ka izpildes nevar palaist. Lai nomainītu staru kūļa kolimatoru (skatiet nākamo attēlu), manuāli bīdīet to sākuma pozīcijā. Ja problēma vēl aizvien netiek novērsta un kļūdas ziņojums nepazūd, sazinieties ar vietējo tehniskā atbalsta nodaļu, lai saņemtu palīdzību.



Ultraskaņas sensora melnā staru kūļa kolimators (skatiet sarkanajā aplī).

Skaļruņi

Sistēma ir aprīkota ar skaļruņiem, kas atskaņo dažādus skaņas signālus, informējot par dažādiem ierīces stāvokļiem, piemēram:


- Run completed (Izpilde pabeigta)
- Error (Kļūda)
- Aborted run (Izpilde pārtraukta)

Iekšēja gaismas diode

Ierīce QIAcube Connect MDx ir aprīkota ar iekšēju gaismas diodi, kas apgaismo darba plati ērtākai lietošanai. Gaismas diode mirgojot var norādīt arī ierīces statusu (piemēram, kļūdu).

UV gaismas diode


Ierīce QIAcube Connect MDx ir aprīkota ar UV gaismas diodi dekontaminācijas atbalstam. Apkopes dekontaminācijas procedūras laikā UV gaismas diode virzās pāri darba platei. Pirms procedūras sākšanas ir jāaizver pārsegs un atkritumu atvilkne, un procedūras laikā tos nedrīkst atvērt.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas risks Nepakļaujiet ādu UV-C gaismas, ko izstaro UV gaismas diodes lampa, iedarbībai.
---	--

3.4 Vienreizlietojamie komponenti


Rotora adapters


Vienreizlietojamais rotora adapters fiksē QIAGEN centrifūgas stobriņu un mikrocentrifūgas stobriņu centrifūgas kausā paraugu apstrādes laikā. Rotora adaptera vidējā pozīcijā var ievietot papildu centrifūgas stobriņu (piemēram, QIAshredder centrifūgas stobriņu), ja tas ir nepieciešams protokola izpildei. Ērtākai lietošanai un augstas precizitātes drošībai rotora adapteri ir izstrādāti tā, ka tie centrifūgas kausā fiksējas tikai pareizā virzienā. Centrifūgas stobriņu un mikrocentrifūgas stobriņu vāciņi tiek stingri fiksēti spraugās rotora adaptera malā.



Rotora adaptera mezglis.

Rotora adaptera mazgāšanas pozīcija apakšā ir atvērta, kas nodrošina brīvu mazgāšanas buferšķīdumu plūsmu un to savākšanu rotora adaptera apakšā centrifugēšanas laikā. Pārējās divas rotora adaptera pozīcijas ir aizvērtas. Obligāti ievērojiet programmatūras sniegtos norādījumus par komponentu ievietošanu.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Nelietojiet bojātus rotora adapterus. Rotora adapteri ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Augsts gravitācijas spēks, kas piemīt centrifūgai, var radīt lietoto rotora adapteru bojājumus.
---	---

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspiests, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.
---	---

4 Uzstādīšanas procedūras

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par prasībām ierīces QIAcube Connect MDx uzstādīšanas videi, kā arī norādījumi par tās izpakošanu, uzstādīšanu, konfigurāciju un iepakošanu.

4.1 Uzstādīšanas vide

4.1.1 Vietas prasības

Ierīci QIAcube Connect MDx jānovieto vietā, kur to neskar tieši saules stari, to nedrīkst novietot siltuma avotu, kā arī vibrācijas un elektrisko traucējumu avotu tuvumā. Informāciju par darba apstākļiem (temperatūru un mitrumu) skatiet šeit: [A pielikums. Tehniskie dati](#). Uzstādīšanas vietā nedrīkst būt pārmērīgas velkmes, pārmērīga mitruma, pārmērīgiem putekļiem, un tā nedrīkst būt pakļauta lielām temperatūras svārstībām.


Izmantojiet horizontālu darbgaldu, kas ir pietiekami liels un izturīgs, lai uz tā varētu novietot ierīci QIAcube Connect MDx. Informāciju par ierīces QIAcube Connect MDx svaru un izmēriem skatiet šeit: [A pielikums. Tehniskie dati](#).


Darbgaldam jābūt sausam, tīram un izturīgam pret vibrāciju, un uz tā jābūt papildu vietai piederumiem.


Neizmantojiet šo ierīci spēcīga elektromagnētiskā starojuma avotu (piemēram, neekranētu tieša RF starojuma avotu) tiešā tuvumā, jo tie var radīt ierīces atbilstošas darbības traucējumus.


Ierīce QIAcube Connect MDx jānovieto apmēram 1,5 m attālumā no pareizi sazēmētas maiņstrāvas rozetes. Elektroapgādes līnijai uz ierīci ir jānodrošina sprieguma kontrole aizsardzība pret pārspriegumu. Pārbaudiet, vai ierīce QIAcube Connect MDx ir novietota tā, lai vienmēr var ērti piekļūt barošanas savienotājam ierīces aizmugurē un strāvas slēdzim priekšpusē un ka ierīci var ērti izslēgt un atvienot.

Piezīme. Ierīci ir ieteicams pievienot atsevišķai strāvas rozetei, nevis izmantot pagarinātāja strāvas rozetes, kurās pievienotas citas laboratorijas iekārtas. Ierīci QIAcube Connect MDx nedrīkst novietot uz vibrējošas virsmas vai vibrējošu objektu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS 	Sprādzienbīstama vide Ierīce QIAcube Connect MDx nav paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē.
---	---

UZMANĪBU! 	Pārkaršanas risks Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ierīces QIAcube Connect MDx sānos un aizmugurē jābūt vismaz 10 cm brīvai vietai. Nedrīkst aizsegt ierīces QIAcube Connect MDx spraugas un atveres, kas nodrošina ventilāciju.
---	---


BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Ierīce QIAcube Connect MDx ir ļoti smaga, un to nevar pacelt viena persona. Lai novērstu kaitējumu darbiniekiem vai ierīces bojājumu, lietotājs nedrīkst celt ierīci viens pats.
---	--


UZMANĪBU! 	Ierīces bojājums Tieši saules stari var radīt ierīces detaļu krāsas izbalēšanu un plastmasas detaļu bojājumus. Ierīce QIAcube Connect MDx ir jānovieto vietā, kur to neskar tieša saules gaisma.
---	---

4.1.2 Jaudas prasības

Ierīce QIAcube Connect MDx darbojas ar šādu jaudu: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 650 VA. To var pievienot nepārtrauktas barošanas avotam (Uninterruptible Power Supply, UPS).


Pārbaudiet, vai ierīces QIAcube Connect MDx sprieguma nomināls atbilst maiņstrāvas spriegumam uzstādīšanas vietā. Elektroapgādes tīkla sprieguma svārstības nepārsniedz 10% no nominālā barošanas sprieguma.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Elektronikas bojājumi</p> <p>Pirms iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai tiek izmantots pareizais barošanas spriegums.</p> <p>Nepareiza barošanas sprieguma izmantošana var radīt elektronikas bojājumus.</p> <p>Lai pārbaudītu, vai tiek izmantots ieteiktais barošanas spriegums, skatiet ierīces datu plāksnītē norādītās specifikācijas.</p>
---	---


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>ELEKTRISKĀS STRĀVAS BĪSTAMĪBA</p> <p>Ja ierīces iekšpusē vai ārpusē atvienojas aizsargvads (zeme/zemējuma vads) vai atvienojas aizsargvada spaiļes, iekārta var kļūt bīstama.</p> <p>Zemējuma apzināta pārraušana vai atvienošana ir aizliegta.</p> <p>Dzīvībai bīstams spriegums iekārtas iekšpusē</p> <p>Ja iekārta ir pievienota elektrotīklam, spaiļes var būt zem sprieguma, un pārsegu atvēršana vai detaļu noņemšana var atsegt detaļu, pa kuru plūst strāva.</p>
---	---

4.1.3 Zemējuma prasības

Lai aizsargātu laboratorijas darbiniekus, Nacionālās elektroierīču ražotāju asociācijas (National Electrical Manufacturers' Association, NEMA) iesaka ierīci QIAcube Connect MDx pareizi iezemēt. Ierīce ir aprīkota ar 3 dzīslu maiņstrāvas vadu, kas, pievienojot pie atbilstošas maiņstrāvas rozetes, nodrošina ierīces zemējumu. Lai saglabātu šo aizsargfunkciju, ierīci nedrīkst darbināt, pievienojot to maiņstrāvas rozetei bez zemējuma savienojuma.

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>ELEKTRISKĀS STRĀVAS BĪSTAMĪBA</p> <p>Ja ierīces iekšpusē vai ārpusē atvienojas aizsargvads (zeme/zemējuma vads) vai atvienojas aizsargvada spaiļes, iekārta var kļūt bīstama.</p> <p>Zemējuma apzināta pārraušana vai atvienošana ir aizliegta.</p> <p>Dzīvībai bīstams spriegums iekārtas iekšpusē</p> <p>Ja iekārta ir pievienota elektrotīklam, spaiļes var būt zem sprieguma, un pārsegu atvēršana vai detaļu noņemšana var atsegt detaļu, pa kuru plūst strāva.</p>
---	---

4.2 Ierīces QIAcube Connect MDx izpakošana

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Ierīce QIAcube Connect MDx ir ļoti smaga, un to nevar pacelt viena persona. Lai novērstu kaitējumu darbiniekiem vai ierīces bojājumu, lietotājs nedrīkst celt ierīci viens pats.</p>
--	---

1. Pirms ierīces QIAcube Connect MDx izpakošanas pārvietojiet iepakojumu uzstādīšanas vietā un pārliecinieties, vai bultiņas uz iepakojuma ir vērstas uz augšu. Pārbaudiet arī, vai iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēti bojājumi, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
2. Pirms iepakojuma noņemšanas atveriet transportēšanas iepakojuma augšpusi un izņemiet *QIAcube Connect MDx īso darba sākšanas rokasgrāmatu*, svītrkodu skeneri un strāvas vadu.
3. Noņemiet melno putuplasta aizsargvāku un noliet iepakojumu.
4. Lai paceltu ierīci QIAcube Connect MDx, virziet pirkstus abās malās zem darbstacijas un turiet taisnu muguru.

Svarīgi! Izpakojoj vai paceļot ierīci QIAcube Connect MDx, nesatveriet skārienkrānu. Tādējādi var rasties ierīces bojājums.
5. Kad ierīce QIAcube Connect MDx ir izpakota, pārbaudiet, vai komplektācijā ir iekļauts iepakojuma saraksts.
6. Izlasiet iepakojuma sarakstu un pārbaudiet, vai visi komponenti ir saņemti. Ja kāds komponents trūkst, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
7. Pārbaudiet, vai ierīce QIAcube Connect MDx nav bojāta un vai tai nav vaļīgu detaļu. Ja tiek konstatēts kāds bojājums, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu. Pirms ierīces QIAcube Connect MDx lietošanas nogaidiet, līdz tā ir sasniegusi istabas temperatūru.

8. Saglabājiet iepakojumu gadījumā, ja ierīci QIAcube Connect MDx ir nepieciešams vēlāk transportēt. Sīkāku informāciju skatiet šeit: 4.4. sadaļa Ierīces QIAcube Connect MDx atkārtota iepakošana un transportēšana. Oriģinālā iepakojuma izmantošana samazina bojājumu risku ierīces QIAcube Connect MDx transportēšana laikā.

4.3 Ierīces QIAcube Connect MDx uzstādīšana

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par svarīgām darbībām, kas ir jāveic pirms ierīces QIAcube Connect MDx lietošanas. Šīs darbības ir norādītas tālāk.

- Ierīces QIAcube Connect MDx piederumu un transportēšanas materiālu noņemšana.
- Maiņstrāvas vada uzstādīšana.
- Ārēja svītrkoda skenera uzstādīšana
- Centrifūgas rotora un kausu uzstādīšana.
- Ja laboratorijas izvietojuma organizēšanai ir nepieciešama uzstādīšanas kvalifikācija (IQ/OQ), šo pakalpojumu var pasūtīt kopā ar ierīci. Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

4.3.1 Ierīces QIAcube Connect MDx piederumu un transportēšanas materiālu noņemšana

1. Izņemiet strāvas vadu, svītrkoda skeneri un īso darba sākšanas rokasgrāmatu no putuplasta iepakojuma materiāla ierīces QIAcube Connect MDx augšpusē.
2. Izņemiet no atkritumu atvilktnes USB zibatmiņas disku, rotora atslēgu, rotora uzgriezni, sešstūru gala atslēgu, S2 maisītāja adapteru un maisītāja statīva spraudņus.
3. Uzmanīgi noplēsiet aizsargplēvi no ierīces QIAcube Connect MDx pārsega.
4. Lai noņemtu putuplasta aizsargmateriālu ap robotizēto sviru, uzmanīgi velciet putuplasta aizsargmateriālu savā virzienā (skatiet nākamo attēlu). Kad putuplasta aizsargmateriāls no robotizētās sviras ir noņemts, obligāti aizveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu.




Robotizētās sviras putuplasta aizsargmateriāls.


4.3.2 Maiņstrāvas vada uzstādīšana

1. Izņemiet strāvas vadu no putuplasta iepakojuma materiāla ierīces QIAcube Connect MDx augšpusē.

Piezīme. Lietojiet tikai strāvas vadu, kas ir piegādāts kopā ar ierīci QIAcube Connect MDx.

2. Pārbaudiet, vai strāvas slēdzis ir iestatīts pozīcijā OFF (Izslēgt): uz ārpusi ir izslēgta pozīcija, un uz iekšpusi ir ieslēgta pozīcija.
3. Pārbaudiet, vai sprieguma nomināls, kas norādīts uz marķējuma plāksnītes ierīces QIAcube Connect MDx aizmugurē, atbilst uzstādīšanas vietā pieejamajam spriegumam.
4. Iespraudiet strāvas vadu ierīces strāvas vada ligzdā.
5. Iespraudiet strāvas vadu iezemētā barošanas rozetē.

BRĪDINĀJUMS 	Elektronikas bojājumi Pirms iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai tiek izmantots pareizais barošanas spriegums. Nepareiza barošanas sprieguma izmantošana var radīt elektronikas bojājumus. Lai pārbaudītu, vai tiek izmantots ieteiktais barošanas spriegums, skatiet ierīces datu plāksnītē norādītās specifikācijas.
---	--

BRĪDINĀJUMS 	ELEKTRISKĀS STRĀVAS BĪSTAMĪBA Ja ierīces iekšpusē vai ārpusē atvienojas aizsargvads (zeme/zemējuma vads) vai atvienojas aizsargvada spaiļes, iekārta var kļūt bīstama. Zemējuma apzināta pārraušana vai atvienošana ir aizliegta. Dzīvībai bīstams spriegums iekārtas iekšpusē Ja iekārta ir pievienota elektrotīklam, spaiļes var būt zem sprieguma, un pārsegu atvēršana vai detaļu noņemšana var atstāt detaļu, pa kuru plūst strāva.
---	--

4.3.3 Ārēja svītrkoda skenera uzstādīšana

1. Izņemiet no iepakojuma svītrkoda skeneri.
2. Iespraudiet skenera USB savienotāju vienā no USB pieslēgvietām, kas atrodas QIAcube Connect MDx skārienekrāna kreisajā pusē.


4.3.4 Centrifūgas rotora un kausu uzstādīšana


Centrifūgas rotors un kausi ierīcē QIAcube Connect MDx ir jau uzstādīti. Uzstādot ierīci QIAcube Connect MDx pirmo reizi, ieslēdziet ierīci (skatiet šeit: 5.2. sadaļa Ierīces QIAcube Connect MDx ieslēgšana un izslēgšana) un, kad centrifūga atveras, izņemiet no tās transportēšanas putuplasta ieliktnus. Ja centrifūgas rotors un kausi ir manuāli noņemti (piemēram, apkopes laikā), skatiet tālāk sniegtos norādījumus par to uzstādīšanu atpakaļ.


1. Rotoru var uzstādīt tikai vienā virzienā. Tapiņa uz rotora ass fiksējas gropē zem rotora tieši zem rotora 1. pozīcijas.
2. Novietojiet rotora 1. pozīciju pret tapiņu uz rotora ass un uzmanīgi nolaidiet rotoru uz leju uz ass.
3. Uzstādiet rotora uzgriezni rotora augšpusē un stingri pievelciet, izmantojot ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā iekļauto rotora atslēgu. Pārbaudiet, vai rotors ir stingri fiksēts. Ja rotora uzgrieznis nav pareizi pievilkts, tas centrifūgas darbības laikā var atskrūvēties un radīt nopietnus ierīces bojājumus. Uz šādiem bojājumiem garantija neattiecas.
4. Ievietojiet rotora kausus. Rotora kausa mala, kurai jāatrodas pret rotora asi, ir atzīmēta ar pelēku līniju. Turiet kausu slīpi ar pelēko līniju pret rotora centru un uzāķējiet to uz rotora. Pārbaudiet, vai visi kausi ir pareizi piekārti un vai tie var brīvi kustēties no vienas puses uz otru.

Svarīgi! Visi centrifūgas kausi ir jāuzstāda pirms izpildes palaišanas.

Pirms nākamās protokola izpildes palaišanas izpildiet norādījumus, kas sniegti šeit: 6.6.3. sadaļa Centrifūgas lietošana pēc tīrīšanas.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Lai novērstu rotora uzgriežņu atskrūvēšanos centrifūgas darbības laikā, stingri pievelciet uzgriežņus, izmantojot Pielietojamā ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā iekļauto rotora atslēgu.
---	---

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Uzmanīgi paceliet centrifūgas vāku. Vāks ir smags, un nokrišanas gadījumā tas var radīt kaitējumu.
---	--

<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ierīci QIAcube Connect MDx nedrīkst lietot, ja ir bojāts centrifūgas vāks vai vāka bloķēšanas mehānisms.</p> <p>Pārbaudiet, vai darbības laikā centrifūgas iekšpusē nav nefiksētu materiālu.</p> <p>Pārbaudiet, vai rotors ir pareizi uzstādīts un vai ir pareizi uzstādīti visi kausi neatkarīgi no tā, cik paraugus ir paredzēts apstrādāt. Uzstādiet rotoru tikai tā, kā tas ir norādīts programmatūrā.</p> <p>Lietojiet tikai rotorus, kausus un palīgmateriālus, kas ir paredzēti lietošanai kopā ar ierīci QIAcube Connect MDx. Cita veida palīgmateriālu izmantošana anulē garantiju.</p> <p>Centrifūgas rotoru vai kausus ir ieteicams nomainīt pēc 20 000 cikliem, kas atbilst 9 gadu ekspluatācijai ar divām izpildēm dienā 220 dienas gadā. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.</p>
---	--

4.3.5 Maisītāja adaptera uzstādīšana

Lai varētu lietot maisītāju, ir jāuzstāda maisītāja adapters. Ir pieejami divi maisītāja adaptera veidi:

- adapters 2 ml mikrocentrifūgas droši noslēdzamiem stobriņiem (ar atzīmi “2”);
- adapters 2 ml stobriņiem ar skrūvējamu vāciņu (ar atzīmi “S2”).

Ierīce QIAcube Connect MDx tiek piegādāta kopā ar jau uzstādītu adapteru 2 ml mikrocentrifūgas droši noslēdzamiem stobriņiem. Ja ir nepieciešams uzstādīt maisītāja adapteru 2 ml stobriņiem ar skrūvējamu vāciņu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

1. Izņemiet maisītāja statīvu.
2. Atskrūvējiet fiksējošās skrūves un izņemiet maisītāja adapteru 2 ml mikrocentrifūgas droši noslēdzamiem stobriņiem. Izmantojiet ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā iekļauto sešstūru gala atslēgu.
3. Novietojiet uz maisītāja adapteru 2 ml stobriņiem ar skrūvējamu vāciņu.
4. Izmantojot sešstūru gala atslēgu, pievelciet 2 fiksējošās skrūves.


Piezīme. Pārliecinieties, vai tiek izmantots pareizais adapters, kā norādīts skārienekrānā izpildes sagatavošanas laikā. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla ierīces darbība. Nepareiza maisītāja adaptera izmantošana var nelabvēlīgi ietekmēt pipetēšanas darbību un protokola rezultātus.

4.3.6 Programmatūras jaunināšana

Ja lejupielādei ir pieejama atjaunināta programmatūras versija, tai var piekļūt vietnē <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx> (skatiet cilni **Product Resources** (Izstrādājumu resursi)). Lejupielādes laikā tiek izveidots ZIP fails.

Programmatūru var atjaunināt tikai lietotāji, kam ir piešķirta loma Administrator (Administrators). Pirms programmatūras atjaunināšanas un atbalsta pakotnes izveides nolūkā ir ieteicams lejupielādēt visus izpildes pārskatus, jo izpildes pārskati un atbalsta pakotnes programmatūras atjaunināšanas laikā tiek zaudēti (skatiet šeit: 5.7. sadaļa Pārskatu saglabāšana USB zibatmiņas diskā un 7.1. sadaļa Atbalsta pakotnes izveide). Izveidojiet arī visu protokola failu dublējumu saskaņā ar norādījumiem 5.11.3. nodaļā.

1. Izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
2. Izveidojiet protokola dublējumu saskaņā ar norādījumiem 5.11.3. nodaļā.
3. Nospiediet cilni **System** (Sistēma).
4. Pašreiz instalētās programmatūras versija ir redzama labajā pusē.



Sistēmas konfigurācijas ekrāns.

5. Datorā, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows, lejupielādējiet un pārsūtiet programmatūras ZIP failu uz galveno mapi USB zibatmiņas diskā, kas ir iekļauts ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā, un šeit izvērsiet ZIP failu.


Piezīme. Kad izvilksana ir pabeigta, pārbaudiet, vai no ZIP faila USB zibatmiņas diska galvenajā mapē ir izvilkti visi faili.

Atjauninājums nedarbosies, ja viens no failiem trūkst vai tiek pārdēvēts. Pārliecinieties, vai USB zibatmiņas diska galvenajā mapē ir tikai vienas programmatūras versijas faili.

6. Pievienojiet USB zibatmiņas disku vienā no ierīces USB pieslēgvietām skārienekrāna kreisajā pusē.


Svarīgi! Pirms pāriešanas pie nākamās darbības pārbaudiet, vai ir dublēti visi izpildes pārskati un atbalsta pakotnes. Skatiet šeit: 5.7. sadaļa Pārskatu saglabāšana USB zibatmiņas diskā un 7.1. sadaļa Atbalsta pakotnes izveide.

7. Lai palaistu programmatūras atjaunināšanu, nospiediet **Update Software** (Atjaunināt programmatūru). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.



Sistēmas konfigurācijas ekrāns.


8. Tiek parādīts programmatūras atjaunināšanas rīks. Lai palaistu programmatūras atjaunināšanu, nospiediet **Start update** (Palaist atjauninājumu).



Ekrāns Software update tool (Programmatūras atjaunināšanas rīks).

Ja nevēlaties programmatūru atjaunināt, atlasiet **Cancel** (Atcelt). Šādā gadījumā ierīce tiek inicializēta bez programmatūras atjaunināšanas. Šo ekrānu var arī izmantot, lai atiestatītu sistēmas rūpnīcas iestatījumus. Šis process ir ieteicams pirms instrumenta likvidēšanas.

9. Nogaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta.
10. Nospiediet bultiņas pogu, lai atvērtu ekrānu **Details** (Dati).



Programmatūras atjaunināšanas rīks ar atjauninājuma datiem, kas ļauj skatīt MD5 kontrolsummu.

11. Salīdziniet ekrānā redzamo MD5 kontrolsummu ar kontrolsummu, kas ir pieejama programmatūras lejupielādes lapā. Ja kontrolsummas nav identiskas, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
12. Kad ekrānā tiek parādīta uzvedne ar norādījumu, izņemiet USB zibatmiņas disku no USB pieslēgvietas.
13. Lai turpinātu, nospiediet **Reboot** (Atsāknēt). Ierīce tiek inicializēta ar atjaunināto programmatūru.
14. Lai dzēstu no USB zibatmiņas diska iepriekš lejupielādētos programmatūras failus, izmantojiet datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows.
15. Pēc sekmīgas atsāknēšanas, tiek parādīta valoda "English" (Angļu). Ja vēlaties strādāt ar citām valodām, ir nepieciešams augšupielādēt valodas pakotni saskaņā ar norādījumiem 4.5.1. nodaļā (7. darbība).
16. Vēlreiz instalējiet protokola dublējumu saskaņā ar norādījumiem 5.11.1. nodaļā.

4.4 Ierīces QIAcube Connect MDx atkārtota iepakošana un transportēšana

Ierīces QIAcube Connect MDx iepakojšanai transportēšanas nolūkā ir jāizmanto oriģinālais iepakojuma materiāls. Ja oriģinālie iepakojuma materiāli nav pieejami, sazinieties QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu. Pirms iepakojšanas pārbaudiet, vai ierīce ir atbilstoši sagatavota (skatīt šeit: Tīrīšana un apkope) un vai tā nerada bioloģiskus un ķīmiskus draudus.

BRĪDINĀJUMS



Traumas un materiāla bojājuma risks

Ierīce QIAcube Connect MDx ir ļoti smaga, un to nevar pacelt viena persona. Lai novērstu kaitējumu darbiniekiem vai ierīces bojājumu, lietotājs nedrīkst celt ierīci viens pats.

Pirms transportēšanas vispirms ir jāveic ierīces QIAcube Connect MDx dekontaminācija. Sīkāku informāciju skatiet šeit: 6.8. sadaļa Ierīces QIAcube Connect MDx dekontaminācija. Pēc tam sagatavojiet ierīci šādi:

1. Sagatavojiet iepakojuma materiālu. Nepieciešamie materiāli ir šādi: kartona kaste, palete ar putuplasta blokiem, putuplasta vāks un putuplasta aizsargmateriāls robotizētajai svirai.
Piezīme. Centrifūgas vākam ir jābūt atvērtam, lai varētu piekļūt centrifūgas iekšpusei. Ja vāks nav atvērts, veiciet tālāk aprakstīto 2.–5. darbību. Ja vāks jau ir atvērts, veiciet 6. darbību.
2. Aizveriet ierīces pārsegu.
3. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki).
4. Izvēlnē **Tools** (Rīki) nospiediet cilni **Run Modules** (Palaist moduļus).
5. Izvēlnē **Run Modules** (Palaist moduļus) nospiediet cilni **Centrifuge** (Centrifūga) un pēc tam nospiediet **Open Centrifuge Lid** (Atvērt centrifūgas vāku).
6. Izmantojot rotora atslēgu, atskrūvējiet rotora uzgriezni un uzmanīgi noceliet rotoru no rotora ass.
7. Aizveriet pārsegu.
8. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki).
9. Izvēlnē **Tools** (Rīki) nospiediet cilni **Run Modules** (Palaist moduļus).
10. Izvēlnē **Run Modules** (Palaist moduļus) nospiediet cilni **Centrifuge** (Centrifūga) un pēc tam nospiediet **Close Centrifuge Lid** (Aizvērt centrifūgas vāku).
11. Kad centrifūgas vāks ir aizvērts, izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx un atveriet pārsegu.
12. Ievietojiet ierīces priekšpusē putuplasta aizsargmateriālu.

13. Spiediet putuplastu uz leju starp centrifūgu un robotizēto sviru.



Putuplasta aizsargmateriāls ievietots starp centrifūgu un robotizēto sviru.

14. Spiediet putuplastu, līdz aizmugures mala saskaras ar ierīces aizmugurējo sienu.

Pārbaudiet, vai svira ir stingri fiksēta vietā un nekustas.

15. Pārliecinieties, vai ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu var pareizi aizvērt. Pārsegam ir nedaudz jāsasaskaras ar putuplastu.

16. Ievietojiet piederumus atkritumu atvilktnē. Burbuļplēves maisos ir jāievieto šādi piederumi:

- Rotorā atslēga
- Sešstūru gala atslēga
- Rotorā uzgrieznis
- USB zibatmiņas disks
- WLAN modulis
- Maisītāja staģīva spraudņi
- Maisītāja adapters

17. Ievietojiet rokas vadības skeneri īpašajā rokas vadības skenera kastē.

18. Novietojiet ierīci QIAcube Connect MDx uz paletes un uzlieciet tās augšpusē melno putuplasta vāku. Novietojiet kasti uz ierīces.

Svarīgi! Lai paceltu ierīci QIAcube Connect MDx, virziet pirkstus abās malās zem ierīces un turiet taisnu muguru.

Svarīgi! Paceļot ierīci QIAcube Connect MDx, nesatveriet skārienekrānu. Tādējādi var rasties ierīces bojājums.

BRĪDINĀJUMS



Traumas un materiāla bojājuma risks

Ierīce QIAcube Connect MDx ir ļoti smaga, un to nevar pacelt viena persona. Lai novērstu kaitējumu darbiniekiem vai ierīces bojājumu, lietotājs nedrīkst celt ierīci viens pats.

19. Ievietojiet piederumus melnajā putuplasta vākā. Burbuļplēves maisos ir jāievieto šādi piederumi:

- Rotors ar izvelkamajiem kausiem
- Strāvas vads

20. Lai nodrošinātu aizsardzību pret mitrumu, noslēdziet kartona kastes ārējās malas ar līplentu.

Piezīme. Oriģinālā iepakojuma izmantošana samazina iespējamus bojājumus ierīces QIAcube Connect MDx transportēšana laikā.


4.5 Ierīces QIAcube Connect MDx konfigurācija

Lietojot ierīci QIAcube Connect MDx pirmo reizi, ir ieteicams definēt nepieciešamos iestatījumus. Citus iestatījumus var iestatīt vēlāk, ja nepieciešams.

Informāciju par skārienekrāna un programmatūras lietošanu skatiet šeit: 5.1. sadaļa QIAcube Connect MDx programmatūras izmantošana.

Lai konfigurētu ierīci QIAcube Connect MDx, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

1. Aizveriet ierīces pārsegu.
2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā uz iekšpusi. Tiek parādīts palaišanas ekrāns un atskan skaņas signāls (ja tas ir iespējots skaņas iestatījumos). Ierīce automātiski veic inicializēšanas pārbaudes. Ja centrifūgas vāks ir aizvērts, tas atveras.
3. Sākotnēji ir pieejams tikai viens lietotāja konts: iepriekš instalēts noklusējuma lietotāja konts. Lai apstiprinātu ziņojumu, nospiediet skārienekrānā **OK** (Labi).
4. Ja vēl nav reģistrēta apkope, sākotnēji apkopes statuss tiek inicializēts, izmantojot noklusējuma failu. Lai apstiprinātu ziņojumu, nospiediet **OK** (Labi).
5. Pēc inicializācijas tiek parādīts ekrāns **Login** (Pieteikties).




Ekrāns Login (Pieteikties)


6. Sākotnēji ir pieejams tikai viens noklusējuma lietotāja konts. Šādā gadījumā, izmantojot ekrāntastatūru, laukā **User ID** (Lietotāja ID) un **Password** (Parole) ievadiet **Admin** (Administrators). Lai atvērtu ekrāntastatūru, pieskarieties ievades laukam. Detalizētu informāciju par to, kā ievadīt tekstu vai ciparus, skatiet šeit: 5.1. sadaļa QIAcube Connect MDx programmatūras izmantošana. Papildus atlasiet programmatūras režīmu (IVD vai Research (Izpēte)), kas ir jāpalaiž.

Programmatūras režīmu datus skatiet šeit: 5.1. sadaļa QIAcube Connect MDx programmatūras izmantošana. Pēc pirmās pieteikšanās sistēmā tiek parādīta norāde mainīt lietotāja "Admin" (Administrators) paroli.

7. Nospiediet vienumu **Log in** (Pieteikties). Tiek parādīts ekrāns **Setup** (Iestatīšana).



Ekrāns **Setup** (Iestatīšana)

8. Ja ekrānā **Setup** (Iestatīšana) ir jāatver no cita ekrāna, nospiediet ikonu **Setup** (Iestatīšana) ().

4.5.1 Sistēmas konfigurācijas

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par to, kā iestatīt tālāk norādītās sistēmas konfigurācijas.

- Ierīces QIAcube Connect MDx nosaukums
- Pašreizējais datums un laiks
- Sistēmas valoda

Šos iestatījumus var iestatīt tikai lietotāji ar lomu Administrator (Administrators). Lietojot ierīci QIAcube Connect MDx pirmo reizi, ir ieteicams iestatīt pašreizējo datumu un laiku.


Svarīgi! Sistēmas konfigurācijas izmaiņas, kas ir veiktas programmatūras režīmā Research (Izpēte), automātiski stājas spēkā arī programmatūras režīmā IVD.

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
2. Nospiediet cilni **System** (Sistēma). Šī cilne ir pieejama tikai lietotājiem, kam ir piešķirta loma Administrator (Administrators).

The screenshot shows the QIAGEN configuration interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, Lock, and Logout. Below this is a horizontal menu with tabs for System, Users, Protocols, Settings, LAN, Wi-Fi, and Q-Base. The 'System' tab is selected. The main content area is divided into two columns. The left column contains fields for 'Device name' (an empty text box), 'Date' (set to 'May 25, 2020' with a calendar icon), 'Time' (set to '10 : 51'), and 'Language Setting' (set to 'United States' with a dropdown arrow and a 'Load' button). Below these is a 'Reset Centrifuge Counter' button. The right column displays system information: 'Serial number' (0), 'Free disk space' (51996 KB), and 'Software version' (0.9.0.0 CI 3565 IVD). A note below the software version states: 'For the latest software version, please check QIAGEN.com. Use the USB stick provided to transfer the downloaded update on the instrument'. At the bottom of this column is a red box with the text 'USB Not connected' and an 'Update Software' button.

Sistēmas konfigurācijas ekrāns.

3. Ja vēlams, ievadiet ierīces QIAcube Connect MDx nosaukumu. Izveidojot ierīces savienojumu ar tīklu, ierīces nosaukums kalpo kā tīkla/resursdatora nosaukums. Nosaukumā var būt līdz 24 rakstzīmēm: burti A–Z, a–z, cipari 0–9 un defise (-). Nosaukumam jā sākas ar burtu, un tas nedrīkst beigties ar defisi (-).
4. Laukā **Date** (Datums) un **Time** (Laiks) atlasiet pašreizējo datumu un ievadiet ierīces pašreizējo laiku. Šos datus izmanto, lai izsekotu izpildes sākuma un beigu laiku, un tie ir arī iekļauti izpildes pārskatā. Izmantojot tīklu, datums un laiks netiek sinhronizēti. Lai mainītu datumu, pieskarieties kalendāra ikonai (📅) un atlasiet datumu.
5. Lai mainītu mēnesi, izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu ikonas. Pēc tam pieskarieties pašreizējam datumam un nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.



Kalendāra logs ar datuma atlasītāju.

6. Laukā **Language Setting** (Valodas iestatīšana) atlasei ir pieejamas valodas atbilstoši valstu lokālajām prasībām. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet izvēlēto valodu, lai palaistu programmatūru tulkotā versijā. Lai aktivizētu jaunu valodas iestatījumu, ierīce ir jārestartē.
7. Ja ir pieejamas papildu valodu pakotnes, tās var augšupielādēt, izmantojot pogu **Load** (Ievietot). Valodas pakotnē ir iekļauts grafiskā lietotāja interfeisa tulkojums un tulkoti protokoli. Jaunas valodas pakotnes augšupielāde ir divu soļu process. Vispirms, izmantojot pogu **Load** (Ievietot), tiek augšupielādēts grafiskais lietotāja interfeiss. Pēc tam ir nepieciešams augšupielādēt tulkotos protokolus, ievērojot norādījumus, kas sniegti 5.11.1. sadaļā (Jaunu protokolu instalēšana). Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.


4.5.2 Iestatījumu konfigurācija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par papildu iestatījumiem, kurus var definēt katrs lietotājs.

- Skaņas signāla skaļums
- Displeja spilgtums
- Iekšējais apgaismojums

Iestatījumi attiecas uz konkrēto lietotāju.

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
2. Nospiediet cilni **Settings** (Iestatījumi). Šī cilne ir pieejama visiem lietotājiem.



Ekrāns Settings (Iestatījumi).

3. Lai pielāgotu skaņas signāla skaļumu vai displeja spilgtumu, pieskarieties ekrānā vēlamajai pozīcijai uz virtuālā slīdņa. Skaņas signāla skaļuma iestatīšanas gadījumā tiek atskaņots skaņas signāls iestatītajā skaļumā.
4. Lai ieslēgtu gaismas diodes apgaismojumu ierīces iekšpusē, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam Use internal light (Izmantojot iekšējo apgaismojumu). Lai to izslēgtu, noņemiet izvēles rūtiņas atzīmi.
5. Lai atgrieztos ekrānā Setup (Iestatīšana), nospiediet ikonu Setup (Iestatīšana) (➤➤➤).

4.5.3 Tīkla konfigurācija

Ierīces QIACube Connect MDx savienojumu var izveidot, izmantojot intranetu, kas nodrošina statusa uzraudzīšanu reālajā laikā datorā vai mobilajā ierīcē (piemēram, planšetdatorā). Šai konfigurācijai ir nepieciešams izveidot ierīces QIACube Connect MDx un QIASphere Base (piegādā kopā ar QIASphere savienojamības paketi; skatiet šeit: 11. sadaļa C pielikums. QIACube Connect MDx piederumi) savienojumu ar tīklu. Šajā sadaļā ir sniegta informācija par to, kā izveidot ierīces QIACube Connect MDx savienojumu ar tīklu, izmantojot lokālo tīklu (Local Area Network, LAN), Ethernet kabeli vai bezvadu savienojumu. Sīkāku informāciju par QIASphere Base tīkla konfigurāciju un par to, kā izveidot abu ierīču savstarpēju savienojumu, skatiet *QIASphere Base lietotāja rokasgrāmatu*, kas ir pieejama vietnē **www.qiagen.com**.

Svarīgi! Ierīce QIASphere Base sazinās ar tikko palaisto programmu QIASphere, un tā sazinās arī ar QIASphere mākoņpakalpojumu. Programma QIASphere palīdz kontrolēt ierīces statusu, piemēram, vai ierīce darbojas, vai ierīce ir pieejama un vai ir jāveic ierīces apkope. Ja ir izveidots konkrētās ierīces QIASphere Base savienojums ar QIASphere mākoņpakalpojumu, ierīcē QIACube Connect MDx ģenerētie izpildes pārskati (iekļaujot paraugu ID) tiek pārsūtīti uz QIASphere mākoņpakalpojumu. Šādā gadījumā šī informācijas pārsūtīšana neatbildīs vietējiem vai laboratorijas noteikumiem; ierīces QIASphere Base savienojumu ar QIASphere mākoņpakalpojumu ir nepieciešams aktīvi deaktivizēt. Lai pārtrauktu ierīces QIASphere Base un QIASphere mākoņpakalpojuma savienojumu, skatiet norādījumus, kas sniegti *QIASphere lietotāja rokasgrāmatā*.

Tīkla konfigurāciju var mainīt tikai lietotāji, kam ir piešķirta loma Administrator (Administrators). Konfigurējot tīklu, ir ieteicams konsultēties ar lokālo tīkla administratoru. Saziņai ar ierīci QIASphere Base izmanto izejošo pieprasījumu TCP portu 443 (https); atbalstīta ir ehotestēšana.

Ar vadu nodrošināta tīkla savienojuma konfigurācija

1. Izveidojiet ierīces QIACube Connect MDx savienojumu ar LAN, izmantojot Ethernet kabeli un RJ45 Ethernet pieslēgvietu ierīces QIACube Connect MDx aizmugurē.
2. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
3. Nospiediet cilni **LAN**.
4. Lai automātiski konfigurētu tīklu, izmantojot DHCP, atzīmējiet izvēles rūtiņu **DHCP enabled** (DHCP iespējots). Izmantojot šo iestatījumu, atstājiet visus laukus tukšus. Piešķirtā IP adrese tiek parādīta zem izvēles rūtiņas.

Device network settings

IP Address	Subnet Mask	<input checked="" type="checkbox"/> DHCP enabled 10.10.10.100
DNS Server	Gateway	Hardware Address 50:2D:F4:13:58:93

Test... Apply

Jul 25, 2019, 12:44 User: Admin Admin

Ekrāns Device network settings (Ierīces tīkla iestatījumi).

5. Lai manuāli konfigurētu tīklu, noņemiet izvēles rūtiņas **DHCP enabled** (DHCP iespējots) atzīmi. Ievadiet laukos **IP address** (IP adrese), **Subnet mask** (Apakštīkla maska) un **Gateway** (Vārteja) attiecīgos datus, izmantojot IPv4 formātu, kā redzams iepriekšējā attēlā. Datus laukā **DNS server** (DNS serveris) var ievadīt, ja nepieciešams. Šos iestatījumus ierīce QIAcube Connect MDx neapstiprina.

QIAcube Connect MDx configuration interface showing the 'Device network settings' screen. The interface includes a top navigation bar with 'Setup', 'Tools', 'Configuration', 'Network', and 'Logout' options. Below this is a sub-menu with 'System', 'Users', 'Protocols', 'Settings', 'LAN', 'Wi-Fi', and 'Q-Base'. The 'Device network settings' section contains input fields for IP Address (192.168.255.201), Subnet Mask (255.255.255.0), DNS Server, Gateway (192.168.255.0), and Hardware Address (50:2D:F4:13:58:30). A 'DHCP enabled' checkbox is present and unchecked. At the bottom, there are 'Test...' and 'Apply' buttons.

Ekrāns **Device network settings** (Ierīces tīkla iestatījumi) ar manuāli ievadītiem tīkla konfigurācijas datiem.

6. Lai apstiprinātu un saglabātu iestatītos iestatījumus, nospiediet **Apply** (Lietot).


Bezvadu savienojuma konfigurācija

Ierīce QIAcube Connect MDx atbalsta tikai WPA-PSK un WPA2-PSK. Jābūt redzamam arī Wi-Fi tīkla SSID. Savienojums ar slēptu SSID netiek atbalstīts.

Lai varētu konfigurēt Wi-Fi tīklu, vienā no USB pieslēgvietām aiz skārienekrāna jāpievieno ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā iekļautā Wi-Fi USB ierīce.


Svarīgi! Pirms Wi-Fi USB ierīces pievienošanas vai atvienošanas obligāti izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx. Netiek atbalstīta Wi-Fi USB ierīces pievienošana un tajā saglabāto datu atskaņošana, kad ierīce ir ieslēgta.

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
2. Nospiediet cilni **Wi-Fi**.
3. Nospiediet **Scan** (Skenēt), lai skenētu pieejamos tīklus. Tīklu saraksts tiek parādīts saskaņā ar tīklu signāla stiprumu.




Ekrāns Available networks (Pieejamie tīkli).

4. Atlasiet sarakstā vienu no pieejamajiem tīkliem. Atlasītā tīkla dati tiek parādīti labajā pusē.



Ekrāns Available networks (Pieejamie tīkli) pirms savienojuma ar tīklu izveides.

5. Ievadiet bezvadu tīkla paroli un nospiediet **Connect** (Pievienot), lai izveidotu savienojumu ar tīklu. Tīkls, ar kuru ir izveidots savienojums, tiek atzīmēts sarakstā.



Ekrāns Available networks (Pieejamie tīkli) pēc savienojuma ar bezvadu tīklu izveides.

Piezīme. Ja tīkls iepriekš ir konfigurēts un vismaz vienu reizi sekmīgi ir izveidots savienojums, ierīce savienojumu ar tīklu izveido automātiski.


6. Lai pārtrauktu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, nospiediet **Disconnect** (Atvienot).

5 Lietošanas procedūras


Šajā sadaļā ir sniegta informācija par ierīces QIAcube Connect MDx ekspluatāciju.


Lai iepazītos ar ierīces funkcijām, pirms nākamo darbību veikšanas ir ieteicams skatīt informāciju šeit: 3.2. sadaļa QIAcube Connect MDx ārējās funkcijas un 3.3. sadaļa QIAcube Connect MDx iekšējās funkcijas.






Svarīgi! Ierīcē QIAcube Connect MDx ir paredzēts lietot tikai QIAGEN centrifūgas stobriņus. Citu ražotāju centrifūgas stobriņu ģeometriskā forma var nebūt saderīga ar ierīci QIAcube Connect MDx.





UZMANĪBU! 	Ierīces bojājums Ar ierīci QIAcube Connect MDx izmantojiet tikai QIAGEN plūsmas kivetes un QIAcube Connect MDx īpašos palīgmateriālus. Cita veida plūsmas kivešu vai palīgmateriālu izmantošana anulē garantiju.
---	--

Ierīces QIAcube Connect MDx darba laikā pārsegam ir jābūt aizvērtam. Atveriet pārsegu tikai, kad programmatūra sniedz attiecīgu norādījumu.

BRĪDINĀJUMS 	Kustīgas detaļas Lai novērstu saskari ar kustīgām detaļām, ierīces QIAcube Connect MDx pārsegam darbības laikā ir jābūt aizvērtam. Ja pārsega sensors vai bloķēšanas mehānisms nedarbojas pareizi, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
---	---

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Nemēģiniet pārvietot ierīci QIAcube Connect MDx, kamēr tā darbojas.
---	---


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Nepareiza QIAcube Connect MDx lietošana var radīt traumas vai ierīces bojājumus. Ierīci QIAcube Connect MDx drīkst lietot tikai kvalificēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām.</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx remontu drīkst veikt tikai a QIAGEN apkopes dienesta speciālists.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Nelietojiet bojātus rotora adapterus. Rotora adapteri ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Augsts gravitācijas spēks, kas piemīt centrifūgai, var radīt lietoto rotora adapteru bojājumus.</p>
<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Lai novērstu uzgaļu iesprūšanu atkritumu atvilktnē, pirms lietošanas iztukšojiet uzgaļu atkritumu atvilktni. Ja atkritumu tvertne netiek iztukšota, var tikt bloķēta robotizētā svira, kas var izraisīt izpildes neizdošanos vai ierīces bojājumu.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspiests, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.</p>
<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Lietojiet tikai pareizo šķidrumu tilpumu.</p> <p>Ieteiktā šķidrumu tilpuma pārsniegšana var radīt centrifūgas rotora vai ierīces bojājumu.</p>


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Aizdeģšanās vai eksplozijas risks</p> <p>Lietojot ierīcē QIAcube Connect MDx etanolu vai etalonu saturošus šķidrums, ievērojiet piesardzību un rīkojieties saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Šķidruma izšļakstīšanās gadījumā, noslaukiet to un atveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie tvaiki var izklīst.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Sprādzienbīstamība</p> <p>Ierīci QIAcube Connect MDx ir paredzēts lietot kopā ar reaģentiem un vielām, kas ir iekļauti QIAGEN vai citos komplektos, kā norādīts attiecīgajā informācijā par lietošanu. Citu reaģentu vai vielu izmantošana var izraisīt aizdeģšanos vai eksploziju.</p>
<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Neatbalstieties pret skārienekrānu, kad tas ir izvilkts uz āru.</p>
<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Paraugi, kas satur infekciozas vielas</p> <p>Daži šajā ierīcē izmantotie paraugi var saturēt infekciozas vielas. Rīkojieties ar šādiem paraugiem īpaši piesardzīgi un saskaņā ar attiecīgajiem drošības noteikumiem.</p> <p>Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, 2 pārus cimdu un laboratorijas virsvalku.</p> <p>Atbildīgajām personām (piemēram, laboratorijas vadītājam) jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai garantētu, ka darbavietas vide ir droša, ka ierīces lietotājiem ir atbilstošas zināšanas un ka tie netiek pakļauti veselībai bīstamai infekcijas ierosinātāju koncentrācijai saskaņā ar spēkā esošajām drošības datu lapu (Material Safety Data Sheet, MSDS) vai OSHA*, ACGIH† vai COSHH‡ dokumentu prasībām.</p> <p>Izgarojumu ventilēšana vai atkritumu utilizēšana jāveic saskaņā ar visiem valsts, pagasta un vietējiem veselības un drošības noteikumiem un tiesību aktiem.</p>


* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Darba drošības un veselības administrācija) (Amerikas Savienotās Valstis).


† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikas valdības rūpniecības veselības speciālistu konference) (Amerikas Savienotās Valstis).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Veselībai bīstamo vielu kontrole) (Apvienotā Karaliste).

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Bīstamas ķīmiskas vielas</p> <p>Dažas šajā iekārtā izmantotās ķīmiskās vielas var būt bīstamas vai tās var kļūt bīstamas pēc protokola izpildes pabeigšanas.</p> <p>Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, cimdus un laboratorijas virsvalku.</p> <p>Atbildīgajām personām (piemēram, laboratorijas vadītājam) jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai garantētu, ka darbavietas vide ir droša, ka ierīces lietotāji nav pakļauti veselībai bīstamai toksisku vielu (ķīmisku vai bioloģisku) bīstamai koncentrācijai saskaņā ar spēkā esošajām drošības datu lapu (Material Safety Data Sheet, MSDS) vai OSHA*, ACGIH† vai COSHH‡ dokumentu prasībām.</p> <p>Izgarojumu ventilēšana vai atkritumu utilizēšana jāveic saskaņā ar visiem valsts, pagasta un vietējiem veselības un drošības noteikumiem un tiesību aktiem.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Kustīgas detaļas</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx darbības laikā izvairieties no saskares ar kustīgām detaļām. Nekādā gadījumā nenovietojiet rokas zem robotizētās sviras, kad tā virzās uz leju. Nemēģiniet pārvietot kādu uzgaļu statīvu vai stobriņu, kamēr ierīce darbojas.</p>
---	---

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Karsta virsma</p> <p>Maisītājs var sasilt līdz 70 °C temperatūrai. Nepieskarieties tam, kad tas ir sakarsis. Kad izpilde ir pabeigta, uzmanīgi izņemiet paraugus.</p>
---	---

<p>BRĪDINĀJUMS UZMANĪBU!</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Veiciet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā konkrēti norādītos apkopes darbus.</p>
---	---

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Darba drošības un veselības administrācija) (Amerikas Savienotās Valstis).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikas valdības rūpniecības veselības speciālistu konference) (Amerikas Savienotās Valstis).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Veselībai bīstamo vielu kontrole) (Apvienotā Karaliste).

5.1 QIAcube Connect MDx programmatūras izmantošana

Izmantojot ierīci QIAcube Connect MDx, protokola izpildi var sākt vai nu programmatūras IVD režīmā (tikai apstiprinātas IVD testēšanas metodes), vai programmatūras režīmā Research (Izpēte) (tikai MBA un pielāgoti protokoli). IVD protokolu izmantošana ir pieejama un tos var izmantot tikai programmatūras IVD režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta ierīces QIAcube Connect MDx lietošanai programmatūras IVD režīmā. Detalizētu informāciju par ierīces QIAcube Connect MDx lietošanu programmatūras režīmā Research (Izpēte) skatiet *QIAcube Connect lietotāja rokasgrāmatā* (pieejama QIAcube Connect izstrādājumu tīmekļa vietnes cilnē **Product Resources** (Izstrādājumu resursi)).

Lai mainītu programmatūras režīmu, pirms pieteikšanās citā režīmā lietotājam vispirms ir jāatsakās no pašreizējā programmatūras režīma. Sistēmas skārienekrāna apakšdaļā tiek parādīts, kurš programmatūras režīms tiek izmantots.
















Ierīce QIAcube Connect MDx tiek vadīta, izmantojot skārienekrānu, kurā tiek parādīti secīgi norādījumi par pareizu komponentu novietošanu uz darba platformas un protokola atlasī.

Piezīme. Ierīces skārienekrāns neatbalsta pavilkšanas un vairākus žestus.


QIAcube Connect MDx skārienekrāna vispārējās funkcijas ir aprakstītas turpmāk.

Piezīme. Sarkana lampiņa uz nospiestas pogas norāda uz ilgāku reakcijas laiku.


Skārienekrāna pogu un ikonu pārskats vispārējai lietošanai

Poga/ikona	Funkcija
	Ļauj lietotājam ritināt sarakstu uz augšu.
	Ļauj lietotājam ritināt sarakstu uz leju.
	Programmatūra automātiski pārslēdzas uz nākamo ekrānu.
	Ļauj pārslēgties uz iepriekšējo ekrānu.
	Ļauj atgriezties iepriekšējā ekrānā, nesaglabājot veiktās izmaiņas.
	Ļauj lietotājam mainīt konkrētus iestatījumus (piemēram, ļauj rediģēt lietotāja kontu).
	Ļauj lietotājam dzēst noteiktus iestatījumus (piemēram, dzēst lietotāju).
Teksta lauki	Ļauj rediģēt tekstu vai vērtību. Šīs izmaiņas var veikt, izmantojot uznirstošo tastatūru.
Tabulas rindas	Var nospiegt, lai atlasītu attiecīgo rindu. Vai nu tiek atlasīts viens vai tiek atzīmēta rinda.
	Nospiediet, lai parādītu papildu informāciju par konkrētu vienumu.
	Nospiediet, lai parādītu svarīgu informāciju, kura ir jāievēro konkrētā vienuma izpildes iestatīšanas laikā.
 Sample information ...	Nospiediet, lai parādītu papildu informāciju par konkrētu vienumu.
 Sample information ...	Nospiediet, lai parādītu svarīgu informāciju, kura ir jāievēro konkrētā vienuma izpildes iestatīšanas laikā.
	Ļauj pāriet atpakaļ uz ekrānu Setup (Iestatīšana).
	Rīki/apkopes funkcijas
	Konfigurācija
	Ļauj atteikties no ierīces.


Lai ievadītu tekstu vai ciparus, pieskarieties attiecīgajam laukam. Tiek parādīta attiecīgā ekrāntastatūra.



Tastatūra paroles ievadīšanai.



Tastatūra parauga nosaukuma ievadīšanai.











Tastatūra protokola parametru rediģēšanai.

Tiek parādīts protokola parametru vērtību diapazons. Iepriekšējā ekrānuzņēmuma piemērā var ievadīt vērtības 50–100 µl, bet tikai ar soli 10 µl. Ja ievadītā vērtība nav pareiza, lauka malas tiek parādītas sarkanā krāsā. Šādā gadījumā nevar pāriet uz nākamo ekrānu. Nospiediet lauku vēlreiz un labojiet vērtību atbilstoši blakus laukam parādītajam diapazonam.

Tālāk ir aprakstītas ekrāntastatūras pogas un ikonas.

Skārienekrāna pogas un ikonas ekrāntastatūrā

Poga/ikona	Funkcija
	Dzēst rakstzīmi pa kreisi.
	Notīrīt visu lauku.
	Tālāk rakstīt lielo burtu. Kad burts ir ierakstīts, tastatūrā tiek atkal parādīti mazie burti.
	Pārslēdzieties lielo burtu režīmā. Var ierakstīt vairākus lielos burtus. Lai pārslēgtos atkal uz mazajiem burtiem, nospiediet atkal šo simbolu.
	Parādīt īpašās rakstzīmes.
	Atgriezties pie burtiem.
	Apstiprināt un aizvērt.
	Atmest un aizvērt.

5.2 Ierīces QIAcube Connect MDx ieslēgšana un izslēgšana

Ierīces QIAcube Connect MDx ieslēgšana

1. Aizveriet ierīces pārsegu.
2. Lai ierīci ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā uz iekšpusi. Atskan skaņas signāls (ja skaņas iestatījumi ir iespējoti), un tiek parādīts sākuma ekrāns. Ierīce automātiski veic inicializēšanas testus. Ja centrifūgas vāks bija aizvērts, tas atveras.

Ierīces QIAcube Connect MDx izslēgšana

1. Lai ierīci izslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā uz iekšpusi.


Piezīme. Kad ierīce QIAcube Connect MDx ir izslēgta, nogaidiet dažas sekundes un tikai pēc tam ieslēdziet to atkal. Ja pirms ierīces QIAcube Connect ieslēgšanas nenogaida dažas sekundes, sistēmas palaišana var neizdoties.

5.3 Pieteikšanās un atteikšanās

Pieteikšanās

1. Aizveriet ierīces pārsegu.
2. Ieslēdziet ierīci.

Kad inicializācija ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns **Login** (Pieteikties).

A screenshot of the login interface. At the top, it says "Please log in to start". Below this are two input fields: "User ID" with "Admin" entered, and "Password" which is empty. Underneath the password field are two radio buttons: "Research Mode" (unselected) and "IVD Mode" (selected). At the bottom center is a blue "Log in" button.

Please log in to start

User ID
Admin

Password

Research Mode IVD Mode

Log in

Ekrāns Login (Pieteikties).

3. Izmantojot ekrāntastatūru, ievadiet datus laukā **User ID** (Lietotāja ID) un **Password** (Parole).
4. Atlasiet programmatūras režīmu (IVD vai Research (Izpēte)).
Piezīme. Atlasītais programmatūras režīms ekrāna apakšdaļā ir redzams, kamēr lietotājs ir pieteicies.
5. Nospiediet **Log in** (Pieteikties).
6. Tiek parādīts ekrāns **Setup** (Iestatīšana).

Ja pieteikšanās neizdodas, tiek parādīta izsaukuma zīme (❗) un ekrāns Information (Informācija). Pieskarieties attiecīgajam laukam, lai vēlreiz ievadītu informāciju laukā **User ID** (Lietotāja ID) un **Password** (Parole) un pārlicinātos, ka ievadītie dati ir pareizi. Lauks **User ID** (Lietotāja ID) ir reģistrjutīgs.



Please log in to start

User ID
Admin

Password
•

Research Mode IVD Mode

❗ You have entered wrong credentials.

Log in

Ekrāns Information (Informācija) pēc nesekmīgas pieteikšanās, piemēram, ja ir ievadīta nepareiza parole.

Atteikšanās

1. Nospiediet **Logout** (Atteikties) ekrāna labajā pusē.
2. Lai atteiktos, apstipriniet ziņojumu, nospiežot **OK** (Labi). Lai neatteiktos, nospiediet **Cancel** (Atcelt).

Piezīme. Ja lietotājs nav veicis nevienu darbību noteiktu laiku, sistēma automātiski aktivizē atteikšanos.

Administrators var iestatīt minūšu skaitu pirms automātiskas atteikšanās.

3. Tiek parādīts ekrāns Login (Pieteikties).

Piezīme. Ja ir notikusi automātiska atteikšanās, vēlreiz pieteikties var tikai tas pats operators, kurš iepriekš ir izmantojis ierīci, vai administrators.

5.4 Protokola izpildes iestatīšana


Piegādes brīdī ierīcē QIAcube Connect MDx ir instalēti biežāk izmantotie QIAGEN standarta protokoli (dabaszinātņu un DSP protokoli). Pieejamos QIAGEN IVD protokolus var ielādēt no QIAcube Connect MDx produktu lapas <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx> cilnes **Product Resources** (Izstrādājumu resursi).

Informāciju par to, kā instalēt lejupielādētos protokolus skatiet šeit: 5.11.1. sadaļa Jaunu protokolu instalēšana.

Svarīgi! Pirms jebkura protokola palaišanas rūpīgi izlasiet attiecīgo QIAGEN komplekta rokasgrāmatu.

Protokola palaišana sākas ekrānā Setup (Iestatīšana). Skārienekrānā tiek parādīti secīgi programmatūras norādījumi par protokola izpildes iestatīšanas un komponentu novietošanas uz darba plates darbībām. Parādītie ekrāni ir atkarīgi no izmantotā protokola, un to izskats var atšķirties no šajā sadaļā redzamajiem ekrāniem.

Piezīme. Ja iestatīšana ir jāpārtrauc, pieskarieties pie ikonas Lock (Bloķēt) galvenajā ekrānā. Lai ekrānu atbloķētu, ir jāievada konkrētie akreditācijas dati. Ekrānu atbloķēt var tikai tas pats operators, kurš iepriekš ir izmantojis ierīci, vai administrators.



Poga Lock (Bloķēt) galvenajā ekrānā.

1. Izmantojot protokola atlasē ekrānā norādīto protokolu, sagatavojiet paraugus, kas ir jāapstrādā. Ja nepieciešama sīkāka informācija, skatiet komplekta rokasgrāmatu. Informācija par nepieciešamo parauga iepriekšējo apstrādi ir pieejama attiecīgo komplektu rokasgrāmatās.
2. Lai sāktu izpildes iestatīšanu IVD režīmā, skenējiet QIAGEN komplekta 2D svītrkodu. Nospiediet **Scan kit** (Skenēt komplektu) un pēc tam izmantojiet rokas vadības skeneri. Svītrkodu var vienkārši noskenēt, nospiežot **Scan kit** (Skenēt komplektu). Izpildes pārskatā, kas tiek izveidots izpildes beigās, tiek pievienoti šāda informācija no komplekta svītrkoda:
 - komplekta nosaukums;
 - materiāla numurs;
 - partijas numurs;

- derīguma termiņš;
- vai komplektam ir beidzies derīguma termiņš (ja tiek izmantots komplekts, kam ir beidzies derīguma termiņš, izpildes statuss tiek atzīmēts kā **Invalid** (Nederīgs)).

Piezīme. Izmantojiet tikai QIAGEN IVD komplektus, kam nav beidzies derīguma termiņš. Ja tiek izmantots komplekts, kura derīguma termiņš ir beidzies, izpilde vairs nav derīga, līdz ar to izpildes rezultātus nevar izmantot diagnostikas nolūkā.


Nav ieteicams arī sākt izpildi darba dienas beigās (izpilde naktī) un savākt eluātus nākamajā dienā. Tā kā ierīcē QIAcube Connect MDx nav tehniskas iespējas atdzēsēt eluātus pēc izpildes pabeigšanas, pēc uzglabāšanas ilgāku laiku istabas temperatūrā var tikt nelabvēlīgi ietekmēta eluātu kvalitāte.

Ja neizdodas noskenēt komplekta svītrkodu, to var arī ievadīt, izmantojot lietotāja interfeisu. Koda struktūra ir norādīta tālāk.


Komplekta svītrkoda struktūra

Pozīcija	Garums	Vērtība	Apraksts
No 1 līdz 2	2	01	Identifikators "GTIN"
No 3 līdz 16	14		GTIN, sistēma neizmanto, skatīt etiķeti
No 17 līdz 18	2	17	Identifikators "Derīguma termiņš"
No 19 līdz 24	6		Derīguma termiņš (GGMMDD), skatīt etiķeti. Ja netiek izmantots: 000000
No 25 līdz 26	2	10	Identifikators "Partija"
27 līdz "]"	No 4 līdz 10		Partijas numurs, mainīgs garums, skatīt etiķeti
	1]	Partijas numura beigu atzīme
	3	240	Identifikators "Produkta kods"
pēc "240"	No 0 līdz 15		Materiāla numurs (REF), vai nu ietver kataloga numuru vai materiāla numuru, skatīt etiķeti.

Tālāk norādīta parauga svītrkoda etiķete nozīme, ka šajā etiķetē svītrkoda virkne būs šāda: 010405322800290117181231101151234567]24061704:



Komplekta svītrkoda etiķetes piemērs.



Ekrāns Setup (Iestatīšana).



Programmatūra automātiski pārslēdzas uz nākamo ekrānu. Atkarībā no skenētā komplekta svītrkoda programmatūra var izlaist ekrānu **Material** (Materiāls) un/vai **Protocol Selection** (Protokola atlase). Ja komplekta svītrkoda skenēšanā ir iegūta nepieciešamā informācija, programmatūra izlaiž atlases ekrānu.

3. Lai ievadītu informāciju nākamajos ekrānos, izpildiet nākamajās sadaļās sniegtos norādījumus. Atkarībā no atlasītajiem vienumiem ierīcē parādīto ekrānu skaits un secība var atšķirties.


Katram atlasītajam vienumam tālāk ir parādīts ekrānuuzņēmuma attēls. Izpildiet norādījumus, kas ir sniegti šajā sadaļā kopā ar attiecīgo ierīcē parādīto ekrānu.

Lai pārietu uz nākamo ekrānu, parasti nospiediet **Next** (Tālāk) vai nospiediet **Back** (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. Opcija **Next** (Tālāk) ir aktīva tikai tad, ja pašreizējā ekrānā ir ievadīta visa nepieciešamā informācija.

Svarīgi! Neizmantojiet pogu **Next** (Tālāk), ja robotizētā svira vēl aizvien pārvietojas.

Daudzos ekrānos ritināšanai ir pieejama bultiņas ikona **Up** (Augšup) () un **Down** (Lejup) (). Obligāti ritiniet visu tekstu uz leju līdz galam un izpildiet visus norādījumus.


5.4.1 Materiālu atlase



Ekrāns **Select material** (Atlasīt materiālu).

1. Lai atlasītu parauga materiālu, pieskarieties attiecīgajai rindai. Vienā rindā var atlasīt tikai vienu parauga materiāla veidu.
2. Lai pārietu un protokola definēšanu, nospiediet **Next** (Tālāk).

5.4.2 Protokola atlase



Ekrāns **Select protocol** (Atlasīt protokolu).

1. Lai atlasītu protokolu, pieskarieties attiecīgajai rindai. Vienā rindā var atlasīt tikai vienu protokolu.

Svarīgi! Pirms pāriešanas pie nākamās darbības obligāti izlasiet visu svarīgo un kritiski nozīmīgo informāciju labajā rūtī (ja nepieciešams, ritiniet uz leju).

2. Lai pārietu un izpildes parametru definēšanu, nospiediet **Next** (Tālāk).

5.4.3 Parametru definēšana

Atkarībā no atlasītā protokola ir jādefinē noteikti parametri. Daži protokoli nepieļauj parametru izmaiņas. Šie parametri ir fiksēti, jo tie ir apstiprināti procedūrai. Protokoliem ar rediģējamiem parametriem ir definēti noklusējuma iestatījumi, bet tos var mainīt. Izpildiet norādījumus informācijas rūtī labajā pusē par vērtību mainīšanu un par to, kādus soļus var izmantot.

Parameter name	Value
1st elution vol (Default: 100 µl)	100 µl
2nd elution vol (Default: 100 µl)	100 µl

QIAcube Connect MDx

Setup Tools Configuration Network Lock Logout

Define parameters

QIAamp DSP DNA Mini Manual lysis Step 4 of 9

1st elution vol 50-100 µl in increments of 10 µl

2nd elution vol 50-100 µl in increments of 10 µl

Cancel Back Next

Ekrāns Define parameters (Definēt parametrus).

1. Lai mainītu parametra vērtību, izmantojot ekrāntastatūru, nospiediet lauku **Value** (Vērtība), ja nepieciešams. Detalizētu informāciju par ekrāntastatūru skatiet šeit: 5.11.1. sadaļa Jaunu protokolu instalēšana.
2. Lai pārietu un paraugu skaita definēšanu, nospiediet **Next** (Tālāk). Programmatūra automātiski pārslēdzas uz nākamo ekrānu. Izpildiet norādījumus tālāk attiecīgajā sadaļā.

5.4.4 Paraugu skaita definēšana

The screenshot shows the 'Select the number of samples' screen. At the top, there is a navigation bar with 'Setup', 'Tools', and 'Configuration' icons. On the right, there are icons for 'Network', 'Lock', and 'Logout'. The main area has a grid of buttons for selecting the number of samples (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). The number '4' is selected. Below the grid is a 'Cancel' button. On the right side, there is a text box with the following text: 'QIAamp DSP DNA Mini Manual lysis Step 5 of 9. The numbers of samples available for selection allow the centrifuge to be correctly balanced.' At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Ekrāns Define sample numbers (Definēt paraugu skaitu).

1. Lai atlasītu izpildes paraugu skaitu, nospiediet ekrānā attiecīgo skaitli. Nedrīkst izvēlēties paraugu skaitu (1 un 11), kas radīs nebalansu centrifugēšanas laikā.
2. Lai pārietu uz reaģentu ievietošanu, nospiediet **Next** (Tālāk).

5.4.5 Buferšķīduma pudeļu ievietošana

The screenshot shows the 'Load buffer bottles' screen. At the top, there is a navigation bar with 'Setup', 'Tools', and 'Configuration' icons. On the right, there are icons for 'Network', 'Lock', and 'Logout'. The main area has a table with the following data:

Pos.	Name	Volume	Info
2	Buffer AL	≥ 5 ml	
3	100% ethanol	≥ 5 ml	
4	Buffer AW1	≥ 7 ml	
5	Buffer AW2	≥ 7 ml	
6	Buffer AE	≥ 5 ml	

Below the table is a 'Cancel' button. On the right side, there is a text box with the following text: 'QIAamp DSP DNA Mini Standard Step 6 of 9. Bottle Type 30 ml, Cat. No 990393'. Below this text box is a grid of six circles, numbered 1 to 6, representing the positions for the buffer bottles. Circles 2, 3, 4, 5, and 6 are filled with a dark blue color, while circle 1 is empty. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Ekrāns Load buffer bottles (ievietot buferšķīduma pudeles).

Ekrānā **Load buffer bottles** (ievietot buferšķīduma pudeles) tiek parādīti secīgi norādījumi par izpildei nepieciešamo buferšķīdumu iestatīšanu. Pirms pāriešanas pie nākamās darbības obligāti izlasiet visu svarīgo un kritiski nozīmīgo informāciju.

Piezīme. Lai novērstu izpildes traucējumus un lai garantētu pareizu buferšķīduma pudeļu statīva fiksēšanu, buferšķīduma pudeļu statīvam ir jāpiestiprina statīva marķējuma strēmeliņes.

Atkarībā no atlasītā protokola iespējams, ka buferšķīduma pudeles nav jāievieto. Šādā gadījumā programmatūrā tiek parādīta norāde, ka šī darbība tiek izlaista.

1. Sagatavojiet reaģentus, kā parādīts ekrānā. Papildu informāciju skatiet attiecīgā komplekta rokasgrāmatā un pārliecinieties, vai katrā pozīcijā tiek izmantoti pareizie buferšķīdumi (skatiet zilo apli skārienekrānā). Iepildiet buferšķīdumu tā, lai tas neveido putas vai nesatur daudz gaisa burbuļu.

Piezīme. Iepildiet tādu reaģentu tilpumu, lai tas iespējami tuvu atbilstu atlasītajam protokolam nepieciešamajam tilpumam un attiecīgajam apstrādājamo paraugu skaitam (kā norādīts reaģentu tabulā skārienekrānā).

Pos.	Name	Volume	Info
2	Buffer AL	≥ 5 ml	(i)
3	100% ethanol	≥ 5 ml	(i)
4	Buffer AW1	≥ 7 ml	(i)
5	Buffer AW2	≥ 7 ml	(i)
6	Buffer AE	≥ 5 ml	(i)

QIAcube DSP DNA Mini Standard Step 6 of 9


Bottle Type
30 ml, Cat. No 990393

1 2
3 4
5 6

Cancel Back Next

Ekrāns **Load buffer bottles** (ievietot buferšķīduma pudeles) ar apliem, kas norāda sarakstā atlasītajam buferšķīdumam atbilstošo pozīciju.

Pirms pāriešanas pie nākamās darbības obligāti izlasiet visu svarīgo un kritiski nozīmīgo informāciju, ko ietver sarkanā krāsā atzīmētā ikona **Information** (Informācija) (i). Nospiediet ikonu, lai atvērtu informāciju.



Ziņojuma lodziņa, kas tiek parādīts, nospiežot ikonu Information (Informācija), piemērs (i).

2. Pārbaudiet, vai buferšķīduma pudelēs ir minimālais tilpums, kas ir norādīts ailē **Volume** (Tilpums). Katrā pudelē var iepildīt maksimālo tilpumu 30 ml, bet ir ieteicams neizmantot vairāk nekā minimālo tilpumu.
Vēlāk, kad tiek uzsākta izpilde, ierīce nosaka uzpildes tilpumu. Obligāti marķējiet buferšķīduma pudeles pareizi un atbilstoši drošības prasībām. Buferšķīduma pudeles var uzglabāt atbilstoši uzglabāšanas nosacījumiem, kas aprakstīti komplektu rokasgrāmatā. Tomēr nav ieteicams, ka buferšķīduma pudeles ierīcē atrodas atvērtas ilgu laiku. Nākamajām izpildēm ir jāiepilda svaigs buferšķīdums. Buferšķīduma pudeles ir ieteicams lietot atkārtoti tikai tik ilgi, līdz ir izlietots viens komplekts. Kad tiek atvērts jauns QIAGEN komplekts, jālieto jaunas buferšķīduma pudeles.
3. Ievietojiet visas atvērtās buferšķīduma pudeles reaģentu pudeļu statīva pareizā pozīcijā, kā redzams ekrānā. Ērtākai identifikācijai buferšķīduma pudeļu statīva pozīcijas ir numurētas. Statīvu var fiksēt uz darba plates tikai tad, ja tas ir ievietots pareizā virzienā.
4. Kad visas buferšķīduma pudeles ir ievietotas reaģentu pudeļu statīvā, novietojiet statīvu uz darba plates. Pārliedzinieties, vai statīvs ir pareizi novietots ar 1. numuru augšpusē.
Svarīgi! Pārliedzinieties, vai reaģentu pudeļu statīvs ir ievietots pareizi tam paredzētajā darba plates spraugā. Ja pudeļu statīvs ir ievietots blakusesošā pozīcijā, var rasties šķidrums noteikšanas kļūdas.
Svarīgi! Pārbaudiet, vai buferšķīduma pudeles ir atvērtas. Ierīce nosaka aizvērtu pudeli un nepieļauj izpildes palaišanu.
5. Lai pārietu uz uzgaļu un enzīmu ievietošanu, nospiediet **Next** (Tālāk). Programmatūra automātiski pārslēdzas uz nākamo ekrānu. Izpildiet norādījumus tālāk attiecīgajā sadaļā.

BRĪDINĀJUMS**Aizdeģšanās vai eksplozijas risks**

Lietojot ierīcē QIAcube Connect MDx etanolu vai etalonu saturošus šķidrumus, ievērojiet piesardzību un rīkojieties saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Šķidruma izšļakstīšanās gadījumā, noslaukiet to un atveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie tvaiki var izklīst.

5.4.6 Uzgaļu un enzīmu ievietošana

Svarīgi! Kad tiek parādīts ekrāns **Load tip racks and enzymes** (Uzgaļu un enzīmu ievietošana), robotizētā svira automātiski pārvietojas lēnām arī tad, ja ir atvērts ierīces pārsegs, tāpēc lietotājs var piekļūt visām ievietošanas pozīcijām. Robotizētās sviras pārvietošanās laikā nesaskarieties ar ierīci. Pirms sākt ievietot vai izņemt uzgaļu statīvus vai enzīmus, nogaidiet, līdz robotizētās sviras kustības ir pabeigtas. Kad ievietošana ir pabeigta un tiek parādīts nākamais ekrāns, robotizētā svira automātiski pārvietojas atpakaļ sākuma pozīcijā (virs uzgaļu statīva 3. pozīcijas).

Ja tiek ievietoti vairāki viena uzgaļu veida statīvi, ierīce vispirms izmanto 1. pozīcijā ievietoto uzgaļu statīvu, pēc tam pāriet uz 2. pozīciju un pēc tam uz 3. pozīciju. Lai vispirms izmantotu daļēji uzpildītu statīvu, ievietojiet to 1. pozīcijā.

Atkarībā no atlasītā protokola iespējams, ka uzgaļi un enzīmi nav jāievieto. Šādā gadījumā programmatūrā tiek parādīta norāde, ka šī darbība tiek izlaista.

Pos.	Name	Amount	Info
A	QIAGEN® Proteinase K, 1.5 ml	111 µl	
2	Tip Rack, 1000 µl	13 - 32	
1	Tip Rack, 200 µl	4 - 32	

QIAcube DSP DNA Mini Standard Step 7 of 9

A 3

B 2

C 1

Empty the waste drawer

Cancel Move left Move right Back Next

Ekrāns Loading tip racks and enzymes (Uzgaļu un enzīmu ievietošana).

Ja kāda iemesla dēļ robotizētā svira neļauj sasniegt ievietošanas pozīciju, nepārvietojiet to manuāli. Tā vietā rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Nospiediet **Move left** (Pārvietoties pa kreisi). Robotizētā svira sāk pārvietoties. Šīs kustības laikā pārsegu var neaizvērt.
- Robotizētās sviras pārvietošanās laikā nedrīkst saskarties ar ierīci. Nogaidiet, līdz robotizētā svira pabeidz kustību.

Lai ievietotu enzīmus, reaģentus un uzgaļus, izpildiet šādus norādījumus:

1. Sagatavojiet ekrāna sarakstā redzamos enzīmus un/vai reaģentu(s). Sīkāku informāciju skatiet attiecīgā komplekta rokasgrāmatā. Pirms pāriešanas pie nākamās darbības obligāti izlasiet visu svarīgo un nozīmīgo informāciju, ko ietver sarkanā krāsā atzīmētā ikona **Information** (Informācija) (i).
2. Pārbaudiet, vai tiek izmantots pareizais stobriņa veids. Lai skatītu datus, nospiediet ikonu **Information** (Informācija) (i) attiecīgajā rindā.
Atbalstītie enzīma stobriņu veidi ir šādi: 1,5 ml mikro-centrifūgas stobriņš (Sarstedt®, kat. Nr.: 72.706), 2 ml stobriņš ar skrūvējamu vāciņu un bez pamatnes ar apvalku (QIAGEN, kat. Nr.: 990382) un 2 ml apstrādes stobriņš (QIAGEN, tiek piegādāts kopā ar PAXgene Blood RNA Kit komplektu).
3. Pārbaudiet, vai ir nodrošināts pareizais tilpums, kā norādīts ekrānā. Ekrānā ir norādīts precīzs ievietojamais tilpums.
4. Ievietojiet atvērto stobriņu darba plates pozīcijā, kā norādīts ekrāna tabulā. Ir svarīgi stobriņu ievietot pareizā darba plates pozīcijā.
5. Stingri ievietojiet mikrocentrifūgas stobriņa vāciņu blakus stobriņam vāciņa spraugā.
6. Pārbaudiet vai ir ievietots katra uzgaļu veida nepieciešamais uzgaļu skaits, kā norādīts ekrānā. Ja ir ievietots minimāli nepieciešamais katra veida uzgaļu skaits, var izmantot uzgaļu statīvus. Tomēr ir ieteicams ievietot vairāk nekā minimālo uzgaļu skaitu.

Ekrānā parādītā ievietošanas pozīcija ir uzgaļu statīvu ieteicamā pozīcija. Pozīciju var arī mainīt. Vēlāk, palaižot izpildi, ierīce pārbauda, vai uz darba plates ir novietoti pareizie uzgaļu statīvi un vai uzgaļu skaits ir pietiekams protokola izpildei.

Atkarībā no atlasītā protokola ir pieejami 3 dažādi uzgaļu statīvu veidi, kurus var izmantot ierīcē QIAcube Connect MDx. Zils statīvs 200 µl filtra uzgaļiem, gaiši pelēks statīvs 1000 µl filtra uzgaļiem un tumši pelēks statīvs 1000 µl filtra uzgaļiem ar lielu diametru. Veida noteikšanai ierīce izmanto gropes uz filtra uzgaļu statīviem. Lai novērstu sajaukšanu, kas var radīt izpildes traucējumus, uzgaļu statīvus nedrīkst uzpildīt manuāli. Lietojiet tikai uzgaļus, kas ir paredzēti lietošanai kopā ar ierīci QIAcube Connect MDx.

Svarīgi! Nelietojiet bojātus filtra uzgaļus. Nenovietojiet uz darba plātes bojātus uzgaļu statīvus.

Piezīme. Izmantojot daļēji uzpildītus uzgaļu statīvus, ņemiet vērā secību, kādā statīvi tiek ievietoti. Pirmais tiek izmantots uzgaļu statīvs, kas ir ievietots 1. pozīcijā.

7. Lai novērstu atkritumu uzkrāšanos, pirms katras izpildes obligāti iztukšojiet atkritumu atvilktni, kurā atrodas izlietotie laboratorijas piederumi.
8. Lai atkarībā no atlasītā protokola pārietu pie centrifūgas vai maisītāja statīva uzpildes, nospiediet **Next** (Tālāk).

Svarīgi! Kad ievietošana ir pabeigta un pēc ekrāna **Load tip racks and enzymes** (Uzgaļu un enzīmu ievietošana) tiek parādīts nākamais ekrāns, robotizētā svira automātiski pārvietojas atpakaļ sākuma pozīcijā (virs uzgaļu statīva 3. pozīcijas). Robotizētās sviras pārvietošanās laikā nedrīkst saskarties ar ierīci. Nogaidiet, līdz robotizētā svira pabeidz kustību.

5.4.7 Centrifūgas uzpilde

Ekrānā **Loading centrifuge** (Centrifūgas uzpildīšana) tiek parādīti secīgi norādījumi par izpildei nepieciešamo rotora adapteru un centrifūgas iestatīšanu. Pirms pāriešanas pie nākamās darbības obligāti izlasiet visu svarīgo un kritiski nozīmīgo informāciju.

Atkarībā no atlasītā protokola iespējams, ka centrifūgas uzpilde nav nepieciešama. Šādā gadījumā programmatūrā tiek parādīta norāde, ka šī darbība tiek izlaista.

Rotora adapterus var ievietot rotora adaptera turētājā, lai varētu ērti un vienkārši sagatavot un ievietot centrifūgas stobriņus. Ievietojiet centrifūgas stobriņus, stobriņus vai paraugus attiecīgajās pozīcijās visos rotora adapteros saskaņā ar programmatūras norādēm. Obligāti marķējiet eluēšanas stobriņus ar parauga ID.

Dažiem protokoliem (piemēram, PAXgene Blood RNA Kit komplektam) programmatūrā var tikt parādīta norāde nogriezt centrifūgas stobriņa vāciņu noteiktām rotora adaptera pozīcijai. Izdariet to pirms centrifūgas stobriņa ievietošanas. Pārbaudiet, vai vāciņš no centrifūgas stobriņa ir pilnībā noņemts. Centrifūgas stobriņus, kuriem vāciņš ir noņemts daļēji, robotizētais satvērējs nevar pareizi satvert, izraisot protokola izpildes avāriju.



Nepareizi noņemts stobriņa vāciņš; daļa vāciņa joprojām ir vietā

Pareizi noņemts stobriņa vāciņš

Pareizi un nepareizi noņemtu centrifūgas stobriņu vāciņu salīdzināšana.


Ja protokols nosaka, ka ir jāizmanto centrifūgas stobriņi ar uzskrūvējamu vāciņu (piemēram, Qproteome® Albumin/IgG Depletion Spin Columns), noņemiet uzskrūvējamo vāciņu no centrifūgas stobriņa un uzskrūvējiet centrifūgas stobriņa adaptera gredzenu (nav iekļauts ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā; skatiet šeit: 11. sadaļa C pielikums. QIAcube Connect MDx piederumi) uz centrifūgas stobriņa. Izmantojot centrifūgas stobriņa adaptera gredzenu, robotizētais satvērējs var pārnest centrifūgas stobriņu izdalīšanas procedūras laikā. Pirms centrifūgas stobriņa ievietošanas rotora adapterā, nolauziet no tā apakšējo aizdari.




Centrifūgas stobriņa adaptera gredzenu uzstādīšana.

Pārliecinieties, vai stobriņi un centrifūgas stobriņi ir stingri iespiesti attiecīgajā rotora adaptera pozīcijā.


Ielieciet vāciņus rotora adaptera pareizā vāciņa pozīcijā, kā norādīts ekrāna tabulas ailē **Lid position** (Vāciņa pozīcijā) un rotora adaptera ilustrācijā. Pārbaudiet, vai vāciņi ir iespiesti līdz spraugu dibenam rotora adaptera sānos. Nepareizi ievietoti vāciņi centrifugēšanas laikā var saplīst, izraisot protokola izpildes avāriju.

A


1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņa vāciņš pareizā pozīcijā

B


Pareizi ievietots rotora adapters. **A** Rotora adapters ir pareizi ievietots, un 1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņa vāciņš atrodas pareizā pozīcijā. **B** Pareizi ievietota rotora adaptera skats no sāniem.

C

1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņa vāciņš nav iespiests līdz galam spraugā


D


Nepareizi ievietots rotora adapters. **C** Rotora adapters ir nepareizi ievietots kopā ar 1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņu. Stobriņa vāciņš nav uzspiests līdz galam līdz rotora adaptera spraugas dibenam, un centrifugēšanas laikā tas var nolūzt (salīdziniet ar **A** daļu iepriekšējā attēlā). **D** Nepareizi ievietota rotora adaptera skats no sāniem (salīdziniet ar **B** daļu iepriekšējā attēlā).


E


1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņa vāciņš ir nepareizā rotora adaptera spraugā

Rotora adapters ir nepareizi ievietots kopā ar 1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņu. Stobriņa vāciņš ir ievietots nepareizā rotora adaptera spraugā. Centrifūgas stobriņa pārvešanas laikā centrifūgas stobriņa vāciņš var uzspiesties uz 1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņa, izraisot protokola izpildes avāriju.

BRĪDINĀJUMS 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspiegts, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.</p>
---	--

BRĪDINĀJUMS 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Nelietojiet bojātus rotora adapterus. Rotora adapteri ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Augsts gravitācijas spēks, kas piemīt centrifūgai, var radīt lietoto rotora adapteru bojājumus.</p>
---	--

BRĪDINĀJUMS 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Pārbaudiet, vai centrifūgas stobriņu un 1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņu vāciņi atrodas pareizā pozīcijā un ka tie ir iespiesti līdz galam līdz spraugas dibenam rotora adaptera sānos. Nepareizi ievietoti vāciņi centrifugēšanas laikā var saplīst.</p>
---	--

BRĪDINĀJUMS 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Pārbaudiet, vai vāciņš no centrifūgas stobriņa ir pilnībā noņemts. Centrifūgas stobriņus, kuriem vāciņš ir noņemts daļēji, nevar pareizi izņemt no rotora, izraisot protokola izpildes avāriju.</p>
---	--

Atkarībā no atlasītā protokola paraugus var ievietot maisītāja vai tieši centrifūgā. Izpildiet atbilstoši konkrētajam ekrānam zem ekrānuzņēmuma sniegtos norādījumus. Atkarībā no atlasītā protokola konkrētā ekrāna izskats var atšķirties.

Centrifūgas uzpilde, ja paraugi ir ievietoti maisītājā.


Šajā sadaļā ir sniegta informācija par darbplūsmu, kas ietver maisītāja bloku (piemēram, lizēšanai). Stobriņi ar paraugiem ir jāievieto maisītāja blokā (skatiet šeit: 5.4.8. sadaļa Maisītāja uzpildīšana), un centrifūga jāsatavos, ievērojot tālāk sniegto aprakstu.

Load the centrifuge rotor adapter

QIAamp DSP DNA Blood Mini
Elution volume: 200 µl Step 8 of 9

Pos.	Labware	Lid position
1	QIAamp Mini spin column	L1
2	-	-
3	1.5 ml Elution tube	L3

4 x Rotor adapter



Label Elution Tubes with Sample ID or Rotor Position

Cancel

Back

Next

Aug 05, 2020, 12:53

Mode: IVD

User: o b

Ekrāns **Load the centrifuge rotor adapter** (ievietot centrifūgas rotora adapteru), ja paraugi tiek ievietoti maisītājā. Rotorā adaptera 2. pozīcija ir tukša.

Protokola izpildei nepieciešamais rotora adapteru skaits un stobriņu pozīcijas tiek parādītas konkrētā ekrāna tabulā un attēlā. Tabulā ir redzams, kā ievietot un pozicionēt katru rotora adapteru. Ailē **Pos.** (Poz.) ir norādīta rotora adaptera pozīcija, bet ailē **Lid position** (Vāciņa pozīcija) ir norādīts, kur jānovieto konkrētā stobriņa vāciņš.

Katram rotora adapteram veiciet šādas darbības:

1. Ievietojiet visus stobriņus/centrifūgas stobriņus pareizā pozīcijā, kā norādīts ekrāna tabulā. Pieskarieties tabulas rindai, lai atzīmētu konkrēto stobriņa pozīciju attēlā zem tabulas.
2. Pārliecinieties, vai stobriņi un centrifūgas stobriņi ir stingri iespiesti attiecīgā rotora adaptera pozīcijā.
3. Pārbaudiet, vai vāciņi ir iespiesti līdz spraugu dibenam rotora adaptera sānos. Obligāti ievietojiet vāciņus pareizā vāciņa pozīcijā.
4. Marķējiet eluēšanas stobriņus ar tādu pašu parauga ID kā paraugam attiecīgajā ievades pozīcijā maisītājā (skatiet šeit: 5.4.8. sadaļa Maisītāja uzpildīšana) vai rotora pozīcijas numuru. Obligāti izmantojiet līpošu etiķeti, kuru var stingri piestiprināt.
5. Ja nepieciešams un ja tas ir norādīts tabulā, nogrieziet vāciņu vai uzskrūvējiet centrifūgas stobriņa adaptera gredzenu un nolauziet centrifūgas stobriņa apakšu.

6. Atkārtojiet 1.–5. darbību, līdz ir sagatavoti visi rotora adapteri.
7. **Kā redzams ekrāna labajā pusē**, ievietojiet ievietotos rotora adapterus centrifūgas kausiņos. Ērtākai lietošanai un augstas precizitātes drošībai rotora adapteri fiksējas centrifūgas kausā tikai vienā virzienā.
8. Lai pārietu pie paraugu ievietošanas maisītājā, nospiediet **Next** (Tālāk). Skatiet norādījumus šeit: 5.4.8 sadaļa Maisītāja uzpildīšana. Atkarībā no atlasītā protokola tālāk aprakstīto ekrānu secība var atšķirties.

Paraugu ievietošana centrifūgā

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par darbplūsmu, kas neietver maisītāja bloku (piemēram, lizēšanai). Paraugi tiek tieši ievietoti centrifūgā. Ja maisītājā ir ievietoti paraugi, informāciju par darbplūsmu, kura ietver maisītāja bloku, skatiet šeit: 5.4.7 Centrifūgas uzpilde.

Informācija par paraugu ievietošanu centrifūgā procedūrām ir redzama abās ekrāna malās. Šādi protokoli ir pieejami tikai programmatūras režīmā Research (Izpēte).

Sagatavojiet nepieciešamo rotora adapteru skaitu, kas norādīts ekrānā.

Pos.	Labware	Lid position
1	MB RNA spin Column	L1
2	450 µl sample	-
3	1.5 ml Elution tube	L3

6 x Rotor adapter

RNeasy PowerMicrobiome
IRT with DNase Step 9a of 9

Rotor Adapter Position for sample loading: 2

Lyse samples mechanically according to RNeasy PowerMicrobiome Kit instruction manual.

After centrifugation in step 4, transfer at least 450 µl of sample into Rotor Adapter position 2 (Rotor Adapter Middle Position). If the sample volume is less than 450 µl, add Solution PM1 up to the final volume. Important: It is critical that you use Solution PM1 and not water to adjust the volume. Solution PM1 is available as an accessory product (cat. no. 26000-50-1).

User: Admin Admin

Ekrāns **Load the centrifuge rotor adapter** (ievietot centrifūgas rotora adapteru), ja paraugi tiek ievietoti centrifūgā. Paraugi tiek ievietoti rotora adaptera 2. pozīcijā.

Izpildei nepieciešamais rotora adapteru skaits un stobriņu pozīcijas tiek parādītas tabulā un attēlā. Tabulā ir redzams, kā ievietot katru rotora adapteru. Ailē **Pos.** (Poz.) ir norādīta rotora adaptera pozīcija, bet ailē **Lid position** (Vāciņa pozīcija) ir norādīts, kur jānovieto konkrētā stobriņa vāciņš.

Katram rotora adapteram veiciet šādas darbības:

1. Saistībā ar paraugiem veiciet šādas darbības: sagatavojiet un ievietojiet paraugus, kā norādīts ekrānā. Obligāti ievietojiet pareizo paraugu daudzumu. Obligāti izlasiet visu svarīgo un nozīmīgo informāciju zilajā lodziņā **Information** (Informācija) ekrāna labajā pusē.
2. Ievietojiet visus stobriņus/centrifūgas stobriņus pareizā pozīcijā, kā norādīts ekrāna tabulā. Pieskarieties tabulas rindai, lai atzīmētu konkrēto stobriņa pozīciju attēlā zem tabulas.
3. Pārliecinieties, vai stobriņi un centrifūgas stobriņi ir stingri iespiesti attiecīgā rotora adaptera pozīcijā.
4. Pārbaudiet, vai vāciņi ir iespiesti līdz spraugu dibenam rotora adaptera sānos. Obligāti ievietojiet vāciņus pareizā vāciņa pozīcijā.

Piezīme. Ja nepieciešams un ja tas ir norādīts tabulā, nogrieziet vāciņu vai uzskrūvējiet centrifūgas stobriņa adaptera gredzenu un nolauziet centrifūgas stobriņa apakšu.

5. Atkārtojiet 1.–4. darbību, līdz ir sagatavoti visi rotora adapteri.
6. Ievietojiet rotoru adapterus centrifūgā. Ievietojiet sagatavotos rotora adapterus centrifūgas kausos, kā norādīts ekrāna labajā pusē. Ērtākai lietošanai un drošībai rotora adapteri fiksējas centrifūgas kausā tikai vienā virzienā. Lai novērstu paraugu sajaukšanu, obligāti ievietojiet paraugu ar konkrēto ID definētajā centrifūgas pozīcijā.
7. Ja nepieciešams, mainiet noklusējuma vērtību vienuma **Sample ID** (Parauga ID) laukos, izmantojot ekrāntastatūru. Vērtību var ievadīt manuāli vai var skenēt parauga svītrkodu, izmantojot ārējo svītrkodu skeneri. Parauga ID sākotnēji izveido, izmantojot formātu GGGGMMDD-HHMM-Nr. Pārbaudiet, vai tas pats ID ir norādīts uz attiecīgā eluēšanas stobriņa līpošās etiķetes, kas ir stingri piestiprināta.

Pos.	Sample ID
01	sample 1
02	20181229-0616-02
03	20181229-0616-03
07	20181229-0616-07
08	20181229-0616-08
09	20181229-0616-09

Ekrāns View sample details (Skatīt parauga datus).

Piezīme. Paraugu ID ir iekļauti izpildes pārskatā, un tie var tikt iekļauti žurnāļos un auditācijas pierakstā. Tie nav šifrēti.

Svarīgi! Ņemiet vērā, ka laukā Sample ID (Parauga ID) nedrīkst iekļaut personas datus.

5.4.8 Maisītāja uzpildīšana

Ekrānā **Load shaker** (Maisītāja uzpildīšana) ir sniegti secīgi norādījumi par maisītāja uzpildīšanu.

Atkarībā no atlasītā protokola iespējams, ka maisītāja uzpilde nav nepieciešama. Šādā gadījumā programmatūrā tiek parādīta norāde, ka šī darbība tiek izlaista.

Atkarībā no atlasītā protokola paraugi un/vai citi stobriņi ir jāievieto maisītājā.

Pos	Sample ID	Tube Type	Value
01	sample 1	2 ml screw-cap...	200 µl
02	20181101-0316-02	2 ml screw-cap...	200 µl
03	20181101-0316-03	2 ml screw-cap...	200 µl
07	20181101-0316-07	2 ml screw-cap...	200 µl
08	20181101-0316-08	2 ml screw-cap...	200 µl
09	20181101-0316-09	2 ml screw-cap...	200 µl

Maisītāja uzpildīšana; vāciņu pozīcijas, kuras ir uzpildītas ar maisītāja statīva spraudņiem.


Šajā darbībā programmatūras ekrāna labajā pusē shematiski tiek parādītas maisītāja pozīcijas un stobriņi ar tilpumu, kas ir jānovieto uz galdā. Pārliedzieties, vai tiek ievietots pareizais maisītāja statīva veids, kā norādīts ekrāna labajā pusē. Maisītāja adapteru var ievietot tikai pareizā virzienā. Pirms pāriešanas pie nākamās darbības obligāti izlasiet visu svarīgo un kritiski nozīmīgo informāciju, kas ir pieejama zem ekrāna **Sample information** (Informācija par paraugu).

1. Pārliedzieties, vai tiek izmantots pareizais maisītāja veids.
2. Ja nepieciešams, mainiet noklusējuma vērtību **Sample IDs** (Paraugu ID) attiecīgajos laukos, izmantojot ekrāntastatūru. Vērtību var ievadīt manuāli vai var skenēt parauga svītrkodu, izmantojot svītrkodu skeneri. Parauga ID sākotnēji izveido, izmantojot formātu GGGGMMDD-HHMM-Nr.

Piezīme. Paraugu ID ir iekļauti izpildes pārskatā, un tie var tikt iekļauti žurnālfailos un auditācijas pierakstā. Tie nav šifrēti.

Svarīgi! Ņemiet vērā, ka laukā Sample ID (Parauga ID) nedrīkst iekļaut personas datus.


3. Sagatavojiet pareizos stobriņus. Obligāti izlasiet visu svarīgo un kritiski nozīmīgo informāciju, ko ietver sarkanā krāsā atzīmētā ikona **Information** (Informācija) (i). Informācija par izmantojamajiem laboratorijas piederumiem ir pieejama arī attiecīgā komplekta rokasgrāmatā. Ja uz stobriņiem izmanto līpošu etiķeti, obligāti izmantojiet plānu etiķeti, kura ļauj stobriņu ievietot līdz galam maisītāja pozīcijā.
4. Ievietojiet stobriņus maisītāja statīva pareizā pozīcijā. Ērtākai identifikācijai maisītāja statīva pozīcijas ir numurētas. Pieskarities tabulas rindai, lai atzīmētu pozīciju shēmā labajā pusē. Tiem pašiem paraugu ID obligāti izmantojiet tādus pašus pozīcijas numurus maisītājam un centrifūgas rotora kausiem.
5. Atkarībā no stobriņa veida maisītāja statīva spraudnis vai stobriņa vāciņš ir jāievieto spraugā blakus stobriņam, kā norādīts ekrānā vai norāda ikona **Information** (Informācija) (i). Pārbaudiet, vai vāciņš/maisītāja statīva spraudnis ir stingri fiksēts spraugā. Nenovietojiet vāciņu vai maisītāja statīva spraudni blakus tukšai maisītāja statīva pozīcijai.




Maisītāja statīva uzpildīšana ar parauga stobriņiem, kuriem ir piestiprināts vāciņš



Parauga stobriņu vāciņš ir stingri jāievieto spraugā maisītāja statīva malā




Maisītāja statīva uzpildīšana ar parauga stobriņiem, kuriem ir uzskrūvējams vāciņš



Maisītāja statīva spraudņi ir jāievieto spraugā maisītāja statīva malā

6. Atkarībā no atlasītā protokola nospiediet Next (Tālāk), lai sāktu izpildi vai uzpildītu centrifūgu.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspīests, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.
---	---

Svarīgi! Nelietojiet maisītājā 1,5 ml mikrocentrifūgas stobriņus. Šie mikrocentrifūgas stobriņi var izraisīt filtra uzgaļu iesprūšanu paraugu pārnesšanas laikā. Šāda stobriņa izmantošana maisītāja var radīt pipetēšanas sistēmas bojājumus un izraisīt centrifūgas avāriju.

5.5 Protokola izpildes palaišana

Kad noslēdzošā darbība pēdējā ekrānā lestatīšana ir pabeigta, tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.



1. Lai turpinātu, aizveriet pārsegu.

Piezīme. Pirms izpildes palaišanas pārbaudiet, vai atkritumu atvilktnē ir aizvērts.

2. Lai palaistu izpildi, nospiediet **Start** (Palaist). Ekrānā tiek parādīts paredzamais izpildes ilgums. Ja nepieciešams, nospiediet **Back** (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā Setup (Iestatīšana).

Svarīgi! Kad izpilde ierīcē ir sagatavota un ir nospiesta poga **Start** (Palaist), ir īpaši ieteicams dažas minūtes atrasties ierīces priekšā, līdz ir pabeigta ievietošanas pārbaude. Tādējādi ir iespēja ievietot trūkstošos reaģentus vai vairāk uzgaļus, ja ierīce ir noteikusi problēmas. Ievietošanas pārbaude ir pabeigta, kad ieslēdzas zils pogas **Run Details** (Izpildes dati) indikators.

Svarīgi! Izpildes laikā nedrīkst atvērt ierīces pārsegu. Ja pārsegs tiek atvērts izpildes laikā, izpilde tiek pārtraukta. Ja uzgaļa adapters ir satvēris uzgali, tas ir jānoņem manuāli.

Piezīme. Pašai pirmajai izpildei paredzamais izpildes laiks nav pieejams.



Remaining time to finish run


10:54 min

Run Details ... Stop Run

User: Admin Admin


Ekrāna Run status (Izpildes statuss) protokola izpildes laikā.

Izpildes laikā var nospriest pogu **Run Details** (Izpildes dati), lai parādītu izpildes darbības. Lai atgrieztos izpildes skatā, nospiediet **Close** (Aizvērt).



Ekrāns Run details (Izpildes dati).

3. Kad protokola izpilde ir pabeigta, ekrāna labajā pusē tiek parādīta izejas pozīcija un saturs. Dažiem protokoliem ekrāna labajā pusē ir sniegta informācija par paraugu papildu apstrādi. Kad izpilde ir pabeigta, uzreiz izņemiet eluātus/paraugus no ierīces un obligāti izpildiet paraugu pareizas uzglabāšanas un lietošanas procedūras.



Ekrāns Run completed (Izpilde pabeigta).

4. Nospiediet **Done** (Gatavs), lai izveidotu pārskata failu. Izpildes pārskats ir PDF fails, un tas ietver šādu informāciju:


- informācija par protokolu (pabeigtā testa procesa faila nosaukums un versija);
- ierīces sērijas numurs;
- programmatūras versija;
- paraugu ID un to pozīcijas;
- izpildes sākuma laiks, datums un lietotājs;
- izpildes beigu laiks un datums;
- lietotājs, kas apstiprinājis izpildes beigas;
- komplekta materiāla numurs, partijas numurs un derīguma termiņš;
- kļūdu un brīdinājumu apraksts;
- izpildes derīgums (derīga vai nederīga);
- izpildes statuss (pabeigta vai pārtraukta);
- programmatūras režīms (IVD vai Research (Izpēte));
- izpildes ID;
- elušanas tilpums;
- galīgā eluāta pozīcija.

Svarīgi! Pirms nākamās izpildes veikšanas ir ieteicams veikt regulāru apkopi, kā aprakstīts šeit:

6.3. sadaļa Regulārā apkope.

5.6 Protokola izpildes pārtraukšana

Ārkārtas situācijā izpildi var pārtraukt, nospiežot pogu **Stop Run** (Pārtraukt izpildi) ekrānā Run Status (Izpildes statuss) (skatīt šeit: 5.5. sadaļa Protokola izpildes palaišana). Lai apstiprinātu izpildes pārtraukšanu, noklikšķiniet uz **Yes** (Jā) dialoglodziņā **Stop Run** (Pārtraukt izpildi).




Ekrāns Stop run (Pārtraukt izpildi).

Ja izpilde tiek pārtraukta, veiciet ikdienas apkopi, kā aprakstīts šeit: 6.4. sadaļa Ikdienas apkope, un pirms nākamās izpildes sākšanas pārbaudiet, vai centrifūgā nav plastmasas detaļu. Pirms nākamās izpildes sākšanas ir ieteicams arī atsāknēt sistēmu.

Piezīme. Ja tiek pārtraukta protokola izpilde, izpildi nevar restartēt. Zem sadaļas **Run Details** (Izpildes dati) ir norādīta darbība, kurā protokola izpilde tika pārtraukta.


5.7 Pārskatu saglabāšana USB zibatmiņas diskā

Izpildes pārskati tiek saglabāti ierīcē pēc katras izpildes apstiprināšanas, noklikšķinot uz pogas **Done** (Gatavs). Izpildes pārskatu skaits ierīcē ir ierobežots. Kad iekšējās krātuves brīvā vieta ir 10% kopējās ietilpības, tiek parādīta uzvedne ar norādi veikt pārskata failu dublēšanu.



Brīdinājums par kritisko atlikušo vietu diskā.


Diska brīvo vietu var regulāri pārbaudīt, noklikšķinot arī uz ikonas **Configuration** (Konfigurācija), kas atrodas cilņu ekrāna **System** (Sistēma) labajā pusē.



Informācija par diska brīvo vietu.

Lai pārsūtītu izpildes pārskatus uz USB zibatmiņas disku, veiciet šādas darbības:

1. Izvēlņu joslā nospiediet ikonu Tools (Rīki) (🔧).
2. Nospiediet cilni Data exchange (Datu apmaiņa). Ekrānā tiek parādīts pieejamo izpildes pārskatu skaits.



Ekrāns Data exchange (Datu apmaiņa).

3. Ja tas vēl nav izdarīts, pievienojiet USB zibatmiņas disku, kurš ir iekļauts ierīces komplektācijā, vienā no USB pieslēgvietām skārienekrāna kreisajā pusē.
Svarīgi! Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto USB zibatmiņas disku un pirms izpildes pārskatu saglabāšanas procedūras sākšanas pārbaudiet, vai USB zibatmiņas diskā ir atlicis pietiekami daudz vietas.
4. Lai USB zibatmiņas diskā saglabātu visus pieejamos izpildes pārskatus, atlasiet **All run reports** (Visi izpildes pārskati). Lai saglabātu tikai pēdējos pārskatus, atlasiet **Recent reports** (Pēdējie pārskati). Lai ievadītu saglabājamo pārskatu skaitu, pieskarieties laukam **Recent reports** (Pēdējie pārskati).
5. Ja vēlaties pārskatus pēc lejupielādes ierīcē dzēst, pēc lejupielādes nospiediet **Delete reports after download** (Dzēst pārskatus pēc lejupielādes).
Svarīgi! Ierīcē dzēstos pārskatus vairs nevar atjaunot. Pārliecinieties, ka visi faili ir pareizi un līdz galam pārsūtīti uz USB zibatmiņas disku, un pēc tam saglabājiet failus no USB zibatmiņas drošā vietā.
6. Lai saglabātu pārskatus USB zibatmiņas diskā, atlasiet **Download** (Lejupielādēt). Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, ka izpildes pārskati ir sekmīgi saglabāti USB zibatmiņas diskā. USB zibatmiņas disku var atvienot no ierīces.


Svarīgi! Neatvienojiet USB zibatmiņas disku, kamēr notiek failu lejupielāde. Nogaidiet, līdz lejupielāde ir pabeigta.

7. Ekrānā Data exchange (Datu apmaiņa) var izveidot arī lejupielādes pakotni, kura ietver papildu informāciju, piemēram, žurnālfailus. Lietotājs var arī pārbaudīt atlikušo vietu diskā.

Svarīgi! Ja tiek izmantota opcija **Delete Files** (Dzēst failus), obligāti saglabājiet failus no USB zibatmiņas diska drošā vietā.

5.8 Maz brīvas vietas zibatmiņas diskā

Ja zibatmiņas disks ir pilns, izpildi nevar sākt. Sistēmā tiek parādīts brīdinājums un pēc tam tiek parādīts ekrāns Download (Lejupielādēt). Ka faili ir lejupielādēti, pārbaudiet, vai tie ir sekmīgi saglabāti USB zibatmiņas diskā, un pēc tam atbilstoši glabājiet failus. Kad dublējuma izveide ir apstiprināta, failus var dzēst QIacube Connect MDx USB zibatmiņas diskā.

 **System alert - Disk space is full**

There is not enough disk space available to continue instrument operation. Free disk space now!

Step 1: Backup disk files by pressing 'Download files'.

Step 1: Download data to USB stick	<input type="button" value="Download files"/>
Step 2: Check downloaded files on USB stick	<input type="button" value="Check done"/>
Step 3: Delete files on disk to free up disk space	<input type="button" value="Delete files"/>


USB
Connected

Sistēmas brīdinājums par to, ka diskā vairs nav brīvas vietas.


5.9 Atsevišķa sildītāja/maisītāja darbība

Sildītāju/maisītāju var lietot atsevišķi, ja ierīcē QIacube Connect MDx nenotiek protokola izpilde. Sildīšanas un maisīšanas funkcijas nav savstarpēji saistītas, un tās var izmantot atsevišķi vai kopā.

Nemēģiniet pārvietot ierīci QIacube Connect MDx, kamēr tā darbojas.

BRĪDINĀJUMS 	Karsta virsma Maisītājs var sasilt līdz 70 °C temperatūrai. Nepieskarieties tam, kad tas ir sakarsis. Kad izpilde ir pabeigta, uzmanīgi izņemiet paraugus.
---	--

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) (🔧).
2. Nospiediet cilni **Run Modules** (Palaist moduļus).
3. Nospiediet cilni **Heater Shaker** (Apsildāms maisītājs).




Darbības ekrāns Heater Shaker (Apsildāms maisītājs).

4. Nospiediet attiecīgo lauku, lai, izmantojot ekrāntastatūru, atlasītu opciju **Frequency** (Biežums), **Temperature** (Temperatūra) un **Duration** (Ilgums).
5. Ievietojiet maisītāja statīva stobriņus, kas satur paraugus.
6. Lai palaistu izpildi, aizveriet pārsegu.

Ekrānā tiek parādīts sildītāja atlikušais laiks, pašreizējā temperatūra un statuss. Nogaidiet, līdz darbība ir pabeigta.

Lai notiekošu izpildi pārtrauktu, nospiediet pogu **Stop** (Pārtraukt).





Darbības ekrāns Heater Shaker (Apsildāms maisītājs).


5.10 Atsevišķa centrifūgas darbība


Centrifūgu var lietot atsevišķi, ja ierīcē QIacube Connect MDx nenotiek protokola izpilde.


Nemēģiniet pārvietot ierīci QIacube Connect MDx, kamēr tā darbojas.


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ierīci QIacube Connect MDx nedrīkst lietot, ja ir bojāts centrifūgas vāks vai vāka bloķēšanas mehānisms.</p> <p>Pārbaudiet, vai darbības laikā centrifūgas iekšpusē nav nefiksētu materiālu.</p> <p>Pārbaudiet, vai rotors ir pareizi uzstādīts un vai ir pareizi uzstādīti visi kausi neatkarīgi no tā, cik paraugus ir paredzēts apstrādāt. Uzstādiet rotoru tikai tā, kā tas ir norādīts programmatūrā.</p> <p>Lietojiet tikai rotorus, kausus un palīgmateriālus, kas ir paredzēti lietošanai kopā ar ierīci QIacube Connect MDx. Cita veida palīgmateriālu izmantošana anulē garantiju.</p> <p>Centrifūgas rotoru vai kausus ir ieteicams nomainīt pēc 20 000 cikliem, kas atbilst 9 gadu ekspluatācijai ar divām izpildēm dienā 220 dienas gadā. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Kustīgas detaļas</p> <p>Elektroapgādes traucējumu radītu bojājumu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, nogaidiet 10 minūtes un tikai tad mēģiniet manuāli atvērt centrifūgas vāku.</p>
---	--


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ja ir radušies elektroapgādes traucējumi, nenoņemiet manuāli z moduli (robotizētā svira) ierīces priekšpusē. Ja QIAcube Connect MDx pārsegs ir aizvērts un tas saduras ar z moduli, var rasties bojājumi.</p>
---	---

<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Pārkaršanas risks</p> <p>Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ierīces QIAcube Connect MDx sānos un aizmugurē jābūt vismaz 10 cm brīvai vietai.</p> <p>Nedrīkst aizsegt ierīces QIAcube Connect MDx spraugas un atveres, kas nodrošina ventilāciju.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Uzmanīgi paceliet centrifūgas vāku. Vāks ir smags, un nokrišanas gadījumā tas var radīt kaitējumu.</p>
---	---

1. Izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) .
2. Nospiediet cilni **Run Modules** (Palaist moduļus).

3. Nospiediet cilni **Centrifuge** (Centrifūga).



Darbības ekrāns Centrifuge (Centrifūga).

- Nospiediet attiecīgo lauku, lai, izmantojot ekrāntastatūru, atlasītu opciju **Set speed** (Iestatīt ātrumu) un **Set duration** (Iestatīt ilgumu).
- Ja centrifūgas vāks nav atvērts, nospiediet **Open Centrifuge Lid** (Atvērt centrifūgas vāku).
- Ja nepieciešams, ievietojiet rotora adapteros atvērtus 1,5 ml mikrocentrifūgas eluēšanas stobriņus un/vai QIAGEN centrifūgas stobriņus un ievietojiet vāciņus attiecīgajās rotora adaptera spraugās.
- Pārliedzinieties, vai stobriņi un centrifūgas stobriņi ir stingri iespiesti attiecīgā rotora adaptera pozīcijā.
- Pārbaudiet, vai vāciņi ir iespiesti līdz spraugu dibenam rotora adaptera sānos. Ja nepieciešams, nogrieziet vāciņu.
- Ievietojiet rotoru adapterus centrifūgā.
- Svarīgi!** Ja nepieciešams apstrādāt mazāk nekā 12 paraugus, obligāti ievietojiet tos pareizās centrifūgas pozīcijās, kā aprakstīts nākamajā tabulā **Uzpildīšanas shēma**. Nevar ievietot vienu vai 11 paraugus.
- Lai sāktu centrifugēšanu, aizveriet pārsegu un nospiediet **Start** (Palaist).

Piezīme. Lai palaistu centrifūgas izpildi, nav jāizmanto poga Close centrifuge lid (Aizvērt centrifūgas vāku), jo vāks aizveras automātiski. Tā ir jāizmanto tikai tad, ja ierīce QIACube Connect MDx ir jāsagatavo transportēšanai.

Uzpildīšanas shēma

Paraugu skaits	Centrifūgas uzpildīšanas shēma
2	
3	
4	
5	
6	

Centrifūgas uzpildīšanas shēma.

Paraugu skaits	Centrifūgas uzpildīšanas shēma
7	
8	
9	
10	
12	Aizpildīt visas pozīcijas

5.11 Protokolu pārvaldīšana

Piegādes brīdī ierīcē QIAcube Connect MDx ir instalēti biežāk izmantotie QIAGEN standarta protokoli. QIAGEN standarta protokolu klāsts nepārtraukti tiek paplašināts, un šos protokolus var lejupielādēt bez maksas. Skatiet cilni **Product Resources** (Izstrādājumu resursi) vietnē <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>. QIAGEN testu laboratorijas speciālisti var arī pielāgot šos protokolus vai atkarībā no vēlmēm izveidot jaunus protokolus. Pielāgotus protokolus var izmantot tikai programmatūras režīmā Research (Izpēte), jo tie nav apstiprināti un tos nevar izmantot diagnostikas mērķiem. Protokolus var dzēst tikai ierīcē QIAcube Connect MDx. Protokolus var pārvaldīt tikai lietotāji, kuriem ir piešķirta loma Administrator (Administrators).

Svarīgi! Lietotājs var dzēst tikai visus protokolus reizē un nevar izvēlēties dzēst atsevišķus protokolus.

5.11.1 Jaunu protokolu instalēšana

Šo procesu izmanto, lai instalētu jaunus protokolus un tulkotus protokolus no jaunām valodu pakotnēm (skatiet šeit: 4.5.1 Sistēmas konfigurācijas) vai lai vēlreiz instalētu protokola dublējumu.

1. Datorā, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft® Windows®, lejupielādējiet jaunus protokolus no šī URL:

Skatiet cilni **Product Resources** (Izstrādājumu resursi) vietnē

<https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>. Iepriekš izveidotā protokola dublējuma pakotnē atrodas USB zibatmiņas diska mapē **Download_Protocol** (Lejupielādēt protokolu).


Lai pārsūtītu protokola failus uz ierīci, izmantojiet kopā ar ierīci QIAcube Connect MDx piegādāto USB zibatmiņas disku.

Piezīme. Lai nodrošinātu programmatūras integritāti pēc tam, kad lejupielāde no tīmekļa ir sekmīgi pabeigta, un pirms turpmākas programmatūras lietošanas, ir nepieciešams apstiprināt kontrolsummu. Detalizētu informāciju par programmatūras integritātes apstiprināšanu lejupielādes un failu pārsūtīšanas laikā skatiet apraksta dokumentā "QIAGEN software integrity verification process" (QIAGEN programmatūras integritātes pārbaudes process), kas ir pieejams QIAGEN tīmekļa vietnē.

Izveidojiet USB zibatmiņas diskā jaunu mapi ar nosaukumu **Protocol_Upload** (Protokola augšupielāde) un kopējiet jauno(s) protokola tilpsaspiesto(s) failu(s) vai protokola tilpsaspiesto(s) failu(s) no mapes **Download_Protocol** (Lejupielādēt protokolu) šajā direktoriijā. Failus nav nepieciešams atarhivēt. Obligāti izmantojiet pareizo direktoriju, pretējā gadījumā ierīce QIAcube Connect MDx nevarēs atrast protokolus. Ja tiek lejupielādēta valodas pakotne, viegli būs pieejama pareizās mapes struktūra.

Piezīme. Protokola failus nedrīkst pārdēvēt vai pārveidot. Pretējā gadījumā tos nevar izmantot.

2. Pievienojiet USB zibatmiņas disku ierīcei QIAcube Connect MDx vienā no USB pieslēgvietām skārienekrāna kreisajā pusē.
3. Atlasiet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
4. Nospiediet cilni **Protocols** (Protokoli).



Konfigurēšanas ekrāns Potocols (Protokoli).

5. Nospiediet **Copy from USB** (Kopēt no USB diska).
6. Tiek parādīts ziņojums ar norādi, cik daudz protokolu ir pieejams USB zibatmiņas diskā. Lai sāktu augšupielādi, nospiediet **Yes** (Jā).

Visi protokola ZIP faili tiek instalēti mapē **Protocol_Upload** (Protokola augšupielāde).

Piezīme. Jau instalētie protokoli netiek pārrakstīti. Mēģinot vēlreiz instalēt esošu protokolu, tiek parādīts ziņojums ar norādi, ka visus protokols nevar nokopēt.

Piezīme. Ja tiek augšupielādēta jauna protokola versija, ierīce automātiski izmanto jaunāko versiju, un izpildes palaišanas ekrānā tiek parādīta protokola versija.


7. Nogaidiet, līdz pārsūtīšana ir pabeigta. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, tiek parādīts ziņojums.
8. Izņemiet USB zibatmiņas disku un izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx.
9. Nogaidiet dažas sekundes un pēc tam ieslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx. Lai izmantotu jauno protokolu, piesakieties vēlreiz.

Lai visus instalētos protokolus pārsūtītu uz USB zibatmiņas disku, nospiediet **Copy to USB** (Kopēt USB diskā).

5.11.2 Visu protokolu dzēšana

Svarīgi! Pirms dzēšanas protokoli ir jādublē USB zibatmiņas diskā, kas ir iekļauts ierīces komplektācijā. Skatiet šeit: 5.11.3. sadaļa Protokolu saglabāšana.

1. Atlasiet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
2. Nospiediet cilni **Protocols** (Protokoli).



Konfigurēšanas ekrāns Potocols (Protokoli).

3. Lai dzēstu visus ierīcē instalētos protokolus, nospiediet **Delete All** (Dzēst visu). Atsevišķu protokolu ierīcē QIAcube Connect MDx nevar dzēst.

Piezīme. Izdzēšot visus protokolus, selektīva protokolu augšupielāde ierobežos pieejamās opcijas izpildes iestāšanās laikā. Šajā nolūkā, kopējiet USB zibatmiņas diska mapē **Protocol_Upload** (Protokola augšupielāde) tikai vēlamos izveidotā dublējuma protokolus.

5.11.3 Protokolu saglabāšana

Protokolus var lejupielādēt no ierīces USB zibatmiņas diskā, lai pārsūtītu tos uz citu ierīci vai lai saglabātu tos pirms programmatūras atjaunināšanas. Izmantojiet QIAGEN nodrošināto USB zibatmiņas disku.

1. Pievienojiet ierīces komplektācijā iekļauto USB zibatmiņas disku ierīcei QIAcube Connect MDx vienā no USB pieslēgvietām skārienekrāna kreisajā pusē.
2. Atlasiet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
3. Nospiediet cilni **Protocols** (Protokoli).
4. Sadaļā **Download Protocols** (Lejupielādēt protokolus) nospiediet **Copy To USB** (Kopēt USB diskā).

Svarīgi! DSP protokolus nedrīkst pārsūtīt uz medicīniski bioloģisko laboratorijas ierīci. Tādējādi tiek zaudēts darbplūsmas IVD statuss.

5.12 Lietotāju pārvaldība

Ierīcē QIAcube Connect MDx ir pieejama funkcija **User Management** (Lietotāju pārvaldība). Izmantojot šo funkciju, var iestatīt vairākus lietotājus ar divām dažādām lomām: administrators un lietotājs. Katram lietotājam var iestatīt izmantojamo programmatūras režīmu (IVD vai Research (Izpēte)). Lietotājam var atkasīt piekļuvi abiem programmatūras režīmiem vai ierobežotu piekļuvi tikai vienam programmatūras režīmam. Lietojot ierīci QIAcube Connect MDx pirmo reizi, iepriekš jau ir instalēts un konfigurēts noklusējuma lietotājs Admin (Administrators), kam ir piešķirtas abas lomas. Funkcija Lietotāju pārvaldība ir pieejama tikai lietotājiem, kam ir piešķirta loma Administrator (Administrators).

5.12.1 Jauna lietotāja iestatīšana

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
2. Nospiediet cilni **Users** (Lietotāji).

Konfigurētie lietotāji ir norādīti tabulā. Katrā rindā ir ietverti viena lietotāja dati.

User Id	First Name	Last Name	Role(s)	Edit
Admin	Admin	Admin	Administrator, Operator	

Konfigurēto lietotāju saraksts lietotāju pārvaldības sadaļā.

Piezīme. Lietotājam ar administratora lomu ir jāizveido vismaz viens cits lietotājs.

3. Lai pievienotu jaunu lietotāju, nospiediet **New** (Jauns).

4. Ievadiet jaunā lietotāja attiecīgos datus. Nenoņemiet izvēles rūtiņas **Activate User** (Aktivizēt lietotāju) atzīmi.

The screenshot shows a web form titled "Add User". At the top right, it displays "Last Login: 2020-05-25" and "Next change: 357 days". The form contains several input fields: "User Id", "First name", "Last name", "E-mail", "Enter password", and "Confirm password". To the right of the password fields are four checkboxes: "Administrator", "Operator", "Standard Mode", and "IVD Mode". Below these checkboxes is a red note: "Select Operator or Administrator Role". At the bottom left, there are two checkboxes: "Activate User" and "Change Password". At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "OK". A red rectangular box highlights the "Enter password" field.

Ekrāns Add User (Pievienot lietotāju).

Obligāti ir jāaizpilda lauki **User ID** (Lietotāja ID), **First name** (Vārds) un **Last name** (Uzvārds).

Šajos laukos drīkst ievadīt līdz 30 burtu un ciparu rakstzīmes. Katrā lietotāja profilā jābūt unikālam lietotāja ID. Tam jāietver vismaz viens burts, un tajā nedrīkst būt tukšas atstarpes.

Lietotāja ID izmanto pieteikšanās procesā, un tas tiek drukāts izpildes pārskatos. Skārienekrānā tiek parādīts tā lietotāja vārds un uzvārds, kas šobrīd ir pieteicies sistēmā.

Lauks **Password** (Parole) ir jāaizpilda obligāti, un tajā drīkst būt 8–40 burtu vai ciparu rakstzīmes. Ievadiet to pašu paroli laukā **Confirm password** (Apstiprināt paroli).

Atlasiet lietotāja lomu: **Administrator** (Administrators) un/vai **Operator** (Operators). Operators var izmantot tikai ierīci, bet administrators drīkst arī konfigurēt sistēmu. Vienam lietotājam var vienlaicīgi piešķirt abas lomas. Noklusējuma lietotājam ar lomu **Admin** (Administrators) ir piešķirtas abas lietotāja lomas.

Svarīgi! Tikko izveidots lietotājs ar administratora tiesībām var tikai konfigurēt sistēmu, bet

Add User Last Login: dd-mm-yyyy Next change: x days

User Id First name Last name

E-mail

Enter password

Confirm password

Administrator
 Operator
 Research Mode
 IVD Mode

Activate User Change Password

nevar palaist izpildi. Ja tas ir nepieciešams, ir jāizvēlas abas lomas.

Lietotāja lomas atlase ekrānā Add User (Pievienot lietotāju).

Adreses lauks **E-mail** (E-pasta adrese) nav obligāti jāaizpilda. Sistēma nepārbauda, vai ievadītā e-pasta adrese ir derīga.

5. Lai saglabātu jauno lietotāju, nospiediet **OK** (Labi).

5.12.2 Esoša lietotāja datu mainīšana

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Configuration** (Konfigurācija) (⚙️).
2. Nospiediet cilni **Users** (Lietotāji).

Konfigurētie lietotāji ir norādīti tabulā. Katrā rindā ir ietverti viena lietotāja dati.

The screenshot shows the QIAGEN configuration interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, Lock, and Logout. Below this is a menu with tabs for System, Users, Protocols, Settings, LAN, Wi-Fi, and Q-Base. The 'Users' tab is selected, and there are sub-tabs for 'User List' and 'User Config'. A table displays user information:

User Id	First Name	Last Name	Role(s)	Edit
Admin	Admin	Admin	Administrator, Operator	

Below the table, there is a checkbox labeled 'Show only activated user profiles' which is checked, and a 'New ...' button.

Konfigurēto lietotāju saraksts lietotāju pārvaldības sadaļā.

3. Lietotāja profila rindā nospiediet ikonu **Edit** (Rediģēt) ().
4. Tiek parādīts ekrāns ar pašreizējo informāciju par lietotāju. Ja nepieciešams, rediģējiet informāciju.

Edit User Last Login: 2020-06-04 Next change: 49 days

Anonymous user ID: First name: Last name:

E-mail:

Enter password: Administrator Operator

Confirm password: Research Mode IVD Mode

Activate User Change Password

Ekrāns Edit User (Rediģēt lietotāju).

Lietotāja parole netiek parādīta. Pieskaroties laukam Password (Parole), esošā parole tiek dzēsta, un ir jāievada un jāapstiprina jauna parole.

- Lai apstiprinātu izmaiņas, nospiediet **OK** (Labi). Lai aizvērtu dialoglodziņu un atmetu izmaiņas, nospiediet **Cancel** (Atcelt).
- Administrators var mainīt arī lietotāja konfigurāciju cilnē **Users** (Lietotāji). Administrators var iestatīt pieteikšanās mēģinājumu skaitu, dienu skaitu, pēc kura ir jānomaina parole (**ņemiet vērā:** iestatot vērtību 0, parole jāmaina katru dienu) un pēc kura notiek automātiska atteikšanās.




Piezīme. Pieteikšanās mēģinājumu skaita ievades diapazons ir 0–10. Tomēr īpaši ieteicams neiestatīt pieteikšanās mēģinājumu skaitu 0. Tas var radīt sistēmas bloķēšanas risku, ja, ievadot paroli, ir radusies kļūda, un sistēmu nevar atbloķēt neviens cits lietotājs. Šīs problēmas novēršanā ir jāiesaista apkopes dienesta inženieris. Šis risks mazinās, ja pieteikšanās mēģinājumu skaitu iestata ar 2 vai lielāku vērtību.

The screenshot shows a web interface for user configuration. At the top, there are tabs for 'System', 'Users', 'Protocols', and 'Settings'. Under the 'Users' tab, there are sub-tabs for 'User List' and 'User Config'. The main heading is 'Settings for all users'. Below this, there are three input fields with labels and descriptions:

10	[]	Number of login attempts before user is locked
60	Days	Number of days between password changes
10	Minutes	Number of minutes before user logout (0 = no forced logout)

Ekrāns Users Configuration (Lietotāju konfigurācija).


5.12.3 Lietotāja dzēšana vai īslaicīga deaktivizācija

- Lai lietotāju dzēstu, nospiediet ikonu **Delete** (Dzēst) () lietotāja profila rindā. Nevar dzēst administratoru, kurš ir pašreiz pieteicies sistēmā.
- Lai lietotāju īslaicīgi deaktivizētu, nospiediet ikonu **Edit** (Rediģēt) () lietotāja profila rindā. Noņemiet izvēles rūtiņas **Activate User** (Aktivizēt lietotāju) atzīmi. Nevar deaktivizēt administratoru, kurš ir pašreiz pieteicies sistēmā.
- Lai lietotāja profilu atkal aktivizētu, nospiediet ikonu **Edit** (Rediģēt) () lietotāja profila rindā. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Activate user** (Aktivizēt lietotāju).

Piezīme. Ja lietotājs mēģina pieteikties ar nepareizu paroli, lietotāja profils tiek automātiski deaktivizēts, kad ir ievadīts iestatītais nesekmīgas pieteikšanās mēģinājumu skaits.

Lai lietotāju sarakstā parādītu deaktivizētos lietotājus, noņemiet izvēles rūtiņas **Show only activated user profiles** (Rādīt tikai aktivizēto lietotāju profilus) atzīmi. Ja lodziņš nav atzīmēts, sarakstā tiek parādīti visi lietotāju profili.

Ja iepriekš instalēts administrators-lietotājs **Admin** (Administrators) ir veicis vairāk nekā iestatīto nesekmīgu pieteikšanās mēģinājumu skaitu, paroli var atiestatīt. Lai to izdarītu nospiediet **Reset admin user** (Atiestatīt lietotāju ar administratora tiesībām). Pēc tam piesakieties vēlreiz ar citu iepriekš noteiktu administratora lietotāja lomu. Ja cits lietotājs ar administratora lomu nav pieejams, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.



Ekrāns Login (Pieteikties) pēc nesekmīgas administratora pieteikšanās.

5.12.4 Paroles mainīšana

Lietotājs ar lomu Administrator (Administrators) drīkst mainīt visu lietotāju paroles, rediģējot lietotāja profilu. Sīkāku informāciju skatiet šeit: 5.12.2. sadaļa Esoša lietotāja datu mainīšana. Šajā procesā netiek parādīta neviena parole, tāpēc administrators nevar tās redzēt.

Lietotāji ar lomu Operator (Operators) var mainīt savu paroli. Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu Configuration (Konfigurācija) (⚙️).
2. Lietotājiem ar lomu Operator (Operators) cilne Password (Parole) tiek aktivizēta automātiski.

Old password

New password

Confirm new password

OK Cancel


User: John Doe

Ekrāns Change password (Mainīt paroli).


3. Ievadiet veco paroli laukā Old password (Vecā parole). Lai atvērtu ekrāntastatūru, pieskarieties laukam.
4. Ievadiet jauno paroli laukā New password (Jaunā parole) un vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā Confirm new password (Apstiprināt jauno paroli).

Piezīme. Jaunajai parolei ir jāatšķiras no pēdējām trim izmantotajām parolēm.

Lai saglabātu jauno paroli, nospiediet **OK** (Labi). Lai atņemtu visas izmaiņas un paturētu veco paroli, nospiediet **Cancel** (Atcelt).

Lai atgrieztos ekrānā Setup (Iestatīšana), nospiediet ikonu **Setup** (Iestatīšana) ().

6 Tīrīšana un apkope

BRĪDINĀJUMS/ UZMANĪBU! 	Traumas un materiāla bojājuma risks Veiciet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā konkrēti norādītos apkopes darbus.
--	--

Svarīgi! Lai garantētu drošu ierīces QIAcube Connect MDx darbību, ir jāveic šādas apkopes procedūras:

- Regulārā apkope: pēc **katras** protokola izpildes
- Ikdienas apkope: pēc dienā veiktās pēdējās protokola izpildes
- Apkope reizi mēnesī: katru mēnesi
- Periodiska apkope: kad nepieciešams; vismaz ik pēc 6 mēnešiem


Lai pārbaudītu un garantētu ierīces QIAcube Connect MDx drošu darbību, var veikt arī šādas procedūras:

- UV izpilde: samazina patogēnu un nukleīnskābju kontamināciju
- Stingruma tests: pārbauda uzgaļa adaptera stingrību (piemēram, gredzenblīves nomaiņa)

Sadaļā **Tools/Maintenance** (Rīki/apkope) programmatūra nodrošina secīgus norādījumus par iepriekš minētajām apkopes procedūrām, izņemot regulāras apkopes procedūru.

Šo procedūru izpilde nodrošina, ka ierīcē QIAcube Connect MDx nav putekļu un izšļakstītu šķidrumu.

Tīrīšanas līdzekli atlasiet atbilstoši tīrīšanas procedūras mērķim, izmantotā parauga materiālam un pakārtotajai analīzei.

BRĪDINĀJUMS 	Aizdeģšanās vai eksplozijas risks Lietojot ierīcē QIAcube Connect MDx etanolu vai etalonu saturošus šķidrumus, ievērojiet piesardzību un rīkojieties saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Šķidruma izšļakstīšanās gadījumā, noslaukiet to un atveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie tvaiki var izkļūst.
---	--

Pirms jebkādu citu tīrīšanas vai dekontaminācijas metožu, kuras nav norādījis ražotājs, izmantošanas lietotājam kopā ar ražotāju ir jāpārbauda, vai ieteiktā metode neradīs iekārtas bojājumus.

6.1 Tīrīšanas līdzekļi

Ierīces QIACube Connect MDx tīrīšanai ir ieteicams izmantot tālāk norādītos dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus.

Piezīme. Ja vēlaties izmantot citus, šeit neieteiktos, dezinfekcijas līdzekļus, pārbaudiet, vai to sastāvs ir līdzīgs tālāk norādītajam sastāvam.

Ierīces QIACube Connect MDx vispārīga tīrīšana:

- vieglas koncentrācijas mazgāšanas līdzeklis (piemēram, Mikrozyd® AF sensitive);
- 70% etanols (tikai darba plātes tīrīšanai; neizmantot ierīces QIACube Connect MDx pārsega tīrīšanai).

6.2 Ierīces QIACube Connect MDx virsmas dekontaminācija

Dezinfekcijas līdzekļus, kas satur etanolu, var izmantot, lai tīrītu virsmas, piemēram, darba plati vai centrifūgas iekšpusi: piemēram, etanols 25 g un 1-propanols 35 g uz 100 g šķidruma vai Mikrozyd Liquid (Schülke & Mayr GmbH, piemēram, kat. Nr. 109203 vai 109160).

Darba plātes elementu, centrifūgas rotora un atkritumu atvilktnes iemērkšanai var izmantot dezinfekcijas līdzekļus, kas satur glioksāli un četrvērtīgo amonija sāli, piemēram, glioksāls 10 g, laurildimetilbenzilamonija hlorīds 12 g, miristildimetilbenzilammonija hlorīds 12 g un 5–15% nejonu mazgāšanas līdzeklis uz 100 g šķidruma, Lysetol® AF (Gigasept® Instru AF Eiropā, kat. Nr. 107410, vai DECON-QUAT® 100, Veltek Associates, Inc., Amerikas Savienotajās Valstīs, kat. Nr. DQ100-06-167-01).

Vispārēji norādījumi

- Nedrīkst izmantot aerosola baloniņus, lai izsmidzinātu tīrīšanas vai dezinfekcijas šķidrumus uz ierīces QIACube Connect MDx virsmas. Aerosolu baloniņus var izmantot tikai, lai tīrītu priekšmetus, kas ir noņemti no darbstacijas.
- Ja uz ierīces QIACube Connect MDx ir izšļakstīti šķīdinātāji vai fizioloģiskais šķīdums, skābs vai sārmais šķīdums vai QIAGEN buferšķīdums izšļakstās uz ierīces pārsega, nekavējoties noslaukiet izšļakstīto šķidrumu.


- Rīkojoties ar tīrīšanas līdzekļiem, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus.
- Ievērojiet ražotāja norādījumus par mērcēšanas laiku un tīrīšanas līdzekļu koncentrāciju. Ieteiktā iemērkšanas laika pārsniegšana var radīt kaitējumu ierīcei.
- Ierīces QIAcube Connect MDx pārsega tīrīšanai neizmantojiet spirtu vai spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Ierīces QIAcube Connect MDx pārsega apstrāde ar spirtu vai spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem izraisa virsmas saplaisāšanu. Tīriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu tikai ar destilētu ūdeni vai vieglas koncentrācijas mazgāšanas līdzekli.
- Neiemērciet buferšķīduma pudeles 70% spirta šķīdumā. Zilie gredzeni nav izturīgi pret etanolu.
- Pārliecinieties, vai šķidrums netek uz leju pār skārienekrānu. Caur pretputekļu blīvēm ar kapilārajiem spēkiem var tikt iesūkts šķidrums, kas var izraisīt displeja darbības traucējumus. Lai tīrītu skārienekrānu, samitriniet ar ūdeni, etanolu vai vieglas koncentrācijas mazgāšanas līdzekli mīkstu bezplūksnu drānu un uzmanīgi noslaukiet ar to displeju. Nosusiniet ar papīra dvieļi.


Ribonukleāzes kontaminācijas likvidēšana


Virsmu tīrīšanai un darba plates elementu, centrifūgas rotora un atkritumu atvilktnes iemērkšanai var lietot RNaseZap® RNase Decontamination Solution (Ambion, Inc., kat. Nr. AM9780). RNaseZap šķīdumu var lietot arī dekontaminācijas veikšanai, lai apsmidzinātu attiecīgos darba plates elementus.


Nukleīnskābju kontaminācijas likvidēšana


Virsmu tīrīšanai un darba plates elementu, centrifūgas rotora un atkritumu atvilktnes iemērkšanai var lietot DNA-ExitusPlus™ (AppliChem, kat. Nr. A7089,0100). DNA-ExitusPlus šķīdumu var lietot arī dekontaminācijas veikšanai, lai apsmidzinātu attiecīgos darba plates elementus (lietojiet nukleīnskābju dekontaminācijas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem). Lai gan DNA-ExitusPlus šķīduma piegādātājs iesaka tīrīt priekšmetus, kad uz tiem ir sakrājušās nevēlamas reaģentu sausas paliekas, jebkurā gadījumā ir ieteicams noslaucīt priekšmetus ar mitru bezplūksnu drānu un sterilu ūdeni. Tas ir īpaši svarīgi rotora un izvelkamo kausu gadījumā, lai kausi centrifugēšanas un pozicionēšanas laikā neiesprūst.


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanai neizmantojiet balinātājus, šķīdinātājus, skābes saturošus reaģentus, sārmus vai abrazīvus līdzekļus.</p>
---	--


<p>UZMANĪBU!</p> 	<p>Ierīces bojājums</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanai neizmantojiet aerosola baloniņus, kas satur spirtu vai dezinfekcijas līdzekli. Aerosolus drīkst izmantot tikai no darba platēm noņemtu priekšmetu tīrīšanai.</p>
---	--


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Ugunsgrēka risks</p> <p>Nepieļaujiet tīrīšanas šķidruma vai dekontaminācijas vielu saskari ar ierīces QIAcube Connect MDx elektriskajām detaļām.</p>
---	--


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Elektriskās strāvas trieciena risks</p> <p>Neatveriet nevienu ierīces QIAcube Connect MDx paneli.</p> <p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Veiciet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā konkrēti norādītos apkopes darbus.</p>
---	---


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Bīstamas ķīmikālijas un infekciozas vielas</p> <p>Atkritumi var saturēt toksiskus materiālus, un tie atbilstoši jāutilizē. Lai iegūtu informāciju par utilizācijas procedūrām, skatiet vietējos drošības noteikumus.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Traumas un materiāla bojājuma risks</p> <p>Nepareiza QIAcube Connect MDx lietošana var radīt traumas vai ierīces bojājumus. Ierīci QIAcube Connect MDx drīkst lietot tikai kvalificēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām.</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx remontu drīkst veikt tikai a QIAGEN apkopes dienesta speciālists.</p>
---	--

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Sprādzienbīstamība</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanai izmantojot spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, neaizveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie izgarojumi var izkliedēties.</p> <p>Veiciet ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanu tikai tad, kad darba plates komponenti ir atdzisuši.</p>
---	---


<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Aizdeģšanās vai eksplozijas risks</p> <p>Lietojot ierīcē QIAcube Connect MDx etanolu vai etalonu saturošus šķidrumus, ievērojiet piesardzību un rīkojieties saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Šķidruma izšļakstīšanās gadījumā, noslaukiet to un atveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu, lai uzliesmojošie tvaiki var izklīst.</p>
---	---

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Toksiski izgarojumi</p> <p>Ierīces QIAcube Connect MDx tīrīšanai vai dezinficēšanai nedrīkst izmantot balinātāju. Balinātājs saskarē ar buferšķīdumos esošajiem sāļiem var radīt toksiskus izgarojumus.</p>
---	---

<p>BRĪDINĀJUMS</p> 	<p>Toksiski izgarojumi</p> <p>Neizmantojiet balinātājus izmantoto laboratorijas piederumu tīrīšanai vai dezinficēšanai. Balinātāji saskarē ar izmantoto buferšķīdumu sāļiem var radīt toksiskus izgarojumus.</p>
---	---

6.3 Regulārā apkope

Pēc protokola izpildes veiciet regulārās apkopes procedūru, kas aprakstīta tālāk.



Ekrāns Run completed (Izpilde pabeigta).

1. Atveriet atkritumu atvilktni un iztukšojiet uzgaļus un centrifūgas stobriņus (ja nepieciešams) piemērotā laboratorijas atkritumu tvertnē.
2. Noņemiet no darba plates izlietos vienreizlietojamus laboratorijas piederumus un nevēlamos paraugus un reaģentus. Utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem.

Piezīme. Ja robotizētā svira neļauj sasniegt pozīciju, nepārvietojiet to manuāli. Tā vietā rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Ja nepieciešams, ekrānā Run completed (Izpilde pabeigta) nospiediet **Move left** (Pārvietoties pa kreisi) vai **Move right** (Pārvietoties pa labi). Robotizētā svira sāk pārvietoties. Šīs kustības laikā pārsegu var neaizvērt.

Robotizētās sviras pārvietošanās laikā nedrīkst saskarties ar ierīci. Nogaidiet, līdz robotizētā svira pabeidz kustību.


3. Cieši piespiežot, uzlieciet atpakaļ reaģentu pudeļu vāciņus. Glabājiet pudeles atbilstoši norādījumiem attiecīgā komplekta rokasgrāmatā.

Tagad var izpildīt citu protokolu vai izslēgt ierīci QIACube Connect MDx.

6.4 Ikdienas apkope

Kad ir izpildīts dienas pēdējais protokols, veiciet ikdienas apkopes procedūru. Programmatūrā tiek parādīti secīgi norādījumi par katru veicamo darbību:

1. Lai sāktu ikdienas apkopi, izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) (🔧).
2. Pēc tam nospiediet cilni **Maintenance** (Apkope) un atlasiet apakšcilni **Daily** (Katru dienu). Ekrāna laukā **Last Executed** (Pēdējās izpildes datums) un **Next Due** (Nākamās apkopes izpildes termiņš) tiek parādīti ikdienas apkopes veikšanas datumi.



Ekrāns Daily maintenance (Ikdienas apkope).

3. Nospiediet **Start** (Palaist). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Sīkāka informācija ir sniegta nākamā darbību aprakstā.
Robotizētā svira automātiski lēni pārvietojas pa kreisi arī tad, ja ierīces pārsegs ir atvērts, lai nodrošinātu piekļuvi ievietošanas pozīcijām. Robotizētās sviras pārvietošanās laikā nesaskarieties ar ierīci. Pirms priekšmetu izņemšanas nogaidiet, līdz robotizētās sviras kustības ir pabeigtas.
4. Noņemiet no darba plates izlietotos vienreizlietojamus laboratorijas piederumus, adapterus un nevēlamos paraugus un reaģentus. Ja nepieciešams, utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem.
5. Cieši aizveriet buferšķīduma pudeles un uzglabājiet tās atbilstoši norādījumiem attiecīgā komplekta rokasgrāmatā. Buferšķīduma pudeles ir ieteicams lietot atkārtoti tikai tik ilgi, līdz ir izlietots komplekts. Kad tiek atvērts jauns QIAGEN komplekts, jālieto jaunas buferšķīduma pudeles.
6. Lai apstiprinātu darbību pabeigšanu, nospiediet **Done** (Gatavs).


- Iztukšojiet atkritumu atvilktni un pārbaudiet, vai iekšpuse ir tīra. Ja nepieciešams, iztīriet atkritumu atvilktnes iekšpusi ar spirtu saturošām dezinfekcijas salvetēm vai iemērciet vienā no iepriekš norādītajiem tīrīšanas līdzekļiem un pēc tam izskalojiet ar destilētu ūdeni.
- Notīriet un noslaukiet darba plati ar spirtu saturošām dezinfekcijas salvetēm. Ja nepieciešams, inkubējiet, rūpīgi notīriet ar destilētu ūdeni un nosusiniet ar bezplūksnu papīra dvieļiem.


Piezīme. Pārsega tīrīšanai neizmantojiet spirtu vai spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.

- Nospiediet pogu **Done** (Gatavs) tikai tad, kad visas iepriekš norādītās darbības ir sekmīgi pabeigtas. Pēdējās ikdienas apkopes veikšanas datums tiek atjaunināts automātiski. Robotizētā svira automātiski pārvietojas atpakaļ tās sākuma pozīcijā (virs uzgaļu statīva 3. pozīcijas).

6.5 Ikmēneša apkope

Pirms ikmēneša apkopes procedūras veiciet ikdienas apkopes procedūru (skatiet šeit: 6.4. sadaļa Ikdienas apkope). Atlasiet parauga materiālam un pakārtotajai analīzei atbilstošu tīrīšanas līdzekli (skatiet šeit: 6.1. sadaļa Tīrīšanas līdzekļi).

- Lai sāktu ikmēneša apkopi, izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) .
- Pēc tam nospiediet cilni **Maintenance** (Apkope) un atlasiet apakšcilni **Monthly** (Reizi mēnesī). Ekrāna laukā **Last Executed** (Pēdējās izpildes datums) un **Next Due** (Nākamās apkopes izpildes termiņš) tiek parādīti ikmēneša apkopes veikšanas datumi.



The screenshot shows the 'Monthly maintenance' screen in the QIAGEN Connect MDx software. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below this, there are three main tabs: 'Data exchange', 'Run modules', and 'Maintenance'. Under the 'Maintenance' tab, there are several sub-tabs: 'Daily', 'UV Run', 'Monthly', 'Robotic Arm', 'Centrifuge', 'Tightness', and 'O-Ring'. The 'Monthly' sub-tab is selected. The main content area displays instructions for performing the monthly maintenance procedure, including a note about selecting the appropriate cleaning agent. A 'Start' button is located at the bottom right. A summary box on the right side of the screen shows 'Last Executed' as 25.10.2018 and 'Next Due' as 25.11.2018. The user is identified as 'Admin Admin' at the bottom of the screen.

Ekrāns Monthly maintenance (Ikmēneša apkope).

3. Aizveriet pārsegu.
4. Nospiediet **Start** (Palaist). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Sīkāka informācija ir sniegta nākamo darbību aprakstā.
Robotizētā svira pārvietojas tīrīšanas pozīcijā.
5. Tīriet skārienekrānu ar spirtu saturošām dezinfekcijas salvetēm un pēc tam nosusiniet.
Svarīgi! Pārliecinieties, vai šķidrums netek uz leju pār skārienekrānu. Caur pretputekļu blīvēm ar kapilārajiem spēkiem var tikt iesūkts šķidrums, kas var izraisīt displeja darbības traucējumus. Lai tīrītu skārienekrānu, samitriniet ar 70% etanola vai vieglas koncentrācijas dezinfekcijas līdzekli mīkstu bezplūksnu drānu un uzmanīgi noslaukiet ar to displeju. Atkarībā no dezinfekcijas līdzekļa noslaukiet ekrānu ar destilētu ūdeni. Nosusiniet ar papīra dvieli.
6. Tīriet ārējo pārsegu ar mīkstu bezplūksnu drānu, kas samitrināta ar ūdeni vai vieglas koncentrācijas mazgāšanas līdzekli.
7. Atbilstoši iemērcot, inkubējiet maisītāja adapteru (pelēks), maisītāja paliktni (metāla adapters), buferšķīduma pudeles statīvu un atkritumu atvilktni starplikā (ja tas nav izdarīt ikdienas apkopes laikā). Rūpīgi skalojiet ar destilētu ūdeni un nosusiniet ar bezplūksnu papīra dvieļiem. Ja tiek izmantoti maisītāja statīva spraudņi, apstrādājiet tos tādā pašā veidā.
8. Nospiediet pogu **Done** (Gatavs) tikai tad, kad visas iepriekš norādītās darbības ir sekmīgi pabeigtas. Pēdējās ikmēneša apkopes veikšanas datums tiek atjaunināts automātiski.
Svarīgi! Apkopes laikā pārbaudiet atkritumu atvilktni. Ja tiek konstatēta kāda bojāta detaļa, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
9. Pārsūtiet izpildes pārskatus no ierīces uz USB zibatmiņas disku un dzēsiet izpildes pārskatus ierīcē. Detalizētu informāciju skatiet šeit: 5.7. sadaļa Pārskatu saglabāšana USB zibatmiņas diskā.

6.6 Periodiska apkope

Periodiska apkope ietver robotizētās sviras moduļu un centrifūgas tīrīšanu. To ir ieteicams veikt, kad nepieciešams, bet vismaz ik pēc 6 mēnešiem.


Atlasiet parauga materiālam un pakārtotajai analīzei atbilstošu tīrīšanas līdzekli (skatiet šeit: 6.1. sadaļa Tīrīšanas līdzekļi).

6.6.1 Robotizētās sviras moduļu tīrīšana

Robotizētās sviras moduļu tīrīšana jāveic regulāri vai tad, kad tas ir nepieciešams. Piemēram, robotizētās sviras moduļi ir jātīra, ja avārijas dēļ ir izšķakstīti šķidrumi.

Piezīme. Pirms robotizētās sviras tīrīšanas procedūras veiciet ikmēneša apkopes procedūru.

1. Lai palaistu robotizētās sviras moduļa tīrīšanas procedūru, izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki). Nospiediet cilni **Maintenance** (Apkope) un atlasiet apakšcilni **Robotic arm** (Robotizētā svira). Ekrāna laukā **Last Executed** (Pēdējās izpildes datums) tiek parādīts robotizētās sviras moduļu apkopes datums.



Apkopes ekrāns Robotic arm (Robotizētā svira).

2. Lai sāktu robotizētās sviras moduļu tīrīšanu, nospiediet **Start** (Palaist). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Sīkāka informācija ir sniegta nākamo darbību aprakstā.
3. Pārbaudiet vai no darba plātes ir noņemti laboratorijas piederumi, adapteri un reaģenti. Aizveriet pārsegu.
4. Lai pārietu un tīrīšanas pozīciju, nospiediet **Next** (Tālāk).
5. Izņemiet atkritumu atvilktni un atveriet pārsegu.
6. Atveriet atkritumu atvilktni. Samitriniet mīkstu bezplūksnu drānu ar ūdeni un uzmanīgi notīriet optisko sensoru, uzgaļa adapteri, satvērēja bloku, rotora adaptera stabilizējošo stieni un centrifūgas stobriņu vāciņu turētāju. Noslaukiet šos elementus sausus, kā norādīts ierīces skārienekrānā.
7. Lai pabeigtu robotizētās sviras tīrīšanu, aizveriet pārsegu un nospiediet **Done** (Gatavs). Pēdējās robotizētās sviras tīrīšanas datums tiek atjaunināts automātiski.

6.6.2 Centrifūgas tīrīšana

Centrifūgas tīrīšana jāveic regulāri vai tad, kad tas ir nepieciešams. Piemēram, centrifūga ir jātīra tad, ja ir saspiesti plastmasas piederumi vai ir izšķakstījušies šķidrums.

BRĪDINĀJUMS



Traummas un materiāla bojājuma risks

Lai novērstu saspiešanu, ievietojiet plastmasas stobriņus pareizi. Ja plastmasas stobriņš tiek saspiegts, centrifūga iekšpusē var nonākt asas plastmasas daļiņas. Rīkojoties ar priekšmetiem centrifūga iekšpusē, ievērojiet piesardzību.

Piezīme. Pirms centrifūgas tīršanas procedūras veiciet ikmēneša apkopes procedūru.

1. Lai sāktu centrifūgas tīršanas procedūru, nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) un nospiediet apakšcilni **Centrifuge** (Centrifūga) zem cilnes **Maintenance** (Apkope). Ekrāna laukā **Last Executed** (Pēdējās izpildes datums) tiek parādīts centrifūgas apkopes datums.

QIAGEN

Setup Tools Configuration Network Logout

Data exchange Run modules Maintenance

Daily UV Run Monthly Robotic Arm Centrifuge Tightness O-Ring

Cleaning the Centrifuge

The centrifuge cleaning has to be performed periodically or could be performed on purpose.
E.g. in case that due to a plastic crash liquids or salts are spilled into the centrifuge, a cleaning is highly recommended. If instrument is used regularly (e.g. daily) it is recommended to perform centrifuge cleaning monthly.

Press 'Start' to begin the centrifuge maintenance procedure.

Last Executed
23.10.2018

Cycle count : 33

Please change the centrifuge rotor before cycle count has reached 20000 and then reset the counter in the dialogue Configuration/System

Start

User: Admin Admin

Apkopes ekrāns Centrifuge (Centrifūga).

2. Lai palaistu centrifūgas tīršanas procedūru, nospiediet **Start** (Palaist). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Sīkāka informācija ir sniegta nākamo darbību aprakstā.
3. Centrifūgas vākam ir jābūt atvērtam, lai varētu piekļūt centrifūgas iekšpusei. Vāku drīkst atvērt tikai tad, kad centrifūga ir pilnībā apstājusies. Ja vāks neatveras automātiski, aizveriet pārsegu un nospiediet pogu **Open Centrifuge Lid** (Atvērt centrifūgas vāku).
4. Izslēdziet ierīci un veiciet tīršanu, kā aprakstīts šādās sadaļās (tālāk):
 - Rotoru un kausu tīršana
 - Centrifūgas tīršana
 - Rotoru uzgriežņa apkope
 - Centrifūgas rotoru un kausu uzstādīšana
5. Kad tīršana ir pabeigta, ieslēdziet ierīci un piesakieties sistēmā. Nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) un pēc tam cilni **Maintenance** (Apkope). Atlasiet apakšcilni **Centrifuge** (Centrifūga).

6. Lai apstiprinātu tīrīšanu, vēlreiz nospiediet **Start** (Palaist) un pēc tam nospiediet **Done** (Gatavs). Pēdējās centrifūgas tīrīšanas datums tiek atjaunināts automātiski.

Rotora un kausu tīrīšana

Piezīme. Pārbaudiet, vai ierīce tīrīšanas laikā ir izslēgta.

1. Pārbaudiet, vai ierīce QIAcube Connect MDx ir izslēgta.
2. Izņemiet no kausiem visus vienreizlietojamus rotora adapterus, tostarp stobriņus un centrifūgas stobriņus.
3. Izņemiet kausus no rotora. Izmantojot rotora atslēgu, atskrūvējiet rotora uzgriezni un uzmanīgi noceliet rotoru no rotora ass.



Rotora atslēga.

4. Iemērciet rotoru, kausus un rotora uzgriezni tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Ja nepieciešams, inkubējiet.
5. Rūpīgi noskalojiet ar destilētu ūdeni. Lai notīrītu visas daļas, kurām ir grūti piekļūt, piemēram, kausa savienojumu un rotora galvu, izmantojiet suku (piemēram, zobu suku vai stobriņu birsti). Noslaukiet virsmas sausas ar mīkstu bezplūksnu drānu. Ja iespējams, nosusiniet kausus un rotoru ar saspiesta gaisa strūklu.



Kausa tīrīšana ar suku.



Rotora tīrīšana ar suku.

Svarīgi! Pārliecinieties, vai izmantotie papīra dvieļi un suka nesatur plūksnas.

Svarīgi! Pārliecinieties, vai visi sāls pārpalikumi ir notīrīti.

Svarīgi! Pārliecinieties, vai no centrifūgas kausiem ir notīrītas visas tīrīšanas līdzekļa paliekas. Tīrīšanas līdzekļa paliekas var izraisīt kausu iesprūšanu.

6. Rūpīgi pārbaudiet, vai rotoram nav bojājumu. Ja rotoram ir bojājumi vai tas uzrāda korozijas pazīmes, nelietojiet rotoru. Sazinieties ar QIAGEN tehnisko dienestu.
7. Uzklājiet dažus minerāleļļas pilienus (Anti-Corrosion Oil (rotors), kat. Nr. 9018543) uz mīkstas bezplūksnu drānas un noslaukiet kausa stiprinājumu un rotora spīles. Kausa stiprinājumu un rotora spīles jāklāj plānam, neredzamam eļļas slānim, bet tas nedrīkst veidot pilienus vai traipus.
8. Uzklājiet eļļu uz rotora spīlēm un kausa stiprinājuma.

Svarīgi! Pirms eļļas uzklāšanas rotora kausiem uz rotora pārbaudiet, vai rotors un visi kausi ir pilnīgi sausi.



Rotora galva.



Kausa stiprinājumi.

Centrifūgas tīršana

Piezīme. Pārbaudiet, vai ierīce tīršanas laikā ir izslēgta.

1. Samitriniet mīkstu bezplūksnu drānu ar tīršanas līdzekli un notīriet centrifūgas iekšpusi un centrifūgas blīvi. Ja nepieciešams, inkubējiet.
2. Tīriet centrifūgas iekšpusi un blīvi ar destilētu ūdeni un nosusiniet ar bezplūksnu papīra dvieli. Ja iespējams, izmantojiet putekļu sūcēju.

Svarīgi! Pārļiecinieties, vai blīves ir pareizās pozīcijās.


3. Tīriet centrifūgas vāku ar mīkstu bezplūksnu drānu, kas samitrināta ar tīršanas līdzekli. Ja nepieciešams, inkubējiet, tīriet ar ūdeni un nosusiniet ar papīra dvieli.
4. Pārbaudiet, vai centrifūgas blīvei nav bojājumu. Ja blīve ir bojāta vai uzrāda nodiluma pazīmes, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

Rotora uzgriežņa apkope

Piezīme. Pārbaudiet, vai ierīce tīrīšanas laikā ir izslēgta.


Piezīme. Tīrīšanas procedūra ir jāveic pēc rotora izjaukšanas un vismaz divas reizes gadā.

Pēc rotora vītnes tīrīšanas uzklājiet dažus minerāleļļas pilienus (Anti-Corrosion Oil (rotors), kat. Nr. 9018543) uz mīkstas bezplūksnu drānas un noslaukiet vītņi. Rotora vītņi jāklāj plānam, neredzamam eļļas slānim, bet tas nedrīkst veidot pilienus vai traipus.



Rotora vītne.

Rotora
vītne



Iekšējā
vītne

Rotora uzgriežņa iekšējā vītne.

Pēc rotora uzgriežņa iekšējās vītnes tīrīšanas noslaukiet vītņi, izmantojot eļļu Anti-Corrosion Oil, kā aprakstīts iepriekš.

Centrifūgas rotora un kausu uzstādīšana

Piezīme. Pārbaudiet, vai ierīce tīrīšanas laikā ir izslēgta.

1. Uzstādiet rotoru.
2. Rotoru var uzstādīt tikai vienā virzienā. Tapiņa uz rotora ass fiksējas gropē zem rotora tieši zem rotora 1. pozīcijas. Novietojiet rotora 1. pozīciju pret tapiņu uz rotora ass un uzmanīgi nolaidiet rotoru uz leju uz ass.
3. Uzstādiet rotora uzgriežņi rotora augšpusē un stingri pievelciet, izmantojot ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā iekļauto rotora atslēgu. Pārbaudiet, vai rotors ir stingri fiksēts.




Rotora atslēga.



Rotora uzgrieznis.

Ja rotora uzgrieznis nav pareizi pievilkts, tas centrifūgas darbības laikā var atskrūvēties un radīt nopietnus ierīces bojājumus. Uz šādiem bojājumiem garantija neattiecas.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Lai novērstu rotora uzgriežņu atskrūvēšanos centrifūgas darbības laikā, stingri pievelciet uzgriežņus, izmantojot ierīces QIAcube Connect MDx komplektācijā iekļauto rotora atslēgu.
---	--

4. Ievietojiet rotora kausus. Rotora kausa mala, kurai jāatrodas pret rotora asi, ir atzīmēta ar pelēku līniju. Turiet kausu slīpi ar pelēko līniju pret rotora centru un uzāķējiet to uz rotora. Pārbaudiet, vai visi kausi ir pareizi piekārti un vai tie var brīvi kustēties no vienas puses uz otru.

Svarīgi! Pirms jebkuras centrifūgas izpildes palaišanas pārlicinieties, vai rotors un visi centrifūgas kausi ir pareizi uzstādīti.

Pirms nākamās protokola izpildes palaišanas izpildiet norādījumus, kas sniegti šeit: 6.6.3. sadaļa Centrifūgas lietošana pēc tīrīšanas.

6.6.3 Centrifūgas lietošana pēc tīrīšanas


Lai pārbaudītu, vai pāri palikušās plastmasas detaļas vēl aizvien neatrodas centrifūgā, pirms nākamās izpildes sākšanas centrifūga ir jāpalaiž viena pati.

Piezīme. Rotora adaptors un citi palīgmateriāli nav jāizmanto.

Svarīgi! Pirms jebkuras centrifūgas izpildes palaišanas pārlicinieties, vai rotors un visi centrifūgas kausi ir pareizi uzstādīti.

1. Ieslēdziet ierīci un piesakieties sistēmā.

- Lai palaistu centrifūgas izpildi, izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) un pēc tam nospiediet cilni **Run Modules** (Palaist moduļus). Cilne Centrifuge (Centrifūga) tiek atvērta pēc noklusējuma.



Ekrāns Run Modules (Palaist moduļus).

- Laukā **Set speed** (Iestatīt ātrumu) un **Set duration** (Iestatīt ilgumu) iestatiet attiecīgi ātrumu 10 000 x g ar ilgumu 1 min (1:0 m:s).
- Lai palaistu centrifūgas izpildi, nospiediet **Start** (Palaist).
- Centrifugēšanas laikā rūpīgi ieklausieties, vai nav dzirdama skaņa. Sīkāku informāciju par skaņu skatiet tālāk.

Neparasta skaņa centrifugēšanas laikā

Ja centrifugēšanas laikā ir dzirdama šņirkstēšana, grabēšana vai kraukšķēšana, centrifūgas iekšpusē vēl aizvien varētu būt pāri palikušas plastmasas daļiņas. Atkārtojiet tīrīšanas procedūru, kā aprakstīts šeit: 6.6.2. sadaļa Centrifūgas tīrīšana.

Piezīme. Iespējams, ka procedūra ir jāatkārto vairākas reizes, lai izņemtu visas plastmasas daļiņas.

Centrifugēšanas laikā nav neparastas skaņas

Ja centrifugēšanas laikā nav dzirdamas neparastas skaņas, ko rada pāri palikušas plastmasas daļiņas, var palaist nākamo protokola izpildi.

Piezīme. Lai palaistu centrifūgas izpildi, nav jāizmanto poga **Open centrifuge lid** (Atvērt centrifūgas vāku) un **Close centrifuge lid** (Aizvērt centrifūgas vāku), jo vāks aizveras automātiski. Tās ir jāizmanto tikai tad, ja ierīce QIAcube Connect MDx ir jāsagatavo transportēšanai vai problēmu novēršanai.

6.7 Papildu apkope

6.7.1 UV izpilde

UV izpildi ir ieteicams veikt katru dienu dekontaminācijas nolūkā. Tā palīdz samazināt iespējamo ierīces QIACube Connect MDx darba plašu kontamināciju ar patogēniem vai nukleīnskābēm. Katram konkrētam organismam ir noteikta inaktivācijas efektivitāte, un tā ir atkarīga, piemēram, no slāņa biezuma un parauga veida. QIAGEN nevar garantēt specifisku patogēnu pilnīgu iznīcināšanu.

UV dekontaminācijas laikā robotizētā svira lēnām pārvietojas pāri darba platei. Apkopes noklusējuma ciklu skaits ir 1 (apmēram 12 minūtes). Ja pēc izpildes uz darba plates ir redzams izšķīstījis šķidrums, ciklu skaits ir jāpalielina atbilstoši izmantotajam parauga materiālam/patogēniem.

Piezīme. Pirms UV starojuma procedūras palaišanas pārbaudiet, vai ir veikta ikdienas apkope (skatiet šeit: 6.4. sadaļa Ikdienas apkope), vai visi paraugi, eluāti, reaģenti un vienreizlietojamie laboratorijas piederumi ir noņemti no darba plates un vai darba plate ir noslaucīta.


Katrā ciklā UV gaismas diožu apgaismojums var sasniegt vidējo summēto starojuma devas jaudu 28–46 mW*s/cm².

1. Lai palaistu UV dekontaminācijas procedūru, izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki). Nospiediet cilni **Maintenance** (Apkope) un atlasiet apakšcilni **UV Run** (UV izpilde). Ekrāna laukā **Last Executed** (Pēdējās izpildes datums) tiek parādīts UV izpildes datums un dati laukā **Cycle duration** (Cikla ilgums).

The screenshot shows the QIAGEN software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below this, there are tabs for Data exchange, Run modules, and Maintenance. Under the Maintenance tab, there are sub-tabs for Daily, UV Run, Monthly, Robotic Arm, Centrifuge, Tightness, and O-Ring. The UV Run sub-tab is selected. The main content area is titled "Decontamination using UV LED light" and contains instructions: "Before starting UV light decontamination, perform the daily maintenance." and "During UV decontamination the robotic arm will move slowly across the worktable. Make sure that - all plastics parts (including shaker adapter and buffer bottle rack) have been removed previously, to ensure that complete worktable is being exposed. - the waste drawer is closed and do not open it during". Below the instructions, there is a "Cycle" field with a value of 1 and a label "12 min (1 cycle = 12 min)". To the right, there is a box labeled "Last Executed" with the date "29.12.2018" and "Duration: 4 min". At the bottom right, there is a "Start" button. The footer of the interface shows "User: Admin Admin".

Ekrāns UV Run (UV izpilde).

2. Laukā **Cycle** (Cikls) mainiet ciklu skaitu. Noklusējuma ciklu skaits ir 1 (apmēram 12 min).
3. Pārbaudiet, vai visi vienreizlietojamie laboratorijas piederumi ir noņemti no darba plates.
Svarīgi! Pārbaudiet, vai atkritumu atvilktnē ir aizvērts. Neatveriet to UV izpildes laikā.
Pārliecinieties, vai centrifūgā ir uzstādīts rotors un rotora kausi.
4. Lai sāktu UV izpildi, aizveriet pārsegu un nospiediet **Start** (Palaist).
5. Kad UV izpilde ir pabeigta, nospiediet **Done** (Gatavs). Pēdējās UV izpildes veikšanas datums tiek atjaunināts automātiski.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas risks Nepakļaujiet ādu UV-C gaismas, ko izstaro UV gaismas diodes lampa, iedarbībai.
---	--


6.7.2 Stingruma tests

Lai pārliecinātos, vai uzgaļa adapters ir pievienots pietiekami stingri precīzai pipetēšanai, ir jāveic uzgaļa adaptera stingrības tests. Šis tests ir jāveic arī pēc uzgaļa adaptera gredzenblīves nomaiņas, lai pārliecinātos, ka nomaiņa ir izdarīta pareizi.

Piezīme. Pirms stingrības testa veiciet robotizētās sviras ikdienas apkopes un tīrīšanas procedūru. Skatiet šeit: 6.4. sadaļa Ikdienas apkope un 6.6.1. sadaļa Robotizētās sviras moduļu tīrīšana.

1. Lai palaistu stingrības testa procedūru, izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki).
Nospiediet cilni **Maintenance** (Apkope) un atlasiet apakšcilni **Tightness** (Stingrums).

Ekrāna laukā **Last Executed** (Pēdējās izpildes datums) tiek parādīts stingrības testa veikšanas datums.



Testa Tightness (Stingrums) ekrāns.

- Lai palaistu stingrības testa procedūru, nospiediet **Start** (Palaist). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Sīkāka informācija ir sniegta nākamo darbību aprakstā.
- Atveriet pārsegu un ievietojiet 1000 µl uzgaļu statīvu ar vismaz vienu 1000 µl uzgali uzgaļu statīva 1. pozīcijā.
- Ievietojiet 2 ml mikrocentrifūgas droši noslēdzamu stobriņu (kat. Nr. 990381) maisītāja 1. pozīcijā (2. maisītāja tips).
- Ievietojiet 1. pozīcijā buferšķīduma pudeli, kas uzpildīta ar ≥ 10 ml 96–100% etanola.
- Lai sāktu stingrības testu, aizveriet pārsegu un nospiediet **Next** (Tālāk).
Kad ir pabeigta uzpildes pārbaude, robotizētā svira satver uzgali, aspirē etanolu un pārvietojas pie stobriņa. Uzgalis virs stobriņa atrodas apmēram 2 minūtes. Uzgalis pēc tam tiek izmests atkritumos.
- Nogaidiet, līdz tiek pabeigts tests, un pēc tam nospiediet **Next** (Tālāk).
- Kad protokola izpilde ir pabeigta, atveriet ierīces QIAcube Connect MDx pārsegu un izņemiet buferšķīduma pudeli un uzgaļus atbilstoši uzglabāšanai.
- Izņemiet stobriņu un vizuāli pārbaudiet, vai tajā šķidrums.
Ja šķidruma nav, nospiediet **Yes** (Jā), lai reģistrētu, ka testa rezultāts ir sekmīgs.
Ja stobriņā ir šķidrums, nospiediet **No** (Nē), lai reģistrētu, ka testa rezultāts ir nesekmīgs.
- Ja testa rezultāts ir nesekmīgs, atkārtojiet testu. Ja testa rezultāts atkal ir nesekmīgs, vispirms ir ieteicams nomainīt gredzenblīvi (skatiet šeit: 7.2.5. sadaļa Gredzenblīves nomainīšana) vai sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
- Lai pabeigtu stingrības testa procedūru, nospiediet **Done** (Gatavs). Pēdējās stingrības testa veikšanas datums tiek atjaunināts automātiski.

6.8 Ierīces QIAcube Connect MDx dekontaminācija


Ja ierīce QIAcube Connect MDx ir kontaminēta ar infekcioziem materiāliem, ir jāveic tās dekontaminācija. Ja uz ierīces QIAcube Connect MDx vai tās iekšpusē ir izšļakstīti bīstami materiāli, lietotājam ir jāveic atbilstoša dekontaminācija.

Ierīces QIAcube Connect MDx dekontaminācija ir jāveic arī pirms transportēšanas (piemēram, nosūtot atpakaļ QIAGEN). Šādā gadījumā ir jāaizpilda dekontaminācijas sertifikāts, lai apstiprinātu, ka ir veikta dekontaminācijas procedūra.

Lai veiktu ierīces QIAcube Connect MDx dekontamināciju, izpildiet ikdienas, ikmēneša un periodisko apkopes procedūru, kā aprakstīts 6.4., 6.5. un 6.6. sadaļā, izmantojot ieteicamos dezinfekcijas līdzekļus. Papildus veiciet UV izpildi ar vismaz 5 cikliem, kā aprakstīts šeit: 6.7.1. sadaļa UV izpilde.

6.9 QIAcube Connect MDx labošana

Lai iegūtu sīkāku informāciju par QIAGEN nodrošinātajiem elastīgajiem servisa atbalsta līgumiem, sazinieties ar vietējo QIAGEN izbraukumu tehniskā dienesta speciālistu.

BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Nepareiza QIAcube Connect MDx lietošana var radīt traumas vai ierīces bojājumus. Ierīci QIAcube Connect MDx drīkst lietot tikai kvalificēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām. Ierīces QIAcube Connect MDx remontu drīkst veikt tikai a QIAGEN apkopes dienesta speciālists.
---	---

7 Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par to, kā rīkoties, ja ierīces QIAcube Connect MDx lietošanas laikā rodas kļūda.

Ja nepieciešama papildu palīdzība, sazināties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju:

Tīmekļa vietne: **support.qiagen.com**

Sazinoties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu par QIAcube Connect MDx kļūdu, atzīmējiet līdz kļūdas rašanās brīdim veiktās darbības un visu dialoglodziņos parādīto informāciju. Šī informācija palīdzēs QIAGEN tehniskā atbalsta dienesta darbiniekiem novērst problēmu.

Sazinoties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu par kļūdām, sagatavojiet šādu informāciju:

- Protokola nosaukums un versija (pieejams pārskata failā)
- Programmatūras versija (skatiet šeit: 1.1. sadaļa Par šo lietotāja rokasgrāmatu)
- Ierīces sērijas numurs ir pieejams ekrāna Configuration (Konfigurācija) cilnes **System** (Sistēma) labajā pusē.
- Paraugu ievades materiāls
- Ar kļūdu saistītās situācijas detalizēts apraksts


Šī informācija palīdzēs jums un vietējam QIAGEN tehniskā atbalsta dienesta speciālistam efektīvi novērst problēmu.

Piezīme. Informācija par jaunākajām programmatūras un protokolu versijām ir pieejama vietnē **www.qiagen.com**. Dažos gadījumos konkrētu problēmu novēršanai var būt pieejami atjauninājumi.

7.1 Atbalsta pakotnes izveide

Atbalsta pakotne ir tilpsaspiests fails, kuru var nosūtīt QIAGEN tehniskā atbalsta dienestam, lai varētu veikt diagnozi un novērst traucējumus.

1. Izvēļņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki) (🔧).
2. Nospiediet cilni **Data Exchange** (Datu apmaiņa).
3. Pievienojiet USB zibatmiņas disku vienā no 2 skārienekrāna USB pieslēgvietām.



Ekrāns Data exchange (Datu apmaiņa).

4. Nospiediet **Create and Download** (Izveidot un lejupielādēt). Tiek izveidota atbalsta pakotne, kas tiek saglabāta USB zibatmiņas diska mapē **Support_Package** (Atbalsta pakotne). Atbalsta pakotnē ir ietverti visi attiecīgie pēdējo 6 nedēļu dati, tostarp protokoli, izpildes pārskati, auditācijas pieraksts un žurnālfaili.

7.2 Darbība

Komentāri un ieteikumi

Centrifūga

Kausi nepārvietojas atpakaļ savā vietā

Tīriet centrifūgu un rotorus, kā aprakstīts šeit: 6. sadaļa Tīrīšana un apkope.

Noteikts nebalanss.

Pārbaudiet, vai rotors ir uzpildīts simetriski saskaņā ar norādījumiem ekrānā Izpildes iestatīšana. Noņemiet rotoru un pārbaudiet, vai centrifūgas kamerā nav pāri palikušu plastmasas piederumu. Izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx, nogaidiet dažas minūtes un atkal ieslēdziet to. Ja kļūdu nevar novērst, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

Noteikts nebalanss; centrifugēšanas laikā dzirdams skaļš troksnis

Pirms centrifūgas lietošanas pārbaudiet, vai no darba plates ir noņemtas nenostiprinātas detaļas, lai novērstu nenostiprinātu detaļu iesprūšanu vai centrifūgas bojājumus.

Maisītājs

Nepareiza maisītāja pārvietošanās

Kad maisīšana ir pabeigta, maisītājam automātiski jāpārvietojas uz labo pusi. Noņemiet visus šķēršļus, kas kavē maisītāja atgriešanos pareizā pozīcijā.

Robotizētā svira

Robotizētā svira neatgriežas iestatītajā pozīcijā

Pārbaudiet, vai ierīce ir novietota uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas, kā aprakstīts šeit: 4.1.1. sadaļa Vietas prasības. Pretējā gadījumā sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

Ierīces uzpildīšana

Ja ierīce ir nepareizi uzpildīta, uzmanīgi izlasiet kļūdas ziņojumu. Ziņojums ietver secīgus norādījumus par trūkstošu/nepareizu elementu.

Pipetēšanas ierīce

Automātiskā pipetēšanas ierīce nav satvērusi pipetēšanas uzgaļus

Pārbaudiet, vai uzgaļu statīvs nav bojāts un vai tas ir pareizi novietots uz darba plates.

Pipetēšanas uzgaļi netiek pareizi izmesti

Iztukšojiet atkritumu atvilktni un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Pārbaudiet, vai uzgaļu izmešanas sprauga nav bojāta vai nosprostota. Veiciet regulāru apkopi, kā aprakstīts 6.3. sadaļā.

Komentāri un ieteikumi

Uz darba plātes konstatēts izšķīdējies šķidrums

No pipetēšanas ierīces pil šķidrums. Pārbaudiet, vai reaģentu pudelēs ir pareizais buferšķidrums un vai tās ir pareizi ievietotas reaģentu pudeļu statīvā. Obligāti izmantojiet pareizos plastmasas piederumus. Attiecīgajā situācijā pārbaudiet parauga stobriņu tilpumu un piederumu buferšķīduma(-u) stobriņus. Nepārsniedziet sākuma materiāla ieteicamo daudzumu, lai novērstu vienreizlietojamo filtra uzgaļu bloķēšanu. Ja statīvi ir vēlreiz uzpildīti, pārbaudiet, vai ir izmantoti pareizie uzgaļi.

Pārbaudiet pipetēšanas ierīces stingrību, kā norādīts tēmā "Apkope" šeit: 6.7.2. sadaļā Stingruma tests. Ja tiek konstatēta noplūde, nomainiet gredzenblīvi, kā aprakstīts šeit: 7.2.5. sadaļā Gredzenblīves nomaīņa. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

Mehāniskas problēmas

Ierīces korpuss ir deformēts (piemēram, nelīdzens, nestabils vai nav horizontālā stāvoklī).

Pārsega sensora kļūda: ierīce nedarbojas

Bojāts ierīces pārsegs

Atkritumu atvilktnes iesprūdums, bet to vēl var ievietot

Nepareizi ievietota atkritumu atvilktnē

Pipetēšanas uzgaļi netiek pareizi izmesti

Uz ierīces ir redzami skrāpējumi

Pārbaudiet, vai ierīce ir novietota uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas, kā aprakstīts šeit: 4.1.1. sadaļā Vietas prasības.

Pārbaudiet, vai pārsegs ir pareizi aizvērts. Ja pārsegs ir atvērts, ierīce nedarbojas.

Nodrošiniet, lai pārsega tīrīšanai izmanto tikai tīrīšanas līdzekļus, kuri ir norādīti šeit: 6. sadaļā Tīrīšana un apkope.

Iztukšojiet atkritumu atvilktni. Veiciet ikdienas apkopi, kā aprakstīts 6.4. sadaļā.

Ievietojot vai izņemot atkritumu atvilktni, satveriet to ar abām rokām.

Pārbaudiet, vai uzgaļu izmešanas spraugas augšpuse (skatiet šeit: 3.3. sadaļā QIAcube Connect MDx iekšējās funkcijas) nav bojāta.

Vienmēr izmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas norādīti šeit: 6. sadaļā Tīrīšana un apkope. Neizmantojiet balinātāju vai etanolu, jo tie var radīt ierīces virsmas bojājumus.

Elektronikas problēmas

Nevar ieslēgt displeju

Nepieskarieties displejam ar pārmērīgu spēku vai displeja virsmas tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas.

Lai veiktu remontu, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

Komentāri un ieteikumi

Kopējot failus USB zibatmiņas diskā, rodas kļūda	Izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx, nogaidiet dažas minūtes un atkal ieslēdziet to. Saglabājiet failu(s) vēlreiz USB zibatmiņas diskā. Lai pārlicinātos, ka USB zibatmiņas disks darbojas, pārbaudiet to, izmantojot datoru. Ja kļūdu nevar novērst, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
USB ierīci nevar noteikt	Obligāti izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto USB zibatmiņas disku. Izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx, nogaidiet dažas minūtes un atkal ieslēdziet to. Ievietojiet USB zibatmiņas disku USB pieslēgvietā. Lai pārlicinātos, ka USB zibatmiņas disks darbojas, pārbaudiet to, izmantojot datoru. Ja kļūdu nevar novērst, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
Palaižot ierīci, netiek parādīts ekrāns Login (Pieteikties)	Ja skārienekrānā netiek parādīts ekrāns Login (Pieteikties), bet tā vietā tiek parādīts programmatūras atjauninājuma ziņojums, izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx un nogaidiet dažas minūtes. Pārbaudiet vai USB pieslēgvietā nav ievietots USB zibatmiņas disks. Ieslēdziet atkal ierīci QIAcube Connect MDx. Jābūt redzamam ekrānam Login (Pieteikties). Ja kļūdu nevar novērst, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.
Ievietojot USB zibatmiņas disku datorā, kurā darbojas operētājsistēma Windows, tiek parādīts kļūdas ziņojums	Ignorējiet ziņojumu. Vairumā gadījumu skenēšana nav nepieciešama; izmantojiet USB zibatmiņas disku kā parasti. USB zibatmiņas disku nedrīkst pārformātēt datorā, kurā darbojas operētājsistēma Windows. Tādējādi visi USB zibatmiņas diskā saglabātie dati tiks zaudēti, un to vairs nevarēs izmantot ierīcē QIAcube Connect MDx.

7.2.1 Protokola izpildes pārtraukšana

Ja protokola izpildes laikā rodas kļūda, parauga sagatavošanu var turpināt manuāli. **Svarīgi!** Izmantojot QIAGEN DSP/IVD protokolus, nav ieteicams izpildi pabeigt manuāli; izpilde būs nederīga, un pēc protokola izpildes manuālas turpināšanas parauga rezultātus nedrīkst izmantot diagnostikas nolūkā. Lietotājs atbild par paraugu sagatavošanu manuāli, jo tas padara nederīgu visu procedūru.


Lai turpinātu parauga apstrādi, rīkojieties šādi:


1. Atzīmējiet darbību, kurā protokola izpilde tika pārtraukta. Informācija par to tiek parādīta skārienekrānā, zem sadaļas **Run Details** (Izpildes dati).
2. Izņemiet paraugus un reaģentus no ierīces QIAcube Connect MDx.
3. Skatiet attiecīgo protokolu attiecīgā komplekta rokasgrāmatā un turpiniet parauga apstrādi manuāli.

7.2.2 Centrifūga


Centrifūgas vāka atvēršana darbības traucējumu gadījumā

Ja ir radušies elektroapgādes traucējumi, centrifūgas vāku var atvērt manuāli, lai varētu izņemt paraugus. Lai atvērtu centrifūgas vāku, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

BRĪDINĀJUMS 	Kustīgas detaļas Elektroapgādes traucējumu radītu bojājumu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, nogaidiet 10 minūtes un tikai tad mēģiniet manuāli atvērt centrifūgas vāku.
---	---


BRĪDINĀJUMS 	Traumas un materiāla bojājuma risks Uzmanīgi paceliet centrifūgas vāku. Vāks ir smags, un nokrišanas gadījumā tas var radīt kaitējumu.
---	--

1. Izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx.
2. Atvienojiet strāvas vadu no barošanas rozetes. Nogaidiet 10 minūtes, līdz rotors pārstāj griezties.
3. Atveriet instrumenta pārsegu.
4. Uzmanīgi pārvietojiet robotizēto sviru uz darba plates labo pusi vistālāk no centrifūgas vāka.
5. Noņemiet skrūves aizsargvāciņu centrifūgas vāka augšpusē. Izmantojot rotora atslēgu, grieziet skrūvi pulksteņrādītāju kustībai pretējā virzienā.



Skrūves centrifūgas vākā skrūvēšana.

6. Izņemiet atkritumu atvilktni. Atkritumu atvilktnes nodalījuma kreisajā pusē ir redzams centrifūgas atbloķēšanas vads.



Izņemta atkritumu atvilktnē.



Centrifūgas atbloķēšanas vads.

7. Stingri velciet vadu, lai atbloķētu vāku no bloķēšanas mehānisma.
8. Manuāli paceliet centrifūgas vāku.
9. Turiet pacelto vāku un izņemiet paraugus un rotora adapterus no rotora.



Rotora adapteru izņemšana.

Sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu, lai saņemtu norādījumus par to, kā vāku novietot atpakaļ.

Šķidrumu izšķakstīšanās centrifūgā

Rotora adapters ir paredzēts lietošanai ar QIAGEN automatizētajiem protokoliem. Neuzpildiet rotora adapterus ar šķidrumu.

Šķidruma izšķakstīšanās var rasties, ja pārmērīga parauga daudzuma dēļ QIAGEN centrifūgas stobriņi ir nosprostojušies. Nepārsniedziet sākotnējā materiāla maksimālo daudzumu.

Rotora adaptera noplūdi var izraisīt arī nepareiza centrifūgas kausu uzstādīšana. Pārbaudiet, vai visi kausi ir pareizi piekārti un vai tie var brīvi pārvietoties no vienas puses uz otru.

Ja centrifūgā ir izšķakstījies šķidrums, iztīriet to atbilstoši norādījumiem šeit: 6. sadaļa Tīrīšana un apkope.

7.2.3 Reaģenta tilpuma noteikšana un ultraskaņas caurule

Lai varētu novērst reaģenta tilpuma noteikšanas kļūdas, pārbaudiet, vai reaģentu pudeļu statīvam ir piestiprinātas abas statīva marķējuma strēmelītes. Šīs strēmelītes nodrošina, ka reaģentu pudeļu statīvs ir pareizi novietots uz darba plates šķidrums noteikšanai uzpildes pārbaudes laikā.

Ierīce nesāk uzpildes pārbaudi, ja trūkst ultraskaņas sensora melnā stara kolimatora. Pirms uzpildes pārbaudes pārliedzinieties, vai ir uzstādīts kolimators.



Ultraskaņas sensora melnā staru kūļa kolimators (skatiet sarkanajā aplī).

7.2.4 Skārienekrāns

Katru reizi, kad lietotājs nospiež skārienekrāna pogu, vietā, kur skārienekrāns atpazīst saskari, tiek parādīts mazs sarkans punkts. Ja pieskaršanās punkts un atpazītais saskares punkts atrodas atšķirīgās vietās, var veikt skārienekrāna atkārtota kalibrācija. Kalibrācijas funkcijai var piekļūt ierīces palaišanas procedūras laikā.

Lai iegūtu optimālus kalibrācijas rezultātus, ir ieteicams izmantot skārienekrāna pildspalvu vai nelietotu uzgali. Ja izmantojat uzgali, izmetiet to pēc kalibrēšanas.

Lai atkārtoti kalibrētu skārienekrānu, rīkojieties šādi:


1. Izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx.
2. Nogaidiet dažas minūtes un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
3. Otrajā ekrānā nospiediet QIAGEN logotipu.

Piezīme. Ja logotipu nospiež, ierīce turpina inicializācijas procesu.




Nospieš QIAGEN logotipa pogu.

4. Nospiediet pogu **Calibrate Touch Screen** (Kalibrēt skārienekrānu).



Poga Calibrate Touchscreen (Kalibrēt skārienekrānu).

5. Tiek parādīts informatīvs ziņojums. Ziņojums pēc 10 sekundēm automātiski tiek aizvērts.
6. Ekrānā dažādās vietās tiek parādītas plus zīme (+). Katrā vietā nospiediet + zīmes centru. Nospiežot vienu vietu, tiek parādīta nākamā vieta. Nākamajā shēmā tiek parādītas vietas un secība, kādā tiek parādītas + zīmes.



Pozīcijas un secība, kādā tiek parādītas plus zīmes.

7. Kalibrēšana ir pabeigta, kad lietotājs ir pieskāries visām piecām vietām. Kalibrēšanas rezultāti tiek saglabāti automātiski. Atkal tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.
8. Nospiediet **Start** (Palaist). Ierīce turpina inicializācijas procesu, izmantojot jaunus kalibrācijas iestatījumus.

Lai atceltu kalibrēšanas procesu, izslēdziet ierīci QIAcube Connect MDx.

7.2.5 Gredzenblīves nomaiņa

Gredzenblīve ir jānomaina tad, ja stingrības tests (skatiet šeit: 6.7.2. sadaļa Stingruma tests) ir nesekmīgs vai ja rodas šādas problēmas:

- nevienmērīga tilpuma pārnese;
- šķidrums pilēšana uz darba plates.

Jebkurā gadījumā ir ieteicams konsultēties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu. Nomainas procedūrā ir jāizmanto gredzenblīves nomaiņas instruments un gredzenblīve. Informāciju par pasūtīšanu skatiet šeit: 11. sadaļa C pielikums. QIAcube Connect MDx piederumi.



Gredzenblīves nomainas instruments ar sagatavotu jaunu gredzenblīvi.

Gredzenblīves nomainas process ir daļēji automātisks, un tas ietver robotizētās sviras pārvietošanos.

Piezīme. Pirms gredzenblīves nomainas veiciet robotizētās sviras ikdienas apkopes un tīrīšanas procedūru.

1. Lai sāktu gredzenblīves nomainas procedūru, izvēlņu joslā nospiediet ikonu **Tools** (Rīki). Nospiediet cilni **Maintenance** (Apkope) un atlasiet apakšcilni **O-Ring** (Gredzenblīve). Ekrānā tiek parādīts pēdējās gredzenblīves nomainas datums.

QIAGEN

Setup Tools Configuration Network Logout

Data exchange Run modules Maintenance

Daily UV Run Monthly Robotic Arm Centrifuge Tightness O-Ring

Tip Adapter O-Ring Replacement

The replacement of the O-Ring shall be performed if the following tightness issues are observed :

- 1.Uneven volume transfers
- 2.Dripping on the worktable

The replacement procedure requires a Tip Adapter Ring tool and an O-Ring(see User Manual for catalog number and further information).

The robotic arm will move forward and downwards, enabling the pipettor to be accessed for the O-Ring

Last Replaced
25.10.2018

Start


User: Admin Admin

Apkopes ekrāns O-Ring (Gredzenblīve).

2. Lai sāktu gredzenblīves nomainas procedūru, aizveriet pārsegu un nospiediet **Start** (Palaist). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Sīkāka informācija ir sniegta nākamo darbību aprakstā.

3. Lai sagatavotu gredzenblīves instrumentu, veiciet šādas darbības:

3a. Bīdīet jauno gredzenblīvi uz tapiņas tievā gala.



Bīdīet jauno gredzenblīvi.


3b. Spiediet pelēko sviru, līdz ir sasniegta melnā atdure, un ievietojiet tapiņas tievo galu atverē.

3c. Izmantojot pinceti, spiediet tapiņu uz leju, līdz gredzenblīve fiksējas uz tapiņas resnā gala.




Spiediet tapiņu uz leju ar pincetes galu.

3d. Atveriet pelēko sviru un ievietojiet tapiņu ar tievo galu pa priekšu atverē, kā redzams attēlā.



Ievietojiet tapiņu atverē.

4. Ekrānā nospiediet **Next** (Tālāk) un ievietojiet gredzenblīves instrumentu ierīcē QIAcube Connect MDx.
5. Ievietojiet gredzenblīves instrumentu ar atvērtu pelēko sviru uzgaļu stāvīva 1. pozīcijā (tuvākā lietotājam).




Ievietojiet gredzenblīves instrumentu.


6. Lai sāktu gredzenblīves nogriešanu, aizveriet pārsegu un nospiediet **Next** (Tālāk).

7. Lai nogrieztu un izņemtu gredzenblīvi, veiciet šādas darbības:

7a. Lai nogrieztu gredzenblīvi, atveriet pārsegu un pagrieziet pelēko sviru pulksteņrādītāju kustībai pretējā virzienā, līdz ir sasniegta melnā atdure.



Atveriet pārsegu.



Pagrieziet pelēko sviru pulksteņrādītāju kustībai pretējā virzienā.


7b. Atveriet pelēko sviru un izņemiet gredzenblīvi no pipetēšanas kanāla (izmantojot pinceti).
Piezīme. Ja nepieciešams, atkārtojiet griešanas procesu, līdz gredzenblīve ir nogriezta līdz galam un to var izņemt.



Atveriet pelēko sviru un izņemiet gredzenblīvi, izmantojot pinceti.

8. Lai paņemtu sagatavoto jauno gredzenblīvi, aizveriet pārsegu un nospiediet **Next** (Tālāk).

9. Atveriet pārsegu un vizuāli pārbaudiet, vai jaunā gredzenblīve stingri fiksējas uz uzgaļa adaptera.



Pārbaudiet, vai jaunā gredzenblīve ir stingri fiksēta.

Piezīme. Ja gredzenblīve nav sekmīgi paņemta, pabeidziet gredzenblīves nomaiņas procedūru un atkārtojiet tās izpildi.

10. Lai izņemtu gredzenblīves nomaiņas instrumentu, aizveriet pārsegu un nospiediet **Next** (Tālāk).
11. Atveriet pārsegu un izņemiet gredzenblīves nomaiņas instrumentu.
12. Notīriet un noslaukiet gredzenblīves nomaiņas instrumentu ar spirtu saturošām dezinfekcijas salvetēm. Ja nepieciešams, inkubējiet, rūpīgi skalojiet ar destilētu ūdeni un nosusiniet ar bezplūksnu papīra dvieļiem.
13. Lai pabeigtu gredzenblīves nomaiņu, nospiediet **Done** (Gatavs). Pēdējās gredzenblīves nomaiņas procedūras veikšanas datums tiek atjaunināts automātiski.

BRĪDINĀJUMS



Traumas un materiāla bojājuma risks

Nepareiza QIAcube Connect MDx lietošana var radīt traumas vai ierīces bojājumus. Ierīci QIAcube Connect MDx drīkst lietot tikai kvalificēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām.

Ierīces QIAcube Connect MDx remontu drīkst veikt tikai a QIAGEN apkopes dienesta speciālists.

8 Vārdnīca

Termins	Apraksts
Atkritumu atvilktnē	Atvilktnē, kurā tiek savākti filtra uzgaļi un vienreizlietojamie centrifūgas stobriņi.
Atkritumu izmešanas spraugas	Spraugas ierīces QIAcube Connect MDx darba platē, caur kurām izlietotos uzgaļus un centrifūgas stobriņus (piemēram, QIAshredder centrifūgas stobriņus) izmet atkritumu atvilktnē.
Centrifūga	Ierīces QIAcube Connect MDx komponents, kurā atrodas rotors ar 12 izvelkamajiem kausiem. Katrā kausā atrodas vienreizlietojams rotora adapters.
Darba plate	Ierīces QIAcube Connect MDx virsma, uz kuras tiek novietoti paraugi, reaģenti un filtra uzgaļi.
Filtra uzgaļis	Laboratorijas piederums, kuru ierīces QIAcube Connect MDx darbības laikā satver uzgaļu adapters. Filtra uzgaļi tiek aspirēti šķidrums un pēc tam dozēts no tā.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis	Poga, kura atrodas ierīces QIAcube Connect MDx priekšpusē labās puses apakšējā stūrī. Ar to lietotājs var ieslēgt vai izslēgt ierīci QIAcube Connect MDx; uz iekšpusi ir ieslēgta pozīcija un uz ārpusi ir izslēgta pozīcija.
Inicializācija	Darbība, kas tiek veikta automātiski, ieslēdzot ierīci QIAcube Connect MDx, un, ja nepieciešams, pirms katra protokola izpildes, lai pārbaudītu ierīces QIAcube Connect MDx darbību.
Kļūdas kods	Trīs vai četru ciparu skaitlis, kas norāda uz ierīces QIAcube Connect MDx kļūdu.
Mikrocentrifūgas stobriņu spraugas	Trīs spraugas laboratorijas piederumu paliktņā, kurā atrodas piederumu buferšķīdumi 1,5 ml vai 2 ml mikrocentrifūgas stobriņos.
Pārsegs	Galvenās durvis ierīces QIAcube Connect MDx priekšpusē. Ja tās ir atvērtas, tiek nodrošināta pilnīga piekļuve darba platei.
Pipetēšanas sistēma/pipetēšanas ierīce	Ierīces QIAcube Connect MDx komponents, kas nodrošina šķidruma aspirēšanu un dozēšanu. Pipetēšanas sistēma pārvietojas uz augšu un uz leju virs darba plates, un tā ietver šļirces sūkni, kurš ir savienots ar uzgaļa adapteri.
Protokols	Ar ierīces QIAcube Connect MDx darbību saistītu norādījumu kopa, kas ļauj ierīcei automatizēti izpildīt nukleīnskābju vai proteīnu izdalīšanas procedūru. Protokoli tiek izpildīti, izmantojot skārienekrānu.
Reaģentu pudeļu statīvs	Statīvs, kurā uz ierīces QIAcube Connect MDx darba plates var ievietot sešas 30 ml pudeles.
Robotizētais satvērējs	Ierīces QIAcube Connect MDx robotizētās sviras komponents, kas pārvieto centrifūgas stobriņus parauga apstrādes laikā.
Rotora adapters	Vienreizlietojams plastmasas adapters, kuru iestiprina centrifūgas kausā un kurš fiksē QIAGEN centrifūgas stobriņu un mikrocentrifūgas stobriņu parauga apstrādes laikā.
Skārienekrāns	Lietotāja interfeiss, kas ļauj lietotājam izmantot ierīci QIAcube Connect MDx.
Uzgaļa adapters	Metāla zonde, kura ir uzstādīta uz pipetēšanas ierīces galvas. Ierīces QIAcube Connect MDx darbības laikā uzgaļu adapters satver filtra uzgaļus no darba plates.
Uzgaļu izmešanas spraugas	Spraugas ierīces QIAcube Connect MDx darba platē, caur kurām izlietotos uzgaļus izmet atkritumu atvilktnē.
Uzgaļu statīvs	Plastmasas statīvs, kurā uz darba plates ievieto filtra uzgaļus.

9 A pielikums. Tehniskie dati

9.1 Vides nosacījumi — ekspluatācijas apstākļi

Jauda	100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 650 VA. Elektroapgādes tīkla sprieguma svārstības nepārsniedz 10% no nominālā barošanas sprieguma. Piezīme. Centrifūgas paātrinājuma laikā pilna jauda var pārsniegt 650 VA līdz 2 sekundēs, un tā var sasniegt vērtību apmēram 1000 VA.
Drošinātājs	T8A L 250 V 2 gab.
Pārsprieguma kategorija	II
Gaisa temperatūra	20–25 °C
Relatīvais mitrums	20–75% (bez kondensācijas)
Augstums virs jūras līmeņa	Līdz 2000 m
Ekspluatācijas vieta	Lietošanai tikai telpās
Piesārņojuma līmenis	2
Vides aizsardzības klase	3K20 (IEC 60721-3-3)

9.2 Transportēšanas nosacījumi

Gaisa temperatūra	No –25 °C līdz 60 °C rūpnīcas iepakojumā
Relatīvais mitrums	Maks. 75% (bez kondensācijas)

9.3 Uzglabāšanas nosacījumi

Gaisa temperatūra	No 5 °C līdz 40 °C slēgtās telpās
Relatīvais mitrums	Maks. 75% (bez kondensācijas)

9.4 Mehāniskie dati un datortehnikas parametri

Izmēri (ar aizvērtu pārsegu)	Platums: 65 cm
	Augstums: 58 cm
	Dziļums: 62 cm
Izmēri (ar atvērtu pārsegu)	Platums: 65 cm
	Augstums: 86 cm
	Dziļums: 62 cm
Svars	QIAcube Connect MDx: 71,5 kg
	Piederumi: 3 kg
Centrifūga	Maksimāli 10 640 apgr./min.
	Maksimāli 12 000 x g
	Izvelkamais rotors, maksimāli 45° 12 rotora pozīcijas

Maisītājs	<p>Ātrums 100–2000 apgr./min.</p> <p>Amplitūda 2 mm</p> <p>Apkārtējās vides temperatūras uzsilšanas diapazons 70 °C</p> <p>Jaudas pieaugšanas laiks no apkārtējās vides temperatūras līdz 55 °C (±3 °C)</p> <p><5 minūtes</p> <p>Iekšējā sensora noteiktā temperatūras un parauga šķidruma temperatūras starpība ir apmēram –2 °C</p>
Pipetēšanas sistēma	<p>Šļircis izmērs 1 ml</p> <p>Pipetēšanas diapazons 5–900 µl</p>
Ietilpība	Vienā izpildē līdz 12 paraugu
Skārienekrāns	10,4" TFT skārienekrāns, aktīvais apgabals 211,2 x 158,4 mm, izšķirtspēja 800*600 SVGA
USB zibatmiņas disks	<p>USB2.0</p> <p>Saderīga operētājsistēma: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 vai jaunāka versija); Mac OS X 10.1 vai jaunāka versija</p> <p>Darba temperatūras diapazons: 0–35 °C</p> <p>Darba mitruma diapazons: 10–90% (bez kondensācijas)</p> <p>Uzglabāšana temperatūras diapazons: no –20 līdz 60 °C</p> <p>Uzglabāšana mitruma diapazons: 10–90% (bez kondensācijas)</p> <p>Formatēšana: FAT32</p>
UV gaismas diode	<p>Viļņu garums: 278 nm</p> <p>Optiskā jauda: 200–300 mW</p>
Svītrkodu skeneris	<p>Skenēšanas modelis: attēla laukums (pikseļa matrica 838 x 640)</p> <p>Kustību pielāgē: līdz 610 cm/s ar 13 mil UPC, ja fokuss ir optimāls</p> <p>Simbolu kontrasts: minimālā atstarošanas atšķirība 20%</p> <p>Dekodēšanas spēja: nolasa 1D, PDF, 2D, pasta un OCR simbolus</p>
Programmatūra	<p>QIAGEN protokoli ir iepriekš instalēti ierīcē QIAcube Connect MDx vai tos var lejupielādēt no vietnes https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx cilni Product Resources (Izstrādājumu resursi).</p>

10 B pielikums. Juridiskā informācija

10.1 Atbilstības deklarācija

Juridiskā ražotāja nosaukums un adrese:

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Vācija

Aktuālo atbilstības deklarāciju var pieprasīt, sazinoties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu.

10.2 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA)

Šajā sadaļā ir sniegta informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizēšanu.

Pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols (skatīt tālāk) nozīmē, ka šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar citiem atkritumiem. Tas ir jānogādā sertificētai pārstrādes iestādei vai uz īpašu savākšanas punktu, lai veiktu pārstrādi saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Atsevišķa elektronisko iekārtu savākšana un pārstrāde utilizēšanas laikā palīdz saglabāt dabas resursus, garantējot, ka izstrādājuma pārstrāde ir veikta cilvēkiem un videi draudzīgā veidā.



Iekārtas pārstrādi pēc pieprasījuma var nodrošināt QIAGEN par papildu maksu. Eiropas Savienībā un valstī, kur rezerves izstrādājumu ir piegādājis QIAGEN, saskaņā ar konkrētām EEIA pārstrādes prasībām tiek nodrošināta tā elektroiekārtas ar EEIA marķējumu pārstrāde bez maksas.

Lai pārstrādātu elektronisko iekārtu, sazinieties ar QIAGEN un saņemiet nepieciešamo atgriešanas veidlapu. Kad veidlapa ir iesniegta, ar jums sazināsies QIAGEN darbinieki un vai nu lūgs sniegt kontroles informāciju elektronisko atkritumu savākšanas iepilnīšanai, vai arī sniegs individuālu piedāvājumu.

10.3 EMC deklarācija

IVD medicīniskais aprīkojums atbilst standarta IEC 61326-2-6 prasībām par emisijām un noturību.

ASV Federālā sakaru komisija (United States Federal Communications Commission, USFCC) (dokumentā 47 CRF 15. 105) paziņoja, ka šī izstrādājuma lietotājiem ir jābūt informētiem par tālāk norādītajiem faktiem un apstākļiem.

“Šī ierīce atbilst FCC likuma 15. daļai.

Darbībai jāatbilst šādiem diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.”

“Šī ir B klases digitāla ierīce, kas atbilst Kanādas standarta ICES-0003 prasībām.”

Nākamais paziņojums attiecas uz izstrādājumiem, kuri minēti šajā rokasgrāmatā, ja vien šeit nav noteikts citādi. Paziņojums par citiem izstrādājumiem ir sniegts pievienotajā dokumentācijā.

Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu, un tā atbilst visām Kanādas standarta prasībām par iekārtām, kas rada traucējumus, ICES-003 prasībām attiecībā uz digitālajām iekārtām. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem mājāsaimniecības vidē. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radio sakaru traucējumus. Tomēr nevar garantēt, ka noteiktā vidē neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, kurus var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ir ieteicams pārbaudīt un novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus šādus pasākumus:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktrozetei kontūrā, kurā nav pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai pieredzējušu radio/televizoru tehniķi.

Uzņēmums QIAGEN GmbH Germany nav atbildīgs ne par kādiem radio un televīzijas sakaru traucējumiem, kas radušies šīs iekārtas nepilnvarotu modifikāciju dēļ vai tādu savienojumu kabeļu un aprīkojuma aizvietošanas vai pievienošanas dēļ, ko nav apstiprinājis uzņēmums QIAGEN GmbH, Germany. Par korektīvajiem pasākumiem šādas neatļautas pārveidošanas, aizstāšanas vai pievienošanas radītu traucējumu novēršanai atbild lietotājs.

10.4 Noteikumi par atbildību

QIAGEN neuzņemas nekādas saistības saskaņā ar tās izsniegto garantiju, ja remontdarbus vai pārveidojumus ir veikušas personas, kas nav uzņēmuma darbinieki, izņemot gadījumus, kuros Uzņēmums ir sniedzis rakstisku piekrišanu veikt šādus remontdarbus vai pārveidojumus.

Uz visiem materiāliem, kas nomainīti saskaņā ar šo garantiju, attiecas garantija ar sākotnējās garantijas noteikto laika periodu, bet nekādā gadījumā ilgāk nekā sākotnējās garantijas sākotnēji noteiktais derīguma termiņš, ja vien Uzņēmuma darbinieks nav to atļāvis rakstiski. Uz nolasīšanas ierīcēm, savstarpēji izmantotajām ierīcēm un saistīto programmatūru attiecas tikai garantija, kuras termiņu nosaka šo izstrādājumu oriģinālais ražotājs. Paziņojumi un garantijas, kuras sniegušas citas personas, tostarp QIAGEN pārstāvji, kas neatbilst vai ir pretrunā ar šīs garantijas nosacījumiem, nav Uzņēmumam saistoši, ja vien nav sniegti rakstiski un tos nav apstiprinājis QIAGEN darbinieks.

Ierīce QIAcube Connect MDx ir aprīkota ar Ethernet pieslēgvietu un Wi-Fi USB ierīci. Par jebkādu un visu datorvīrusu, tārpu, Trojas zirgu, ļaunprogrammatūras, hakeru vai cita veida kibernetikas pārkāpumu novēršanu atbild ierīces QIAcube Connect MDx pircējs. QIAGEN neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem un visiem datorvīrusiem, tārpiem, Trojas zirgiem, ļaunprogrammatūru, hakeru uzbrukumiem vai cita veida kibernetikas pārkāpumiem.

11 C pielikums. QIAcube Connect MDx piederumi

Lai iegūtu sīkāku informāciju un jaunāko pieejamo protokolu sarakstu, apmeklējiet vietni <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx> un atveriet cilni **Product Resources** (Izstrādājumu resursi).

11.1 informācija par pasūtīšanu.

Izstrādājums	Saturs	Kat. Nr.
QIAcube Connect MDx	Ierīce un 1 gada garantija detaļām un darbam	9003070
QIAcube Connect MDx System FUL-2	Ierīce un pakalpojuma līguma paka: iekļauj uzstādīšanu, apmācību par testēšanu, vispusīgs līgums uz diviem gadiem ar reaģēšanas laiku divas darba dienas un divām pārbaudes pakalpojuma vizītēm.	9003071
QIAcube Connect MDx System FUL-3	Ierīce un pakalpojuma līguma paka: iekļauj uzstādīšanu, apmācību par testēšanu, vispusīgs līgums uz trīs gadiem ar reaģēšanas laiku divas darba dienas un trīs pārbaudes pakalpojuma vizītēm.	9003072
QIAcube Connect MDx System PRV-1	Ierīce un pakalpojuma līguma paka: iekļauj uzstādīšanu, apmācību par testēšanu un vienu profilaktiskās apkopes vizīti. Viena gada garantija darbam, iekļaujot arī ceļa izdevumus un detaļas.	9003073
QIAcube Connect MDx Device PRV-1	Ierīce un pakalpojuma līguma paka: iekļauj vienu pārbaudes pakalpojuma vizīti. Viena gada garantija darbam, iekļaujot arī ceļa izdevumus un detaļas. Neiekļauj uzstādīšanu un apmācību.	9003074
QIAcube Connect MDx System PRM-1	Ierīce un pakalpojuma līguma paka: iekļauj uzstādīšanu, apmācību par testēšanu, augstākās kvalitātes līgums uz 1 gadu ar reaģēšanas laiku nākamā darba diena un 1 pārbaudes pakalpojuma vizīti.	9003075

Izstrādājums	Saturs	Kat. Nr.
QIAcube Connect, Premium Agreement	Remonta uz vietas pakalpojums ar reaģēšanas laiku nākamā darba diena. Iekļauj 1 pārbaudes pakalpojumu, kā arī ceļa izdevumus, darbu un detaļas	9245209
QIAcube Connect, Full Agreement	Remonta uz vietas pakalpojums ar reaģēšanas laiku divas darba dienas. Iekļauj 1 pārbaudes pakalpojumu, kā arī ceļa izdevumus, darbu un detaļas	9245208
QIAcube Connect, Core Agreement	Remonta uz vietas pakalpojums un viens pārbaudes uz vietas pakalpojums, iekļaujot ceļa izdevumus, darbu un rezerves daļas uz 1 gadu. Reaģēšana laiks piecas darba dienas. Iekļauj 10% atlaidi papildu remonta pakalpojuma izmaksām līguma darbības laikā.	9245260
QIAcube Connect, Installation & Training	Uzstādīšanas uz vietas un ierīces datortehnikas un sistēmas programmatūras iestatīšana. Apmācība, kurā ikdienas apkopes veikšanu, standarta problēmu novēršanas un citas procedūras demonstrē līdz 4 laboratorijas darbiniekiem.	9245211
Starter Pack, QIAcube	200 µl filtra uzgaļi (1024); 1000 µl filtra uzgaļi (1024); 30 ml reaģentu pudeles (12); rotora adapteri (240); 1,5 ml eluēšanas stobriņi (240); rotora adaptera turētājs (1)	990395
QIAcube Connect, IQ/OQ Service	Uzstādīšanas uz vietas kvalificēšanas un darba kvalitātes novērtēšanas pakalpojums.	9245232
Piederumi		
Filter-Tips, 1000 µl (1024)	Vienreizlietojamie filtra uzgaļi, statīvā (8 x 128)	990352
Filter-Tips, 1000 µl, wide-bore (1024)	Vienreizlietojamie filtra uzgaļi, ar lielu diametru statīvā (8 x 128); visiem protokoliem nav nepieciešami	990452
Filter-Tips, 200 µl (1024)	Vienreizlietojamie filtra uzgaļi, statīvā (8 x 128); visiem protokoliem nav nepieciešami	990332
Rotor, centrifuge	QIAcube centrifūgas rotors	9017848
Swing-out Buckets	QIAcube centrifūgas rotora izvelkamie kausi	9017849

Izstrādājums	Saturs	Kat. Nr.
Rotor Adapters (10 x 24)	240 paraugu sagatavošanai: 240 vienreizlietojami rotora adapteri un 240 mikrocentrifūgas stobriņi (1,5 ml); paredzēti lietošanai ar ierīci QIAcube Connect MDx	990394
Rotor Adapter Holder	Turētājs 12 vienreizlietojamiem rotora adapteriem; paredzēti lietošanai ar ierīci QIAcube Connect MDx	990392
Reagent Bottle Rack	Statīvs, kurā QIAcube Connect MDx darba platē var ievietot 6 x 30 ml reaģentu pudeles	9026197
Reagent Bottles, 30 ml (6)	Reaģentu pudeles (30 ml) ar vāciņiem; komplektā 6 gab.; paredzēti lietošanai ar QIAcube Connect MDx reaģentu pudeļu statīvu	990393
Shaker Rack Plugs (12)	Lietošanai ar 2 ml stobriņiem ar skrūvējamiem vāciņiem	9017854
Sample Tubes RB (2 ml)	1000 mikrocentrifūgas droši noslēdzami stobriņi (2 ml), paredzēti lietošanai ar ierīci QIAcube Connect MDx	990381
Sample Tubes CB (2 ml)	1000 koniski stobriņi ar skrūvējamiem vāciņiem pamatnes ar apvalku (2 ml), paredzēti lietošanai ar QIAcube Connect MDx	990382
1.5 ml elution tubes	50 vienību komplekts, paredzēts lietošanai ar QIAcube Connect MDx	1050875
USB flash drive	USB zibatmiņas disks; paredzēts lietošanai ar QIAcube Connect MDx	9026881
O-Ring Change Tool	Gredzenblīves nomaiņas instruments, paredzēts lietošanai ar QIAcube Connect MDx	9026181
O-Ring Set	10 gredzenblīvju komplekts, paredzēts lietošanai ar QIAcube Connect MDx	9018472
Spin Column Adapter Rings (25)	Centrifūgas stobriņa adaptera gredzeni, kas paredzēti lietošanai ar centrifūgas stobriņiem ar skrūvējamu vāciņu; nav nepieciešami visiem protokoliem	990399

Jaunāko informāciju par licencēšanu un preču juridiskās atrunas skatiet attiecīgā QIAGEN komplekta rokasgrāmatā vai lietotāja rokasgrāmatā. QIAGEN komplektu lietotāja rokasgrāmatas un lietotāja instrukcijas ir pieejamas www.qiagen.com, kā arī tās var pieprasīt QIAGEN tehniskā atbalsta centros vai pie vietējiem preču izplatītājiem.

12 Dokumenta pārskatīšanas vēsture

Datums	Izmaiņas
R1, 2020. gada decembris	Sākotnējais izdevums.
R2, 2022. gada aprīlis	Pievienots paziņojums par ziņošanu par incidentiem. Atjaunināta URL for QIAcube Connect MDx tīmekļa vietne. Atjaunināta sadaļa "Informācija par pasūtīšanu".

QIAcube Connect MDx ierobežots licences līgums

Šī produkta izmantošana liecina par katra produkta pircēja vai lietotāja piekrišanu šādiem nosacījumiem:

1. Šo produktu drīkst lietot tikai saskaņā ar protokoliem, kuri ir iekļauti šī produkta komplektācijā un šajās lietošanas instrukcijās, un to drīkst lietot tikai kopā ar šajā komplektā iekļautajiem komponentiem. Uzņēmums QIAGEN nepiešķir nekāda veida licenci uz nevienu no tā intelektuālajiem īpašumiem, lai šajā komplektā iekļautos komponentus izmantotu kopā ar jebkādiem citiem komponentiem, kuri nav iekļauti šajā komplektā, vai apvienotu ar tiem, izņemot gadījumus, kas aprakstīti produkta komplektācijā un šajās lietošanas instrukcijās iekļautos protokolos, kā arī papildu protokolos, kuri pieejami tīmekļa vietnē www.qiagen.com. Dažus no šiem papildu protokoliem QIAGEN lietotāji nodrošina QIAGEN lietotājiem. Šie protokoli nav rūpīgi testēti vai optimizēti uzņēmumā QIAGEN. Uzņēmums QIAGEN nedz apliecina, nedz garantē, ka tie nepārkāpj trešo personu tiesības.
2. Uzņēmums QIAGEN nesniedz citas garantijas, izņemot skaidri norādītās licences, ka šis komplekts un/vai tā lietošana neaizskar trešo personu tiesības.
3. Šis komplekts un tā komponenti ir licencēti vienreizējai lietošanai, un tos nedrīkst izmantot atkārtoti, atjaunot vai pārdot tālāk.
4. Uzņēmums QIAGEN īpaši atsakās no jebkādam citām tiesām vai netiesām licencēm, izņemot tās, kuras nav skaidri norādītas.
5. Komplekta pircējs un lietotājs piekrīt neveikt un neatļaut citiem veikt nekādas darbības, kas varētu izraisīt vai veicināt jebkuras no iepriekš aizliegtajām darbībām. Uzņēmums QIAGEN var pieprasīt šī ierobežotā licences līguma aizliegumu īstenošanu jebkurā tiesā un apņemas atgūt visus savus izmeklēšanas un tiesas izdevumus, ieskaitot advokātu honorārus, kas radušies, īstenojot šo ierobežoto licences līgumu vai jebkuru no uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar komplektu un/vai tā sastāvdaļām.

Jaunākos licences nosacījumus skatiet vietnē www.qiagen.com

Preču zīmes: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcube®, Qproteome® (QIAGEN Group); DNA-ExitusPlus™ (AppliChem); RNaseZap® (Ambion, Inc.); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.); Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation); Gigasept®, Lysetol®, MikroZid® (Schülke & Mayr GmbH); DECON-QUAT® (Veltek Associates, Inc.). Tiek uzskatīts, ka šajā dokumentā minētie reģistrētie nosaukumi, preču zīmes u. c. ir aizsargāti ar likumu pat tad, ja tas nav īpaši norādīts.

HB-2794-002 04/2022 © 2022 QIAGEN, visas tiesības aizsargātas.

Pasūtīšana www.qiagen.com/contact | Tehniskais atbalsts support.qiagen.com | Tīmekļa vietne www.qiagen.com