

Δεκέμβριος 2017

Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού — Κιτ QIAasymphony® DSP HPV Media

Σωληνάρια/θήκες δειγμάτων και εκλουσμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το κιτ QIAasymphony DSP HPV Media και το QIAasymphony SP (έκδοση λογισμικού 5.0, πακέτο εργαστηριακού εξοπλισμού SOW-516-7)

Το παρόν έγγραφο είναι ο Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού του κιτ QIAasymphony DSP HPV Media, έκδοση 1, R1 για το πακέτο εργαστηριακού εξοπλισμού SOW-516-7.

Γενικές πληροφορίες

Το κιτ QIASymphony DSP HPV Media προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση.

Σημαντικό: Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, επιβεβαιώστε ότι είναι σύμφωνος με το πακέτο εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα QIASymphony.

Σημείωση: Το κιτ QIASymphony DSP HPV Media δεν είναι διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με διεύθυνση www.qiagen.com για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Υπόμνημα



Απαιτούμενα: Αυτά τα σωληνάρια απαιτούνται για χρήση μαζί με αυτό το πρωτόκολλο.



Καθοριζόμενα από τον χρήστη: Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και/ή την επαλήθευση, όπως εκείνος κρίνει σκόπιμο.



Δεν προτείνονται: Αυτά τα σωληνάρια δεν προορίζονται για χρήση μαζί με αυτό το πρωτόκολλο.

x/■ Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος (μl) ανά δείγμα και ανά πρωτόκολλο (επισημαίνεται με x)/με δυνατότητα ανίχνευσης πύγματος.

x/□ Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος (μl) ανά δείγμα και ανά πρωτόκολλο (επισημαίνεται με x)/χωρίς δυνατότητα ανίχνευσης πύγματος.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη πως διατίθενται και άλλα σωληνάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα κιτ QIASymphony, δεν προτείνονται ωστόσο για κανένα από τα πρωτόκολλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το κιτ.

Συρτάρι «Sample» (δείγμα), φορέας σωληναρίων

Προμηθευτής	Υλικό	Αρ. καταλ.	Ονομασία στην οθόνη αφής	Ένθετο	Πρωτόκολλο	
					PC2500_HC2	SP800_HC2
BD*	14 ml Falcon® polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Δεν απαιτείται ένθετο	x/□	
QIAGEN	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	997055	QIA#997055 T2.0 Conical blue	03/3B		x/□

* Η BD ήταν ο προηγούμενος προμηθευτής αυτού του σωληναρίου και η Corning Inc. είναι τώρα ο νέος προμηθευτής.

Συρτάρι «Eluate» (έκλουσμα)

Προμηθευτής	Υλικό	Παράδειγμα αρ. καταλ.	Κατηγορία	Ονομασία στην οθόνη αφής	Προσαρμογέας στις υποδοχές έκλουσης	Πρωτόκολλο	
						PC2500_HC2	SP800_HC2
QIAGEN	Hybridization microplate	6000-1203	Micro Plate	QIA#6000-1203 *MTP96 RB	96 φρεατίων, στρογγυλού πυθμένα, QS (υποδοχή ψύξης 1) Οι υποδοχές έκλουσης 2-4 δεν χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη διαδικασία		

* Υποδεικνύει εργαστηριακό εξοπλισμό που μπορεί να ψυχθεί με χρήση προσαρμογέα ψύξης με ή χωρίς γραμμωτό κώδικα.

Για πληροφορίες παραγγελίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Ιστορικό αναθεώρησης

Ιστορικό αναθεώρησης εγγράφου	
R1 12/2017	Ενημέρωση για το λογισμικό QIASymphony έκδοση 5.0

Για τις τρέχουσες πληροφορίες άδειας και αποποιήσεις σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο ή οδηγίες χρήσης του kit QIAGEN®. Τα εγχειρίδια και οι οδηγίες χρήσης των kit QIAGEN είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.qiagen.com. Μπορείτε επίσης να τα ζητήσετε από το Τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της QIAGEN ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Εμπορικά σήματα: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (Όμιλος QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.). Οι καταχωρημένες ονομασίες, τα εμπορικά σήματα κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως μη προστατευμένα από το νόμο, ακόμη και αν δεν επισημαίνονται ειδικά ως τέτοια.
12/2017 HB-1554-L04-001 © 2017 QIAGEN, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Παραγγελίες www.qiagen.com/shop | Τεχνική υποστήριξη support.qiagen.com | Ιστότοπος www.qiagen.com