

ožujak 2022.

Važna napomena

Poštovani korisniče kompleta *artus*[®] SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit,

tvrtka QIAGEN predana je zadovoljavanju potreba svojih kupaca te vam kontinuirano nastojimo pružiti najbolju vrijednost u proizvodima i uslugama. Zato vas želimo obavijestiti o promjeni informacija koje se nalaze u Uputama za upotrebu (priručnik) za komplet *artus* SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit.

U Tablici 17 priručnika parametri analize za kanal Yellow na Rotor-Gene[®] Q (RGQ) MDx sada uključuju **Uklanjanje sumnjive vrijednosti: prag učinkovitosti reakcije** do vrijednosti od **-85 %** (novi parametar označen je plavim tekstom u Tablici 1 u nastavku).

Tablica 1. Parametri analize za RGQ MDx

Kanali	Green	Red	Yellow
Prag fluorescencije	0,03	0,03	0,03
Ispravak nagiba	Da	Da	Da
Dinamička epruveta	Da	Da	Da
Početna točka	Ne	10 – 20	10 – 20
Uklanjanje sumnjive vrijednosti: prag učinkovitosti reakcije	Da Omogućeno 0 %	Ne	Da Omogućeno -85%
Ciklusi skraćenog početka	5	5	5
Granični ciklusi	Za Ct > 38,00 smatra se da iznosi 40,00	Ne	Za Ct > 35,00 smatra se da iznosi 40,00

Novi parametar analize dodan je kako bi se spriječio moguće netočno poništavanje valjanosti i/ili lažno pozitivni rezultati, a promjena ne utječe na radne značajke proizvoda. Softver za analizu neće se promijeniti.

Ove informacije bit će dodane i u buduće revizije priručnika.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Tehničkoj službi tvrtke QIAGEN ili svojem lokalnom predstavniku tvrtke QIAGEN.

S poštovanjem,

vaš tim tvrtke QIAGEN