



Červen 2022

# Návod k použití sady QIAAsymphony® DSP DNA Mini Kit (protokolový list)

DNA\_Buffy\_Coat\_200\_V7 DSP protokol

Verze 2



K diagnostickému použití in vitro

K použití se sadou QIAAsymphony DSP DNA Mini Kit (192)



937236



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Německo

R1

Protokol je k dispozici v elektronické podobě a najdete jej na produktové stránce v záložce zdroje na adrese [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Všeobecné informace

Sada QIASymphony DSP DNA Kit je určena k diagnostickým účelům in vitro.

Tento protokol je určen k purifikaci celkové genomové a mitochondriální DNA z čerstvé nebo zmrazené lidské plné krve pomocí sady QIASymphony SP a QIASymphony DSP DNA Mini Kit.

<b>Sada</b>	Minisada QIASymphony DSP DNA Mini Kit (kat. č. 937236)
<b>Materiál vzorku</b>	Buffy coat (antikoagulováno EDTA, citrátem nebo heparinem)
<b>Název protokolu</b>	DNA_BC_200_V7_DSP
<b>Výchozí kontrolní sada analýzy</b>	ACS_BC_200_V7_DSP
<b>Editovatelné</b>	Eluční objem: 200, 300 a 400 µl
<b>Požadovaná verze softwaru</b>	Verze 4.0 nebo vyšší
<b>Požadovaná konfigurace softwaru k použití IVD</b>	Výchozí profil 1

## Zásuvka „Sample“ (Vzorek)

<b>Typ vzorku</b>	Lidská plná krev (EDTA, citrát, nebo heparinem anti-koagulační)
<b>Objem vzorku</b>	Záleží na typu použité zkumavky; další informace naleznete v seznamu laboratorního vybavení, který je k dispozici na produktové stránce na adrese <a href="http://www.qiagen.com">adrese www.qiagen.com</a> v záložce zdroje.
<b>Odběrové zkumavky vzorku</b>	–
<b>Zkumavky sekundárního vzorku</b>	Další informace jsou uvedeny v seznamu laboratorního vybavení, který lze nalézt pod záložkou zdroje na produktové stránce na adrese <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> .
<b>Vložky</b>	Záleží na typu použité zkumavky; další informace naleznete v seznamu laboratorního vybavení, který je k dispozici na produktové stránce na adrese <a href="http://www.qiagen.com">adrese www.qiagen.com</a> v záložce zdroje.

– = neuvedeno.

## Zásuvka „Reagents and Consumables“ (Reagencie a spotřební materiál)

<b>Pozice A1 a/nebo A2</b>	Kazeta s reagenty (RC)
<b>Poloha B1</b>	–
<b>Držák se stojánkem pro špičky 1–17</b>	Jednorázové filtrační špičky, 200 nebo 1500 µl
<b>Držák boxu jednotky 1–4</b>	Jednotkové krabice obsahující kazety pro přípravu vzorků nebo 8-Rod Covers

– = neuvedeno.

## Zásuvka „Waste“ (Odpad)

<b>Držák boxu jednotky 1–4</b>	Prázdňé jednotkové krabice
<b>Držák odpadních sáčků</b>	Odpadní sáček
<b>Držák nádoby na tekutý odpad</b>	Prázdňá lahev na kapalný odpad

## Zásuvka „Eluate“ (Eluát)

Eluční stojánek (doporučujeme použít chladicí pozici, slot 1)

Další informace jsou uvedeny v seznamu laboratorního vybavení, který lze nalézt pod záložkou zdroje na produktové stránce na adrese [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Požadované plastové vybavení

Plastové vybavení	Jedna šarže, 24 vzorků*	Dvě šarže, 48 vzorků*	Tři šarže, 72 vzorků*	Čtyři šarže, 96 vzorků*
Disposable filter-tips, 200 µl†	2	2	2	2
Disposable filter-tips, 1500 µl†	110	212	314	416
Sample prep cartridges§	18	36	54	72
8-Rod Covers¶	3	6	9	12

\* Použití méně než 24 vzorků na šarži snižuje počet filtračních špiček k jednorázovému použití požadovaných na jeden běh.

† Jeden stojánek na špičky obsahuje 32 špiček s filtrem.

‡ Počet požadovaných filtračních špiček zahrnuje filtrační špičky pro 1 inventární sken na jeden RC.

§ V jednotkové krabici je 28 kazet pro přípravu vzorků.

¶ V jednotkové krabici je dvanáct 8-Rod Covers.

Poznámka: Udávaný počet filtračních špiček se liší od počtu zobrazeného na dotykové obrazovce v závislosti na nastaveních. Doporučujeme načíst maximální možný počet špiček.

## Eluční objem

Eluční objem se vybírá na dotykové obrazovce. V závislosti na typu vzorku a obsahu DNA se může konečný eluční objem změnit až o 15 µl směrem dolů vůči zvolenému objemu. Protože se eluční objem může měnit, doporučujeme zkontrolovat aktuální objem eluátu při používání systému automatického nastavení kvantitativní analýzy, který před přenosem neověřuje eluční objem. Eluce při nižších objemech zvyšuje konečnou koncentraci DNA, ale mírně snižuje výtěžnost. Doporučujeme používat eluční objem vhodný pro zamýšlenou aplikaci v dalších krocích.

## Příprava materiálu vzorků

Při manipulaci s chemikáliemi vždy používejte vhodný laboratorní pracovní oděv, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Další informace si vyhledejte v příslušných bezpečnostních listech (BL) které obdržíte od dodavatele výrobku.

Obecná doporučení pro odběr, transport a skladování jsou uvedena ve schváleném pokynu CLSI MM13-A „Odběr, transport, příprava a skladování vzorků pro molekulární metody“. Dále je třeba při přípravě, skladování, přepravě a obecné manipulaci se vzorky dodržovat pokyny výrobce vybraného zařízení pro odběr vzorků.

## Vrstva buffy coat

Vrstva buffy coat je frakce plné krve obohacená o leukocyty. Účinnost obohacení leukocytů závisí na postupu použitém k přípravě vrstvy buffy coat a na přesnosti, s jakou je vrstva buffy coat extrahována. Připravte vrstvu buffy coat centrifugací vzorků plné krve se standardním antikoagulantem (EDTA, citrát nebo heparin) při 900–1100 x g po dobu 10 minut při pokojové teplotě (15–25 °C). Po centrifugaci lze rozlišit 3 různé frakce: horní čirá vrstva je plazma, střední vrstva je vrstva buffy coat obsahující koncentrované leukocyty a spodní vrstva obsahuje koncentrované erytrocyty. Z 10 ml centrifugované plné krve by měl být odebrán přibližně 1 ml frakce obsahující leukocyty, což

v průměru poskytuje 5–6násobné obohacení. Například z 10 ml plné krve s počtem bílých krvinek  $6 \times 10^6$  buněk/ml se získá 1 ml vrstvy buffy coat. Za předpokladu 5násobného obohacení bílých krvinek to znamená  $3 \times 10^7$  buněk/ml. Proto se v protokolu, který používá 200  $\mu$ l vrstvy buffy coat, použije  $6 \times 10^6$  buněk.

Abyste zabránili přetížení postupu purifikace DNA, nepřipravujte vzorky buffy coat s  $> 10$ násobným obohacením. Pokud mají vzorky vrstvy buffy coat  $> 10$ násobné obohacení, zředte vzorky na 10násobné nebo nižší obohacení pomocí PBS nebo použijte méně výchozího materiálu při postupu purifikace DNA.

Vzorky vrstvy buffy coat lze použít okamžitě, krátkodobě skladovat až 7 dní při teplotě 2–8 °C nebo skladovat při –20 °C nebo –80 °C pro pozdější purifikaci DNA. Zmrazené vzorky je třeba rychle rozmrazit ve vodní lázni o teplotě 37 °C za mírného míchání, aby se zajistilo důkladné promíchání, a poté je před zahájením postupu vyrovnat na pokojovou teplotu (15–25 °C). Pro zajištění spolehlivého přenosu vzorku se vyhněte tvorbě pěny ve zkumavkách. Snažte se zabránit vzniku krevních sraženin ve vzorcích a v případě potřeby přeneste vzorek bez sraženin do čerstvé zkumavky.

Poznámka: Stabilita alikvoty závisí na různých faktorech a souvisí s konkrétní následnou aplikací. Uživatel je povinen konzultovat návod k použití konkrétní navazující aplikace používané v jeho laboratoři a/nebo ověřit celý pracovní postup za účelem stanovení vhodných podmínek skladování.

## Uchovávání eluátů

Doporučuje se vyjmout destičku s eluáty ze zásuvky „Eluate“ (Eluát) ihned po skončení cyklu. Eluční destičky mohou být ponechány v přístroji QIASymphony SP po skončení běhu přes noc (maximálně 12 hodin, včetně doby běhu; doporučené podmínky prostředí: relativní vlhkost 18–26 °C a relativní vlhkost 20-75%). V závislosti na teplotě a vlhkosti může docházet ke kondenzaci nebo vypařování eluátů.

Pro krátkodobé skladování lze eluáty uchovávat při pokojové teplotě po dobu až 2 týdnů. Pro dlouhodobé skladování doporučujeme skladovat při teplotách 2–8 °C, –20 °C nebo –80 °C. Zmrazené eluáty se nesmí rozmrazovat více než třikrát.

Poznámka: Stabilita eluátů závisí na různých faktorech a souvisí s konkrétní následnou aplikací. Byla stanovena pro sady QIASymphony DSP DNA Mini Kit ve spojení s příkladnými následnými aplikacemi. Uživatel je povinen konzultovat návod k použití konkrétní navazující aplikace používané v jeho laboratoři a/nebo ověřit celý pracovní postup za účelem stanovení vhodných podmínek skladování.

## Důležitý bod před zahájením

- Magnetické částice QIASymphony mohou kopurifikovat RNA, pokud je ve vzorku přítomna. Chcete-li minimalizovat obsah RNA ve vzorku, přidejte před zahájením postupu do vzorku RNázu A. Konečná koncentrace RNázy A by měla být 2 mg/ml.

## Omezení a interferující látky





Vzorky krve s vysokou koncentrací triglyceridů (> 30 g/l) mohou vést ke snížení výtěžnosti gDNA.

Poznámka: Veďte prosím na vědomí, že během vývoje soupravy QIASymphony DSP DNA Mini Kit nebyly pozorovány žádné známky toho, že by heparin měl negativní vliv na výkon. Norma ISO 20186-2:2019(E) uvádí, že heparin ze zkumavek na odběr krve může ovlivnit čistotu izolovaných nukleových kyselin a případný přenos do eluátů by mohl způsobit inhibici v některých následných aplikacích. Je proto na odpovědnosti uživatele, aby ověřil, zda má heparin negativní vliv na jeho pracovní postup.

Poznámka: Testování bylo provedeno pomocí příkladných následných aplikací pro posouzení kvality extrahovaných nukleových kyselin. Různé navazující aplikace však mohou mít různé požadavky na čistotu (tj. nepřítomnost potenciálních interferujících látek), takže identifikace a testování příslušných látek musí být rovněž stanoveny jako součást vývoje navazující aplikace pro jakýkoli pracovní postup zahrnující sadu QIASymphony DSP DNA Mini Kit.

## Symboly

V tomto dokumentu se vyskytují následující symboly. Úplný seznam symbolů použitých v návodu k použití nebo na obalu a označení naleznete v příručce.

Symbol	Definice symbolu
	Tento výrobek splňuje požadavky evropského nařízení 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
	Zdravotnický prostředek k diagnostice in vitro
	Katalogové číslo
Rn	R znamená revizi návodu k použití a n je číslo revize
	Výrobce

## Historie revizí

Revize	Popis
R1, červen 2022	Verze 2, revize 1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualizace na verzi 2 kvůli souladu s nařízením IVD</li><li>• Doplnění oddílu Omezení a interferující látky</li><li>• Přidání oddílu Uchovávání eluátů</li><li>• Přidání oddílu Symboly</li><li>• Aktualizace oddílu Příprava materiálu vzorků</li></ul>

Aktuální licenční informace a odmítnutí odpovědnosti specifická pro výrobek jsou uvedeny v příslušné příručce pro sadu QIAGEN® nebo v uživatelské příručce. Příručky k soupravám QIAGEN a uživatelské příručky jsou k dispozici na webových stránkách [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) nebo si je lze vyžádat od technické podpory společnosti QIAGEN či místního distributora.

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (skupina QIAGEN). Registrované názvy, ochranné známky atd. použité v tomto dokumentu, i když nejsou výslovně takto označeny, nelze považovat za nechráněné zákonem. 06/2022 HB-3029-S04-001© 2022 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.