

Červen 2020

# Seznam laboratorního vybavení – sada QIAasymphony<sup>®</sup> DSP HPV Media Kit

Alikvot a eluční zkumavky/stojánky, které lze použít se sadou QIAasymphony DSP HPV Media Kit a přístrojem QIAasymphony SP (verze softwaru 5.0; balení laboratorního vybavení SOW-516-8)

Tento dokument představuje seznam laboratorního vybavení R1 sady QIAasymphony DSP HPV Media Kit, verze 1, pro balení laboratorního vybavení SOW-516-8.




## Všeobecné informace

Sada QIASymphony DSP HPV Media Kit je určena pro diagnostické účely in vitro.

**Důležité:** Než použijete tento seznam laboratorního vybavení, ověřte, že vyhovuje balení laboratorního vybavení, které je nainstalováno na vašem systému QIASymphony.

**Poznámka:** Sada QIASymphony DSP HPV Media Kit není dostupná ve Spojených státech amerických. Dostupnost produktu najdete na stránkách [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

### Vysvětlivky

-  Doporučuje se: Tyto zkumavky jsou určeny k použití v kombinaci s tímto protokolem.
  -  Definováno uživatelem: Uživatel odpovídá za definování a/nebo validaci podle toho, co uživatel považuje za vhodné.
  -  Nedoporučeno: Tyto zkumavky nejsou určeny k použití v kombinaci s tímto protokolem.
  - x/■ Minimální objem alikvotu (µl) vyžadovaný pro alikvot podle protokolu (označen x)/možná detekce sraženiny.
  - x/□ Minimální objem alikvotu (µl) vyžadovaný pro alikvot podle protokolu (označen x)/není možná detekce sraženiny.
- Poznámka:** Nezapomeňte, že jsou k dispozici další zkumavky, které lze použít v kombinaci s ostatními sadami QIASymphony, ale nejsou doporučeny pro žádné protokoly, které lze použít s touto sadou.

## Zásuvka „Sample“ (Alikvot), nosič zkumavek

Dodavatel	Materiál	Kat. č.	Název na dotykové obrazovce	Vložka	Protokol	
					PC2500_HC2	SP800_HC2
BD*	14 ml Falcon® polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Vložka se nevyžaduje	x/□	
QIAGEN	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	997055	QIA#997055 T2.0 Conical blue	03/3B		x/□

\* Dříve byla dodavatelem těchto zkumavek společnost BD a novým dodavatelem je nyní společnost Corning Inc.

## Zásuvka „Eluate“ (Eluát)

Dodavatel	Materiál	Příklad kat. č.	Kategorie	Název na dotykové obrazovce	Adaptér na elučních slotech	Protokol	
						PC2500_HC2	SP800_HC2
QIAGEN	Hybridization microplate	6000-1203	Micro Plate	QIA#6000-1203 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS (chladicí slot 1) Eluční sloty 2–4 se v tomto postupu nepoužívají.		

\* Označuje laboratorní vybavení, které lze chladit chladicím adaptérem s čárovým kódem nebo bez něj.

Informace o objednávce naleznete na adrese [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

## Historie revizí

Historie revizí dokumentu	
R1 06/2020	Vydání nového balení laboratorního vybavení

Aktuální licenční informace a odmítnutí odpovědnosti specifická pro výrobek jsou uvedeny v příslušné příručce pro sadu QIAGEN® nebo v uživatelské příručce. Příručky k sadám QIAGEN a uživatelské příručky jsou k dispozici na stránkách [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) nebo si je lze vyžádat od technických služeb společnosti QIAGEN nebo místního distributora.

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.). Registrované názvy, ochranné známky atd. použité v tomto dokumentu, i když takto nejsou konkrétně označeny, nesmějí být považovány za nechráněné zákonem. 06/2020 HB-1554-L05-001 © 2020 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.

---

Objednávky [www.qiagen.com/shop](http://www.qiagen.com/shop) | Technická podpora [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Webová stránka [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)