

Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού — QIASymphony® DSP AXpH DNA Kit




Σωληνάρια/θήκες δειγμάτων και εκλουσμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το kit QIASymphony DSP AXpH DNA και το QIASymphony SP (έκδοση λογισμικού 4.0, πακέτο εργαστηριακού εξοπλισμού SOW-516-6)

Διαχείριση έκδοσης

Το παρόν έγγραφο είναι ο κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού του kit QIASymphony DSP AXpH DNA για το πακέτο εργαστηριακού εξοπλισμού SOW-516-6, έκδοση 1, αναθεώρηση 1.

Σημαντικό: Πρωτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, επιβεβαιώστε ότι είναι σύμφωνος με το πακέτο εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα QIASymphony.


Υπόμνημα

-  Προτείνονται: Αυτά τα σωληνάρια προορίζονται για χρήση μαζί με αυτό το πρωτόκολλο.
-  Καθοριζόμενα από το χρήστη: Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και/ή την επαλήθευση, όπως εκείνος κρίνει σκόπιμο.
-  Δεν προτείνονται: Αυτά τα σωληνάρια δεν προορίζονται για χρήση μαζί με αυτό το πρωτόκολλο.
- x/■ Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος (μl) ανά δείγμα και ανά πρωτόκολλο (επισημαίνεται με x)/με δυνατότητα ανίχνευσης πηγματος.
- x/□ Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος (μl) ανά δείγμα και ανά πρωτόκολλο (επισημαίνεται με x)/χωρίς δυνατότητα ανίχνευσης πηγματος.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη πως διατίθενται και άλλα σωληνάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα kit QIASymphony, δεν προτείνονται ωστόσο για κανένα από τα πρωτόκολλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το kit.

Συρτάρι «Sample» (δείγμα), φορέας σωληναρίων

Σημείωση: Διασφαλίστε ότι αφαιρείτε τους στυλεούς επιχρίσματος πριν τη χρήση των σωληναρίων στο QIASymphony SP.

					Πρωτόκολλο
Προμηθευτής	Υλικό	Παράδειγμα αρ. καταλ.	Ονομασία στην οθόνη αφής	Ένθετο	AXpH
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Δεν απαιτείται ένθετο	

* Η BD ήταν ο προηγούμενος προμηθευτής αυτού του σωληναρίου και η Corning Inc. είναι τώρα ο νέος προμηθευτής.

Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού — QIAasymphony DSP AXpH DNA Kit

Συρτάρι «Sample», φορέας σωληναρίων (πρωτεΐνάση K)

Σημείωση: Εφαρμόζεται μόνο στο πρωτόκολλο SP2000_V2_DSP.

Σημείωση: Ο φορέας σωληναρίων που περιέχει πρωτεΐνάση K πρέπει να τοποθετηθεί στην υποδοχή A του συρταριού «Sample» του QIAasymphony SP.

					Πρωτόκολλο
Προμηθευτής	Υλικό	Παράδειγμα αρ. καταλ.	Ονομασία στην οθόνη αφής	Ένθετο	AXpH
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Δεν απαιτείται ένθετο	

* Η BD ήταν ο προηγούμενος προμηθευτής αυτού του σωληναρίου και η Corning Inc. είναι τώρα ο νέος προμηθευτής.

Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού — QIA Symphony DSP AXpH DNA Kit

Συρτάρι «Eluate» (έκλουσμα)

Προμηθευτής	Υλικό	Παράδειγμα αρ. καταλ.	Κατηγορία	Όνομασία στην οθόνη αφής	Προσαρμογέας στις υποδοχές έκλουσης [†]	Πρωτόκολλο
						AXpH
Greiner Bio-One	Polystyrene Microplate, 96 well, u-bottom	650161	Micro Plate	GR#650161 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS (υποδοχή ψύξης 1)	✓
				GR#650161 MTP96 RB	Δεν απαιτείται προσαρμογέας (υποδοχές μη ψύξης 2–3)	✗
QIAGEN	Elution Microtubes CL 96	19588	Deep Well	QIA#19588 *EMTR	Elution Microtube Rack QS (υποδοχή ψύξης 1)	✓
				QIA#19588 EMTR	Δεν απαιτείται προσαρμογέας (υποδοχές μη ψύξης 2–3)	✗

* Υποδεικνύει εργαστηριακό εξοπλισμό που μπορεί να ψυχθεί με χρήση προσαρμογέα ψύξης με γραμμωτό κώδικα (μεταφέρσιμο και χρησιμοποιήσιμο στο QIA Symphony AS).

** Υποδεικνύει εργαστηριακό εξοπλισμό που μπορεί να ψυχθεί με χρήση προσαρμογέα ψύξης χωρίς γραμμωτό κώδικα (μη μεταφέρσιμο και μη χρησιμοποιήσιμο στο QIA Symphony AS).

† Μη χρησιμοποιείτε πλάκες 96 φρεατίων στην «Elution slot 4» (υποδοχή έκλουσης 4) διότι ο ρομποτικός βραχίονας δεν έχει πρόσβαση σε όλες τις θέσεις.

Για πληροφορίες παραγγελίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Για τις τρέχουσες πληροφορίες άδειας και αποποιήσεις σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο ή οδηγίες χρήσης του kit QIAGEN. Τα εγχειρίδια και οι οδηγίες χρήσης των kit QIAGEN είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.qiagen.com.

Μπορείτε επίσης να τα ζητήσετε από το Τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της QIAGEN ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Εμπορικά σήματα: QIAGEN®, QIASymphony® (Όμιλος QIAGEN Group)· BD™ (Becton, Dickinson and Company)· Corning®, Falcon® (Corning, Inc.)· Bio-One® (Greiner Bio-One GmbH). Οι καταχωρημένες ονομασίες, τα εμπορικά σήματα κ.λπ. που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, δεν θα πρέπει να θεωρούνται μη προστατευμένα από το νόμο, ακόμη και αν δεν επισημαίνονται ειδικά ως τέτοια.

Ιανουάριος -16 HB-0300-L05-001 © 2012–2016 QIAGEN, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

