

# Popis laboratorijskih proizvoda — QIAasymphony® DSP AXpH DNA Kit

## Epruvete/stalci za uzorke i eluate koje se mogu rabiti s kompletom QIAasymphony DSP AXpH DNA te QIAasymphony SP (inačica softvera 4.0; paket za laboratorijske proizvode SOW-516-6)

### Upravljanje inačicom

Ovaj dokument predstavlja popis laboratorijskih proizvoda kompleta QIAasymphony DSP AXpH DNA za koje se može primjenjivati paket za laboratorijske proizvode SOW-516-6, verzija 1, revizija 1.

**Važno:** Prije nego što se počnete koristiti ovim popisom laboratorijskih proizvoda, potvrdite njegovu konzistentnost s paketom za laboratorijske proizvode instaliranim na vašem sustavu QIAasymphony.

### Legenda

- Preporučeno: Ove epruvete predviđene su za primjenu u kombinaciji s ovim protokolom.
- Korisnički definirano: Korisnik je odgovoran za definiranje i/ili validiranje na način koji smatra odgovarajućim.
- Nije preporučeno: Ove epruvete nisu predviđene za primjenu u kombinaciji s ovim protokolom.
- x/■ Minimalan volumen uzorka ( $\mu$ l) potreban po uzorku i protokolu (obilježeno s x)/moguća detekcija ugrušaka.
- x/□ Minimalan volumen uzorka ( $\mu$ l) potreban po uzorku i protokolu (obilježeno s x)/nije moguća detekcija ugrušaka.

**Napomena:** Vodite računa da su raspoložive i druge epruvete koje se mogu primjenjivati u kombinaciji s kompletima QIAasymphony, ali da njihovo korištenje nije preporučljivo za protokole koji se primjenjuju uz ovaj komplet.

### Pretinac za "Sample" (uzorke), nosač epruveta

**Napomena:** Obvezno uklonite brisove prije primjene epruveta u QIAasymphony SP.

					Protokol
Dobavljač	Materijal	Primjer kat. br.	Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir	Umetak	AXpH
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Umetak nije potreban	□

\* Raniji dobavljač ovih epruveta bila je tvrtka BD, a sada je tvrtka Corning Inc.

# Popis laboratorijskih proizvoda — QIASymphony DSP AXpH DNA Kit

---

**Pretinac za "Sample", nosač epruveta (proteinaza K)**

**Napomena:** Odnosi se samo na SP2000\_V2\_DSP protokol.

**Napomena:** Nosač epruvete s protenzom K mora se staviti u slot A pretinca za "Sample" u QIASymphony SP.

					<b>Protokol</b>
<b>Dobavljač</b>	<b>Materijal</b>	<b>Primjer kat. br.</b>	<b>Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir</b>	<b>Umetak</b>	<b>AXpH</b>
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Umetak nije potreban	

\* Raniji dobavljač ovih epruveta bila je tvrtka BD, a sada je tvrtka Corning Inc.

# Popis laboratorijskih proizvoda — QIASymphony DSP AXpH DNA Kit

## Pretinac za "Eluate" (eluat)

						Protokol
Dobavljač	Materijal	Primjer kat. br.	Kategorija	Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir	Adapter na slotovima za eluaciju <sup>†</sup>	AXpH
Greiner Bio-One	Polystyrene Microplate, 96 well, u-bottom	650161	Micro Plate	GR#650161 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS (rashladni slot 1)	■
				GR#650161 MTP96 RB	Nije potreban adapter (slotovi 2–3 nisu rashladni)	■
QIAGEN	Elution Microtubes CL 96	19588	Deep Well	QIA#19588 *EMTR	Elution Microtube Rack QS (rashladni slot 1)	■
				QIA#19588 EMTR	Nije potreban adapter (slotovi 2–3 nisu rashladni)	■

\* Ukazuje na laboratorijski proizvod koji se može hladiti primjenom adaptera za hlađenje s crtičnim kodom (prenosiv i primjenjiv na QIASymphony AS).

\*\* Ukazuje na laboratorijski proizvod koji se može hladiti primjenom adaptera za hlađenje bez crtičnog koda (neprenosiv i neprimjenjiv na QIASymphony AS).

† Ne rabite ploče s 96 jažica za "slot za eluaciju 4" jer robotska ruka ne može dosegnuti sve pozicije.

Za informacije o naručivanju, posjetite internetsku stranicu [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

Za aktualne informacije o licencama i izjave o odricanju vezane za proizvod, pogledajte priručnik za odgovarajući komplet QIAGEN ili korisničku uputu. Priručnici za komplete QIAGEN i korisničke upute raspoloživi su na internetskoj stranici [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)

ili se mogu zatražiti od tehničke podrške tvrtke QIAGEN ili od lokalnog zastupnika.

Trgovački žigovi: QIAGEN®, QIASymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.); Bio-One® (Greiner Bio-One GmbH). Registrirana imena, trgovački žigovi, itd, koji se primjenjuju u ovom dokumentu, čak i ako nisu označeni kao takvi, moraju se smatrati zaštićenim zakonom.

Siječnja -16 HB-0300-L05-001 © 2012–2016 QIAGEN, sva prava pridržana.

