



Luglio 2023

Nota importante

Periodo di conservazione cDNA *therascreen*[®] FGFR RGQ RT-PCR Kit (24),
RIF 874711

Gentile cliente del *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit,

tenere presente che le informazioni delle Istruzioni per l'uso relative alla conservazione a breve termine del cDNA a una temperatura tra -30 e -15°C non sono corrette.

Le informazioni corrette nella procedura di "Trascrizione inversa" a pag. 28, fase 21, relative alla conservazione a breve termine dei campioni di cDNA, sono le seguenti:

Conservare i campioni di cDNA fino a quando vengono utilizzati come input per la fase PCR. Per la conservazione a breve termine, i campioni possono essere conservati a una temperatura di $2 - 8^{\circ}\text{C}$ per un massimo di 5 giorni oppure a una temperatura compresa tra -30 e -15°C per un massimo di **10** giorni.

Per l'uso continuato del RIF 874711 *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit:

- Utilizzare le informazioni sulla conservazione del cDNA descritte in questa Nota importante.
- Esaminare il presente avviso insieme al direttore medico/di laboratorio.
- Inoltrare queste informazioni a tutti coloro che, all'interno della vostra organizzazione, utilizzano il RIF 874711 *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit Versione 1.

Azioni intraprese da QIAGEN

QIAGEN sta lavorando alla correzione delle Istruzioni per l'uso (manuale).

Traduzioni della presente Nota importante

QIAGEN fornisce la Nota importante stampata in lingua inglese. Le traduzioni della Nota importante sono disponibili in formato elettronico PDF. È possibile accedere ai documenti tradotti nella scheda Product Resources (Risorse del prodotto) della pagina del *therascreen*[®] FGFR RGQ RT-PCR Kit su www.qiagen.com.

Per eventuali dubbi o domande, ti preghiamo di contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN di zona mediante i seguenti dati di contatto:

Filiali QIAGEN

www.qiagen.com/de/about-us-old/contact/global-contacts/subsidiaries

Partner commerciali e importatori QIAGEN

www.qiagen.com/de/about-us-old/contact/global-contacts/distributors-and-importers

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato e ti ringraziamo anticipatamente per la sua cortese collaborazione.

Distinti saluti,

QIAGEN

www.qiagen.com

Marchi commerciali: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], *therascreen*[®] (Gruppo QIAGEN). I marchi registrati, di fabbrica e così via utilizzati in questo documento, anche se non indicati in modo specifico come tali, devono essere considerati come protetti dalla legge.
1132390IT 07-2023 HB-3436-001 © 2023 QIAGEN, tutti i diritti riservati.