

Nota importante

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, RIF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), RIF 870311

Stimato cliente del *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

è stato precedentemente informato che QIAGEN ha modificato le Istruzioni per l'uso dei *therascreen* EGFR PCR Kit per ridurre il rischio derivante da artefatti di fluorescenza che determinino esecuzioni non valide o risultati falsi positivi alle mutazioni e per sottolineare l'importanza di un'accurata miscelazione dei reagenti. È stato introdotto un cut-off inferiore per il delta C_T (ΔC_T) e un ulteriore controllo manuale dei valori delta CT (ΔCT) per evitare risultati falsi positivi dovuti a tali artefatti di fluorescenza.

In questa Nota importante, desideriamo informarla che l'identificazione automatica dei risultati nel Software Rotor-Gene è stata aggiornata e che sono state pubblicate nuove revisioni del corrispondente manuale del kit:

- Revisione 7 di RIF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revisione 5 di RIF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Queste nuove revisioni del manuale includono tutte le corrispondenti modifiche alle Istruzioni per l'uso. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla cronologia del documento del manuale applicabile al *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit.

Il pacchetto di esame per l'identificazione automatica dei risultati (disponibile solo per RIF 874111) è disponibile per il download alla pagina web del prodotto *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit all'indirizzo www.qiagen.com. Andare a Product Resources (Risorse del prodotto) > Supplementary Protocols (Protocolli supplementari) per scaricare il pacchetto di esame.

Traduzioni della presente Nota importante

QIAGEN fornisce la Nota importante stampata in lingua inglese. Le traduzioni della Nota importante sono disponibili in formato elettronico PDF. È possibile accedere ai documenti tradotti nella scheda Product Resources (Risorse del prodotto) della pagina di prodotto corrispondente su www.qiagen.com.

Per eventuali dubbi o domande, La preghiamo di contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN di zona. Per informazioni di contatto, La invitiamo a consultare le seguenti pagine Web:

Filiali QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Partner commerciali e importatori QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Distinti saluti,

QIAGEN

www.qiagen.com