

August 2020

Wichtiger Hinweis

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender des *therascreen* EGFR RGQ PCR Kits,

Sie wurden zuvor darüber informiert, dass QIAGEN die Gebrauchsanweisungen für die *therascreen* EGFR PCR Kits überarbeitet hat, um das Risiko für ungültige Läufe oder falsch positive Mutationsergebnisse aufgrund von Fluoreszenzartefakten soweit wie möglich zu reduzieren und die Wichtigkeit einer gründlichen Mischung der Reagenzien zu betonen. Es wurden ein niedrigerer Cut-off-Wert für Delta C_T (ΔC_T) festgelegt und eine zusätzliche manuelle Überprüfung der Delta-CT-Werte (ΔCT) eingeführt, um eventuelle falsch positive Ergebnisse aufgrund solcher Fluoreszenzartefakte zu vermeiden.

Mit diesem wichtigen Hinweis möchten wir Sie darüber informieren, dass die automatische Ergebnisbestimmung in der Rotor-Gene Software aktualisiert und neue, überarbeitete Fassungen der entsprechenden Kit-Handbücher herausgegeben wurden:

- Version 7 für REF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Version 5 für REF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Diese neuen Versionen der Handbücher enthalten alle entsprechenden Änderungen der Gebrauchsanweisung. Weitere Details finden Sie im Revisionsverlauf des jeweiligen *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit Handbuchs.

Das Assay-Paket für die automatische Ergebnisbestimmung (nur verfügbar für REF 874111) steht auf der Produktseite zum *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit unter www.qiagen.com zum Download zur Verfügung. Navigieren Sie zu Product Resources (Produktressourcen) > Supplementary Protocols (Zusatzprotokolle), um das Assay-Paket herunterzuladen.

Übersetzungen dieses wichtigen Hinweises

QIAGEN stellt den wichtigen Hinweis in gedruckter Form in englischer Sprache bereit. Übersetzungen des wichtigen Hinweises sind elektronisch als PDF (Portable Document Format) verfügbar. Sie finden die übersetzten Dokumente unter der Registerkarte „Product Resources“ (Produktressourcen) auf der entsprechenden Produktseite unter www.qiagen.com.

Mit Ihren Fragen oder Bedenken können Sie sich gern an den örtlichen Technischen Service von QIAGEN wenden. Kontaktinformationen finden Sie auf den folgenden Webseiten:

QIAGEN Niederlassungen:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

QIAGEN Handelspartner und Importeure:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Mit freundlichen Grüßen

QIAGEN

www.qiagen.com