

Mode d'emploi de QIASymphony® DSP Circulating DNA Kit (liste du matériel de laboratoire)

Tubes/portoirs à échantillons et à éluats pouvant être utilisés avec QIASymphony DSP Circulating DNA Kit et l'instrument QIASymphony SP (version logicielle 5.0 et supérieures ; lot de matériel de laboratoire SOW-516-8)

Version 5

IVD

Utilisation prévue pour le diagnostic in vitro

À utiliser avec QIASymphony DSP Circulating DNA Kit



REF

937556



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Allemagne

R1

La liste du matériel de laboratoire en version électronique se trouve sous l'onglet Ressources de la page du produit sur www.qiagen.com

Informations générales

L'utilisation de QIASymphony DSP Circulating DNA Kit est réservée au diagnostic in vitro.

Important : Avant d'utiliser cette liste du matériel de laboratoire, vérifiez qu'elle correspond au lot de matériel de laboratoire installé sur le système QIASymphony.

Légende



Recommandation : ces tubes sont destinés à une utilisation associée à ce protocole.



Défini par l'utilisateur : l'utilisateur est responsable de la définition et/ou de la validation s'il les juge pertinentes.



Non recommandé : ces tubes ne sont pas destinés à être utilisés avec ce protocole.



Volume d'échantillon minimum (μ l) requis par échantillon et par protocole (indiqué par x)/détection d'un caillot possible.



Volume d'échantillon minimum (μ l) requis par échantillon et par protocole (indiqué par x)/détection d'un caillot impossible.

Remarque : D'autres tubes sont disponibles et peuvent être utilisés avec d'autres troussees QIASymphony, mais ils ne sont pas recommandés, quel que soit le protocole pouvant être employé avec cette trousse.

Tiroir « Sample » (Échantillon), porte-tubes

Remarque : Assurez-vous d'avoir retiré les écouvillons avant d'insérer les tubes dans le QIASymphony SP.

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Nom sur l'écran tactile	Insert	Protocole		
					circDNA_1000_DSP_V1	circDNA_2000_DSP_V3	circDNA_4000_DSP_V3
BD ^{®*}	14 mL Falcon [®] polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Élément d'insertion inutile	1400 [†] /■	2400 [†] /■	4500 [†] /■
Sarstedt	2 mL Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72.693	SAR#72.693 T2.0 Screw	03, 3B	1200 [†] /■		

* BD était l'ancien fournisseur de ces tubes et Corning[®] Inc. est le fournisseur actuel.

† L'utilisation de volumes d'échantillon inférieurs aux volumes indiqués entraîne l'attribution d'un indicateur de résultat « valid » (valide) aux échantillons (code d'erreur 140043, mode Enable Less Sample [Autoriser une quantité moindre d'échantillon]). Le mode « Enable less sample » (autoriser une quantité moindre d'échantillon) a été conçu pour utiliser tout le liquide disponible lors de la détection d'un niveau de liquide et d'un caillot si un volume inférieur à celui indiqué ci-dessus a été détecté pendant le transfert de l'échantillon (volumes minimum : 700 µl (tube Sarstedt de 2 ml) et 900 µl (tube BD de 14 ml) pour circDNA 1000; 1,4 ml pour circDNA 2000 et 3,6 ml pour circDNA 4000. Les volumes pipetés en moins (différence de 1,0 ml, 2,0 ml et 4,0 ml du volume initial) sont affichés dans le fichier des résultats des échantillons correspondants.

‡ Si le volume d'échantillon disponible est inférieur au volume autorisé en mode Enable less sample (Autoriser une quantité moindre d'échantillon), les échantillons sont désignés comme « invalid » (non valides) (code d'erreur 140036 MinPresenceHandling [GestionMinPrésence]). Le paramètre définit le volume d'échantillon qui doit être détecté par l'instrument QS pour que le traitement de l'échantillon débute. Si un volume inférieur est détecté, l'échantillon sera marqué comme étant non valide dès le début de l'analyse et le volume entier de l'échantillon restera dans le tube initial d'échantillon pour une répétition d'analyse potentielle après un ajustement manuel du volume de remplissage. L'indication « Not enough liquid available » (Liquide disponible insuffisant) s'affiche dans le fichier de résultat des échantillons concernés.

Tiroir « Sample » (échantillon), fente A (protéinase K) du porte-tubes

QIASymphony DSP Circulating DNA Kit contient une solution de protéinase K prête à l'emploi.

Remarque : Les tubes contenant la protéinase K sont placés dans un porte-tubes. Le tube contenant la protéinase K doit être placé de préférence en position 1. Lorsque plusieurs tubes doivent être chargés, ils doivent être placés en positions 1, 2 et/ou 3 dans la fente A du tiroir « Sample » (échantillon).

Remarque : La préparation du volume de protéinase K en fonction du nombre d'échantillons est décrite dans la fiche de protocole correspondante.

						Protocole		
Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Catégorie	Nom sur l'écran tactile	Adaptateur d'échantillon	circDNA_1000_DSP_V1	circDNA_2000_DSP_V3	circDNA_4000_DSP_V3
BD*	14 mL Falcon® polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Élément d'insertion inutile	Aucun adaptateur n'est nécessaire			

* BD était l'ancien fournisseur de ces tubes et Corning Inc. est le fournisseur actuel.

Tiroir « Eluate » (Éluat)

Protocole

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Catégorie	Nom sur l'écran tactile	Adaptateur sur les fentes d'éluat†	circDNA_1000_DSP_V1	circDNA_2000_DSP_V3	circDNA_4000_DSP_V3
QIAGEN	Elution Microtubes CL 96	19588	Deep Well	QIA#19588* EMTR	Elution Microtube Rack QS, 96-wells, n° de réf. 9020730 (emplacement de refroidissement 1)			
Eppendorf®	1.5 mL Eppendorf LoBind Snap Cap Safe-Lock tube	0030108.051	Tube, 1.5 mL	EP#0030108.051* T1.5 Snap Cap	Micro tube Snap Cap QS, 24-wells, n° de réf. : 9020731 (fente réfrigérante 1) †			
Sarstedt®	1.5 mL Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72607	Tube, 1.5 mL Adapter V2	SAR#72.607* T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS, 24-wells, n° de réf. 9020674 (fente réfrigérante 1)			












* Indique le matériel de laboratoire pouvant être réfrigéré à l'aide d'un support réfrigérant muni d'un code-barres.




† Support non transférable et utilisable automatiquement sur le QIASymphony AS.

Pour commander, consulter le site www.qiagen.com.

Symboles

Les symboles suivants apparaissent dans le mode d'emploi ou sur l'emballage et les étiquettes :

Symbole	Définition du symbole
	Contient des volumes suffisants de réactifs pour <N> réactions
	Date limite d'utilisation
	Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne 2017/746 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Numéro de référence
	Numéro de lot
	Numéro de matériel (c.-à-d. étiquette de composant)
	Composants
	Contient
	Nombre
	Code d'article international (Global Trade Item Number, GTIN)
Rn	R désigne une révision du mode d'emploi et n représente le numéro de révision

Symbole	Définition du symbole
	Limites de température
	Fabricant
	Consulter le mode d'emploi
	Avertissement/mise en garde
PROTK	Protéinase K
WELL	Numéro du puits (c.-à-d. puits de la cartouche de réactif)
REAG CART	Cartouche de réactif
Sodium azide	Azoture de sodium
EtOH	Éthanol
UDI	Identifiant unique du dispositif

Historique des révisions

Révision	Description
R1, Juin 2022	<p>Version 4, révision 1</p> <ul style="list-style-type: none">Mise à jour à la version 2 par conformité aux exigences de l'IVDRSection Tiroir « Sample » (Échantillon), porte-tubes : Remarque ajoutée pour le risque résiduel lié à l'utilisation de tubes FIX
R1, Janvier 2023	<p>Version 5, Révision 1</p> <ul style="list-style-type: none">Mise à jour pour ajout de BioScript pour un volume d'échantillon de 1 ml (circDNA_1000_DSP)Mise à jour de circDNA 2000 DSP et circDNA 4000 DSP pour (a) retirer les tubes FIX et (b) adapter le mode « Enable less sample » (autoriser une quantité moindre d'échantillon) par l'attribution d'un indicateur de résultat « valid » (valide) et d'un code d'erreur 140043

Pour obtenir des informations mises à jour sur la licence et les clauses de responsabilité spécifiques des produits, consultez le manuel de la trousse ou le manuel d'utilisation QIAGEN® approprié. Les manuels des trousse et les manuels d'utilisation QIAGEN sont disponibles à l'adresse www.qiagen.com ou peuvent être demandés auprès des services techniques QIAGEN ou de votre distributeur local.

Marques de commerce : QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony®, (QIAGEN Group) ; BD® (Becton, Dickinson and Company) ; Corning®, Falcon® (Corning, Inc.) ; Eppendorf® (Eppendorf AG) ; Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.). Les marques déposées, marques de commerce et autres marques citées dans ce document doivent être considérées comme protégées par la loi, même si elles ne sont pas spécifiquement signalées comme telles.

01/2023 HB-3034L02-001 © 2023 QIAGEN, tous droits réservés.

Cette page est intentionnellement laissée vierge

Cette page est intentionnellement laissée vierge

Commander sur www.qiagen.com/shop | Assistance technique support.qiagen.com | Site Web www.qiagen.com