

December 2017

Lijst met laboratoriummaterialen — QIASymphony[®] DSP HPV Media-kit

Buisjes en rekken voor monsters en eluaat die kunnen worden gebruikt met de QIASymphony DSP HPV Media-kit en de QIASymphony SP (softwareversie 5.0; laboratoriummaterialenpakket SOW-516-7)

Dit document is de QIASymphony DSP HPV Media-kit, versie 1, *lijst met laboratoriummaterialen* R1 voor laboratoriummaterialenpakket SOW-516-7.




Algemene informatie

De QIASymphony DSP HPV Media-kit is bedoeld voor in-vitrodiagnostisch gebruik.

Belangrijk: Voordat u deze lijst met laboratoriummaterialen gebruikt, moet u bevestigen dat deze overeenkomt met het laboratoriummaterialenpakket dat op uw QIASymphony-systeem is geïnstalleerd.

Opmerking: De QIASymphony DSP HPV Media-kit is niet beschikbaar in de Verenigde Staten. Ga naar www.qiagen.com voor meer informatie over de beschikbaarheid van dit product.

Legenda

-  Aanbevolen: deze buisjes zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met dit protocol.
-  Door de gebruiker gedefinieerd: de gebruiker is verantwoordelijk om naar eigen inzicht te definiëren en/of te valideren.
-  Niet aanbevolen: deze buisjes zijn niet bedoeld voor gebruik in combinatie met dit protocol.
- x/■ Minimaal vereist monstervolume (µl) per monster per protocol (aangegeven door x) / stollingsdetectie mogelijk.
- x/□ Minimaal vereist monstervolume (µl) per monster per protocol (aangegeven door x) / stollingsdetectie niet mogelijk.

Opmerking: Houd er rekening mee dat er andere buizen verkrijgbaar zijn die kunnen worden gebruikt in combinatie met andere QIASymphony-kits, maar niet worden aanbevolen voor protocollen die met deze kit kunnen worden gebruikt.

Lade "Sample" (monsterlade), buizendrager

Leverancier	Materiaal	Cat.nr.	Naam op aanraakscherm	Inzetstuk	Protocol	
					PC2500_HC2	SP800_HC2
BD*	Polystyren Falcon®-buisje van 14 ml met ronde bodem, 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Geen inzetstuk nodig	x/□	
QIAGEN	Microbuisje van 2 ml, PP, ZONDER RAND	997055	QIA#997055 T2.0, conisch, blauw	03/3B		x/□

* BD was de vorige leverancier van deze buisjes en Corning Inc. is nu de nieuwe leverancier.

Lade "Eluate" (eluaatlade)

Leverancier	Materiaal	Voorbeeldcat.nr.	Categorie	Naam op aanraakscherm	Adapter op elutiesleuven	Protocol	
						PC2500_HC2	SP800_HC2
QIAGEN	Microfiterplaat voor hybridisatie	6000-1203	Microfiterplaat	QIA#6000-1203 *MTP96 RB	96-wells QS met ronde bodem (koelsleuf 1) Elutiesleuven 2-4 worden niet gebruikt in deze procedure		

* Duidt op laboratoriummateriaal dat kan worden gekoeld met behulp van een koeladapter met of zonder barcode.

Ga voor bestelinformatie naar www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Revisiegeschiedenis

Revisiegeschiedenis document	
R1 12/2017	Update voor QIASymphony-software versie 5.0

Zie de handleiding of gebruiksaanwijzing van de desbetreffende QIAGEN®-kit voor actuele informatie over licenties en productspecifieke vrijwaringsclausules. Handleidingen en gebruiksaanwijzingen van QIAGEN-kits zijn verkrijgbaar via www.qiagen.com of kunnen worden aangevraagd bij de technische dienst van QIAGEN of uw plaatselijke distributeur.

Handelsmerken: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.). Geregistreerde namen, handelsmerken, etc. die in dit document worden gebruikt, moeten altijd als wettelijk beschermd worden beschouwd, zelfs als ze niet specifiek als zodanig zijn aangegeven.
12/2017 HB-1554104-001 © 2017 QIAGEN, alle rechten voorbehouden.

Bestellen www.qiagen.com/shop | Technische hulp support.qiagen.com | Website www.qiagen.com