

Augustus 2020

## Belangrijk bericht

*therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

*therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Beste gewaardeerde klant van de *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

U bent er eerder over geïnformeerd dat QIAGEN de gebruikshandleiding van de *therascreen* EGFR PCR Kits heeft herzien om risico's die voortkomen uit fluorescentie-artefacten en tot ongeldige runs of foutieve mutatiepositieve resultaten leiden te verminderen en het belang van afdoende mengen van reagentia te benadrukken. Een lagere grenswaarde voor de delta  $C_T$  ( $\Delta C_T$ ) en een aanvullende handmatige controle voor de delta CT-waarden ( $\Delta CT$ ) is geïntroduceerd om fout-positieve resultaten als gevolg van dergelijke fluorescentie-artefacten te voorkomen.

In dit belangrijke bericht willen we u erover informeren dat het automatisch oproepen van resultaten in de Rotor-Gene-software is bijgewerkt en dat nieuwe herzieningen van de handleiding van de betreffende kit zijn uitgebracht:

- Revisie 7 voor REF 874111 *therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revisie 5 voor REF 870311 *therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Deze nieuwe handleidingherzieningen bevatten alle bijbehorende wijzigingen aan de gebruikshandleidingen. Raadpleeg de document-herzieningsgeschiedenis van de toepasselijke handleiding van de *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit voor meer informatie.

---

Het assaypakket voor het automatisch oproepen van resultaten (alleen beschikbaar voor REF 874111) kan worden gedownload op de webpagina van de *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit via [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Ga naar Product Resources (Producthulpmiddelen) > Supplementary Protocols (Aanvullende protocollen) om het assaypakket te downloaden.

Vertalingen van dit belangrijke bericht

QIAGEN verstrekt het gedrukte belangrijke bericht in het Engels. Vertalingen van het belangrijke bericht zijn elektronisch beschikbaar in pdf-formaat. U kunt de vertaalde documenten bekijken via het tabblad Product Resources (Producthulpmiddelen) van de betreffende productpagina op [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw plaatselijke technische serviceafdeling van QIAGEN. Ga voor contactgegevens naar de volgende webpagina's:

QIAGEN-dochtermaatschappijen:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

QIAGEN-handelspartners en -importeurs:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Met vriendelijke groet,

QIAGEN

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)