

Важна забележка

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Уважаеми клиенти, използващи набора *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

Вече бяхте информирани, че QIAGEN редактира инструкциите за употреба на наборите *therascreen* EGFR PCR Kit, за да се намали рискът, произхождащ от артефакти във флуоресцентното изображение, които водят до невалидни цикли или фалшиво положителни резултати за мутация, и за да се подчертае важноста на пълното смесване на реактивите. Бяха въведени по-ниска гранична стойност на делта СТ (ΔC_T) и допълнителна ръчна проверка на стойностите на делта СТ (ΔC_T) с цел избягване на фалшиво положителни резултати поради такива артефакти във флуоресцентното изображение.

С настоящата важна забележка бихме желали да Ви информираме, че автоматичното съобщаване на резултати в софтуера Rotor-Gene е актуализирано и че са пуснати нови редакции на наръчните за съответните набори:

- редакция 7 за REF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- редакция 5 за REF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Тези нови редакции на наръчните включват всички съответни промени в инструкциите за употреба. За повече подробности, моля, вижте историята на редакциите на документа за приложимия наръчник за *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit.

Пакетът за анализ за автоматично съобщаване на резултати (предлага се само за REF 874111) е достъпен за изтегляне на страницата на продукта *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit в www.qiagen.com. За да изтеглите пакета за анализ, отидете на „**Product Resources**“ (Продуктови ресурси) > „**Supplementary Protocols**“ (Допълнителни протоколи).

Преводи на настоящата важна забележка

QIAGEN осигурява отпечатаната важна забележка на английски език. Преводите на важната забележка са достъпни по електронен път в преносим формат за документи (PDF). Можете да получите достъп до преведените документи в раздел „Product Resources“ (Продуктови ресурси) на страницата на съответния продукт в www.qiagen.com.

Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с местния отдел за технически услуги на QIAGEN. За информация за контакт посетете следните уебстраници:

Филиали на QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Търговски партньори на QIAGEN и вносители:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

С уважение,

QIAGEN

www.qiagen.com