

Joulukuu 2017

Laboratoriotarvikeluettelo — QIAsymphony[®] DSP HPV Media Kit -tarvikesarja

Näyte- ja eluaattiputket/-telineet, joita voidaan käyttää QIAsymphony DSP HPV Media Kit -tarvikesarjan sekä QIAsymphony SP:n (ohjelmistoversio 5.0, laboratoriotarvikepaketti SOW-516-7) kanssa

Tämä asiakirja on QIAsymphony DSP HPV Media Kit -tarvikesarjan version 1 *laboratoriotarvikeluettelo* R1 laboratoriotarvikepaketille SOW-516-7.




Yleistä

QIASymphony DSP HPV Media Kit -tarvikesarja on tarkoitettu in vitro -diagnostiikkaan.

Tärkeää: varmista ennen laboratoriovälineluettelon käyttöä, että luettelo sopii QIASymphony-järjestelmääsi asennettuun laboratoriotarvikepakettiin.

Huomautus: QIASymphony DSP HPV Media Kit -tarvikesarja ei ole saatavissa Yhdysvalloissa. Katso tuotteen saatavuuteen liittyvät tiedot osoitteesta www.qiagen.com.

Malli

-  Suositus: Näitä putkia kuuluu käyttää yhdessä tässä protokollassa.
-  Käyttäjän määrittämä: Käyttäjä on vastuussa määrittämisestä ja/tai validoinnista oman harkintansa mukaan.
-  Ei suositella: Näitä putkia ei pidä käyttää yhdessä tässä protokollassa.

- x/■ Vähimmäisnäytetilavuus (µl) vaaditaan per näyte per protokolla (merkitään x:llä) / hyytymien tunnistaminen mahdollista.
- x/□ Vähimmäisnäytetilavuus (µl) vaaditaan per näyte per protokolla (merkitään x:llä) / hyytymien tunnistaminen ei mahdollista.

Huomautus: Huomaa, että saatavilla on muita putkia, joita voidaan käyttää yhdessä muiden QIASymphony-tarvikesarjojen kanssa, mutta niiden käyttöä ei suositella protokoliin, joissa tätä tarvikesarjaa voidaan käyttää.

Sample (Näyte) -lokero, putkikuljetin

Toimittaja	Materiaali	Tuotenumero	Nimi kosketusnäytössä	Asetin	Protokolla	
					PC2500_HC2	SP800_HC2
BD*	14 ml:n Falcon®-putki, polystyreeninen, pyöreäpohjainen 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Asetinta ei tarvita	x/□	
QIAGEN	2 ml:n Micro-putki, PP, REUNUKSETON	997055	QIA#997055 T2.0 Conical blue	03/3B		x/□

* BD oli aiempi toimittaja, ja Corning Inc. on uusi toimittaja.

Eluate (Eluaatti) -lokero

Toimittaja	Materiaali	Esimerkki tuotenro	Luokka	Nimi kosketusnäytössä	Eluutiipaikkojen adapteri	Protokolla	
						PC2500_HC2	SP800_HC2
QIAGEN	Hybridisaatiokuoppalevy	6000-1203	Mikrolevy	QIA#6000-1203 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS (jäähdytyspaikka 1) Eluaatiipaikkoja 2-4 ei käytetä tässä toimenpiteessä		

* Laboratorioväline voidaan viilentää viilennysadapterilla, jossa on viivakoodi tai ei ole viivakoodia.

Katso tilaustiedot osoitteesta www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Muutoshistoria

Asiakirjan muutoshistoria	
R1 12/2017	Päivitys QIASymphony-ohjelmistoversiolle 5.0

Voimassa olevat lisenssitiedot ja tuotekohtaiset vastuuvapauslausekkeet ovat saatavilla tuotekohtaisista QIAGEN®-pakkausten käyttöoppaista tai käsikirjoista. QIAGEN-sarjojen käsikirjat ja käyttöoppaat löytyvät osoitteesta www.qiagen.com, tai niitä voi tiedustella QIAGENin teknisestä huollosta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tavaramerkki: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.). Tässä asiakirjassa mainittuja rekisteröityjä nimiä, tavaramerkkejä jne. on pidettävä lain suojaamina, vaikkei niitä olisi erityisesti sellaisiksi merkitty. 12/2017 HB-1554-104-001 © 2017 QIAGEN, kaikki oikeudet pidätetään.

Tilaukset www.qiagen.com/shop | Tekninen tuki support.qiagen.com | Verkkosivusto www.qiagen.com