

重要須知

2022 年 1 月

EZ1® DSP 試劑盒新式二維條碼

敬愛的客戶您好，

QIAGEN® 近期宣布即將推出新的磁珠萃取平台 EZ2® Connect MDx。計劃於 2022 年進行這臺新儀器的查驗登記及發布。（產品上市情況因各地區而異。請聯絡銷售代表瞭解詳細資訊。）

本公司想要通知您，EZ1 DSP 試劑匣標籤（位於 EZ1 DSP Virus Kit 及 EZ1 DSP DNA Blood Kit，產品編號分別為 62724 及 62124）已完成最佳化，並相容於這些試劑匣，以便未來在 EZ2 Connect MDx 儀器使用。試劑匣本身所附小標籤上新增了二維條碼。此條碼包含試劑匣類型及試劑匣有效期限等資訊。這將使新型儀器利用「裝載檢查」新功能，檢查是否針對所選操作程序在儀器裝載了正確的試劑匣。

此標籤修改對 EZ1 儀器上受影響試劑匣的使用沒有影響。試劑匣內的試劑成分及試劑匣材料本身亦不受影響。

如果您對此通知有任何疑問，請聯絡 QIAGEN 技術服務部或當地 QIAGEN 代表。

敬頌 商祺

QIAGEN

商標：QIAGEN®、Sample to Insight®、EZ1®、EZ2® (QIAGEN Group)。即使沒有特別標明，本文中使用的註冊名稱、商標等也仍受法律保護。

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN，保留所有權利。

Sample to Insight

