

Tärkeä ilmoitus

Tammikuu 2022

EZ1® DSP -reagenssikasettien uudet 2D-viivakoodit

Arvoisa asiakkaamme,

QIAGEN® ilmoitti hiljattain uuden magneettihelmiin perustuvan eristysalustan EZ2® Connect MDx julkaisemisesta. Tämä uusi laite on tarkoitus rekisteröidä ja tuoda markkinoille vuonna 2022. (Tuotteen saatavuus vaihtelee alueittain. Kysy lisätietoja myyntiedustajalta.)

Haluamme tiedottaa, että EZ1 DSP -kasettien (kuuluvat EZ1 DSP Virus Kit -sarjaan ja EZ1 DSP DNA Blood Kit -sarjaan, tuotenrot 62724 ja 62124) etiketti on jo optimoitu niin, että kasetit ovat yhteensopivia EZ2 Connect MDx -laitteen kanssa. Kasettiin on kiinnitetty pieni etiketti, jossa on 2D-viivakoodi. Viivakoodi sisältää erinäisiä tietoja, kuten kasetin tyyppin ja viimeisen käyttöpäivän. Siksi uusi laite pystyy tarkistamaan, onko laitteeseen asetettu valittuun protokollaan soveltuva kasetti. Tätä uutta ominaisuutta kutsutaan täytötarkistukseksi.

Tämä etiketin muutos ei vaikuta kasettien käyttöön EZ1-laitteissa. Kasettien sisältämien reagenssien koostumus tai itse kasetin materiaali eivät ole muuttuneet.

Jos teillä on kysyttävää tästä ilmoituksesta, ottakaa yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun tai paikalliseen QIAGENin edustajaan.

Parhain terveisin

QIAGEN

Tavaramerkit: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Tässä asiakirjassa mainitut rekisteröidyt nimet, tavaramerkit jne. saattavat silti olla lain suojaamia, vaikkei niitä olisi erityisesti sellaisiksi merkitty.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, kaikki oikeudet pidätetään.