

Viktig merknad

Januar 2022

Nye 2D-strekkoder på EZ1® DSP-reagenskassetter

Kjære kunde

QIAGEN® annonserte nylig den kommende lanseringen av den nye magnetkulebaserte ekstraksjonsplattformen EZ2® Connect MDx. Registrering og utgivelse av dette nye instrumentet er planlagt 2022. (Produkttilgjengeligheten varierer etter region. Ta kontakt med salgsrepresentanten for å få mer informasjon.)

Vi vil gjerne informere om at etiketten til EZ1 DSP-kassetten (i EZ1 DSP Virus Kit og EZ1 DSP DNA Blood Kit, hhv. kat.nr. 62724 og 62124) allerede er optimert for å være kompatibel ved fremtidig bruk av disse kassetten på EZ2 Connect MDx-instrumentet. En 2D-strekkode er lagt til på den lille etiketten som er festet til selve kassetten. Denne strekkoden inneholder informasjon som kassettype og kassettenes utløpsdato. Dette gjør at det nye instrumentet kan sjekke om den riktige kassetten har blitt lastet på instrumentet for den valgte protokollen, ved å bruke den nye funksjonen for innsetningskontroll.

Denne modifikasjonen av etiketten har ingen innvirkning på bruken av de berørte kassetten på EZ1-instrumenter. Sammensetningen av reagensene inne i kassetten og selve kassettmaterialet påvirkes ikke.

Hvis du har spørsmål om denne meldingen, kan du kontakte QIAGENs tekniske serviceavdeling eller den lokale QIAGEN-representanten.

Med vennlig hilsen

QIAGEN

Varemerker: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Registrerte navn, varemerker, osv. som brukes i dette dokumentet, kan fortsatt være beskyttet av lov, selv om de ikke spesifikt er merket som dette.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN. Med enerett.

Sample to Insight

