

QIAprep Spin Miniprep Kit ご利用のお客様へ

平素より QIAGEN 製品をご愛顧いただきまして有難うございます。

この度、QIAprep Spin Miniprep Kit のカラム形状が一新されました。以下の補足説明をお読みください。

QIAprep Spin Miniprep Kit は、カラムフリッツを追加し、安定性の改善を行ないました。同カラムの新名称は、QIAprep 2.0 Spin カラムとなります。その他のキット内容等の変更はございません。また、従来品と変わらぬパフォーマンスの確認もしております。キットには新たにローディングダイを同梱し、アガロースゲル電気泳動でご使用いただけます。

この変更に伴い、ハンドブックおよび Quick-Start Protocol の一部に変更が加わりました。実験の前には Quick-Start Protocol をご一読いただきますようお願い申し上げます。

詳細は、QIAprep Miniprep Handbook の最新英語版をご参照ください。以下の QIAGEN ウェブサイトから入手可能です。

www.qiagen.com/handbooks

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

Tel: 03-6890-7300、FAX: 03-5547-0818、E-mail: techservice-jp@qiagen.com

Trademarks: QIAGEN®, QIAprep® (QIAGEN Group).

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 2400729 05/2015 © 2015 QIAGEN, all rights reserved.

www.qiagen.com

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II
Tel: 03-6890-7300 | Fax: 03-5547-0818 | E-mail: techservice-jp@qiagen.com