

Martie 2016

Notă importantă

Stimate client,

Dorim să vă informăm cu privire la modificările aduse **limitei de blanc (LOB) și limitei de detecție (LOD) pentru mutația G12V**, pentru kitul **therascreen® KRAS Pyro®** (QIAGEN, nr. cat. 971460). Aceste modificări se bazează pe mai multe investigații amănunțite ale QIAGEN.

LOB a fost modificată de la 0,0% unități la 4,9% unități, iar LOD a fost modificată de la 1,0% unități la 8,0% unități. Manualul kitului *therascreen KRAS Pyro* și Ghidul de pornire rapidă *KRAS Pyro Plug-in* vor fi actualizate pentru a reflecta aceste modificări. Nu au fost făcute modificări ale valorilor pentru alte mutații.

În cazul în care aveți întrebări, contactați Departamentul de servicii tehnice QIAGEN local.

Cu mulțumiri,

Echipa QIAGEN

Mărci comerciale: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, *therascreen®* (QIAGEN Group).
1101369 03/2016 HB-2091-001
© 2016 QIAGEN, toate drepturile rezervate.