

cis-Repressed pQE Vector Set (Cat. no. 32943) ご利用のお客様へ

平素より QIAGEN®製品をご愛顧頂きましてありがとうございます。

本製品は耐性遺伝子の変更により、SmaI 並びに XmaI の認識配列がマルチクローニングサイト以外にも導入されました。従いまして、SmaI 並びに XmaI はユニークな制限酵素ではなくなりましたので、クローニングを実施される際には、他の制限酵素をご使用ください。

ご不明な点等がございましたら弊社テクニカルサポート (Tel: 03-6890-7300) までお問い合わせください。

Trademarks: QIAGEN® (QIAGEN Group).

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 2400746 08/2015 © 2015 QIAGEN, all rights reserved.

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II  
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com

