

November 2007

QIAGEN PCR Cloning Kit、QIAGEN PCR Cloning *Plus* Kitご 使用のお客様へ

この度はQIAGEN PCR Cloning Kit、QIAGEN PCR Cloning *Plus* Kitをお選び
頂き有難うございます。

初めてこのキットをご使用になる方は、ご使用前に英語版Handbookと日
本語版ハンドブックをご覧ください。

例えば、弊社のキットでは選択マーカーとしてアンピシリン（100 μ l/ml
LB 寒天）あるいはカナマイシン（30 μ l/ml LB 寒天）が混合されたLB寒天
プレートを新しく調整し、使用するようになっています。他社の方法のよ
うに抗生物質、IPTGを表面に塗布した寒天培養では十分な結果がでない可
能性がありますので、ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。
TEL : 03-6890-7300、FAX : 03-5547-0818、E-mail : techservice-jp@qiagen.com
Trademarks : QIAGEN®(QIAGEN Group).

