



QIAGEN GmbH
QIAGEN Str. 1
40724 Hilden, Alemanha

Março de 2022

NOTA: LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES DESTA CARTA ANTES DE UTILIZAR O QIAstat-Dx GASTROINTESTINAL PANEL.

Atualização do ficheiro de definição de ensaio (FDE) do QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel para a versão 1.5

Estimado cliente,

A QIAGEN dedica-se a satisfazer as necessidades dos seus clientes e esforça-se continuamente para fornecer o melhor valor em produtos e serviços. Como tal, gostaríamos de informá-lo acerca da atualização do ficheiro de definição de ensaio (FDE) do QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel (N.º de cat. 691411).

Esta nova versão do FDE permite uma alteração ao protocolo, com vista a melhorar a fiabilidade dos testes e minimizar resultados falso-negativos do controlo interno. Além disso, o FDE permite que o ensaio seja executado a altitudes mais elevadas até 3100 m acima do nível do mar. Os clientes devem instalar este novo FDE nos seus sistemas antes de utilizarem o QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel. Esta atualização do FDE demora cerca de 1 minuto.

Para utilizar o novo FDE, será necessário importar a versão 1.5 do FDE do QIAstat-Dx Gastrointestinal para o seu QIAstat-Dx Analyzer 1.0. O FDE do QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel é compatível com o QIAstat-Dx Analyzer 1.0 com versão de software **1.3 e superiores**.

Como atualizar o FDE do seu QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel para a versão 1.5

A atualização do FDE do QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel para a versão 1.5 pode ser realizada pelos clientes. Se tiver algum problema durante a atualização, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN em support.qiagen.com



Para atualizar o FDE do seu QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel para a versão 1.5 e para importar a versão atualizada do ensaio para o seu QIAstat-Dx Analyzer 1.0, realize os seguintes passos:

1. Solicite o FDE ao seu representante de vendas QIAGEN ou acesse a <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>
2. No separador **Product Resources** (Recursos do produto), clique em **Protocol Files** (Ficheiros de protocolo) e transfira o ficheiro QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel ADF version 1.5 (Versão 1.5 do FDE do QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel). Guarde e descompacte o pacote. Copie o ficheiro ***.asy** para a pasta raiz do dispositivo de armazenamento USB (diretamente no dispositivo de armazenamento USB e não numa pasta do mesmo).
3. Insira o dispositivo de armazenamento USB que contém o FDE correspondente na porta USB do QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Prima o botão **Options** (Opções) e, em seguida, o botão **Assay Management** (Gestão de ensaios). O ecrã Assay Management (Gestão de ensaios) é apresentado na área de conteúdo do visor.
5. Prima o ícone **Import** (Importar) na parte inferior esquerda do ecrã.
6. Selecione o ficheiro FDE a ser importado do dispositivo de armazenamento USB.
7. Será apresentada uma caixa de diálogo que lhe solicita a confirmação do carregamento dos ficheiros.
8. Em seguida, poderá aparecer uma caixa de diálogo que lhe solicita a substituição da versão atual do FDE pela nova. Prima **Yes** (Sim) para confirmar.
9. Selecione **Assay Active** (Ensaio ativo) para permitir que o ensaio fique ativo.
10. Atribua o ensaio ativo ao utilizador premindo o botão **Options** (Opções) e, em seguida, o botão **User Management** (Gestão de utilizadores).
11. Selecione o utilizador ao qual deve ser dada autorização para executar o ensaio. Selecione **Assign Assays** (Atribuir ensaios) em **User Options** (Opções do utilizador).
12. Ative o ensaio e prima o botão **Save** (Guardar).

Para obter informações adicionais, consulte o manual de instruções do ensaio específico (QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel).

Em caso de dúvidas relativamente aos pontos acima, não hesite em contactar-nos através do seu representante de vendas QIAGEN.

Atenciosamente,

A sua equipa QIAGEN

www.qiagen.com