

August 2008

QIAquick® PCR Purification KitおよびMinElute® PCR Purification Kitをご使用のお客様へ

以下の製品は記載の各 Lot no.以降、製品内の構成成分である Buffer PBI が、Buffer PB と pH indicator I に分けて梱包されています。お届けする Buffer の容量は従来と変わりありません。

また、精製した PCR 産物を高感度なマイクロアレイ・アプリケーションで使用する場合は pH Indicator I を添加していない Buffer PB の使用をお奨めします。

Cat.no.	製品名	Lot no.
28104	QIAquick PCR Purification Kit (50)	130175302
28106	QIAquick PCR Purification Kit (250)	130176240
28004	MinElute PCR Purification Kit (50)	130174300
28006	MinElute PCR Purification Kit (250)	130175550

Trademarks: QIAGEN®, QIAquick®, MinElute® (QIAGEN Group).
ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。
Tel : 03-6890-7300、FAX : 03-5547-0818、E-mail : techservice-jp@qiagen.com

