

Mars 2016

Viktig anmärkning

Bäste kund,

Vi vill meddela dig om ändringar som gäller **gräns för blankprov (LOB, Limit of Blank) och gräns för detektion (LOD, Limit of Detection) för G12V-mutationen i *therascreen*[®] KRAS Pyro[®] Kit** (QIAGEN kat.nr 971460). Ändringarna grundar sig på flera ingående undersökningar som utförts av QIAGEN.

LOB har ändrats från 0,0 procentenheter till 4,9 procentenheter och LOD har ändrats från 1,0 procentenheter till 8,0 procentenheter. Handboken till *therascreen KRAS Pyro Kit* och snabbstartguiden till *KRAS Pyro Plug-in* kommer att uppdateras enligt ändringarna. Värdena för övriga mutationer har inte ändrats.

Kontakta den lokala avdelningen för QIAGENS tekniska support om du har frågor.

Vänliga hälsningar,

Ert QIAGEN-team

Varumärken: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], Pyro[®], *therascreen*[®] (QIAGEN Group).
1101369 03/2016 HB-2091-001
© 2016 QIAGEN, med ensamrätt.