

Belangrijk bericht

Januari 2022

Nieuwe 2D-barcodes op EZ1® DSP-reagenscartridges

Geachte klant,

Onlangs heeft QIAGEN® de lancering van het nieuwe magnetische, op beads gebaseerde extractieplatform, EZ2® Connect MDx, aangekondigd. De registratie en uitgave van dit nieuwe instrument zijn gepland voor 2022. (Beschikbaarheid van het product verschilt per regio. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.)

We willen u laten weten dat het label van de EZ1 DSP-cartridges (in de EZ1 DSP Virus Kit en de EZ1 DSP DNA Blood Kit, cat.nummers 62724 en 62124 respectievelijk) reeds geoptimaliseerd is zodat deze cartridges in de toekomst kunnen worden gebruikt op het EZ2 Connect MDx-instrument. Een 2D-barcode is toegevoegd aan het kleine label van de cartridge. Deze barcode bevat informatie zoals het cartridge type en de houdbaarheidsdatum van de cartridge. Hiermee kan het nieuwe instrument controleren of de juiste cartridge is geladen voor het geselecteerde protocol, door gebruik te maken van de nieuwe 'load check'-functie (lading controleren).

Deze aanpassing van het label heeft geen invloed op het gebruik van de cartridges in kwestie op EZ1-instrumenten. De samenstelling van de reagentia in de cartridge en het cartridge materiaal zelf worden niet beïnvloed.

Neem voor vragen omtrent dit bericht contact op met de technische diensten van QIAGEN of uw lokale QIAGEN-vertegenwoordiger.

Met vriendelijke groet,

QIAGEN

Handelsmerken: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Gedeponeerde namen, handelsmerken, etc. die in dit document worden gebruikt, ook al zijn deze niet specifiek als zodanig aangeduid, zijn mogelijk toch wettelijk beschermd.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, alle rechten voorbehouden.

Sample to Insight

