

Mars 2016

Viktig merknad

Kjære kunde

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at det er gjort endringer i **LOB (Limit of Blank) og LOD (Limit of Detection) for G12V-mutasjon** for *therascreen® KRAS Pyro®-settet* (QIAGEN kat.nr. 971460). Disse endringene er basert på flere inngående QIAGEN-undersøkelser.

LOB er endret fra 0,0 % enheter til 4,9 % enheter, og LOD er endret fra 1,0 % enheter til 8,0 % enheter. Håndbok for *therascreen KRAS Pyro-sett* og hurtigveiledning for *KRAS Pyro plugin-modul* vil bli oppdatert med disse endringene. Det er ikke gjort noen endringer i verdiene for andre mutasjoner.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med din lokale QIAGEN tekniske serviceavdeling.

Med vennlig hilsen

QIAGEN-teamet

Varemerker: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, *therascreen®* (QIAGEN Group).
1101369 03/2016 HB-2091-001
© 2016 QIAGEN, med enerett.